

ROTIXA 500 RS



Inhalt des Dokuments / content of the document

طريقة الاستعمال (AR)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

طريقة الاستعمال

ROTIXA 500 RS



ترجمة طريقة الاستعمال الأصلية



© 2023 - جميع الحقوق محفوظة لصالح

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 توتلينغن/ألمانيا

الهاتف: +49 (0) 7461/705-0

الفاكس: +49 (0) 7461/705-1125

البريد الإلكتروني: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

الإنترنت: www.hettichlab.com

6	1	بخصوص هذا المستند.
6	1.1	استخدام هذا المستند.
6	1.2	تعليمات النوع.
6	1.3	الرموز والعلامات في هذا المستند.
6	2	الأمان.
6	2.1	الغرض المحدد.
7	2.2	متطلبات للأفراد.
7	2.3	مسؤولية المشغل.
8	2.4	تعليمات الأمان.
10	3	نظرة عامة على الجهاز.
10	3.1	البيانات الفنية.
13	3.2	التسجيل الأوروبي.
13	3.3	ملصقات مهمة على العبوة.
14	3.4	ملصقات مهمة على الجهاز.
15	3.5	عناصر التحكم والشاشة.
15	3.5.1	التحكم.
15	3.5.2	عناصر الشاشة.
16	3.5.3	عناصر التحكم.
18	3.6	قطع الغيار الأصلية.
18	3.7	نطاق التسليم.
19	3.8	الإعادة.
19	4	النقل والتخزين.
19	4.1	ظروف النقل والتخزين.
19	5	التثبيت.
19	5.1	تفريغ جهاز الطرد المركزي.
21	5.2	تركيب وربط جهاز الطرد المركزي.
22	5.3	تبدال أجهزة الطرد المركزي وإيقافها.
23	6	التشغيل.
23	6.1	افتح الغطاء وأغلقه.
23	6.2	إزالة الدوار وتثبيته.
24	6.3	إدراج وإزالة عمود التعليق.
25	6.4	إدراج وإزالة المهابئ.
25	6.5	تحميل.
27	6.6	فتح وإغلاق نظام الأمان الحيوي.
27	6.6.1	التوضيح.
28	6.6.2	غطاء مع غطاء المسمار والتقب.
28	6.6.3	غطاء مع مغلق المسمار.
28	6.7	تعليمات التعبئة HettLiner.
30	6.8	الطرد المركزي.
30	6.8.1	الطرد المركزي في عملية مستمرة.
30	6.8.2	الطرد المركزي مع تأخير زمني.
31	6.8.3	قم بتغيير الإعدادات في أثناء الطرد المركزي.
31	6.9	وظيفة التوقف السريع.

31	تشغيل البرمجيات	7
31	7.1 مفتاح التبديل	
32	7.2 معلمات الطرد المركزي	
32	7.2.1 معلمات البدء والإيقاف	
32	7.2.2 مدة التشغيل	
32	7.2.3 سرعة الدوران دورة في الدقيقة	
33	7.2.4 تسجيل التأكيد المتكامل	
33	7.2.5 درجة الحرارة	
33	7.2.6 تسارع الطرد المركزي النسبي، تأكيد التسجيل	
33	7.2.7 ضبط تسارع الطرد المركزي النسبي (RCF/RZB)	
33	7.2.8 الطرد المركزي للمواد أو مخاليط المواد ذات الكثافة الأعلى من 1.2 كجم/دم ³	
34	7.2.9 نصف القطر للطرد المركزي	
34	7.3 البرمجة	
34	7.3.1 طلب البرنامج أو تحميله	
34	7.3.2 أدخل البرنامج أو قم بتغييره	
35	7.3.3 ذاكرة تخزين مؤقت تلقائية	
35	7.4 اكتشاف العنصر الدوار	
35	7.5 التبريد (لأجهزة الطرد المركزي مع التبريد)	
35	7.5.1 ملاحظات على التبريد	
35	7.5.2 التبريد الاحتياطي	
35	7.5.3 التبريد المسبق للعنصر الدوار	
35	7.6 التسخين (لأجهزة الطرد المركزي مع التسخين)	
36	7.7 قائمة الآلة	
36	7.7.1 معلومات نظام الاستعلام	
36	7.7.2 الاستعلام عن ساعات العمل	
36	7.7.3 إشارة صوتية	
36	7.7.3.1 عام	
37	7.7.3.2 ضبط الإشارة الصوتية	
37	7.7.4 يتم عرض بيانات الطرد المركزي بعد التشغيل	
37	7.7.5 إعداد التاريخ والوقت	
38	7.8 اختصارات البرنامج	
38	7.8.1 ربط البرامج أو تغيير رابط البرنامج	
38	7.8.2 تشغيل الطرد المركزي برابط البرنامج	
39	7.8.3 حذف روابط البرنامج	
39	8 التنظيف والرعاية	
39	8.1 جدول النظرة العامة	
40	8.2 تعليمات التنظيف والتطهير	
41	8.3 التنظيف	
41	8.4 التعقيم	
42	8.5 الصيانة	
43	9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
43	9.1 وصف الأخطاء	
44	9.2 قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي	
44	9.3 الإصدار في حالة الطوارئ	

45	التصرف	10
45	10.1 ملاحظات عامة	
47	الفهرس	11

1 بخصوص هذا المستند

1.1 استخدام هذا المستند

- يجب قراءة هذا المستند بالكامل وبإعتناء قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
- يجب مراعاة ملفات التعليمات المرفقة الأخرى عند الضرورة.
- يعد هذا المستند جزءاً من الجهاز ويجب وضعه في مكان يسهل الوصول إليه.
- أرفق هذا المستند عند منح الجهاز إلى طرف ثالث.
- يمكن العثور على الإصدار الحالي من المستند باللغات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة: [/https://www.hettichlab.com/de/download-center](https://www.hettichlab.com/de/download-center)

1.2 تعليمات النوع

تستخدم صيغة المذكر والمؤنث من أجل سهولة القراءة. ومن أجل المساواة في التعامل، تنطبق الشروط المعنية على الجنسين ولا تنطوي على أي تقييم.

1.3 الرموز والعلامات في هذا المستند

تستخدم التسميات التالية في هذا المستند لتوضيح بيانات الإجراءات والنتائج والقوائم والمراجع والعناصر الرموز العامة الأخرى:

العلامة	التوضيح
1. 2. 3. ...	تعليمات العمل خطوة بخطوة
➔	نتائج خطوات العمل
➔	إحالات لأقسام من المستند والوثائق المستخدمة
■ ...	قوائم بدون تسلسل محدد
[الأزرار]	عناصر التشغيل (مثل: الأزرار، المفاتيح)
«الشاشة»	عناصر الشاشة (مثل: مصابيح الإشارة، عناصر الشاشة)

2 الأمان

2.1 الغرض المحدد

الغرض المحدد

الجهاز الحالي عبارة عن جهاز طرد مركزي مخبري مناسب للاستخدامات الطبية. يتمثل الغرض العلاجي المحدد الحصري له في الطرد المركزي للدم في أنظمة أكياس الدم. تنقل مكونات الدم المفصولة من جهاز آخر (فاصل) إلى أكياس تابعة مناسبة. تُستخدم بعد ذلك المكونات الفردية التي تم الحصول عليها خلال عمليات نقل الدم أو نقل الدم الذاتي. غير مسموح بتشغيل جهاز الطرد المركزي إلا على يد موظفين مؤهلين في خدمات التبرع بالدم أو المستشفيات. إن جهاز الطرد المركزي مخصص فقط للاستخدامات المذكورة أعلاه. أي استخدام آخر أو استخدام يتجاوز هذا يعتبر استخداماً غير صحيح. إن شركة Andreas Hettich GmbH & Co. KG غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن ذلك. يتضمن الاستخدام المقصود أيضاً مراعاة جميع التعليمات الواردة في دليل التشغيل والامتنال لفترات الفحص والصيانة.

ليس الغرض المحدد

- أجهزة الطرد المركزي غير مناسبة للاستخدام في الأجواء المعرضة للانفجار أو الإشعاع أو الملوثة بيولوجياً أو كيميائياً.
- عند الطرد المركزي للمواد الخطرة أو مخاليط المواد السامة أو المشعة أو الملوثة بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، يجب على المستخدم اتخاذ التدابير المناسبة.
- توصي الشركة المصنعة بصفة عامة باستخدام أنابيب الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة فقط مع المواد الخطرة.
- بالنسبة لمواد مجموعة المخاطر 3 و4، استخدم أنابيب الطرد المركزي القابلة للغلق مع نظام السلامة الحيوية.
- لا توصي الشركة المصنعة باستخدام الطرد المركزي مع المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.
- لا توصي الشركة المصنعة باستخدام الطرد المركزي مع المواد التي تتفاعل كيميائياً مع بعضها بطاقة عالية.

سوء الاستخدام المتوقع

في إطار الغرض المحدد، توصي الشركة المصنعة بالاعتصام على استخدام المحلقات الموردة منها. لا تستخدم جهاز الطرد المركزي إلا تحت إشراف.

2.2 متطلبات للأفراد

المؤهل اللازم

لقد قرأ المستخدم تعليمات الاستخدام بالكامل وتعرف على الجهاز.

إرشاد

تلف الجهاز بسبب أفراد غير مصرح لهم

- يتحمل المستخدم على مسؤوليته الخاصة التدخلات والتعديلات على المعدات بسبب أشخاص غير مصرح لهم وسيؤدي ذلك إلى فقدان جميع مطالبات الضمان والمسؤولية.

مستخدم مدرب

يتم تعليم المستخدم أو تدريبه في مجال المختبر ويكون قادرًا على تنفيذ العمل الموكل إليه والتعرف على المخاطر المحتملة وتجنبها بشكل مستقل.

معدات الحماية الشخصية

يزيد نقص معدات الحماية الشخصية أو عدم ملاءمتها من خطر الإضرار بالصحة والإصابة.

- لا تستخدم إلا معدات الحماية الشخصية التي تكون في حالة مناسبة.
- لا تستخدم إلا معدات الحماية الشخصية التي تلائم الفرد (من حيث الحجم على سبيل المثال).
- اتبع التعليمات حول معدات الحماية الإضافية لأنشطة محددة.

2.3 مسؤولية المشغل

اتبع التعليمات الواردة في هذا المستند من أجل الاستخدام السليم والأمن للجهاز. احتفظ بتعليمات الاستخدام للرجوع إليها مستقبلاً.



توفير المعلومات

- سوف يساعد اتباع التعليمات في هذا المستند في:
 - منع مواقف الخطر.
 - تقليل تكاليف الإصلاح وأوقات التوقف عن العمل إلى أقل قدر.
 - زيادة الموثوقية وعمر خدمة الجهاز.
- إن المشغل مسؤول عن الامتثال للوائح الشركة والمعايير والقوانين الوطنية.
- انظر في مراجعة المستند والاحتفاظ بها بشكل منفصل عن المستند. يمكن استبدال المستند بالمراجعة الصحيحة في حالة فقدانها.
- احتفظ بتوفر تعليمات التشغيل في مكان استخدام الجهاز.
- انقل تعليمات التشغيل إلى المشتري في حالة بيع الجهاز.

يمكن أن يؤدي نقص المعرفة عند العمل بالمعدات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. ■ أرشد الموظفين وفقاً للتعليمات في مهامهم والمخاطر التي تنطوي عليها.

2.4 تعليمات الأمان

الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والحوادث التي يجب الإبلاغ عنها

في حالة وقوع حوادث خطيرة أو حوادث يجب الإبلاغ عنها تتعلق بالجهاز أو ملحقاته، يجب الإبلاغ عنها إلى الشركة المصنعة، وإذا لزم الأمر، إلى السلطة المختصة التي يقيم فيها المستخدم و/أو المريض.



خطر

خطر التلوث بالنسبة للمستخدم بسبب عدم كفاية التنظيف أو عدم اتباع تعليمات التنظيف.



- اتبع تعليمات التنظيف.
- ارتد معدات الحماية عند تنظيف الجهاز.
- اتبع لوائح المعمل (مثل: القواعد الفنية لمواد العمل البيولوجية، قانون الحماية من العدوى، خطة النظافة الصحية) عند التعامل مع العوامل البيولوجية.

خطر

أخطار الحريق والانفجار بسبب المواد الخطرة في العينات.

- اتبع اللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة للتعامل مع المواد الكيميائية والمواد الخطرة.
- لا تستخدم مواد كيميائية عدوانية (على سبيل المثال: المستخلصات الخطرة والمسببة للتآكل مثل الكلوروفورم، الأحماض القوية).



تحذير

المخاطر الناتجة عن الصيانة غير الكافية أو غير المنتظمة في موعدها.

- التزم بفترات الصيانة.
- افحص الجهاز للتأكد من خلوه من التلف أو الأعطال.
- في حالة وجود تلف أو عيوب واضحة، أوقف تشغيل الجهاز وأبلغ فني الخدمة.



تحذير

خطر حدوث صدمة كهربائية نتيجة دخول الماء أو السوائل الأخرى.

- احم الجهاز من السوائل من الخارج.
- لا تصب أي سوائل إلى داخل الجهاز.
- نَقِّذ النقل مع استخدام عبوة النقل الأصلية.



تحذير



التلوث بالمواد الخطرة ومخاليط المواد!

يجب مراعاة التدابير التالية بالنسبة للمواد ومخاليط المواد السامة والمشعة و/أو الملوثة بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض:

- كقاعدة عامة، لا تستخدم إلا أنابيب الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة للمواد الخطرة.
- بالنسبة لمواد مجموعة المخاطر 3 و4، استخدم أنابيب الطرد المركزي القابلة للغلق مع نظام السلامة الحيوية.
- بدون استخدام نظام السلامة الحيوية، فالجهاز ليس محكمًا من الناحية الميكروبيولوجية وفقًا لمعيار EN / IEC 61010-2-020.
- اتصل بالشركة المصنعة عند الحاجة.

تحذير



خطر الإصابة وتلف الجهاز بسبب العنصر الدوار المفكوك.

- عند تركيب العنصر الدوار، يجب أن يكون محرك عمود العنصر الدوار مثبتًا بشكل صحيح في أذود الدوار.
- اربط الصامولة يدويًا من أجل تثبيت العنصر الدوار.
- افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
- التزم بفترات الصيانة.

احترس



خطر الإصابة بسبب العنصر الدوار المتناوب.

- إذا تم تحريك العنصر الدوار يدويًا، فقد يعلق الشعر الطويل وقطع الملابس في العنصر الدوار.
- اربط الشعر الطويل.
- لا تسمح بتعليق قطع الملابس في حجرة الدوران.

إرشاد



تلف إلكترونيات الجهاز بسبب الجهد أو التردد غير الصحيح عند قاطع دائرة الجهاز.

- شغل الجهاز بجهد التيار الكهربائي الصحيح وتردد التيار الكهربائي.
- يمكن العثور على القيمة في البيانات الفنية وعلى لوحة الاسم.

إرشاد



تلف الوحدة والعينات بسبب الإنهاء المبكر للبرنامج.

- يحدث الإنهاء المبكر للبرنامج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو إيقاف التشغيل في أثناء تشغيل البرنامج، أو سحب قابس الطاقة.
- لا توقف تشغيل الجهاز في أثناء تشغيل البرنامج.
- لا تشغل الجهاز في حالة الطوارئ في أثناء تشغيل البرنامج.
- لا تسحب قابس الطاقة في أثناء تشغيل البرنامج.


3 نظرة عامة على الجهاز

3.1 البيانات الفنية

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen				الشركة المصنعة
ROTIXA 500 RS				الطراز
4950-80 ,4950-70		4950-50 ,4950		النوع
220 فولت ~1	230-240 فولت ~1	220 فولت ~1	230-240 فولت ~1	جهد الشبكة الرئيسية (±10%)
60 هرتز	50 هرتز	60 هرتز	50 هرتز	تردد الشبكة
3800 فولت أمبير				الحمل الموصل
16 أمبير				استهلاك التيار
R452A				المبرد
4 x 1000 مل				السعة القصوى
1.2 كغم/دم ³				أقصى كثافة مسموح بها
11500				سرعة الدوران القصوى (الدورة في الدقيقة)
18038				أقصى تسارع (تسارع الطرد المركزي النسبي)
59620 نيوتن متر				الطاقة الحركية القصوى
نعم				الالتزام بالفحص (قواعد التأمين الألماني القانوني على الحوادث 100-500) (لا يسري إلا في ألمانيا)
الظروف البيئية (EN / IEC 61010-1):				
في المساحات الداخلية فقط				الموقع
ما يصل حتى 2000 م فوق الصفر العادي				الارتفاع
5 درجات مئوية حتى 35 درجة مئوية				درجة حرارة الوسط
أقصى رطوبة نسبية للهواء 80 % لدرجات الحرارة حتى 31 درجة مئوية، تتناقص خطياً حتى 50 % رطوبة الهواء النسبية عند 40 درجة مئوية.				رطوبة الهواء
II				فئة الجهد الزائد (المفوضية الدولية الكهروتقنية 443-4-60364)
2				درجة التلوث
I				مستوى حماية الجهاز
غير مناسبة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.				

التوافق الكهرومغناطيسي	
EN / IEC 61326-1 المستوى ب	الانبعاث التداخلي، المناعة التداخلية
≤63 ديسيبل (أمبير)	≤65 ديسيبل (أمبير)
مستوى الضجيج (يعتمد على الدوران)	
الأبعاد:	
650 ملم	العرض
814 ملم	العمق
973 ملم	الارتفاع
حوالي 233 كغم	حوالي 219 كغم
الوزن	
الشركة المصنعة	
Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
الطراز	
ROTIXA 500 RS	
4950-88 , 4950-78	4950-58 , 4950-08
النوع	
208 فولت 1~	جهد الشبكة الرئيسية (±10%)
60 هرتز	تردد الشبكة
3800 فولت أمبير	الحمل الموصل
18 أمبير	استهلاك التيار
R452A	المبرد
4 x 1000 مل	السعة القصوى
1.2 كغم/دم ³	أقصى كثافة مسموح بها
11500	سرعة الدوران القصوى (الدورة في الدقيقة)
18038	أقصى تسارع (تسارع الطرد المركزي النسبي)
59620 نيوتن متر	الطاقة الحركية القصوى
نعم	الالتزام بالفحص (قواعد التأمين الألماني القانوني على الحوادث 100-500) (لا يسري إلا في ألمانيا)
الظروف البيئية (EN / IEC 61010-1):	
في المساحات الداخلية فقط	الموقع
ما يصل حتى 2000 م فوق الصفر العادي	الارتفاع

5 درجات مئوية حتى 35 درجة مئوية	درجة حرارة الوسط
أقصى رطوبة نسبية للهواء 80 % لدرجات الحرارة حتى 31 درجة مئوية، تتناقص خطيًا حتى 50 % رطوبة الهواء النسبية عند 40 درجة مئوية.	رطوبة الهواء
II	فئة الجهد الزائد (المفوضية الدولية الكهروتقنية 443-4-60364)
2	درجة التلوث
I	مستوى حماية الجهاز غير مناسبة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.
التوافق الكهرومغناطيسي	
FCC Class B	الانبعاث التداخلي، المناعة التداخلية
≤63 ديسيبل (أمبير)	مستوى الضجيج (يعتمد على الدوران)
الأبعاد:	
650 ملم	العرض
814 ملم	العمق
973 ملم	الارتفاع
حوالي 239 كغم	الوزن



لوحة الاسم

صورة 1: لوحة الاسم

- 1 رقم العنصر
- 2 الرقم التسلسلي
- 3 المراجعة
- 4 رقم المعدة
- 5 كود مصفوفة البيانات
- 6 ربما وضع العلامات على ما إذا كان جهازًا طبيًا أو جهاز تشخيص داخل المختبر
- 7 رقم عنصر التجارة العالمي (GTIN)
- 8 تاريخ التصنيع

- 9 الرقم التسلسلي
- 10 ربما علامة التوافق الأوروبية
- 11 بلد التصنيع
- 12 تاريخ التصنيع
- 13 تردد الشبكة
- 14 الطاقة الحركية القصوى
- 15 أقصى كثافة مسموح بها
- 16 عنوان الشركة المصنعة
- 17 ربما ضغط دائرة المبرد
- 18 ربما كمية التعبئة بالمبرد
- 19 ربما نوع المبرد
- 20 الدورات في الدقيقة
- 21 قيم الأداء
- 22 جهد الشبكة الرئيسية
- 23 ربما وصف الجهاز
- 24 شعار الشركة المصنعة

3.2 التسجيل الأوروبي

موافقة الجهاز

موافقة الجهاز وفقاً للتوجيهات الأوروبية

الجهة المخطرة:

CE 0483 – المجهة المخطرة mdc medical device certification GmbH

الهاتف: +49 (0) 253597 711

الفاكس: +49 (0) 258597 711

البريد الإلكتروني: mdc@mdc-ce.de

الموقع الإلكتروني: www.mdc-ce.de

العنوان: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Deutschland



رقم التسجيل المنفرد: DE-MF-000010680

رقم التسجيل المنفرد


Basic-UDI-DI

تخصيص الجهاز	Basic-UDI-DI
ROTIXA 500 RS (منتج طبي)	04050674010002Q2

3.3 ملصقات مهمة على العبوة


بالأعلى

هذا هو الوضع المستقيم الصحيح لحزمة الشحن للنقل و/أو التخزين.



سلع قابلة للكسر معبأة


محتويات عبوة الشحن قابلة للكسر، لذا يجب التعامل معها بحذر.



الحماية من الرطوبة

يجب أن تبقى حزمة الشحن بعيدة عن المطر وأن تبقى في وسط جاف.



<p>حد درجة الحرارة يجب تخزين عبوة الشحن ونقلها والتعامل معها ضمن نطاق درجة الحرارة المبين (-20 درجة مئوية حتى +60 درجة مئوية).</p>	
<p>حدود الرطوبة يجب تخزين عبوة الشحن ونقلها والتعامل معها ضمن نطاق درجة الرطوبة (10 درجات مئوية حتى 80 درجة مئوية).</p>	
<p>الحد الأقصى للمكدس على أساس عدد القطع الحد الأقصى لعدد الحزم المتطابقة التي يمكن تكديسها على أقل حزمة، حيث يشير "n" إلى عدد الحزم المسموح بها. لم يتم تضمين الحزمة الأدنى في "n".</p>	

3.4 ملصقات مهمة على الجهاز


<p>يجب عدم إزالة العلامات الموجودة على الجهاز أو لصقها أو تغطيتها.</p>	
<p>انتبه، منطقة خطر عام. قبل استخدام الجهاز، من الضروري قراءة تعليمات بدء التشغيل والتشغيل ومراعاة التعليمات المتعلقة بالسلامة!</p>	
<p>تحذير من المخاطر البيولوجية.</p>	
<p>تحذير من الأسطح العلوية الساخنة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تلف الممتلكات وإصابة شخصية.</p>	
<p>اتجاه دوران العنصر الدوار. يشير اتجاه السهم إلى اتجاه دوران عنصر الدوران.</p>	
<p>رمز التجميع المنفصل للمعدات الكهربائية والإلكترونية، وفقاً للتوجيه EU/2012/19 (مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية). الاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي وفي النرويج وسويسرا.</p>	
<p>مواضع مفتاح مفاتيح القفل.</p>	

جهاز الطرد المركزي مزود بواجهة بصرية
الواجهة البصرية معلمة برمز.

IOIO
OPTICAL


يمكن التحكم في جهاز الطرد المركزي والاستعلام عن البيانات عبر الواجهة. يضيء زر [البرنامج] في أثناء اتصال البيانات.

متساوية الجهد: موصل (قابس PA) لتحقيق التعادل المحتمل (فقط لأجهزة الطرد المركزي المزودة بقابس PA).



3.5 عناصر التحكم والشاشة


3.5.1 التحكم



صورة 2: التحكم

3.5.2 عناصر الشاشة

- يضيء الزر عندما يكون الغطاء مغلقًا.



صورة 3: زر [الغطاء]

- تضيء الشاشة عند إغلاق الغطاء.



صورة 4: الشاشة «تم إغلاق الغطاء»

- تضيء الشاشة عند فتح الغطاء.



صورة 5: الشاشة «الغطاء مفتوح»

- تضيء الشاشة عندما يكون مفتاح الإغلاق في وضع الإغلاق هذا.

**LOCK 1,
LOCK 2**

صورة 6: الشاشة [وضع مفتاح الإغلاق]

**LOCK 4,
LOCK 5**

صورة 7: الشاشة [وضع مفتاح الإغلاق]

- تظهر الشاشة إذا تم تنشيط قفل البرنامج للاتصال التسلسلي (فقط لجهاز الطرد المركزي مع الاتصال التسلسلي)

- تظهر الشاشة إذا كان جهاز الطرد المركزي يحتوي على واجهة تسلسلية وكان جهاز الطرد المركزي متصلاً أو غير متصل.

PC, PC

صورة 8: الشاشة [اتصال تسلسلي]

- تضيء أضواء المؤشر عندما يدور الدوار.



صورة 9: الشاشة «الدوران»

- تظهر الشاشة في أثناء تشغيل الطرد المركزي ما دام أن العنصر الدوار يدور.
- بعد الإيقاف في حالة الطوارئ، تومض الشاشة.
- تومض الشاشة بعد الإيقاف في حالة الطوارئ.

STOP

صورة 10: الشاشة [الإيقاف]

3.5.3 عناصر التحكم

- ضبط المعلمة المنفردة.
- يقلل الدوران عكس عقارب الساعة القيمة.
- يزيد الدوران مع عقارب الساعة القيمة.




صورة 11: [الرأس الدوار]

- شغل وأوقف تشغيل الجهاز.




صورة 12: [مفتاح الشبكة]

- يشغل المفتاح الرئيسي ويوقف تشغيل وظائف مختلفة، حسب الموضع.



صورة 13: [مفتاح الإغلاق]

- نقطة ضبط درجة الحرارة، المعلمة T/°C قابل للتعديل من -20 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية، بزيادات قدرها درجة مئوية واحدة (مع خيار التدفئة/التبريد القابل للتعديل من -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية). أدنى درجة حرارة يمكن تحقيقها تعتمد على الدوران.
- نصف القطر للطرد المركزي
المعلمات r/mm. أدخل بالمليمتر.



صورة 14: زر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي]

- معلمات مراحل البدء
مستوى 9 = أقصر وقت للبدء، مستوى 1 = أطول وقت للبدء.

- معلمات وقت بدء التشغيل
يعتمد النطاق الزمني القابل للتعديل على السرعة المحددة.



صورة 15: زر [معلمات بدء التشغيل]

- مراحل الكبح، المعلمات
R = منحنى كبح خطي.
B = مشابه لمنحنى الكبح الأسّي.
المرحلة B9، R9 = وقت تشغيل قصير، ...
المرحلة B1، R1 = وقت توقف طويل،



صورة 16: زر [معلمات إيقاف التشغيل]

المستوى R0 = التوقف بدون كبح.

- معلمات وقت إيقاف التشغيل يعتمد النطاق الزمني القابل للتعديل على السرعة المحددة.
- سرعة إيقاف تشغيل الفرامل، المعلمة $(n \cdot 0)$ / دورة في الدقيقة بعد الوصول إلى هذه السرعة، يتم تنفيذ الانطلاق بدون استخدام المكابح.
- افتح الغطاء.




صورة 17: زر [الغطاء]

- الاستعلام عن تسجيل التأكيد المتكامل، المعلمة RCF]



صورة 18: زر [RCF]

- السرعة والمعلمة "دورة في الدقيقة". قابل للتعديل من 50 دورة في الدقيقة حتى السرعة القصوى للدوار (العنصر الدوار n-max)
- الاستعلام عن السرعة القصوى للعنصر الدوار، المعلمة n-max العنصر الدوار



صورة 19: زر [n]

- حدد مكان البرنامج، المعلمة PROG no.



صورة 20: زر [البرنامج]

- تسارع الطرد المركزي النسبي، المعلمة RCF/RZB يمكن ضبط قيمة رقمية تعطي سرعة تتراوح بين 50 دورة في الدقيقة والسرعة القصوى للدوار (العنصر الدوار Nmax). يمكن التعديل بزيادة واحدة.
- الاستعلام عن تسجيل التأكيد للعنصر الدوار، المعلمة RCF-max-Rotor.



صورة 21: زر [RCF]

- استرجاع البرامج.



صورة 22: زر [RCL]

- ابدء تشغيل الطرد المركزي.
- قبول التغييرات في أثناء تشغيل الطرد المركزي.



صورة 23: زر [البدء]

- حفظ برامج. يمكن حفظ 89 برنامجًا (أماكن البرامج من 1 إلى 89).
تعمل أماكن البرنامج "----" و 90 إلى 99 كمخزن مؤقت تلقائي.
لا يمكن تخزين أي برامج في مكان البرنامج هذا.

STO

صورة 24: زر [STO]

- أوقف تشغيل الطرد المركزي.
يتوقف العنصر الدوار عند مستوى الكبح المحدد مسبقًا.

STOP

صورة 25: زر [الإيقاف]

- وقت التشغيل، المعلمة t/min:sec
المعلمة t/min: قابلة للتعديل من 1 إلى 999 دقيقة، زيادات قدرها دقيقة واحدة.
المعلمة t/sec: قابلة للتعديل من 1 - 59 ث، زيادات قدرها ثانية واحدة.
مدى التحمل "----:"

t

صورة 26: زر [t]

3.6 قطع الغيار الأصلية

لا تستخدم إلا قطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة والملحقات المعتمدة.

3.7 نطاق التسليم

يتم توفير الملحقات التالية مع جهاز الطرد المركزي:

- 1 شحم للدبابيس الداعمة
- 1 مفتاح ربط مفتوح (SW10)
- 1 مفتاح ربط مفتوح (SW17 و SW19)
- 1 مفتاح سداسي (SW5 x 170)
- 1 مفتاح مربع
- 10 أغطية للغطاء Ø12

- 3 مسامير خشب
- 3 شرائح
- 2 قضبان معدنية
- 4 مسامير عريضة الرأس
- 1 كابل الشبكة
- 1 تعليمات الاستخدام
- 3 أوراق بيانات البرنامج لقسم التحكم S

بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للأنواع 70-4950 و 78-4950 و 80-4950 و 88-4950:

- 1 تعليمات الإعداد والتثبيت

بالإضافة إلى التوريد في ألمانيا:

- 1 دفتر الفحص

يتم تضمين الدورات والملحقات المقابلة حسب الطلب.

3.8 الإعادة

من أجل الإرجاع، يجب دائمًا طلب نموذج الإرجاع الأصلي (RMA) من الشركة المصنعة. بدون نموذج الإعادة الأصلي من الشركة المصنعة، لا يمكن قبول البضائع وحجزها بشكل آمن مع الشركة المصنعة. يحتوي نموذج الإرجاع (RMA) على إعلان عدم ممانعة (UBE)، والذي يجب ملؤه بالكامل وإرفاقه مع المرتجع.

إذا تم إرجاع الجهاز و/أو الملحقات إلى الشركة المصنعة، فيجب تنظيف وتطهير المرتجعات بالكامل. إذا لم يتم تنظيف المرتجعات أو تنظيفها بشكل غير كافٍ و/أو تطهيرها بشكل غير كافٍ، فستتولى تنفيذ ذلك الشركة المصنعة وتحمل تكلفة المرسل.

يجب إرفاق أفعال النقل الأصلية لعمليات الإرجاع، انظر «الفصل 4 «النقل والتخزين» في صفحة 19. يجب إرسال الجهاز في العبوة الأصلية.

4 النقل والتخزين

4.1 ظروف النقل والتخزين

ظروف النقل

إرشاد



تلف الجهاز بسبب عدم استخدام أفعال النقل.

- إرفاق أفعال النقل قبل نقل الجهاز.

إرشاد



تلف الجهاز بسبب التكتيف.

إذا كان هناك اختلاف في درجة الحرارة من البرودة إلى الدفء، فهناك خطر حدوث تكتيف على المكونات الكهربائية. يمكن أن يؤدي التكتيف الذي يتشكل إلى حدوث ماس كهربائي أو تدمير الإلكترونيات.

- سخّن الجهاز في غرفة دافئة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل توصيله بالتيار الكهربائي.

أو

- قم بالإحماء في غرفة باردة لمدة 30 دقيقة.

- قبل النقل، قم بتوصيل قفل النقل وافصل الجهاز عن مقبس التيار الكهربائي.
- يجب أن تكون درجة حرارة النقل بين -20 درجة مئوية و +60 درجة مئوية.
- غير مسموح بأن تتكثف الرطوبة. يجب أن تتراوح نسبة الرطوبة بين 10 % و 80 %.
- انتبه إلى وزن الجهاز.
- عند النقل باستخدام أداة النقل المساعدة (مثل عربة النقل)، يجب أن تكون أداة النقل المساعدة قادرة على حمل ما لا يقل عن 1.6 ضعف وزن نقل الجهاز.
- أمّن الجهاز من الانقلاب والسقوط في أثناء النقل.
- لا تقم أبدًا بنقل الجهاز جانبيًا أو مقلوبًا.

ظروف التخزين

- يجب أن يتم تخزين الجهاز في عبوته الأصلية.
- خزن الجهاز فقط في الغرف الجافة.
- يجب أن تكون درجة حرارة المخزن بين -20 درجة مئوية و +60 درجة مئوية.
- غير مسموح بأن تتكثف الرطوبة. يجب أن تتراوح نسبة الرطوبة بين 10 % و 80 %.

5 التثبيت

5.1 تفريغ جهاز الطرد المركزي

احترس



خطر التكسير بسبب سقوط الأجزاء من عبوة النقل.

- حافظ على توازن الجهاز في أثناء عملية التفريغ.
- افتح العبوة فقط في الأماكن المخصصة لذلك.

احترس



خطر الإصابة من رفع الأحمال الثقيلة.

- وفر عدد مناسب من المساعدين.
- راع الوزن. انظر الفصل 3.1 «البيانات الفنية» في صفحة 10.

إرشاد




تلف الجهاز بسبب الرفع غير السليم.

- لا ترفع جهاز الطرد المركزي عن طريق لوحة التحكم أو حامل لوحة التحكم.

العاملين:

■ مستخدم مدرب



صورة 27: التفريغ

- 1 صمولة سداسية المقطع
- 2 منطقة
- 3 أقدام الجهاز
- 4 عجلات دوارة
- 5 السكك الحديدية المعدنية
- 6 عوارض خشبية

1. أزل العبوة.
2. أزل العارضة الخشبية (6).
3. وصل القضبان المعدنية (5) باللوح الخشبي باستخدام اثنين من المسامير لكل منهما.
4. حرك العارضة الخشبية (6) أسفل القضبان المعدنية (5) لدعمها.
5. ضع مفتاح ربط مفتوح (مقاس 10 مم) على الأسطح (2) وأدر أقدام الجهاز (3) لأعلى قدر الإمكان.
6. أخرج جهاز الطرد المركزي بعناية من لوح خشبي باستخدام القضبان المعدنية (5).
7. ادفع جهاز الطرد المركزي إلى موقع التثبيت الخاص به.
8. ضع مفتاح الربط ذا الطرف المفتوح (مقاس 10 ملم) على الأسطح (2) وأدر أقدام الجهاز (3) إلى الأسفل حتى تتوقف العجلات الدوارة (4) عن ملامسة الأرض.
9. قم بمحاذاة جهاز الطرد المركزي أفقيًا عن طريق تدوير أقدام الجهاز (3).
10. استخدم مفتاح الربط ذا الطرف المفتوح المرفق (مقاس 19 ملم) لقلب الصواميل السداسية (7) لأعلى، ثم قم بربطها لتثبيت موضع أقدام الجهاز (3).

5.2 تركيب وربط جهاز الطرد المركزي

إعداد جهاز الطرد المركزي

تحذير



خطر الإصابة بسبب المسافة القريبة جدًا من جهاز الطرد المركزي.

- في أثناء تشغيل الطرد المركزي، وفقًا للمواصفة EN / IEC 61010-2-020، لا يجوز تواجد أي أشخاص أو مواد أو مواد خطرة داخل منطقة آمنة تبلغ 300 ملم حول أجسام الطرد المركزي.
- يجب الحفاظ على مسافة 300 ملم إلى فتحات التهوية وفتحات التهوية الخاصة بجهاز الطرد المركزي.

احترس



خطر سحق الجهاز وتلفه نتيجة السقوط بسبب تغيرات موضعه الناتجة عن الاهتزاز.

- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
- اختر منطقة التثبيت حسب وزن الجهاز.

إرشاد



تلف العينات والجهاز بسبب تجاوز أو انخفاض درجة الحرارة المحيطة القصوى المسموح بها.

- راقب الحد الأقصى والحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة المسموح بها لإعداد الجهاز.
- لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر الحرارة.
- لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرض الجهاز للصقيع.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
2. حافظ على مسافة 300 ملم حول الجهاز.
3. راقب الظروف المحيطة في البيانات الفنية (الفصل 3.1 «البيانات الفنية» في صفحة 10).

توصيل جهاز الطرد المركزي

إرشاد



تلف الجهاز بسبب أفراد غير مصرح لهم

- يتحمل المستخدم على مسؤوليته الخاصة التدخلات والتعديلات على المعدات بسبب أشخاص غير مصرح لهم وسيؤدي ذلك إلى فقدان جميع مطالبات الضمان والمسؤولية.

إرشاد



تلف الجهاز بسبب التكتيف.

- إذا كان هناك اختلاف في درجة الحرارة من البرودة إلى الدفء، فهناك خطر حدوث تكتيف على المكونات الكهربائية. يمكن أن يؤدي التكتيف الذي يتشكل إلى حدوث ماس كهربائي أو تدمير الإلكترونيات.
- سَخِّن الجهاز في غرفة دافئة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل توصيله بالتيار الكهربائي.
- قم بالإحماء في غرفة باردة لمدة 30 دقيقة.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. الأنواع 4950-08 و 4950-58 و 4950-78 و 4950-88 هي أجهزة متصلة بشكل دائم. بالنسبة للأجهزة المتصلة بشكل دائم، وفقاً لمعيار أجهزة المختبر EN / IEC 61010-1، يجب تركيب مفتاح في تركيب المبنى لفصل مصدر الطاقة للجهاز. يجب أن يكون المفتاح موجوداً بالقرب من الجهاز، بحيث يسهل على المستخدم الوصول إليه، ويتم وضع علامة عليه كجهاز فصل لهذا الجهاز. يجب أن يكون المفتاح قابلاً للتأمين ضد تشغيله مرة أخرى.
2. إذا كان الجهاز محمياً بشكل إضافي في تركيب المبنى باستخدام قاطع دائرة التيار المتبقي، فيجب استخدام قاطع دائرة التيار المتبقي من النوع B. إذا تم استخدام نوع مختلف، فقد لا يقوم قاطع دائرة التيار المتبقي بإيقاف تشغيل الجهاز إذا كان هناك خطأ في الجهاز، أو قد يقوم بإيقاف تشغيل الجهاز على الرغم من عدم وجود خطأ في الجهاز.
3. يجب توصيل الأنواع 08-4950 و 70-4950 و 78-4950 و 80-4950 و 88-4950 وفقاً لتعليمات الإعداد والتثبيت (AH4950).
4. أجهزة الطرد المركزي مع قابس PA: إذا لزم الأمر، قم بتوصيل قابس PA الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز بنظام معادلة الإمكانات الطبيعية الإضافي.
5. أجهزة الطرد المركزي مع واجهة بصرية: قم بتوصيل الواجهة البصرية لجهاز الطرد المركزي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل الألياف الضوئية.
6. تحقق مما إذا كان جهد التيار الكهربائي يتوافق مع المعلومات الموجودة على لوحة الاسم.
7. للأنواع 4950 و 80-4950: قم بتوصيل الجهاز بمقبس طاقة قياسي باستخدام كابل الطاقة.

5.3 تبديل أجهزة الطرد المركزي وإيقافها

قم بتشغيل جهاز الطرد المركزي

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [//].
2. اعتماداً على نوع جهاز الطرد المركزي، تومض الأزرار. اعتماداً على نوع جهاز الطرد المركزي، تظهر الشاشات التالية واحدة تلو الأخرى:
 - طراز الطرد المركزي
 - تم التعرف على رمز الدوار آخر مرة من خلال اكتشاف الدوار والحد الأقصى لسرعة الدوار
 - نسخة البرنامج
 - عندما يكون الغطاء مغلقاً: الشاشة «فتح الفتحة»
 - عندما يكون الغطاء مفتوحاً: بيانات الطرد المركزي لآخر برنامج أو برنامج تم استخدامه 1.

1. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [//].
 2. عند أول تغيير مرئي في شاشة العرض (العرض العكسي)، اضغط على أي مفتاح (باستثناء المفتاح [إيقاف]).
- يتم عرض بيانات الطرد المركزي.

عرض فوري لبيانات الطرد المركزي بعد التشغيل

الدوار لا يزال ثابتاً.

أوقف تشغيل جهاز الطرد المركزي

1. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [0].

6 التشغيل

6.1 افتح الغطاء وأغلقه

افتح الغطاء.

العاملين:

- مستخدم مدرب
- يتم تشغيل جهاز الطرد المركزي.
- الدوار لا يزال ثابتاً.
- ← اضغط على المفتاح [الغطاء].
- ◀ يُفتح الغطاء تلقائياً.
- ينطفئ المفتاح [الغطاء].
- تظهر الشاشة «الغطاء مفتوح».

أغلق الغطاء.

احترس !



خطر السحق عند إغلاق الغطاء.

- خطر سحق الأصابع عندما يقوم محرك الإغلاق بسحب الغطاء على الختم.
- عند إغلاق الغطاء، لا يجوز أن تكون أي أجزاء من الجسم في منطقة الخطر بالغطاء.
 - لإغلاق الغطاء، اضغط على الجزء العلوي من الغطاء.

إرشاد !

تلف الجهاز بسبب إغلاق الغطاء.

- أغلق الغطاء ببطء.
- لا تغلق الغطاء.

العاملين:


- مستخدم مدرب
- ← أغلق الغطاء واضغط على المقبض لأسفل قليلاً.
- ◀ يتم قفل الغطاء آلياً.
- يضيء الزر [الغطاء].
- تظهر الشاشة «تم إغلاق الغطاء».

6.2 إزالة الدوار وتثبيته

فك الدوار مع صمولة تثبيت

العاملين:

- مستخدم مدرب
- 1. ← افتح الغطاء.
- 2. ← قم بفك صامولة تثبيت الدوار باستخدام مفتاح الربط المتوفر.
- ◀ بعد التغلب على نقطة ضغط الإقلاع، ينفصل العضو الدوار عن مخروط عمود المحرك (2).
- 3. ← أدر صامولة التثبيت حتى يمكن رفع الدوار عن عمود المحرك.
- 4. ← فك الدوار.



صورة 28: تركيب وفك الدوار

- 1 صامولة
- 2 عمود المحرك
- 3 المشترك
- 4 الثقب

ركب الدوار مع صمولة تثبيت

العاملين:

■ مستخدم مدرب

تم فتح الغطاء.

1. قم بتنظيف عمود المحرك (2) وتجويف الدوار (4).
2. تشحيم عمود المحرك قليلاً (2)، انظر الفصل 8.2 «تعليمات التنظيف والتطهير» في صفحة 40.
3. ضع الدوار عمودياً على عمود المحرك (2).
يجب أن يكون المحرك (3) لعمود المحرك موجوداً في الأخدود (1) للدوار. يتم تحديد اتجاه الأخدود على الدوار.
4. أحكم ربط صامولة تثبيت الدوار بإحكام باستخدام مفتاح الربط المتوفر.
5. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.

6.3 إدراج وإزالة عمود التعليق



إدخال عمود التعليق

إرشاد

حدث تلف بالجهاز بسبب عدم التوازن بسبب التحميل غير الصحيح للدوار.
- يتم تحميل جميع مواضع دوارات الجرافة المتأرجحة بنفس الشماعات.



لا يجوز استخدام أعمدة التعليق التي تحمل رقم موقع الدوار إلا هناك.
لا يجوز استخدام أعمدة التعليق التي تحمل رقماً محدداً إلا معاً.




1. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
 2. قم بتشحيم دبوس الدعم (3).
 3. أدخل عمود التشحيم (1) في الدوار من الأعلى. يجب أن تكون المسامير الداعمة (3) موجودة في الأخاديد (2).
 4. ادفع أعمدة التعليق (1) لأسفل إلى أقصى حد ممكن.
- اسحب عمود التعليق (1) رأسياً لأعلى خارج الدوار.

إزالة أعمدة التعليق

6.4 إدراج وإزالة المهائى

إدخال



أدخل المهائى (1) عمودياً في عمود التعليق (2) من الأعلى.

المهائى

قم بإزالة المحول (1) عمودياً لأعلى من العلاقة (2).

الإزالة

6.5 تحميل

ملء أوعية الطرد المركزي

تحذير



خطر الإصابة من مواد العينة الملوثة.

تخرج مادة العينة الملوثة من وعاء العينة في أثناء الطرد المركزي.

- لا تستخدم إلا أنابيب الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة للمواد الخطرة.
- بالنسبة للمواد الموجودة في مجموعتي الخطر 3 و4، استخدم نظام السلامة الحيوية بالإضافة إلى أوعية الطرد المركزي القابلة للقفل (انظر "دليل السلامة البيولوجية في المختبرات" الخاص بمنظمة الصحة العالمية).

إرشاد



تلف الجهاز بسبب المواد شديدة التآكل.

يمكن للمواد شديدة التآكل أن تضعف القوة الميكانيكية للدورات والشماعات والملحقات.

- لا تقم بالطرد المركزي للمواد شديدة التآكل.

يمكن لأوعية الطرد المركزي القياسية المصنوعة من الزجاج أن تتحمل أحمالاً تصل إلى (RZB 4000 (DIN 58970 Part 2).



العاملين:

■ مستخدم مدرب

ملء أوعية الطرد المركزي خارج أجهزة الطرد المركزي.

يجب ألا يتم تجاوز الحد الأقصى لقدرة التعبئة لأوعية الطرد المركزي المحددة من قبل الشركة المصنعة.

مع الدورات الزاوية، لا يجوز ملء أوعية الطرد المركزي إلا إلى الحد الذي لا يمكن فيه طرح أي سائل من الأوعية في أثناء تشغيل الطرد المركزي.


من أجل الحفاظ على فروق الوزن داخل أوعية الطرد المركزي عند أدنى مستوى ممكن، من المهم التأكد من أن ارتفاع التعبئة في الأوعية موحد.

العاملين:

تحميل دورات الجرافة المتأرجحة

■ مستخدم مدرب

1. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
2. يجب أن يتم توزيع أوعية الطرد المركزي بشكل متناظر ومتساوي عبر جميع المواقع على الدوار.
يشار إلى وزن كمية التعبئة المسموح بها على كل دوار. يجب ألا يتجاوز الوزن. عند تحميل أعمدة التعليق وعند تأرجحها للخارج في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يجب ألا يدخل أي سائل إلى أعمدة التعليق وغرفة الطرد المركزي.
بالنسبة للحاويات التي تحتوي على حشوات مطاطية، يجب أن يكون هناك دائمًا نفس العدد من الإضافات المطاطية أسفل أوعية الطرد المركزي.
يجب أن تكون جميع المواضع الموجودة على الدوار مشغولة بنفس أعمدة التعليق. يتم تمييز بعض أعمدة التعليق برقم موقع الدوار. لا يجوز إدخال أعمدة التعليق إلا في الموضع المناسب على الدوار.
لا يجوز استخدام أعمدة التعليق المميزة برقم محدد (مثل S001/4) إلا في المجموعة.



1. إذا لم يتم تعبئة أعمدة التعليق بنفس الوزن، فيمكن تعويض الفروق بأوزان تعويضية.
2. في حالة عدم توفر أنظمة أكياس الدم الكافية لتحميل الدوار بالكامل، يمكن تجهيز الشماعات الفارغة بإدخالات تعويضية.
3. إذا لزم الأمر، فيتم إجراء الضبط الدقيق باستخدام الأوزان الفارغة المتوفرة.


عند استخدام أكياس الدم، يرجى ملاحظة ما يلي:

العاملين:

■ مستخدم مدرب

تحميل الدورات بزواوية

1. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
2. يجب أن يتم توزيع أوعية الطرد المركزي بشكل متساوي عبر جميع المواقع على الدوار. عند تحميل الدوار، يجب ألا يدخل أي سائل إلى الدوار وغرفة الدوران. مع الدورات، لا يجوز ملء أوعية الطرد المركزي إلا إلى الحد الذي لا يمكن فيه طرح أي سائل من الأوعية في أثناء تشغيل الطرد المركزي. يشار إلى وزن كمية التعبئة المسموح بها على كل دوار. يجب ألا يتجاوز الوزن.



6.6 فتح وإغلاق نظام الأمان الحيوي

6.6.1 التوضيح

عند الطرد المركزي للمواد الخطرة أو مخاليط المواد السامة أو المشعة أو الملوثة بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، يجب على المستخدم اتخاذ التدابير المناسبة.

يجب دائماً استخدام أوعية الطرد المركزي ذات الأغطية اللولبية الخاصة للمواد الخطرة.

بالنسبة للمواد الموجودة في مجموعتي الخطر 3 و4، يجب استخدام نظام السلامة الحيوية بالإضافة إلى أوعية الطرد المركزي القابلة للقفول (انظر "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" الخاص بمنظمة الصحة العالمية).

في نظام الأمان الحيوي، يمنع الختم الحيوي (حلقة الختم) القطرات والهباء الجوي من الهروب. إذا تم استخدام تعليق نظام السلامة الأحيائية بدون الغطاء، فيجب إزالة حلقة الختم من التعليق لتجنب تلف حلقة الختم في أثناء تشغيل الطرد المركزي.


ولم تعد أنظمة الأمان الحيوي المتضررة مغلقة من الناحية الميكروبيولوجية.

بدون استخدام نظام السلامة الحيوية، لا يتم إغلاق جهاز الطرد المركزي ميكروبيولوجياً وفقاً للمعيار EN / IEC 61010-2-020.

تخزين أنظمة الأمان الحيوي

لتجنب تلف حلقات الختم في أثناء التخزين، لا يجوز تخزين أنظمة الأمان الحيوي إلا مع فتح الغطاء.

6.6.2 غطاء مع غطاء المسمار والثقب



صورة 29: نظام الأمن الحيوي

- 1 مقبض الدوران
- 2 الدوران
- 3 الغطاء
- 4 المفتاح


إغلاق

1. ضع الغطاء (3) في منتصف الدوران (2).
2. أدخل المفتاح المرفق (4) في الفتحة الموجودة في المقبض الدوران (1).
3. أدر الغطاء (3) على المفتاح (4) في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم إغلاقه بإحكام.

فتح

1. أدخل المفتاح المرفق (4) في الفتحة الموجودة في المقبض الدوران (1).
2. أدر الغطاء (3) على المفتاح (4) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم فتحه.
3. قم بإزالة الغطاء (3) من الدوران (2).

6.6.3 غطاء مع مغلق المسمار



صورة 30: نظام الأمن الحيوي

- 1 الغطاء
- 2 أعمدة تعليق

إغلاق

1. ضع الغطاء (1) في المنتصف على عمود التعليق (2).
2. أدر الغطاء (1) في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم إغلاقه بإحكام.

فتح


1. أدر الغطاء (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم فتحه.
2. قم بإزالة الغطاء (1) من عمود التعليق (2).

6.7 تعليمات التعبئة HettLiner


التعبئة قبل الطرد المركزي

تأكد من أن الملحق البلاستيكي لا يمكن أن ينقلب عند تحميل وتفريغ المدخلات (استخدم أداة التحميل المساعدة 4509 إذا لزم الأمر).





1. أدخل كيس الدم (1) في المدخل (2).



2. أمسك كيس الدم عند الوصلات (1) وادفع لوحة الدعم (2) الموجودة على الجانب الخارجي لكيس الدم من أعلى إلى أسفل داخل الإدخال.
تأكد من أن الحافة السفلية للوحة الدعم تقع بالكامل قدر الإمكان على الأرض.



3. قم بطي لوحة الدعم للخارج واضغط لأسفل حتى تصبح الحافة المطوية للوحة الدعم عند مستوى السائل في كيس الدم.

يجب ألا تبرز الحافة العلوية للوحة الدعم بعيدًا عن المدخل بسبب خطر التشويش بأذرع الدوار في أثناء الطرد المركزي.
انتبه إلى موضع الحلقة (1) بحيث يمكن الوصول إليها بعد الطرد المركزي.

4. إذا كان ذلك متاحًا، فقم بطي كيس (أكياس) القمر الصناعي الفارغ وتعبئته بشكل مختلف اعتمادًا على الملحقات ذات الصلة وحجم ملء كيس الدم. من المفيد طي أكياس الأقمار الصناعية وتعبئتها من الخارج بين لوحة الدعم المطوية والجدار الخارجي للمدخل. تأكد من أن لوحة السيليكون لا تنزلق. إذا لزم الأمر، عند تعبئة كيس القمر الصناعي، فيمكن تثبيت لوحة السيليكون على الحلقة وبالتالي تثبيته عليها. يجب بعد ذلك التحقق من موضع الحلقة.
5. ضع الوصلات فوق لوحة الدعم حتى لا تنكسر الصمامات. تأكد من عدم بروز الخراطيم من الملحق. قم بتخزين قطع الخرطوم البارزة فوق حافة الملحق بين لوحة الدعم المطوية وجدار الإدخال. إذا لزم الأمر، فيجب وضع أثقال الموازنة بين لوحة الدعم المطوية وجدار الكوب.
1. اسحب كيس القمر الصناعي من الملحق في أثناء تثبيت لوحة السيليكون في مكانها بيد واحدة.
2. اسحب الجزء المطوي من لوحة الدعم ببطء باستخدام الحلقة المتوفرة. أعد لوحة الدعم إلى شكلها الأصلي بطريقة يمكن التحكم فيها. يمكن للجزء المطوي من لوحة الدعم أن يعود ويخلط مكونات الدم.
3. قم بإزالة كيس الدم المتبقي من الإدخال إما مع لوحة الدعم أو بعد إزالة لوحة الدعم.

التفريغ بعد الطرد المركزي

6.8 الطرد المركزي

6.8.1 الطرد المركزي في عملية مستمرة

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضغط على الزر $[t]$ بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة « t/min » باللون الداكن.
2. حدد القيمة 0 باستخدام المقبض الدوار.
3. اضغط على الزر $[t]$ بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة « t/sec » باللون الداكن.
4. حدد القيمة 0 باستخدام المقبض الدوار. يتم عرض «---:--» في حقل الإدخال.
5. اضغط على المفتاح $[البدء]$. بدأ تشغيل الطرد المركزي. تضيء شاشة العرض «الدوران» طالما أن الدوار يدور. يبدأ العد الزمني عند الساعة 00:00. في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يتم عرض سرعة الدوار أو قيمة تأكيد التركيز الناتجة ودرجة الحرارة في غرفة الطرد المركزي والوقت المنقضي.
6. اضغط على المفتاح $[الإيقاف]$ لإلغاء تشغيل الطرد المركزي. يتم التفريغ مع معلمات التوقف المحددة. يتم عرض «فتح الفتحة».

6.8.2 الطرد المركزي مع تأخير زمني

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضغط على الزر $[t]$ بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال للمعلمة « t/min » باللون الداكن.
2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام $[الرأس الدوار]$.

3. اضغط على الزر [t] بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال للمعلمة «t/sec» باللون الداكن.
4. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
5. اضغط على المفتاح [البدء].
- ▶ بدأ تشغيل الطرد المركزي.
- تضيء شاشة العرض «الدوران» طالما أن الدوار يدور.
- في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يتم عرض سرعة الدوار أو قيمة تأكيد التركيز الناتجة ودرجة الحرارة في غرفة الطرد المركزي والوقت المتبقي.
6. بعد انقضاء الوقت أو في حالة إحباط تشغيل الطرد المركزي بالضغط على المفتاح [الإيقاف]، يتم تنفيذ النفاذ باستخدام معلمات النفاذ المحددة.
- ▶ يتم عرض «فتح الفتحة».

6.8.3 قم بتغيير الإعدادات في أثناء الطرد المركزي

- يمكن تغيير وقت التشغيل، والسرعة، وتسارع الطرد المركزي النسبي (RCF/RZB)، ومعلمات البدء والإيقاف بالإضافة إلى درجة الحرارة (فقط للأجهزة ذات التبريد) في أثناء الطرد المركزي.
- لا يمكن تغيير المعلمات إلا بشكل فردي وواحدة تلو الأخرى.
1. قم بتغيير قيمة المعلمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
 2. اضغط على المفتاح [البدء].
 - ▶ يتم نسخ قيم البرنامج الحالي إلى موقع البرنامج «----» وتحديثها بالقيمة المتغيرة.
 - لا تتم الكتابة فوق البرنامج الأصلي.

6.9 وظيفة التوقف السريع

العاملين:

- مستخدم مدرب

1. اضغط على المفتاح [الإيقاف] مرتين.
- ▶ تومض الشاشة «الإيقاف».
- يتم عرض وتنفيذ عملية التوقف عند مستوى الكبح "R9" (أقصر مدة توقف).
- إذا تم اختيار مستوى الكبح "R0"، فإن وقت التشغيل يكون أطول لأسباب فنية مقارنة بمستوى الكبح "R9".

7 تشغيل البرمجيات

7.1 مفتاح التبديل

يجب تخزين المفاتيح بطريقة تحميها من الوصول غير المصرح به.

الوظيفة	موضع المفتاح
يتم عرض «القفل 1».	موضع المفتاح الأيمن
يمكن فقط استدعاء البرامج، ولكن لا يمكن تغييرها.	
يتم عرض «القفل 2».	موضع المفتاح الأيمن
لا يمكن الوصول إلى أي برامج وتغييرها.	
لا يوجد عرض للحالة	موضع المفتاح الأوسط
لا يوجد قفل للمفتاح يمكن الوصول إلى البرامج وتغييرها.	

7.2 معلمات الطرد المركزي

7.2.1 معلمات البدء والإيقاف



يتم عرض معلمات البداية والتوقف المحددة.
 1-9 x: مستوى البداية، t = وقت البداية
 0) n = سرعة إيقاف تشغيل الفرامل، t = وقت التوقف، R0 = التحرك دون استخدام الفرامل، y: مرحلة الكبح، R1-R9، B1-B9 = سرعة إيقاف تشغيل الفرامل

1. اضغط على الزر [معلومات بدء التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «مرحلة بدء التشغيل» أو المعلمة «وقت بدء التشغيل» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

مرحلة بدء التشغيل

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

1. اضغط على الزر [معلومات بدء التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «وقت بدء التشغيل دقيقة:ثانية» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

وقت بدء التشغيل

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

إذا تم تعيين وقت بدء التشغيل أطول من وقت التشغيل، فإن تشغيل الطرد المركزي ينتهي قبل الوصول إلى السرعة المحددة.

1. اضغط على الزر [معلومات إيقاف التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «مراحل انتهاء الصلاحية» أو المعلمة «وقت انتهاء الصلاحية» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

مراحل الكبح

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

لا يمكن ضبط مستويات المكابح B إلا للدورات الخاصة.

إذا تم ضبط سرعة إيقاف تشغيل المكابح، فلا يمكن ضبط وقت الهبوط.

وقت انتهاء الصلاحية

1. اضغط على الزر [معلومات إيقاف التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «مراحل إيقاف التشغيل دقيقة:ثانية» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

1. اضغط على الزر [معلومات إيقاف التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «دورة في اللف» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

سرعة دوران إيقاف تشغيل المكابح

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

7.2.2 مدة التشغيل

للتشغيل المستمر، يجب ضبط الدقائق والثواني على الصفر.
 تتم الإشارة إلى التشغيل المستمر على شاشة العرض بالرمز «---:--».



1. اضغط على الزر [t] بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة «t/min» باللون الداكن.

2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

3. اضغط على الزر [t] بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة «t/sec» باللون الداكن.

4. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

7.2.3 سرعة الدوران دورة في الدقيقة

1. اضغط على الزر [n] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RPM» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

عرض السرعة القصوى للدوار

1. اضغط على الزر $[n]$ بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RPM» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر $[n]$.

◆ يتم عرض السرعة القصوى للدوار (الدوار n-max).

7.2.4 تسجيل التأكيد المتكامل

يعد تسجيل التأكيد المتكامل مقياسًا لتأثير الترسيب ($\int \eta^2 dt$). يتم استخدام القيمة لمقارنة عمليات الطرد المركزي.

1. اضغط مع الاستمرار على الزر [تسجيل التأكيد المتكامل].

◆ يتم عرض «تسجيل التأكيد المتكامل».

7.2.5 درجة الحرارة

1. اضغط على الزر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «T/C» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

7.2.6 تسارع الطرد المركزي النسبي، تأكيد التسجيل

يعتمد تسارع الطرد المركزي النسبي لتأكيد التسجيل على السرعة ونصف قطر الطرد المركزي.

يتم إعطاء تسارع الطرد المركزي النسبي لتأكيد التسجيل كمضاعف للتسارع الناتج عن الجاذبية (g).

يعتبر تسارع الطرد المركزي النسبي لتسجيل التأكيد قيمة عددية خالية من الوحدة ويستخدم لمقارنة أداء الفصل والترسيب.

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = تسارع الطرد المركزي النسبي

دورة في الدقيقة = سرعة الدوران

r = نصف قطر الطرد المركزي بالملم = المسافة من مركز محور الدوران إلى أسفل وعاء الطرد المركزي.

7.2.7 ضبط تسارع الطرد المركزي النسبي (RCF/RZB)

1. اضغط على الزر $[RCF]$ بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RCF/RZB» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

يعرض الحد الأقصى للتسارع النسبي للطرد المركزي للدوار

1. اضغط على الزر $[RCF]$ بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RCF/RZB» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر $[RCF]$.

◆ يتم عرض التسارع النسبي للطرد المركزي للدوار (الدوار n-max).

7.2.8 الطرد المركزي للمواد أو مخاليط المواد ذات الكثافة الأعلى من 1.2 كجم/دم³

عند الطرد المركزي بأقصى سرعة، قد تكون كثافة المواد أو مخاليط المواد 1.2 kg/dm³ لا تتجاوز. ويجب تقليل السرعة بالنسبة للمواد أو مخاليط المواد ذات الكثافة الأعلى. ويمكن حساب السرعة المسموح بها باستخدام الصيغة التالية:

$$\text{Reduced speed } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{Greater density [kg/dm}^3]}} * \text{maximum speed [RPM]}$$

على سبيل المثال: السرعة القصوى 4000 دورة في الدقيقة، الكثافة 1.6 كجم/دم³

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

إذا تم، في حالات استثنائية، تجاوز الحد الأقصى للحمل المحدد على العلاقة، فيجب أيضًا تقليل السرعة. ويمكن حساب السرعة المسموح بها باستخدام الصيغة التالية:

$$\text{Reduced speed } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{maximum load [g]}}{\text{actual load [g]}}} * \text{maximum speed [RPM]}$$

على سبيل المثال: السرعة القصوى 4000 دورة في الدقيقة، الحد الأقصى للحمل 300 g، الحمل الفعلي 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

إذا كان هناك أي شيء غير واضح، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على معلومات.

7.2.9 نصف القطر للترد المركزي

1. اضغط على الزر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها التردد المركزي] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «r/mm» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
 2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
- من خلال تغيير نصف القطر، يتم ضبط قيمة تسارع التردد المركزي تلقائيًا، وتتم الإشارة إلى ذلك عن طريق الوميض.

7.3 البرمجة

7.3.1 طلب البرنامج أو تحميله

1. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
 2. قم بتعيين مكان البرنامج المطلوب باستخدام [الرأس الدوار].
 3. اضغط على المفتاح [RCL].
- يتم عرض بيانات التردد المركزي لموقع البرنامج المطلوب.

7.3.2 أدخل البرنامج أو قم بتغييره

1. قم بتعيين المعلمات المطلوبة.
 2. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
 3. قم بتعيين مكان البرنامج المطلوب باستخدام [الرأس الدوار].
- إذا ومضت شاشة موقع البرنامج، فهذا يعني أن موقع البرنامج هذا مشغول بالفعل ببيانات التردد المركزي. في هذه الحالة، قم بتعيين مساحة برنامج حرة أو الكتابة فوق بيانات التردد المركزي من خلال المتابعة.
4. اضغط على المفتاح [STO].
 5. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.
- سيتم الكتابة فوق بيانات التردد المركزي التي تم حفظها بالفعل.

7.3.3 ذاكرة تخزين مؤقت تلقائية

يتضمن المخزن المؤقت مواقع البرنامج "----" و 90 إلى 99. بعد كل بداية تشغيل للطرد المركزي، يتم حفظ بيانات الطرد المركزي المتغيرة تلقائيًا في موقع البرنامج "----".

يتم تخزين بيانات الطرد المركزي التي تم تغييرها من آخر 11 عملية تشغيل للطرد المركزي في المخزن المؤقت ويمكن استرجاعها.

7.4 اكتشاف العنصر الدوار

- بعد بدء تدفق الطرد المركزي، يتم إجراء الكشف عن الدوار.
- إذا تم تغيير الدوار، فسيتم إجباط تشغيل الطرد المركزي بعد اكتشاف الدوار. يتم عرض رمز الدوار (R) والحد الأقصى لسرعة الدوار (n-max) للدوار المكتشف حديثًا.
- إذا كانت السرعة القصوى للدوار المستخدم أقل من السرعة المحددة، فستقتصر السرعة على السرعة القصوى للدوار.

7.5 التبريد (لأجهزة الطرد المركزي مع التبريد)

7.5.1 ملاحظات على التبريد

بالنسبة لأجهزة الطرد المركزي المزودة بخيار التدفئة/التبريد، يمكن تعديل نقطة ضبط درجة الحرارة من 20- درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية. إذا انحرقت درجة الحرارة الفعلية عن درجة الحرارة المستهدفة بأكثر من 5 درجة مئوية، فسيتم الإشارة إلى ذلك من خلال شاشة وامضة لقيمة درجة الحرارة. أدنى درجة حرارة يمكن تحقيقها تعتمد على الدوران.

7.5.2 التبريد الاحتياطي

عندما يكون الدوار في حالة توقف تام ويتم إغلاق الغطاء، يتم تبريد غرفة الدوران إلى درجة الحرارة المحددة مسبقًا. تظهر نقطة ضبط درجة الحرارة على الشاشة.

7.5.3 التبريد المسبق للعنصر الدوار

للتبريد المسبق للدوار الذي تم تفريره وملحقته بسرعة، نوصي بتشغيل الطرد المركزي باستخدام إعدادات التشغيل المستمر وسرعة تبلغ حوالي 20 % من السرعة القصوى للدوار.

7.6 التسخين (لأجهزة الطرد المركزي مع التسخين)

في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يتم تسخين غرفة الطرد المركزي إلى درجة الحرارة المحددة مسبقًا إذا لزم الأمر. عندما يكون الدوار في حالة توقف تام، يتم إيقاف التسخين.

⚠️ احترس



خطر الحروق من الأسطح الساخنة.

يمكن أن تصل درجة حرارة سطح عنصر التسخين في غرفة الدوران إلى 500 درجة مئوية أو 932 درجة فهرنهايت.

- لا تلمس عنصر التسخين.

إرشاد



تلف الشماعات البلاستيكية بسبب درجات الحرارة الزائدة

- لا يجوز استخدام الشماعات البلاستيكية إلا في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية أو 104 درجة فهرنهايت كحد أقصى.

7.7 قائمة الآلة

7.7.1 معلومات نظام الاستعلام

يمكن الاستعلام عن معلومات النظام التالية:

- نموذج الطرد المركزي
 - السرعات القصوى لرموز الدوار المختلفة
 - نسخة البرنامج من أجهزة الطرد المركزي
 - نوع محول التردد
 - نسخة البرنامج من العاكس التردد
- الدوار لا يزال ثابتًا.

1. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
◀ بعد 8 ثوانٍ، سيتم تنشيط الإشارة الصوتية «SOUND / BELL».
2. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض ساعات التشغيل «عنصر التحكم».
3. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض التاريخ والوقت.
4. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض إصدار الجهاز والتبريد «الإصدار 12 درجة مئوية / * 03».
5. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض ساعات تشغيل عاكس التردد «FC/CCI XX h».
6. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض نوع عاكس التردد «FU/CCI».
7. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض إصدار برنامج عاكس التردد «FU/CCI - S».
8. اضغط على المفتاح [t].
◀ يتم عرض إصدار البرنامج الخاص بلوحة الإمداد «درجة مئوية / * - 01.07 S».
9. اضغط على الزر [بيفاف/فتح] للخروج من القائمة

7.7.2 الاستعلام عن ساعات العمل

الدوار لا يزال ثابتًا.

1. افتح الغطاء.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
◀ بعد 8 ثواني يتم عرض «SOUND / BELL XXX».
3. اضغط على المفتاح [t].
◀ «عنصر التحكم» ويتم عرض ساعات التشغيل.
تنطفئ شاشة ساعات التشغيل تلقائيًا بعد 10 ثوانٍ.

7.7.3 إشارة صوتية

7.7.3.1 عام

تصدر الإشارة الصوتية وفقًا للإعدادات التالية:

■ بعد حدوث خطأ في فاصل زمني <ثانيتين.	OFF
■ بعد حدوث خطأ في فاصل زمني <ثانيتين. ■ بعد انتهاء تشغيل الطرد المركزي وتوقف الدوار على فترات 30 ثانية.	ON1
■ بعد حدوث خطأ في فاصل زمني <ثانيتين. ■ بعد انتهاء تشغيل الطرد المركزي وتوقف الدوار على فترات 30 ثانية. ■ مع كل ضغطة مفتاح.	ON2

سيؤدي فتح الغطاء أو الضغط على أي زر إلى إيقاف الإشارة الصوتية.

7.7.3.2 ضبط الإشارة الصوتية

1. افتح الغطاء.
 2. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
■ بعد 8 ثوانٍ يتم عرض «SOUND / BELL ON1» أو «SOUND / BELL ON2» أو «SOUND / BELL OFF».
 3. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين «OFF» أو «ON1» أو «ON2».
 4. اضغط على المفتاح [البدء].
■ يتم حفظ الإعداد.
- يتم عرض «*** OK ***» لفترة وجيزة.

7.7.4 يتم عرض بيانات الطرد المركزي بعد التشغيل

بعد التشغيل، يتم عرض بيانات الطرد المركزي للبرنامج 1 أو آخر برنامج تم استخدامه.

1. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [t].
 2. عند أول تغيير مرئي في شاشة العرض (العرض العكسي)، اضغط على المفتاح [الإيقاف].
■ يتم عرض «PROGRAM 1, LAST PROGRAM».
 3. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين الوظيفة المطلوبة.
 4. اضغط على المفتاح [البدء].
■ يتم حفظ الإعدادات.
- يتم عرض «*** OK ***» لفترة وجيزة.

7.7.5 إعداد التاريخ والوقت

- الدوار لا يزال ثابتاً.
1. افتح الغطاء.
 2. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
■ بعد 8 ثواني يتم عرض «SOUND / BELL».
 3. اضغط على المفتاح [t] مرتين.
■ يتم عرض التاريخ والوقت
أ: عام
الشهر: الشهر:
ي: يوم
س: ساعات
دقيقة: دقائق

4. اضغط على الزر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة المرغوبة ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
5. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
6. اضغط على المفتاح «البدء».
- ▶ يتم حفظ الإعدادات.
- يتم عرض «***OK***» لفترة وجيزة.

7.8 اختصارات البرنامج

7.8.1 ربط البرامج أو تغيير رابط البرنامج

لا يمكن ربط البرنامج إلا مع البرامج التي يتم فيها ضبط مستويات بدء التشغيل والفرملة.

يجب حفظ البرامج بالترتيب المطلوب قبل الربط، إما من خلال إدخال البرنامج أو استدعاء البرنامج.

يجب أن تكون فتحات البرنامج واحدة خلف الأخرى (على سبيل المثال، فتحات البرنامج 10+11+12).

1. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين موقع البرنامج الأولي (+XX).
3. اضغط على المفتاح [RCL].
- ▶ يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب
4. اضغط على المفتاح [البرنامج] مرتين.
- ▶ تم تحديد المعلمة PR-PART.
- يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
5. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.
- ▶ يتم ربط البرنامج ويتم عرض رقم البرنامج الخاص بموقع البرنامج التالي (+XX+).
6. اضغط على المفتاح [RCL] مرتين.
- ▶ يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب
7. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.
- ▶ يتم ربط البرنامج ويتم عرض رقم البرنامج الخاص بموقع البرنامج التالي (+XX+).
8. كرر الخطوات الأخرتين حتى يتم ربط كافة البرامج.
9. اضغط على المفتاح [البرنامج].
- ▶ يتم عرض رقم البرنامج الخاص بالبرنامج النهائي (+XX).
1. طلب البرنامج المطلوب.
2. قم بتغيير المعلمة المطلوبة.
3. احفظ بيانات الطرد المركزي التي تم تغييرها مرة أخرى في نفس موقع البرنامج.
- ▶ عن طريق الحفظ، تتم إزالة رابط البرنامج.
4. إعادة ربط البرامج.


ربط البرامج

تغيير رابط البرنامج

7.8.2 تشغيل الطرد المركزي برابط البرنامج

1. اضغط على المفتاح [البرنامج] مرتين.
- ▶ تم تحديد المعلمة PR-PART.
- يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين موقع البرنامج الأولي (+XX).

3. اضغط على المفتاح [RCL].
 ◀ يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب
4. اضغط على المفتاح [بدء].
 ◀ بدأ تشغيل الطرد المركزي.
 تظهر الشاشة «الدوران» طالما أن العنصر الدوار يدور.
 يتم عرض مستويات بدء التشغيل والكبح الخاصة برابط البرنامج.
- برنامج البدء (+XX)
 X: مرحلة بدء البرنامج الأولي X
- برنامج المتابعة (+XX+)
 X: مرحلة بدء تشغيل البرنامج التالي X
- البرنامج النهائي (XX+)
 X: مرحلة البدء بالبرنامج النهائي
 Y: مرحلة الكبح من البرنامج النهائي
5. بعد انقضاء الوقت في البرنامج النهائي، يتم التباطؤ مع مستوى الكبح للبرنامج النهائي.
 إذا تم إحباط تشغيل الطرد المركزي بالضغط على المفتاح [الإيقاف]، فسيتم تشغيله عند مستوى الكبح للبرنامج قيد التشغيل حاليًا.



7.8.3 حذف روابط البرنامج

1. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين موقع البرنامج الأولي (+XX).
3. اضغط على المفتاح [RCL].
 ◀ يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب
4. اضغط على المفتاح [البرنامج] مرتين.
 ◀ يتم عرض المعلمة «PR-PART».
5. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.
 ◀ يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
6. اضغط على المفتاح [البرنامج].

8 التنظيف والرعاية

8.1 جدول النظرة العامة

صفحة	سنويًا	أسبوعيًا	يوميًا	عند الضرورة	العمل الذي يتعين القيام به	الفصل
39					التنظيف والرعاية	8
41					التنظيف	8.3
41			X		نظف الجهاز	8.3
41		X			نظف أنظمة الأمن الحيوي	8.3
41		X			نظف الملحقات	8.3
41					التعقيم	8.4

صفحة	سنويًا	أسبوعيًا	يوميًا	عند الضرورة	العمل الذي يتعين القيام به	الفصل
41				X	تطهير الجهاز	8.4
41				X	تطهير الملحقات	8.4
42					الصيانة	8.5
42		X			دهن مانع التسرب المطاطي لغرفة الدوران	8.5
42		X			قم بتشحيم السدادة المطاطية لنظام السلامة الحيوية	8.5
42		X			قم بتشحيم دبوس الدعم	8.5
42		X			فحص الملحقات	8.5
42		X			فحص نظام السلامة الحيوية	8.5
42	X				تحقق من مساحة الدوران بحثًا عن أي ضرر.	8.5
42	X				تشحيم عمود المحرك	8.5
43				X	ملحقات ذات وقت استخدام محدود	8.5
43				X	حساب عدد دورات التشغيل التي تم تنفيذها	8.5
43				X	استبدال أوعية الطرد المركزي	8.5

8.2 تعليمات التنظيف والتطهير

خطر

خطر التلوث بالنسبة للمستخدم بسبب عدم كفاية التنظيف أو عدم اتباع تعليمات التنظيف.



- اتبع تعليمات التنظيف.
- ارتد معدات الحماية عند تنظيف الجهاز.
- اتبع لوائح المعمل (مثل: القواعد الفنية لمواد العمل البيولوجية، قانون الحماية من العدوى، خطة النظافة الصحية) عند التعامل مع العوامل البيولوجية.

- يجب عدم تنظيف الجهاز وملحقاته في غسالات الأطباق.
- قم فقط بتنظيف اليدين والتطهير بالوسائل.
- قد تصل درجة حرارة الماء إلى 25 درجة مئوية كحد أقصى.
- لتجنب علامات التآكل الناجمة عن عوامل التنظيف أو التطهير، من الضروري اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة من الشركة المصنعة لعامل التنظيف أو التطهير.

وسائل التعقيم:

- مطهر للأسطح (ليس مطهر لليدين أو للأدوات)
- الإيثانول باعتباره المادة الفعالة الوحيدة.
- لا تقم بتطهير نافذة العرض الموجودة في غطاء الجهاز بخليط الإيثانول والبروبانول.
- تركيز لا يقل عن 30 %
- قيمة الرقم الهيدروجيني: 6 - 8
- غير قابل للتآكل

8.3 التنظيف

نظف الجهاز

1. افتح الغطاء.
2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة.
3. قم بإزالة الملحقات.
4. نظف مبيت أجهزة الطرد المركزي وغرفة التدوير بالصابون أو منظف معتدل وقطعة قماش مبللة.
5. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
6. يجب تجفيف الأسطح مباشرة بعد التنظيف.
7. في حالة حدوث تكثف، قم بتجفيف حجرة الدوران بقطعة قماش ماصة.

نظف أنظمة الأمن الحيوي

1. قم بتنظيف نظام الأمن الحيوي باستخدام عامل التنظيف وقطعة قماش مبللة.
2. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
3. قم بتجفيف الملحقات مباشرة بعد التنظيف باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر وهواء مضغوط خالي من الزيت. تجفيف جميع التجاويف بالكامل بالهواء المضغوط الخالي من الزيت.

نظف الملحقات

1. قم بتنظيف الملحقات باستخدام عامل التنظيف وقطعة قماش مبللة.
2. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
3. قم بتجفيف الملحقات مباشرة بعد التنظيف باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر وهواء مضغوط خالي من الزيت. تجفيف جميع التجاويف بالكامل بالهواء المضغوط الخالي من الزيت.

8.4 التعقيم

يجب أن يسبق التطهير دائمًا تنظيف المكونات ذات الصلة.
انظر الفصل 8.3 «التنظيف» في صفحة 41



تركيز المطهر ومدة تعرضه طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة.



احترس

خطر الإصابة نتيجة دخول الماء أو السوائل الأخرى.

- احم الجهاز من السوائل من الخارج.
- لا تنفذ التطهير بالرش على الجهاز.



تطهير الجهاز

1. افتح الغطاء.
2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة.
3. قم بإزالة الملحقات.
4. نظف السكن وغرفة الدوران بمطهر.
5. بعد استخدام مواد التعقيم، قم بإزالة أي مادة تعقيم متبقية بقطعة قماش مبللة.
6. يجب تجفيف الأسطح مباشرة بعد التنظيف.

1. قم بتطهير الملحقات بالمطهر.

تطهير الملحقات

2. بلل جميع التجاويف بالمطهرات حتى لا تكون هناك فقاعات هواء.

3. بعد استخدام المطهرات، اترك المطهر المتبقي حتى يجف أو قم بإزالته.

يمكن تعقيم الملحقات التالية عند درجة حرارة 121 درجة مئوية / 250 درجة فهرنهايت (20 دقيقة):

التعقيم

- المحركات المتأرجحة.
- عناصر بزواوية من الألومنيوم
- أعمدة تعليق من المعدن
- غطاء مع الاحتواء البيولوجي
- إدخال

لا يمكن الإدلاء ببيان حول درجة العقم.

يجب إزالة أغطية الدورات والدلاء قبل التعقيم.

يعمل التعقيم على تسريع عملية شيخوخة المواد. يمكن أن يسبب تغيرات باللون. بعد التعقيم، قم بفحص الدورات والملحقات بصريًا بحثًا عن أي ضرر واستبدل أي أجزاء تالفة على الفور.

إذا كانت هناك علامات للتشقق أو التقصف أو التآكل، فاستبدل حلقة مانع التسرب المعنية. بالنسبة للأغطية ذات حلقات الغلق غير القابلة للاستبدال، يجب استبدال الغطاء بالكامل.

لضمان إحكام أنظمة السلامة الحيوية، يجب تغيير حلقات مانع التسرب بعد التعقيم.

8.5 الصيانة

دهن مانع التسرب المطاطي لغرفة الدوران

افرك حلقة السدادة برفق باستخدام منتج العناية المطاطية.

قم بتشحيم السدادة المطاطية لنظام السلامة الحيوية

افرك حلقة السدادة برفق باستخدام منتج العناية المطاطية.

قم بتشحيم دبوس الدعم

1. قم بإزالة الملحقات.

2. قم بتنظيف دبوس الدعم.

3. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.

4. قم بتشحيم دبائيس الدعم وشماعات الأخدود باستخدام أنبوب Hettich الشحم 4051.

5. يجب إزالة الشحوم الزائدة في غرفة الدوران.

فحص الملحقات

1. يجب فحص الملحقات بحثًا عن التلف الناتج عن الاهتراء والتآكل.

2. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.

فحص نظام السلامة الحيوية

1. افحص جميع أجزاء نظام الأمن الحيوي بصريًا للتأكد من عدم وجود أي ضرر.

2. تحقق من موضع التثبيت الصحيح لحلقة (حلقات) السدادة الخاصة بنظام الأمن الحيوي.

3. استبدل الأجزاء التالفة من نظام الأمن الحيوي.

4. إذا كانت هناك علامات للتشقق أو التقصف أو التآكل، فاستبدل حلقة السدادة المعنية فورًا. بالنسبة للأغطية ذات حلقات الغلق غير القابلة للاستبدال، يجب استبدال الغطاء بالكامل.

افحص غرفة الطرد المركزي للتأكد من عدم وجود تلفيات.

تحقق من مساحة الدوران بحثًا عن أي ضرر.

تشحيم عمود المحرك

1. قم بإزالة الملحقات.

2. قم بتنظيف عمود المحرك.

3. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.

4. قم بتشحيم عمود المحرك بشحم أنبوب Hettich 4051.

5. يجب إزالة الشحوم الزائدة في غرفة الدوران.

ملحقات ذات وقت استخدام محدود

استخدام بعض الملحقات محدود في الوقت المناسب. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يجوز استخدام الملحقات مرة أخرى إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لعدد دورات التشغيل المحددة عليها أو تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد عليها.

- يمكن رؤية الحد الأقصى المسموح به لعدد دورات التشغيل أو تاريخ انتهاء الصلاحية على الملحقات.
- جهاز الطرد المركزي مجهز بعداد للدورات.

حساب عدد دورات التشغيل التي تم تنفيذها

لحساب عدد دورات التشغيل التي تم تنفيذها (عمليات الطرد المركزي)، مطلوب وقت التشغيل لكل عملية تشغيل للطرد المركزي وساعات تشغيل الجهاز. للاستعلام عن ساعات العمل، انظر الفصل 7.7.2 «الاستعلام عن ساعات العمل» في صفحة 36.

إذا تم تنفيذ عمليات الطرد المركزي بأوقات تشغيل مختلفة، فيجب استخدام أقصر وقت تشغيل للحساب.

يتم حساب عدد دورات التحميل المنفذة (عمليات الطرد المركزي) على النحو التالي:

عدد دورات التشغيل المنفذة = ساعات التشغيل [س] × 60 / وقت التشغيل [دقيقة]

مثل: ساعات التشغيل 2000 ساعة، وقت التشغيل 5 دقائق

عدد دورات التشغيل المنفذة = 2000 / 60 × 5 = 24000

استبدال أوعية الطرد المركزي

احترس



خطر الإصابة بسبب كسر الزجاج

يمكن أن يؤدي كسر الزجاج إلى وجود شظايا زجاجية وسوائل ملوثة داخل جهاز الطرد المركزي.

- ارتد قفازات مقاومة للقطع.
- ارتد نظارات السلامة وقناع الوجه.

في حالة حدوث تسرب أو كسر في أوعية الطرد المركزي، يجب إزالة أجزاء الوعاء المكسورة وشظايا الزجاج ومواد الطرد المركزي المنسكبة بالكامل. تتسبب شظايا الزجاج المتبقية في مزيد من كسر الزجاج.

يجب استبدال الحشوات المطاطية والأكمال البلاستيكية للدورات في حالة انكسار الزجاج.

إذا كانت المادة معدنية، فيجب إجراء التعقيم.

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

9.1 وصف الأخطاء

إذا لم يكن من الممكن إزالة العطل وفقاً لجدول الأخطاء، فيجب إخطار خدمة العملاء. حدد نوع جهاز الطرد المركزي والرقم التسلسلي. ويمكن رؤية كلا الرقمين على لوحة اسم جهاز الطرد المركزي. * رقم الخطأ لا يظهر على الشاشة.

وصف الخطأ	السبب	العلاج
لا توجد شاشة	بلا جهد. تشغيل منصهر حماية التيار الزائد.	<ul style="list-style-type: none"> ■ تحقق من جهد الإمداد. ■ مفتاح الطاقة في موضع المفتاح [//]
TACHO - ERROR 01, 02	عداد السرعة معطل. المحرك، المحول، الإلكترونيات معطلة.	<ul style="list-style-type: none"> ■ افتح الغطاء. ■ اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [0]. ■ انتظر 10 ثوانٍ على الأقل. ■ أدر العنصر الدوار بقوة باليد. ■ اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [//]. ■ يجب أن يدور العنصر الدوار في أثناء التشغيل.
عدم التوازن	يتم تحميل العنصر الدوار بشكل غير متساو.	<ul style="list-style-type: none"> ■ افتح الغطاء أو الفتحة. ■ تحقق من الحمل على الدوار. ■ كرر تشغيل الطرد المركزي.

وصف الخطأ	السبب	العلاج
CONTROL - ERROR 04, 06-09	خطأ في قفل الغطاء.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
N < بحد أقصى 05	خطأ في السرعة الزائدة	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
N > دقيقة 13	خطأ في السرعة المنخفضة.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
كود العنصر الدوار 10	خطأ في تسجيل العنصر الدوار	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
انقطاع التيار الكهربائي	انقطاع الشبكة في أثناء تشغيل الطرد المركزي. لم تكتمل عملية الطرد المركزي.	■ افتح الغطاء. ■ اضغط على المفتاح [البدء]. ■ عند الضرورة: كرر تشغيل الطرد المركزي.
VERSION-ERROR 12	المكونات الإلكترونية غير متطابقة، خطأ/خلل في الإلكترونيات.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
SER I/O - ERROR 30-38	خطأ/خلل في الواجهة.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
C * - ERROR 50-56, 58 °	خطأ/عطل في التبريد.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
LOCK - ERROR 57	خطأ/خلل في قفل البرنامج.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
FU / CCI - ERROR 60-83	خطأ/عطل في التحكم في المحرك.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
CONTROL - ERROR 26, 90-95, 97 - 99	خطأ/عطل في جزء التحكم.	■ قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
N < الدوار بحد أقصى 96	السرعة في البرنامج المحدد أكبر من السرعة القصوى للدوار.	■ فحص وتصحيح سرعة الدوران.
	تم تغيير الدوار. يتمتع الدوار المثبت بسرعة قصوى أعلى من الدوار المستخدم سابقاً. لم يتم التعرف على الدوار بعد من خلال الكشف عن الدوار.	■ اضبط السرعة على السرعة القصوى للدوار المستخدم مسبقاً. اضغط على المفتاح [البدء] لتنفيذ اكتشاف الدوار.
تضيء الشاشة	-	■ أخطر خدمة العملاء.

9.2 قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي

1. ⏪ اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [0].
2. ⏪ انتظر 10 ثوانٍ.
3. ⏪ اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [//].

9.3 الإصدار في حالة الطوارئ

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لا يمكن فتح الغطاء باستخدام المحرك. يجب أن يتم فتح القفل في حالات الطوارئ يدوياً.

تحذير

خطر حدوث صدمة كهربائية بسبب أعمال الصيانة والخدمة على المعدات الحية.

- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاح.

تحذير


- خطر القطع والسحق بسبب تحريك الدوار.
- لا تفتح الغطاء إلا عندما يتوقف الدوار.



العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. انظر من خلال النافذة الموجودة في الغطاء للتأكد من أن الدوار ثابت.
2. أدخل المفتاح السداسي أفقيًا في الفتحة (7) وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يفتح الغطاء.
3. أخرج المفتاح السداسي من الفتحة (7).
4. عند عودة الطاقة، اضغط على الزر [الغطاء] حتى يعود قفل الغطاء الآلي إلى موضعه الأولي (مفتوح).



صورة 31: الإصدار في حالة الطوارئ
1 الثقب

10 التصرف

10.1 ملاحظات عامة

يمكن التخلص من الجهاز عن طريق الشركة المصنعة.
من أجل الإرجاع، يجب دائمًا طلب نموذج الإرجاع (RMA).
إذا لزم الأمر، فاتصل بالخدمة الفنية للشركة المصنعة.



Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstraße 12
78532 توتلينغن، ألمانيا
الهاتف: +49 7461 705 1400
البريد الإلكتروني: service@hettichlab.com

تحذير

خطر التلوث والتلوث على الإنسان والبيئة

- عند التخلص من جهاز الطرد المركزي، يمكن أن يتلوث الأشخاص والبيئة بسبب التخلص منه بشكل غير صحيح أو غير مناسب.
- لا يجوز إجراء عملية التفكيك والتخلص إلا تحت إشراف متخصص خدمة مدرب ومعتمد.



الجهاز مخصص للقطاع التجاري ("Business to Business" - B2B).

وفقًا للتوجيه EU/2012/19، لم يعد من الممكن التخلص من الأجهزة مع النفايات المنزلية.
يتم تخصيص الأجهزة للمجموعات التالية وفقًا لمؤسسة تسجيل المعدات الكهربائية القديمة (EAR):
■ المجموعة 1 (مبادل حراري)

يشير رمز سلة المهملات المشطب عليها إلى أنه لا يجوز التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية. قد تختلف لوائح التصرف في كل بلد. إذا لزم الأمر، فاتصل بالمورد.















صورة 32: حظر النفايات المنزلية



8. تعليمات الأمان العامة	43 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
7 تعليمات للأفراد	43 إشارة صوتية
43 تغيير أوعية الطرد المركزي	37 تفعيل/إلغاء تفعيل
21 توصيل جهاز الطرد المركزي	44 إعادة ضبط التيار الكهربائي
د	37 إعداد التاريخ والوقت
دبوس الدعم	21 إعداد جهاز الطرد المركزي
42 السدادة المطاطية	35 اكتشاف العنصر الدوار
ذ	19 الإرجاع
ذاكرة وسيطة	31 الإعداد في أثناء الطرد المركزي
35 الي	البرنامج -
ر	الإدخال
رابط البرنامج -	التحميل
38 الإعداد	التغيير
38 التغيير	الطلب
39 الحذف	التحميل
38 تشغيل الطرد المركزي	التسارع النسبي للطرد المركزي (RCF/RZB)
43 رسائل الخطأ	التشغيل
س	التصرف
ساعات العمل	التعقيم
36 معلومات النظام	42, 41
32 سرعة الدوران الدورية في الدقيقة	التفريغ
7 سوء الاستخدام المتوقع	التنظيف
ط	التنظيف والتعقيم
طلب	ملاحظات
36 معلومات النظام	الرموز
ظ	الطرد المركزي
ظرف النقل	بمدى التحمل
19 ظروف التخزين	مع ارتفاع كثافة المواد
ع	مع تأخير الوقت
عمود المحرك	العناصر الدوارة وأعمدة التعليق والملحقات
42 السدادة المطاطية	حساب عدد دورات التشغيل المنجزة
غ	العنصر الدوار
غرفة الطرد المركزي	إزالة
42 الفحص	التحميل
ف	تركيب
فترات	الغرض المحدد
39 الصيانة	الغطاء
ق	إغلاق
قطع الغيار الأصلية	فتح
18, 18	الملحقات
ل	التطهير
لوحة الاسم	الجهاز
12 ليس الغرض المحدد	الفحص
م	مع فترة استخدام محدودة
مؤهل الأفراد	إيقاف التشغيل
7 مؤهلات الأفراد	ب
32 مدة التشغيل	بيانات الطرد المركزي بعد التشغيل
30 مدى التحمل	ت
7 مسؤولية المشغل	تسارع الطرد المركزي المتكامل
7 معدات الحماية	تسجيل التأكيد المتكامل
	تسارع الطرد المركزي النسبي
	RCF
	تشحيم
	السدادة المطاطية
	تعليمات الأمان







7	معدات الحماية الشخصية
32	معلومات البدء والإيقاف
31	مفتاح الإغلاق
25	ملء
	ملصقات
14	على الجهاز
13	على العبوة
	ن
18	نطاق التسليم
	نظام الأمن الحيوي
41	الجهاز
42	الفحص
	نظف
41	التطهير
41	الجهاز
	و
	واجب
39	الصيانة
43	وصف الأخطاء

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

4296		5051 + 5053									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  ↙ 90° max. Laufzyklen / max. cycles 120000		 +									
		max. Beladung / max. load: 500 g									



		5262	5249	5243	5243 + 2x 6316	5242	5247	5227		5257	
											
		---	---	---	Falcon®	---	---	---	---	---	---
											
Kapazität / capacity	ml	100	100	50	50	25	7	5	6	1,5	2
Maße / dimensions	∅ x L mm	44 x 100	40 x 115	34 x 100	29 x 115	24 x 100	12 x 100	12 x 75	12 x 82	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	12	12	30	120	120		240	
Drehzahl / speed	RPM	4000									
RZB / RCF	²⁾	3291	3291	3291	3291	3291	3291	3309	2486 / 3363		
Radius / radius	mm	184	184	184	184	184	184	185	139/188		
	9 (97%)	33									
	9	50									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0									

4296		5051 + 5053									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  ↙ 90° max. Laufzyklen / max. cycles 120000		 +									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50000									
		max. Beladung / max. load: 500 g									


		5248-91	5247-91	5266	5258	5264		5227		5248	
											
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
											
Kapazität / capacity	ml	15	7	30	9 - 10	4 - 5,5	7,5 - 8,2	2,7 - 3	4,5 - 5	15	
Maße / dimensions	∅ / L mm ²	17 x 100	12 x 100	25 x 110	16 x 92	15 x 75	15 x 92	11 x 66	11 x 92	17 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		72	120	30	66	72		120		72	
Drehzahl / speed	RPM	4000									
RZB / RCF	²⁾	3291	3291	3291	3291	3309		3309		3291	
Radius / radius	mm	184	184	184	184	185		185		184	
	9 (97%)	33									
	9	50									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0									


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) nicht mit Deckel 5053 verschließbar
- 10) mit Dekantierhilfe

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) not possible to close the lid 5053
- 10) with decanting aid

4296	5051 + 5053									
<p>Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times</p>  <p>∠ 90°</p> <p>max. Laufzyklen / max. cycles 120000</p>										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50000									
	max. Beladung / max. load: 500 g									


	5259	6306	5248	5264		5267		5281		
										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
										
Kapazität / capacity	ml	50	15	5 - 10	4 - 7	9	1,1 - 1,4	3	1,5	2,0
Maße / dimensions	∅ x L	mm	29 x 115	17 x 120	16 x 100	16 x 75	14 x 100	8 x 66	10 x 60	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	42	72	72		120		96	
Drehzahl / speed	RPM	4000								
RZB / RCF	²⁾	3363	3434	3291	3309		3274		3363	
Radius / radius	mm	188	192	184	185		183		188	
 9 (97%)	sec	33								
 9	sec	50								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0								

4296	5051 + 5053									
<p>Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times</p>  <p>∠ 90°</p> <p>max. Laufzyklen / max. cycles 120000</p>										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50000									
	max. Beladung / max. load: 500 g									


	5268									
										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
						---	---	---	---	---
Kapazität / capacity	ml	1 - 5	4 - 7	5	2,6 - 2,9	4,9	---	---	---	---
Maße / dimensions	∅ x L	mm	13 x 75	13 x 100	13 x 75	13 x 65	13 x 90	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		72								
Drehzahl / speed	RPM	4000								
RZB / RCF	²⁾	3345								
Radius / radius	mm	187								
 9 (97%)	sec	33								
 9	sec	50								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) nicht mit Deckel 5053 verschließbar

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) not possible to close the lid 5053

4296		5051 + 5280 + 5053							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50000							
		max. Beladung / max. load: 500 g							



		1662				1670			
									
		1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664
									
Kapazität / capacity	ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions	\varnothing / A mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12	12	12	12
Filterkarten / filter cards		1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed	RPM	4000							
RZB / RCF	²⁾	2290 / 3274							
Radius / radius	mm	128 / 183							
 9 (97%)	sec	33							
	9	sec	50						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0							

4296		5051 + 5280 + 5053							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50000							
		max. Beladung / max. load: 500 g							

		1670				---	---	---	---
						---	---	---	---
		1665	1666	1667	1668	---	---	---	---
						---	---	---	---
Kapazität / capacity	ml	4	8	3 x 2	4 x 1	---	---	---	---
Maße / dimensions	\varnothing / A mm ²	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	---	---	---	---
Filterkarten / filter cards		1692	1691	1694	1693	---	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	4000							
RZB / RCF	²⁾	2290 / 3274							
Radius / radius	mm	128 / 183							
 9 (97%)	sec	33							
	9	sec	50						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100



4296		5092 + 5093									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000		 + 									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
		max. Beladung / max. load: 500 g									
		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)									
		5126	5125	5123	5124	5122		5128			
											
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		 2)	 2)		 2)	 2)			 2)	 2)	
Kapazität / capacity	ml	100	100	50	50	25	30	4	5	6	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	40 x 115	44 x 100	29 x 115	34 x 100	24 x 100	25 x 110	12 x 60	12 x 75	12 x 82	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	12	6	24		72		72	
Drehzahl / speed	RPM	4000									
RZB / RCF	2)	3488	3488	3631	3488	3434		3542			
Radius / radius	mm	195	195	203	195	192		198			
 9 (97%)	sec	33									
 9	sec	50									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ 1)	- 2									

4296		5092 + 5093									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000		 + 									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
		max. Beladung / max. load: 500 g									
		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)									
		5120					5121			---	
											
		---	---	---	---	---	---	3)	---	---	---
		 2)							 2)	 2)	---
Kapazität / capacity	ml	7	4,5 - 5	4 - 7	2,6 - 2,9	9 - 10	10	5 - 10	8	15	---
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	12 x 100	11 x 92	13 x 100	13 x 65	16 x 92	15 x 102	16 x 100	16 x 125	17 x 100	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		72					42			---	
Drehzahl / speed	RPM	4000									
RZB / RCF	2)	3542					3542			---	
Radius / radius	mm	198					198			---	
 9 (97%)	sec	33									
 9	sec	50									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ 1)	- 2									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) nicht mit Deckel 5093 verschließbar
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) not possible to close the lid 5093
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".



4296	5092 + 5093									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000	 +									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
	max. Beladung / max. load: 500 g									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)									
	5136									
										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				---						
Kapazität / capacity	ml	10	15	---	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	10	4 - 7	5 - 10
Maße / dimensions	Ø x L	mm	16 x 80	17 x 100	---	15 x 75	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 75 16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		48								
Drehzahl / speed	RPM	4000								
RZB / RCF	²⁾	3488								
Radius / radius	mm	195								
 9 (97%)	sec	33								
 9	sec	50								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 2								

4296	5092 + 5093									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000	 +									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
	max. Beladung / max. load: 500 g									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)									
	5137									
										
	---	---	---	---	---	---	---	---		
										
Kapazität / capacity	ml	1 - 5	4 - 7	4,9	1,1 - 1,4	2,6 - 2,9	2,7 - 3	4,5 - 5	5	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	13 x 75	13 x 100	13 x 90	8 x 66	13 x 65	11 x 66	11 x 92	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		48								
Drehzahl / speed	RPM	4000								
RZB / RCF	²⁾	3488								
Radius / radius	mm	195								
 9 (97%)	sec	33								
 9	sec	50								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 2								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.







- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".



4296		5092 + 5093								5092					
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120000		 + 													
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 500 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)													
		1791		5134		5135		5129		5138		6319		6319	
															
---		---		---		---		---		5127		---			
															
Kapazität / capacity	ml	250	25	50	15	1.1 – 1.4	2,7 - 3	2,6 – 2,9	1 – 5	250	290				
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	65 x 115	25 x 90	29 x 115	17 x 120	8 x 66	11 x 66	13 x 65	13 x 75	62 x 122	62 x 137				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	18	12	42	72				6	6				
Drehzahl / speed	RPM	4000													
RZB / RCF	²⁾	3631	3363	3560	3631	3077				3631	3631				
Radius / radius	mm	203	188	199	203	172				203	203				
 9 (97%)	sec	33													
 9	sec	50													
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	- 2													

4294		4290 + 4291											
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000		 + 											
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM) 45000 (4000 – 3501 RPM) 60000 (3500 - 50 RPM)											
		max. Beladung / max. load: 1200 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)											
		4273											
												---	
Kapazität / capacity	ml	5	6	7	2,6 - 2,9	4,9	1 - 5	4 - 7	---				
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	12 x 75	12 x 82	12 x 100	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	---				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		200											
Drehzahl / speed	RPM	4500											
RZB / RCF	²⁾	4551											
Radius / radius	mm	201											
 9 (97%)	sec	115											
 9	sec	116											
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	2											

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4294		4290 + 4291							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM) 45000 (4000 - 3501 RPM) 60000 (3500 - 50 RPM)							
		max. Beladung / max. load: 1200 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)							
		4310	4311	4313	4314	4321	---	---	
							---	---	
							---	---	
Kapazität / capacity	ml	12	10	9 - 10	50	15	50	---	---
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16,8 x 100	15 x 102	16 x 92	29 x 115	17 x 120	29 x 115	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		112	132	32	68	32	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	4437	4573	4528	4618	4618	---	---	
Radius / radius	mm	196	202	200	204	204	---	---	
 9 (97%)	sec	115							
	sec	116							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	2							



4294		4290 + 4291								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000										
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM) 45000 (4000 - 3501 RPM) 60000 (3500 - 50 RPM)								
		max. Beladung / max. load: 1200 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)								
		4338								
										
										
Kapazität / capacity	ml	9	14	15	4 - 5,5	7,5 - 8,2	4 - 7	5 - 10	10	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	14 x 100	16 x 101	17 x 100	15 x 75	15 x 92	16 x 75	16 x 100	16 x 80	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		168								
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	4551								
Radius / radius	mm	201								
 9 (97%)	sec	115								
	sec	116								
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	2								




- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4294		4290							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles 40000									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM) 45000 (4000 - 3501 RPM) 60000 (3500 - 50 RPM) max. Beladung / max. load: 1200 g							





		4339	4323	4320	---	---	---	---	---
					---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---
					---	---	---	---	---
Kapazität / capacity	ml	50	50	15	---	---	---	---	---
Maße / dimensions	∅ x L mm	29 x 115	29 x 115	17 x 120	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		40	40	112	---	---	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	4500			---	---	---	---	---
RZB / RCF	²⁾	4528	4618	4618	---	---	---	---	---
Radius / radius	mm	200	204	204	---	---	---	---	---
	9 (97%)				115				
	9				116				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾				2				



4294		4295-A + 4229-B								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles 40000										
		max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 - 4001 RPM) 50000 (4000 - 50 RPM) max. Beladung / max. load: 1060 g								

		4226	4225	4224	4241	4245-A	4213			
										
		---	---	---	---	---	---			
										
Kapazität / capacity	ml	0.8	1.5	2.0	4	25	50	6	7	4.5 - 5
Maße / dimensions	∅ x L mm	8 x 45	11 x 38		10 x 88	25 x 90	29 x 115	12 x 82	12 x 100	11 x 92
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		312	336		252	32	32	192		
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	4777	3690 / 4887		4777	4777	4958	4777		
Radius / radius	mm	211	163 / 215		211	211	219	211		
	9 (97%)				115					
	9				116					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾				6					

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) nicht mit Deckel 4229-B verschließbar


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) not possible to close the lid 4229-B



4294	4295-A + 4229-B									
<p>Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times</p>  <p>∠ 90°</p> <p>max. Laufzyklen / max. cycles 40000</p>										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 - 4001 RPM) 50000 (4000 - 50 RPM)									
	max. Beladung / max. load: 1060 g ---									
	4213-93			4214				4214-93		
										
---			---			---			---	
										
Kapazität / capacity	ml	5	6	2,7 - 3	15	7,5 - 8,2	5 - 10	10	4 - 7	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	12 x 75	12 x 82	11 x 66	17 x 100	15 x 92	16 x 100	15 x 102	16 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		192			120				120	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF		4777			4777				4777	
Radius / radius	mm	211			211				211	
 9 (97%)	sec					115				
 9	sec					116				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	6								

4294	4295-A + 4229-B												
<p>Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times</p>  <p>∠ 90°</p> <p>max. Laufzyklen / max. cycles 40000</p>													
	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 - 4001 RPM) 50000 (4000 - 50 RPM)												
	max. Beladung / max. load: 1060 g ---												
	4214-93		---		4216		4218		4238		SK 18.03		---
		---										---	
---		---		---		---		5127		Schott		---	
		---										---	
Kapazität / capacity	ml	4 - 5,5	---	50	100	94	250	250	---				
Maße / dimensions	∅ x L	mm	15 x 75	---	34 x 100	40 x 115	38 x 102	62 x 122	56 x 144	---			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	---	24	16		4	4	---				
Drehzahl / speed	RPM	4500											
RZB / RCF	²⁾	4777	---	4777	4777		4777	4641	---				
Radius / radius	mm	211	---	211	211		211	205	---				
 9 (97%)	sec					115							
 9	sec					116							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	6											

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4294	4295-A + 4229-B									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles 40000	 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 - 4001 RPM) 50000 (4000 - 50 RPM) max. Beladung / max. load: 1060 g ---									
	4220		4222		4223		---			
							---			
							---			
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	4 - 7	7	9	12	8	---	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	16 x 92	16,8 x 100	13 x 100	12 x 100	14 x 100	16 x 101	16 x 125	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		64		120		100				
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	4777		4777		4777				
Radius / radius	mm	211		211		211				
 9 (97%)	sec	115								
 9	sec	116								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	6								

4294	4295-A + 4229-B									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles 40000	 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 - 4001 RPM) 50000 (4000 - 50 RPM) max. Beladung / max. load: 1060 g ---									
	---		4249		4222-93		4258		---	
	---								---	
	---								---	
Kapazität / capacity	ml	---	50	2,6 - 2,9	1 - 5	750	750	500	650	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	---	29 x 115	13 x 65	13 x 75	96 x 135	97 x 152	96 x 147	97 x 139
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		---	24	120		4				
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	---	4867	4777		4958				
Radius / radius	mm	---	215	211		219				
 9 (97%)	sec	115								
 9	sec	116								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	6								

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)



2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Observe the tube manufacturer's instructions.

12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.






4294	4295-A + 4229-B				4295-A			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 - 4001 RPM) 50000 (4000 - 50 RPM)							
	max. Beladung / max. load: 1060 g							
	---				---			
	6322	---	4232	4215	SK15.16			
	 3)	---	 3)	 --- / 3)	 3)			
	Corning	---	---	---	---	---	---	
		---		 2)			Blut-Dopingtest	---
Kapazität / capacity	ml	250	---	15	25	30	---	---
Maße / dimensions	\varnothing x L	mm	60 x 162	---	17 x 120	24 x 100	25 x 110	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	---	92	---	44		---	24
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	2)	4777	---	4958	4777	---	---	---
Radius / radius	mm	211	---	219	211	---	---	---
 9 (97%)	sec	115						
 9	sec	116						
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ 1)	6						



4294	4298-A				4293			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000								
	max. Laufzyklen / max. cycles 50000 max. Beladung / max. load: 1150 g				max. Laufzyklen / max. cycles 50000 max. Beladung / max. load: 1150 g			

	---				---			
	4237-A		4244-A			---		
	---					---		
	1-fach/ 1-times	4-fach/ 4-times	4-fach/ 4-times	1-fach/ 1-times	3-fach/ 3-times	2-fach/ 2-times	3-fach/ 3-times	---
								---
Kapazität / capacity	ml	1000	450	500	750	450	500	500
Maße / dimensions	\varnothing x L	mm	---	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	4	4	4	4	4	4
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	2)	5071	5003		5252			---
Radius / radius	mm	224	221		232			---
 9 (97%)	sec	115						
 9	sec	116						
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ 1)	3				2		

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) nicht mit Deckel 4229-B verschließbar

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) not possible to close the lid 4229-B

4294 Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000	4280 + 5629  max. Laufzyklen / max. cycles: 50000 max. Beladung / max. load: 690 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)									
	4279 						4279 + 1485 			
	MTP	MTP	CP	MS	DWP	QP	96-PCR- Platte / plate	PCR-Strips		
										
	Kapazität / capacity	ml	---	---	---	---	---	0,2		
Maße / dimensions	TxBxH / DxWxH	mm	86x128x15	86x128x17,5	86x128x22	86x128x46	86x128x44,5	86x128x 83	82x124x20	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	24	20	4	8	4	4	48 x 8	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	4573						4573		
Radius / radius	mm	202						202		
 9 (97%)	sec	115								
 9	sec	116								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	5								

4294 Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000	4257 		4254 + 4255 / 4255-P⁸⁾  9)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 max.		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000								
	max. Beladung / max. load: 800		max. Beladung / max. load: 800 g (4500 – 4021 RPM) 1000 g (4020 – 3671 RPM) 1200 g (3670 - 50 RPM)								
	---	---	---	---	---	---	---	---			
	---	4259-A	---	---	---	4449	4430				
---	 7)	---	---	---							
Hitachi-Racks		0554	0512	4239	Corning	Corning	Nagene	Nunc			
		 12)	 12)	 12)							
Kapazität / capacity	ml	---	---	650	750	1000	500	250	175	200	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	20 x 118 x 70	20 x 118 x 70	97 x 139	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		20	20	4	4	4	4	4	4		
Drehzahl / speed	RPM	4500									
RZB / RCF	²⁾	4822	4867	5184							
Radius / radius	mm	213	215	229							
 9 (97%)	sec	115									
 9	sec	116									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	7			6						

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

7) Bei Verwendung von Entnahmehilfe 4259-A die Einlage (E2435) aus Gehänge 4257 herausnehmen. Entnahmehilfe 4259-A nur voll beladen zentrifugieren.

8) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche

9) ohne Deckel

12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Observe the tube manufacturer's instructions.

5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

7) When using removal frame 4259-A please take insert (E2435) out of hanger 4257. Centrifuge removal frame 4259-A only when fully loaded.

8) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements

9) without lid

12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.




MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate

CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system



QP Filterplatte /
Filter plate


4294	4254	4254 + 4255 / 4255-P ⁸⁾								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 – 4021 RPM) 1000 g (4020 – 3671 RPM) 1200 g (3670 - 50 RPM)								
	---	---								
	---	4432	4433				4434			
	---									
	4255 / 4255-P⁸⁾	---	---	---	---	---	---	---	---	
	 13)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	---	
	Kapazität / capacity ml	1000	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	---
	Maße / dimensions \varnothing x L mm	98 x 138	11 x 38	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	---	
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	168		120				76	---
	Drehzahl / speed RPM					4500				
RZB / RCF ²⁾	5184	3600/4686		4618				4777	---	
Radius / radius mm	229	159/207		204				211	---	
 9 (97%) sec					115					
 9 sec					116					
Temperatur / temperature °C ¹⁾					6					
4294	4254	4255 / 4255-P ⁸⁾								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 – 4021 RPM) 1000 g (4020 – 3671 RPM) 1200 g (3670 - 50 RPM)								
	---	---								
	---	4434								
	---									
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 3)	
	Kapazität / capacity ml	15	10	8	4 – 5,5	9 - 10	4 - 7	5 - 10	10	
	Maße / dimensions \varnothing x L mm	17 x 100	16 x 80	16 x 81	15 x 75	16 x 92	16 x 75	16 x 100	15 x 102	
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor	76								
	Drehzahl / speed RPM	4500								
RZB / RCF ²⁾	4777									
Radius / radius mm	211									
 9 (97%) sec	115									
 9 sec	116									
Temperatur / temperature °C ¹⁾	6									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 13) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher. Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) 4255 not possible to close the lid
- 8) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements





13) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³".







4294	4254 + 4255 / 4255-P ⁸⁾								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 – 4021 RPM) 1000 g (4020 – 3671 RPM) 1200 g (3670 – 50 RPM)								
	4435		4437		4438		4438 + 0726		
									
	---	---	---	---	---	---	---	---	
									
Kapazität / capacity	ml	2,6 – 2,9	4,9	1 - 5	4 – 7	15	25	30	25
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	25 x 90	25 x 110	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		84				48	28		28
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	4618				4890	4709		4505
Radius / radius	mm	204				216	208		199
 9 (97%)	sec	115							
 9	sec	116							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	6							

4294	4254 + 4255 / 4255-P ⁸⁾										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 40000	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 – 4021 RPM) 1000 g (4020 – 3671 RPM) 1200 g (3670 – 50 RPM)										
	4439		4440		4441		4442		4443		---
											---
	---	Falcon	Falcon	---	---	5127		---	---		
									---		
Kapazität / capacity	ml	50	225	175	50	100	250	290	---		
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 122	62 x 137	---		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	4		20	8	4		---		
Drehzahl / speed	RPM	4500									
RZB / RCF	²⁾	4573	5184		4890	4551	5003		---		
Radius / radius	mm	202	229		216	201	221		---		
 9 (97%)	sec	115									
 9	sec	116									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	6									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) 4255 not possible to close the lid
- 8) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4282		4285-A							
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times  max. Laufzyklen / max. cycles 100000 $\angle 90^\circ$		 max. Laufzyklen / max. cycles: 12000 (3600 - 3001 RPM) 30000 (3000 - 50 RPM) max. Beladung / max. load: 2320 g ---							
		4281 						4281 + 2x 1485 	
		MTP	MTP	MS	CP	DWP	Microtest- platten / plate Terasaki	96-PCR- Platte / plate	PCR-Strips
									
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	---	---	---	0,2	
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x15	86x128x17,5	86x128x46	86x128x22	86x128x44,5	59x84x11	82x124x20	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	16	4	12	4	4	4	48 x 4
Drehzahl / speed	RPM	3600							
RZB / RCF	²⁾	2434							
Radius / radius	mm	168							
 9 (97%)	sec	87							
 9	sec	94							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 5							

4282		4285-A							
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times  max. Laufzyklen / max. cycles 100000 $\angle 90^\circ$		 max. Laufzyklen / max. cycles: 12000 (3600 - 3001 RPM) 30000 (3000 - 50 RPM) max. Beladung / max. load: 2320 g ---							
		4263-A	SK 01.14	4283-B	4287-B	4288-A	SK 25.10 + SK 25.10-1	SK 06.21-01 + SK 06.21-02	SK 32.07
									
		S- Monovette® / Rack Sarstedt	AutoMate™ Rack / Beckman Coulter	Olympus- Racks	Hitachi- Racks	Behring Rack	---	---	Sysmex- Rack
	50 Positionen/ positions	50 Positionen/ positions	---	---	---	---	---	---	
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	---	---	---	---	
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	209x109x45	209x109x45	20x41x176	20x70x118	25x60x193	---	---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		2	2	12	20	10	2	2	
Drehzahl / speed	RPM	3600							
RZB / RCF	²⁾	2579	2579	2652	2652	2652	2594	2492	2652
Radius / radius	mm	178	178	183	183	183	179	172	183
 9 (97%)	sec	87							
 9	sec	94							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 5							

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Observe the tube manufacturer's instructions.


MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate


CP Kulturplatte /
Culture plate


DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

QP Filterplatte /
Filter plate

4246		---								
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\sphericalangle 45^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 15000 Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾		---								

		---		1446		1447		1451		
---										
---		---		---		---		---		
 14) 										
Kapazität / capacity	ml	94	85	50	25	30	7,5 - 8,2	9 - 10	10	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	38 x 110	38 x 106	29 x 107	24 x 100	26 x 95	15 x 92	16 x 92	15 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	6	6		6			
Drehzahl / speed	RPM	11500								
RZB / RCF	²⁾	18038		17299		16560		17003		
Radius / radius	mm	122		117		112		115		
 9 (97%)	sec	64								
 9	sec	64								
Temperatur / temperature	°C ¹⁶⁾	2								

4246		---									
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\sphericalangle 45^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 15000 Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾		---									

		---		1451		1463		---		1448	
---						---					
---		---		---		---		---		---	
		 2)		 2)		 2)		 2)			
Kapazität / capacity	ml	5 - 10	15	15	50	75	94	10	15		
Maße / dimensions	Ø x L	mm	16 x 100	17 x 100	17 x 100	34 x 100	35 x 105	38 x 102	16 x 80	17 x 120	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6			6		6	12	6		
Drehzahl / speed	RPM	11500									
RZB / RCF	²⁾	17003		17743		18038		17003	17299		
Radius / radius	mm	115			120		122	115	117		
 9 (97%)	sec	64									
 9	sec	64									
Temperatur / temperature	°C ¹⁶⁾	2									

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

14) Maße mit Deckel 38 x 110 mm


16) Niedrigste Proben temperatur bei Vorkühlung und maximaler Drehzahl

2) Observe the tube manufacturer's instructions.


5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

14) Dimensions with cap 38 x 110 mm

16) Lowest sample temperature with pre-cooling and maximum speed (only with cooling centrifuges)

4246		---										
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\angle 45^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 15000 Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾		---										

		1449		1403		1476		1454		---		
										---		
		---		---		---		---		---		
										---		
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	0,5	3	4	5	50	---			
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	11 x 38	11 x 38	10,7 x 44,5	10 x 60	12 x 40	17 x 59	29 x 115	---			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24						6	6	---		
Drehzahl / speed	RPM	11500								---		
RZB / RCF	²⁾	17299				17003	16856	17595	---			
Radius / radius	mm	117				115	114	119	---			
	9 (97%)	sec				64				---		
	9	sec				64				---		
Temperatur / temperature	°C ¹⁶⁾	2								---		

4266		---											
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\angle 25^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 15000 Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾		---											

		---		5641		5642		5643		5644		5646	
		---											
		---		---		---		---		---		---	
													
Kapazität / capacity	ml	250	10	30	25	50	94	85	94	15	---		
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	61 x 122	16 x 80	26 x 95	24 x 100	29 x 107	38 x 110	38 x 106	38 x 102	17 x 100	---		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	48	18		6	6		42		---		
Drehzahl / speed	RPM	9500											
RZB / RCF	²⁾	14025	13420	12915	12108	12310		13319		---			
Radius / radius	mm	139	133	128	120	122		132		---			
	9 (97%)	sec				82				---			
	9	sec				96				---			
Temperatur / temperature	°C ¹⁶⁾	2								---			

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

14) Maße mit Deckel 38 x 110 mm

16) Niedrigste Proben temperatur bei Vorkühlung und maximaler Drehzahl (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Observe the tube manufacturer's instructions.

5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

14) Dimensions with cap 38 x 110 mm

16) Lowest sample temperature with pre-cooling and maximum speed (only with cooling centrifuges)