

## ROTO SILENTA 630 RS



### **Inhalt des Dokuments / content of the document**

Ръководство за употреба (BG)

Instrucțiuni de folosire (RO)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories



# Ръководство за употреба

## ROTO SILENTA 630 RS



Превод на оригиналното ръководство за употреба

---

©2022 - Всички права запазени

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstrasse 12

D-78532 Тутлинген/Германия

Телефон: +49 (0)7461/705-0

Факс: +49 (0)7461/705-1125

e-mail: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

Интернет: www.hettichlab.com

## Съдържание

<b>1</b>	<b>За този документ.</b>	<b>6</b>
1.1	Употреба на този документ.	6
1.2	Указание за използваните родове.	6
1.3	Символи и обозначения в този документ.	6
<b>2</b>	<b>Безопасност.</b>	<b>6</b>
2.1	Предназначение.	6
2.2	Изисквания към персонала.	7
2.3	Отговорност на оператора.	8
2.4	Указания за безопасност.	8
<b>3</b>	<b>Преглед на устройството.</b>	<b>11</b>
3.1	Технически данни.	11
3.2	Европейска регистрация.	14
3.3	Важни табелки на опаковката.	15
3.4	Важни табелки на устройството.	15
3.5	Елементи за обслужване и индикация.	17
3.5.1	Управление.	17
3.5.2	Индикаторни елементи.	17
3.5.3	Елементи за обслужване.	18
3.6	Оригинални резервни части.	20
3.7	Обхват на доставката.	20
3.8	Връщане.	20
<b>4</b>	<b>Транспорт и съхранение.</b>	<b>21</b>
4.1	Условия за транспорт и съхранение.	21
<b>5</b>	<b>Пускане в експлоатация.</b>	<b>22</b>
5.1	Разопаковане на центрофугата.	22
5.2	Разполагане и свързване на центрофугата.	23
5.3	Включване и изключване на центрофугата.	25
<b>6</b>	<b>Обслужване</b>	<b>25</b>
6.1	Отваряне и затваряне на капака.	25
6.2	Демонтаж и монтаж на ротора.	26
6.3	Поставяне и снемане на носачи.	27
6.4	Поставяне и сваляне на адаптер.	27
6.5	Зареждане.	28
6.6	Отваряне и затваряне на система за биобезопасност.	30
6.6.1	Пояснение.	30
6.6.2	Капак със затваряне с обтегач.	31
6.7	Инструкция за опаковане HettLiner.	31
6.8	Центрофугиране.	33
6.8.1	Центрофугиране с продължителна работа.	33
6.8.2	Центрофугиране с предварителен избор на време.	33
6.8.3	Промяна на настройки по време на центрофугиране.	34
6.9	Функция бързо спиране.	34

<b>7      Обслужване на софтуера . . . . .</b>	<b>34</b>
7.1     Превключвател с ключ . . . . .	34
7.2     Параметър на центрофугиране . . . . .	35
7.2.1    Параметри на пускане и спиране . . . . .	35
7.2.2    Време на работа . . . . .	36
7.2.3    Обороти RPM . . . . .	36
7.2.4    Интегрално RCF . . . . .	36
7.2.5    Температура . . . . .	36
7.2.6    Относително ускорение на центрофугата RCF . . . . .	36
7.2.7    Настройка на относителното ускорение на центрофугата (RCF/RZB) . . . . .	37
7.2.8    Центрофугиране на вещества или смеси от вещества с относително тегло, по-високо от 1,2 kg/dm <sup>3</sup> . . . . .	37
7.2.9    Радиус на центрофугиране . . . . .	37
7.3     Програмиране . . . . .	38
7.3.1    Изберете или заредете програма . . . . .	38
7.3.2    Въвеждане или промяна на програма . . . . .	38
7.3.3    Автоматична междинна памет . . . . .	38
7.4     Разпознаване на ротора . . . . .	38
7.5     Охлаждане (при центрофуги с охлаждане) . . . . .	38
7.5.1    Указания за охлаждане . . . . .	38
7.5.2    Охлаждане в режим на готовност . . . . .	39
7.5.3    Предварително охлаждане на ротора . . . . .	39
7.6     Отопление (при центрофуги с отопление) . . . . .	39
7.7     Машинно меню . . . . .	39
7.7.1    Запитване за системна информация . . . . .	39
7.7.2    Запитване за работните часове . . . . .	40
7.7.3    Звуков сигнал . . . . .	40
7.7.3.1    Обща информация . . . . .	40
7.7.3.2    Настройване на звуковия сигнал . . . . .	40
7.7.4    Показани данни за центрофугиране след включване . . . . .	41
7.7.5    Настройка на датата и часа . . . . .	41
7.8     Програмни връзки . . . . .	42
7.8.1    Свързване на програми или промяна на програмна връзка . . . . .	42
7.8.2    Цикъл на центрофугиране с програмна връзка . . . . .	42
7.8.3    Изтриване на програмни връзки . . . . .	43
<b>8      Почистване и полагане на грижи . . . . .</b>	<b>43</b>
8.1     Таблица за преглед . . . . .	43
8.2     Указания за почистване и дезинфекция . . . . .	44
8.3     Почистване . . . . .	45
8.4     Дезинфекция . . . . .	46
8.5     Поддръжка . . . . .	47

---

<b>9</b>	<b>Отстраняване на неизправности.</b>	<b>48</b>
9.1	Описание на грешката.	48
9.2	Извършване на МРЕЖОВ РЕСЕТ.	49
9.3	Аварийно деблокиране.	50
<b>10</b>	<b>Изхвърляне.</b>	<b>50</b>
10.1	Общи указания.	50
<b>11</b>	<b>Индекс.</b>	<b>52</b>

## 1 За този документ

### 1.1 Употреба на този документ

- Преди да използвате устройството за първи път, прочетете този документ напълно и внимателно.
- Ако е необходимо, обърнете внимание на приложените допълнителни информационни листове.
- Този документ е част от устройството и трябва да се съхранява на леснодостъпно място.
- Приложете този документ, когато предавате устройството на трети страни.
- Актуалната версия на документа на наличните езици можете да намерите на уеб сайта на производителя: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Указание за използваните родове

Използваният мъжки или женски род се употребява за по-лесна четливост. По отношение на равното третиране, съответните понятия се отнасят за всички полове и не предполагат оценка.

### 1.3 Символи и обозначения в този документ

#### Общи символи

Следните маркировки се използват в този документ за подчертаване на инструкции, резултати, списъци, препратки и други елементи:

Обозначение	Пояснение
1. → 2. → 3. → ... →	Инструкции за действие стъпка по стъпка
➔	Резултати от действията стъпка по стъпка
➡	Препратки към раздели на документа и към други приложими документи
■ ... ■ ...	Списъци без определен ред
[Бутон]	Елементи за обслужване (например: бутони, превключватели)
„Индикация“	Индикаторни елементи (например: сигнални светлини, елементи на экрана)

## 2 Безопасност

### 2.1 Предназначение

#### Предназначение

Това устройство е лабораторна центрофуга, подходяща за медицински приложения.

Нейната изключителна терапевтична цел е да центрофугират кръв в системи с кръвни торбички. Отделените кръвни съставки се прехвърлят от друго устройство (сепаратор) в съответните сателитни торбички. Отделните компоненти, получени по този начин, след това се използват за трансфузия или автотрансфузия.

Центрофугата може да бъде използвана само от специализиран персонал в пунктове за кръводаряване или болници

Центрофугата е предназначена само за посочените по-горе цели на употреба.

Всяка друга употреба или употреба извън тази се счита за неправилна. Andreas Hettich GmbH & Co. KG не носи отговорност за щети, произтичащи от това.

Към употребата по предназначение спада също съблудаването на всички указания от ръководството за употреба и спазването на изискванията за проверка и интервалите за техническо обслужване.

#### Употреба не по предназначение

- Центрофугата не е подходяща за използване в потенциално експлозивни, радиоактивни, биологично или химически замърсени атмосфери.
- При центрофугиране на опасни вещества или смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни или замърсени с патогенни микроорганизми, потребителят трябва да вземе подходящи мерки.  
Производителят обикновено препоръчва използването само на центрофужни епруветки със специални винтови капачки за опасни вещества.  
При материали от рискови групи 3 и 4 използвайте запечатващи се центрофужни епруветки със система за биологична безопасност.
- Производителят не препоръчва центрофугиране с възпламеняеми или експлозивни материали.
- Производителят не препоръчва центрофугиране с материали, които реагират химически с висока енергия.

#### Предвидима погрешна употреба

В рамките на предназначението производителят препоръчва да се използват само одобрени от него аксесоари.

Работете с центрофугата само под наблюдение.

## 2.2 Изисквания към персонала

### Необходими квалификации

Потребителят е прочел изцяло инструкциите за употреба и се е запознал с устройството.



### УКАЗАНИЕ

#### Повреди на устройството от неуспешно изпълнено персонал

- Интервенциите и промените на устройствата от неуспешно изпълнено лицо са ваша отговорност и водят до загуба на всички гаранционни претенции и претенции за отговорност.

### Обучен потребител

Потребителят е образован или обучен в лабораторната област и е в състояние да изпълнява възложената му работа и самостоятелно да разпознава и избягва възможните опасности.

### Лична предпазна екипировка

Липсата или неподходящата лична предпазна екипировка увеличава риска от увреждане на здравето и наранявания.

- Използвайте само лична предпазна екипировка, която е в изрядно състояние.
- Използвайте само лична предпазна екипировка, която е адаптирана към човека (напр. по размер).
- Спазвайте указанията за друга предпазна екипировка при специфични дейности.

## 2.3 Отговорност на оператора



*За правилно и безопасно използване на устройството следвайте инструкциите в този документ.*

*Запазете ръководството за употреба за по-късна справка.*

### Предоставяне на информация

- Следването на инструкциите в този документ ще помогне:
  - за избягване на опасни ситуации.
  - за намаляване на разходите за ремонт и престоите.
  - за увеличаване на надеждността и дълготрайността на устройството.
- Операторът е отговорен за спазването на експлоатационните предписания, стандарти и националното законодателство.
- Отбележете и запазете редакцията на документа отделно от документа. При загуба документът може да бъде заменен в правилната редакция.
- Съхранявайте ръководството за употреба на разположение на мястото на използване на устройството.
- Ако устройството бъде продадено, предайте ръководството за употреба на купувача.

### Инструктиране на персонала

Поради липсата на знания при работа с устройството може сериозно да бъдат наранени или убити хора.

- Инструктирайте персонала в съответствие с ръководството за техните задачи и свързаните с тях рискове.

## 2.4 Указания за безопасност



*Доклади за сериозни събития и произшествия, подлежащи на докладване*

*В случай на сериозни инциденти или произшествия с устройството или неговите принадлежности, които изискват докладване, те трябва да бъдат докладани на производителя и, ако е необходимо, на компетентния орган, в който е установлен потребителят и/или пациентът.*



### ОПАСНОСТ

**Риск от замърсяване за потребителя поради недостатъчно почистване или неспазване на указанията за почистване.**

- Спазвайте указанията за почистване.
- При почистване на устройството носете лична предпазна екипировка.
- Спазвайте лабораторните разпоредби (напр. TRBA, IfSG, хигиенен план) за работа с биологични агенти.



### ОПАСНОСТ

**Опасност от пожар и експлозия поради опасни вещества в пробите.**

- Спазвайте съответните разпоредби и указания за работа с химикали и опасни вещества.
- Не използвайте агресивни химикали (например: опасни, корозивни екстракиращи средства като хлороформ, силни киселини).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасности поради недостатъчна или несвоевременно проведена поддръжка.**

- Спазвайте интервалите за поддръжка.
- Проверявайте устройството за видими повреди или недостатъци.

При видими повреди или недостатъци извеждайте устройството от експлоатация и информирайте сервизния техник.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от токов удър поради проникване на вода или други течности.**

- Защитете устройството от течности отвън.
- Не изливайте никакви течности във вътрешността на устройството.
- Извършвайте транспортиране с оригиналната опаковка.



### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Замърсяване с опасни вещества или смеси от вещества!**

В случай на вещества и смеси от вещества, които са ток-сични, радиоактивни и/или замърсени с патогенни микроорганизми, спазвайте следните мерки:

- По принцип използвайте само центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.
- При материали от рискови групи 3 и 4 използвайте запечатващи се центрофужни епруветки със система за биологична безопасност.
- Без използване на система за биологична безопасност, устройството не е микробиологично херметично по смисъла на стандарта EN / IEC 61010-2-020.
- При необходимост се свържете с производителя.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от нараняване и повреди на устройството поради разхлабен ротор.**

- Когато монтирате ротора, водачът на вала на ротора трябва да лежи правилно в жлеба на ротора.
- Затегнете на ръка гайката за закрепване на ротора.
- Проверете ротора за добро затягане.
- Спазвайте интервалите за поддръжка.



### ВНИМАНИЕ

**Опасност от нараняване поради въртящ се ротор**

Ако роторът се движи ръчно, дълга коса и дрехи могат да бъдат захванати от ротора.

- Привързвайте дългата коса.
- Не допускайте дрехи да висят в камерата на центрофугата.



### УКАЗАНИЕ

**Повреди на електрониката на устройството поради грешно напрежение или честота на защитния прекъсвач на устройството.**

- Използвайте устройството с правилни мрежово напрежение и мрежова честота.  
Стойността трябва да се намери в техническите данни и на фирменията табелка.



## УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството и пробите поради преждевременно прекъсване на програмата.**

Програмата може да бъде прекъсната преждевременно, ако има прекъсване на електрозахранването, машината бъде изключена, докато програмата работи, или щепселт бъде изваден от контакта.

- Не изключвате устройството по време на изпълнение на програма.
- Не освобождавайте аварийно устройството по време на изпълнение на програма.
- По време на изпълнение на програма не изваждайте щепселя от контакта.

## 3 Преглед на устройството

### 3.1 Технически данни

Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген		
Модел	ROTO SILENTA 630 RS		
Тип	5005, 5005-50	5005-80	5005-90
Мрежово напрежение (±10%)	400 V 3~ +N		
Мрежова честота	50-60 Hz		
Присъединителна стойност	9700 VA	9400 VA	6600 VA
Консумация на ток	14 A	13,5 A	9,5 A
Хладилен агент	R452A		
макс. капацитет	12 000 ml		
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm <sup>3</sup>		
макс. обороти (об./мин.)	6000		
макс. ускорение (RCF)	6520		
макс. кинетична енергия	215000 Nm		
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да		
<b>Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):</b>			
Място на инсталациране	само на закрито		

Надморска височина	до 2000 м над морското равнище
Околна температура	5 °C до 40 °C
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II
Степен на замърсяване	2
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взрывоопасна среда.

**EMC:**

Излъчване на смущения,	EN / IEC 61326-1
Устойчивост на смущения	Клас В
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤62 dB(A)      ≤56 dB(A)

**Размери:**

Широчина	813 mm		
Дълбочина	1015 mm	1050 mm	
Надморска височина	973 mm		
Тегло	прибл. 355 kg	прибл. 367 kg	прибл. 306 kg

Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген
Модел	ROTO SILENTA 630 RS
Тип	5005-08
Мрежово напрежение (±10%)	208 – 220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE
Мрежова честота	50-60 Hz
Присъединителна стойност	9000 VA
Консумация на ток	25 A
Хладилен агент	R452A
макс. капацитет	12 000 ml
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm <sup>3</sup>

макс. обороти (об./мин.)	6000
макс. ускорение (RCF)	6498
макс. кинетична енергия	215000 Nm
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да

**Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):**

Място на инсталиране	само на закрито
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище
Околна температура	5 °C до 30 °C
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II
Степен на замърсяване	2
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взрывоопасна среда.


**EMC:**

Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	EN / IEC 61326-1 Клас В
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤62 dB(A)

**Размери:**

Широчина	813 mm
Дълбочина	1015 mm
Надморска височина	973 mm
Тегло	прибл. 401 kg

Фирмена табелка



Фиг. 1: Фирмена табелка

- 1 Артикулен номер
- 2 Сериен номер
- 3 Редакция
- 4 Номер на оборудването
- 5 Datamatrix код
- 6 евент. Обозначение на медицинското изделие или ин витро диагностицата
- 7 Глобален търговски номер на изделието (GTIN)
- 8 Дата на производство
- 9 Сериен номер
- 10 евент. ЕАС маркировка, CE маркировка
- 11 Страна на производство
- 12 Дата на производство
- 13 Мрежова честота
- 14 Максимална кинетична енергия
- 15 Максимално допустимо относително тегло
- 16 Адрес на производителя
- 17 евент. Налягане на кръга на хладилния агент
- 18 евент. Количество на пълнене на хладилния агент
- 19 евент. Тип на хладилния агент
- 20 Обороти в минута
- 21 Стойности на производителността
- 22 Мрежово напрежение
- 23 евент. Обозначение на устройството
- 24 Лого на производителя

### 3.2 Европейска регистрация

Съответствие на устройството



0483

Съответствие на устройството съгласно директивите на ЕС.

#### Нотифициран орган:

mdc medical device certification GmbH - нотифициран орган CE 0483

Тел.: +49 (0)711 253597 0

Факс: +49 (0)711 258597 10

Имайл адрес: mdc@mdc-ce.de

Уебсайт: www.mdc-ce.de

Адрес: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Германия

Самостоятелен регистрационен номер

SRN: DE-MF-000010680

## Базова UDI-DI


Базова UDI-DI

Разпределение на устройството

040506740100019J

ROTO SILENTA 630 RS (медицинско изделие)

## 3.3 Важни табелки на опаковката



## НАГОРЕ

Това е правилното изправено положение на транспортния контейнер за транспортиране и/или съхранение.




## ЧУПЛИВА ОПАКОВАНА СТОКА

Съдържанието на транспортната опаковка е чупливо, така че трябва да се работи внимателно с нея.



## ЗАЩИТЕТЕ ОТ ВЛАГА

Транспортната опаковка трябва да бъде пазена от дъжд и съхранявана в суха среда.



## ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ

Транспортната опаковка трябва да бъде съхранявана, транспортирана и обработвана в указания температурен диапазон (-20 °C до +60 °C).



## ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА

Транспортната опаковка трябва да бъде съхранявана, транспортирана и обработвана в указания диапазон на влажността на въздуха (10 % до 80 %).



## ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА СТИФИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ ИЗДЕЛИЯ

Максимален брой идентични опаковани изделия, които могат да бъдат подредени върху долното опаковано изделие, където "n" е разрешеният брой опаковани изделия. Най-долното опаковано изделие не се съдържа в "n".

## 3.4 Важни табелки на устройството



*Стикерите на устройството не трябва да се премахват, облепват или покриват.*



Внимание, зона с обща опасност.

Преди да използвате устройството, не забравяйте да прочетете инструкциите за пускане в експлоатация и работа и спазвайте инструкциите за безопасност!



Предупреждение за биологична опасност.



Предупреждение за горещи повърхности.

Неспазването на това указание може да доведе до материални щети и наранявания на хора.




Посока на въртене на ротора.

Посоката на стрелката указва посоката на въртене на ротора.



Символ за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване, съгласно Директива 2012/19/EC (WEEE).

Използване в страните от Европейския Съюз, в Норвегия и Швейцария.



Положения на превключване на превключвателя с ключ.



Центрофугата е оборудвана с визуален интерфейс.

Визуалният интерфейс е обозначен със символ.


Чрез интерфейса центрофугата може да бъде управлявана и да бъдат правени заявки за данни.  
Бутонът */PROG/* свети по време на комуникация на данни.



Еквипотенциал: Щепселен конектор (PA щепсел) за изравняване на потенциала (само за центрофуги с PA щепсел).

## 3.5 Елементи за обслужване и индикация

### 3.5.1 Управление



Фиг. 2: Управление

### 3.5.2 Индикаторни елементи

- Бутона свети, когато капакът е затворен.



Фиг. 3: Бутона [Капак]

- Индикацията се появява, когато капакът е затворен.



Фиг. 4: Индикация „Капакът е затворен“

- Индикацията се появява, когато капакът е отворен.



Фиг. 5: Индикация „Капакът е отворен“

### LOCK 1, LOCK 2

Фиг. 6: Индикация [Положение на превключвателя с ключ]

- Индикацията се появява, когато превключвателят с ключ е в това положение на превключване.

### LOCK 4, LOCK 5

Фиг. 7: Индикация [Положение на превключвателя с ключ]

- Индикацията се появява, когато програмната блокировка при серийна комуникация (само при центрофуга със серийна комуникация) е активирана.

### PC, PC

Фиг. 8: Индикация [Серийна комуникация]

- Индикацията се появява, когато центрофугата е свързана или не е свързана със сериен интерфейс.



Фиг. 9: Индикация „Въртене“

- Индикацията се появява, когато роторът се върти.

**STOP**

Фиг. 10: Индикация [STOP]

- Индикацията се появява по време на цикъл на центрофугиране, докато роторът се върти.
- След аварийно спиране индикацията мига.
- Индикацията мига след аварийно спиране.

**3.5.3 Елементи за обслужване**


Фиг. 11: Въртящ се бутон

- Настройка на отделните параметри.
- Завъртане обратно на часовниковата стрелка намалява стойността.
- Завъртане по часовниковата стрелка увеличава стойността.




Фиг. 12: Превключвател на захранването

- Включване и изключване на устройството.



Фиг. 13: Превключвател с ключ

- Превключвателят с ключ включва и изключва различни функции според положението.



Фиг. 14: Бутон [Температура и радиус на центрофугиране]

- Зададена стойност на температурата, параметър T/°C  
Може да се настройва от 20°C до +40°C на стъпки от 1°C (при опцията Загряване/Охлаждане може да се настройва от -20°C до +90°C).  
Най-ниската достигма температура зависи от ротора.
- Радиус на центрофугиране  
Параметър r/mm. Въвеждане в mm.



Фиг. 15: Бутон [Пусков параметър]

- Параметри на пускане  
Степен 9 = най-кратко време на пускане, степен 1 = най-продължително време на пускане.
- Параметър Време на пускане  
Настройваният диапазон на времето зависи от настроените обороти.



Фиг. 16: Бутон [Параметри на спиране]

- Спиачни степени, параметър R = линейна крива на спиране,  
B = подобна на експоненциална крива на спиране  
Степен R9, B9 = кратко време на спиране,...  
Степен R1, B1 = продължително време на спиране,  
Степен R0 = спиране без задействане на спирачката
- Време на спиране, параметър  
Настройваният диапазон на времето зависи от настроените обороти.
- Обороти на изключване на спирачката, параметър n⁽⁺⁾ /об.мин.  
След достигане на тези обороти се извършва спиране без спирачки.




Фиг. 17: Бутоң [Капак]

- Отворете капака.



Фиг. 18: Бутоң [/RCF]

- Запитване за интегралното RCF, параметър [/RCF]



Фиг. 19: Бутоң [n]

- Обороти, параметър RPM.

Настройва се от 50 об./мин. до максималните обороти на ротора ( $n_{max}$  на ротора)

- Запитване за максималните обороти на ротора, параметър  $n_{max}$  на ротора



Фиг. 20: Бутоң [PROG]

- Избиране на програмно място, параметър PROG-Nr.



Фиг. 21: Бутоң [RCF]

- Относително ускорение на центрофугата, параметър RCF/RZB.

Може да се регулира числена стойност, която задава оборотите между 50 об./мин. и максималните обороти на ротора ( $n_{max}$  на ротора). Настройва се на стъпки по 1.

- Запитване за максималното RCF на ротора, параметър RCF-max на ротора.

- Извикване на програми.



Фиг. 22: Бутоң [RCL]



Фиг. 23: Бутоң [START]

- Стартрайте работата на центрофугата.

- Приемане на промени по време на цикъл на центрофугиране.



Фиг. 24: Бутоң [STO]

- Запаметяване на програми. Могат да бъдат запаметени 89 програми (програмни места от 1 до 89).

Програмните места "----" и от 90 до 99 служат като автоматична междинна памет.

В тези програмни места не могат да бъдат запаметявани програми.

**STOP**

- Завършване на работата на центрофугата.  
Роторът се забавя с предварително избраната степен на спиране.

Фиг. 25: Бутон [STOP]



- Време на работа, параметър t/min:sec  
Параметър t/min: настройва се от 1 до 999 мин. на стъпки от 1 минута.  
Параметър t / :sec настройва се от 1 - 59 секунди на стъпки от 1 секунда.  
Продължителна работа "---:--"

Фиг. 26: Бутон [t]

### 3.6 Оригинални резервни части

Използвайте само оригиналните резервни части на производителя и разрешените принадлежности.

### 3.7 Обхват на доставката

Следните принадлежности се доставят с центрофугата:

- 1 смазочна грес за носещата шийка
- 1 двоен гаечен ключ (SW17 и SW19)
- 1 шестостенен щифтов ключ (SW5 x 170)
- 10 капачки Ø12
- 3 винт за дърво
- 3 шайба
- 2 метална шина
- 4 пирон с широка глава
- 1 ръководство за употреба
- 1 указание за отстраняване на опаковката
- 1 указание за разполагане
- 3 листовка с програмни данни за управляващ блок S

Допълнително при типове 5005-08, 5005-80, 5005-90:

- 1 указание за разполагане и инсталиране

Допълнително при доставка в Германия:

- 1 наръчник за изпитване

Ротори и съответните принадлежности се доставят по поръчка.

### 3.8 Връщане

За връщане трябва винаги да се изиска оригинален формуляр за разрешение за връщане на материал (RMA) на производителя. Без оригинален формуляр за връщане на производителя не е възможно безопасно приемане на стоките и регистриране на стоките при производителя. Формулярът за връщане (RMA) съдържа декларация за липса на възражения (UBE), която трябва да бъде попълнена изцяло и приложена при връщането.

Ако устройството и/или принадлежностите се връщат на производителя, цялото количество за връщане трябва да бъде почистено и обеззаразено от подателя на връщането. Ако върнатите изделия не са почистени или са недостатъчно почистени и/или недостатъчно обеззаразени, това ще бъде извършено от производителя и изпращащът ще бъде таксуван.

Оригиналните транспортни закрепвания трябва да бъдат прикрепени за връщане, вижте → Глава 4 „Транспорт и съхранение“ на страница 21. Устройството трябва да се изпрати в оригиналната опаковка.

## 4 Транспорт и съхранение

### 4.1 Условия за транспорт и съхранение

Условия за транспорт



#### УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството поради неизползвани транспортни закрепвания.**

- Закрепете транспортните закрепвания преди транспортиране на устройството.



#### УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството поради конденз.**

При температурна разлика от студено на топло съществува опасност върху електротехническите детайли да се образува конденз. Образуващи се конденз може да причини късо съединение или повреда на електрониката.

- Оставете устройството минимум 3 часа в топло помещение, преди да го свържете към електрическата мрежа.
- или
- загрейте го за 30 минути в студено помещение.

- Преди транспортиране закрепете транспортните закрепвания и разкажете устройството от електрическия контакт.
- Температурата на транспортиране трябва да бъде между -20 °C и +60 °C.
- Влажността на въздуха не трябва да образува конденз. Влажността на въздуха трябва да бъде между 10 % и 80 %
- Обърнете внимание на теглото на устройството.
- При транспортиране с транспортно помошно средство (например транспортна количка) транспортното помошно средство трябва да е с товарносимост най-малко 1,6 пъти по-голяма от транспортното тегло на устройството.
- Обезопасете устройството по време на транспортиране срещу преобръщане и падане.
- Не транспортирайте устройството никога странично или обърнато на обратно.

Условия на съхранение

- Устройството трябва да бъде съхранявано в оригиналната опаковка.
- Съхранявайте устройството само в суhi помещения.
- Температурата на съхранение трябва да бъде между -20 °C и +60 °C.
- Влажността на въздуха не трябва да образува конденз. Влажността на въздуха трябва да бъде между 10 % и 80 %

## 5 Пускане в експлоатация

### 5.1 Разопаковане на центрофугата



#### ВНИМАНИЕ

**Опасност от премазване поради падащи части от транспортната опаковка.**

- По време на процеса на разопаковане винаги поддържайте устройството в равновесие.
- Отваряйте опаковката само на предвидените за това места.



#### ВНИМАНИЕ

**Опасност от нараняване поради вдигане на тежки товари.**

- Подгответе указания брой помощници.
- Обърнете внимание на теглото. Вижте **Глава 3.1 „Технически данни“ на страница 11.**




#### УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството поради неправилно повдигане.**

- Не повдигайте центрофугата за контролния панел или държача на контролния панел.

#### Персонал:

- Обучен потребител



Фиг. 27: Разопаковане

- 1 Плоска част
- 2 Крака на устройството
- 3 Метална шина
- 4 Дървени греди

1. → Отстранете опаковката.
2. → Отстранете дървените греди (4).
3. → Закрепете металните шини (3) с по два пирона към дървения палет.
4. → Избутайте дървените греди (4) под металните шини (3), за да ги подпрате.
5. → Поставете един гаечен ключ (размер 10 mm) върху плоската част (1) и завъртете краката на устройството (2) доколкото е възможно нагоре.

- 6.** Изтъркаляйте центрофугата по металните шини (3) внимателно от дървения палет.
- 7.** Избутайте центрофугата до нейното място на разполагане.
- 8.** Поставете един гаечен ключ (размер 10 mm) върху плоската част (1) и завъртете краката на устройството (2), доколкото е възможно надолу, докато направляващите ролки престанат да имат контакт с пода.
- 9.** Нивелирайте хоризонтално центрофугата чрез завъртане на краката на устройството (2).

## 5.2 Разполагане и свързване на центрофугата

Разполагане на центрофугата



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от нараняване поради малко отстояние до центрофугата.**

- По време на цикъл на центрофугиране съгласно EN / IEC 61010-2-020 в **зона на безопасност от 300 mm** около центрофугата не трябва да има хора, опасни вещества и опасни предмети.
- Трябва да се спазва отстояние от **300 mm** до въздушните прорези и въздушните отвори на центрофугата.



### ВНИМАНИЕ

**Опасност от премазване и повреди на устройството поради падане вследствие на свързани с вибрации промени на положението.**

- Поставете устройството върху стабилна и равна повърхност.
- Изберете място за разполагане в зависимост от теглото на устройството.



### УКАЗАНИЕ

**Повреди на пробите и устройството поради превишаване или недостигане на максимално допустимата околна температура.**

- Спазвайте максималната и минималната допустима околна температура за разполагане на устройството.
- Не разполагайте устройството близо до източник на топлина.
- Устройството не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
- Устройството не трябва да се излага на студ.

#### Персонал:

##### ■ Обучен потребител

- 1.** Поставете устройството върху стабилна и равна основа.
- 2.** Около устройството трябва да се спазва отстояние от 300 mm.
- 3.** Спазвайте условията на околната среда в техническите данни (**→ Глава 3.1 „Технически данни“ на страница 11**).

Свързване на центрофугата



#### УКАЗАНИЕ

##### **Повреди на устройството от неупълномощен персонал**

- Интервенциите и промените на устройствата от неупълномощени лица са ваша отговорност и водят до загуба на всички гаранционни претенции и претенции за отговорност.



#### УКАЗАНИЕ

##### **Повреди на устройството поради конденз.**

При температурна разлика от студено на топло съществува опасност върху електротехническите детайли да се образува конденз. Образувалият се конденз може да причини късо съединение или повреда на електрониката.

- Оставете устройството минимум 3 часа в топло помещение, преди да го свържете към електрическата мрежа.
- или
- загрейте го за 30 минути в студено помещение.

#### Персонал:

##### ■ Обучен потребител

**1.** Типовете 5005-90 и 5005-08 представляват трайно свързани уреди.

В съответствие със стандарта за лабораторно оборудване EN/IEC 61010-1, при трайно свързани уреди в сградната инсталация трябва да е монтиран превключвател за изключване на захранването на уреда от електрическата мрежа.

Превключвателят трябва да се намира в близост до уреда, да е лесно достъпен за потребителя и да е обозначен като изключващо устройство за този уред.

Трябва да има възможност превключвателят да бъде обезопасен срещу повторно включване.

**2.** Ако уредът в сградната инсталация допълнително се предпазва с прекъсвач за остатъчен ток, трябва да се използва прекъсвач за остатъчен ток от тип В.

При използване на друг тип прекъсвачът за остатъчен ток може или да не изключи уреда, когато е повреден, или да го изключи, въпреки че не е повреден.

**3.** Типове 5005-08, 5005-80 и 5005-90 трябва да бъдат свързани в съответствие с инструкциите за разполагане и инсталациране (АН5005-02).

**4.** Центрофуга с щепсел РА:

Ако е необходимо, свържете щепсела РА на гърба на устройството към допълнителна медицинска система за еквипотенциално свързване.

**5.** Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на данните на фирменията табелка.

**6.** При типове 5005, 5005-50 и 5005-80:

Свържете устройството с мрежовия кабел към стандартизиран мрежов контакт.

## 5.3 Включване и изключване на центрофугата

Включване на центрофугата

Персонал:

- Обучен потребител
- Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[I]*.

► Бутоните мигат според типа на центрофугата.

Според типа на центрофугата една след друга се появяват следните индикации:

- моделът на центрофугата
- последните разпознати от разпознаването на ротора код на ротора и максимални обороти на ротора
- програмната версия
- Когато капакът е затворен: Индикация „OPEN OTVARЯНЕ“
- Когато капакът е отворен: Данни за центрофугирането на последната използвана програма или програма 1.

Незабавно показване на данните за центрофугирането след включване

1. → Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[I]*.

2. → При първата визуална промяна на индикацията (инвертирана индикация) натиснете произволен бутон (освен бутона *[STOP]*).

► Показват се данните за центрофугирането.

Изключване на центрофугата

Роторът е спрян.

- Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[O]*.

## 6 Обслужване

### 6.1 Отваряне и затваряне на капака

Отваряне на капака

Персонал:

- Обучен потребител

Центрофугата е включена.

Роторът е спрян.


- Натиснете бутона *[Kapak]*.

► Капакът се освобождава с двигател.

Светлината на бутона *[Kapak]* изгасва.

Появява се индикацията „Капакът е отворен“.

Затваряне на капака



**УКАЗАНИЕ**

**Повреди на устройството поради рязко затваряне на капака.**

- Затваряйте бавно капака.
- Не затваряйте капака рязко.

**Персонал:**

- Обучен потребител

→ Затворете капака и притиснете лайстната за хващане леко надолу.


⇒ Капакът се блокира с двигател.

Бутона *[Капак]* свети.

Появява се индикацията „*Капакът е затворен*“.

## 6.2 Демонтаж и монтаж на ротора

Демонтаж на ротор със затягаща гайка



Фиг. 28: Монтаж и демонтаж на ротора

- 1 Жлеб
- 2 Вал на двигателя
- 3 Водач
- 4 Отвор

Монтаж на ротор със затягаща гайка

**Персонал:**

- Обучен потребител

1. → Отворете капака.
2. → Развийте затягащата гайка на ротора с доставения ключ.  
⇒ След преодоляване на точката на повдигане, роторът се отделя от конуса на вала на двигателя (2).
3. → Въртете затягащата гайка, докато роторът може да се повдигне от вала на двигателя.
4. → Свалете ротора.

**Персонал:**

- Обучен потребител

Капакът е отворен.

1. → Почистете вала на двигателя (2) и отвора на ротора (4).
2. → Гресирайте леко вала на двигателя (2), вижте → Глава 8.2 „Указания за почистване и дезинфекция“ на страница 44.
3. → Поставете ротора вертикално върху вала на двигателя (2).  
Водачът (3) на вала на двигателя трябва да се намира в жлеба (1) на ротора. Ориентацията на жлеба е отбелязана върху ротора.
4. → Затегнете на ръка затягащата гайка на ротора с доставения ключ.
5. → Проверете ротора за добро затягане.

## 6.3 Поставяне и снемане на носачи

Поставяне на носачи



### УКАЗАНИЕ



**Повреда на устройството, причинена от дисбаланси, причинени от неправилно зареждане на ротора.**

- Заредете всички места на роторите с променлив ъгъл с подходящи носачи.



*Носачи, които са обозначени с номерата на местата на ротора, трябва да бъдат поставяни само там.*

*Носачи, които са обозначени с комплект номера, трябва да бъдат използвани само заедно.*





1. → Проверете ротора за добро затягане.
2. → Гресирайте носещата шийка (3).
3. → Поставете носачите (1) отгоре в ротора. Носещата шийка (3) трябва да се намира в жлебовете (2).
4. → Натиснете носачите (1) до упор надолу.

Сваляне на носачи

→ Издърпайте носачите (1) вертикално нагоре от ротора.

## 6.4 Поставяне и сваляне на адаптер

Адаптер



поставяне

→ Поставете адаптера (1) вертикално отгоре в носачите (2).

сваляне

→ Извадете адаптера (1) вертикално нагоре от носачите (2).

## 6.5 Зареждане

Пълнене на центрофужните епруветки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от нараняване от замърсен материал на проби.

Замърсеният материал на пробата излиза от епруветката за пробата по време на центрофугирането.

- Използвайте центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.
- В случай на материали в рискови групи 3 и 4, трябва да се използва система за биобезопасност в допълнение към запечатващите се центрофужни епруветки (вижте „Ръководство за лабораторна биобезопасност“ на СЗО (Световната здравна организация)).



### УКАЗАНИЕ

#### Повреди на устройството поради силно корозирани вещества.

Силно корозирани вещества могат да влошат механичната якост на ротори, носачи и принадлежности.

- Не центрофугирайте силно корозирани вещества.



*Стандартните центрофужни епруветки могат да се натоварват до RZB 4000 (DIN 58970 Част 2).*





#### Персонал:

- Обучен потребител
  - Пълнете центрофужните епруветки извън центрофугата.
  - Посоченото от производителя максимално количество на пълнене на центрофужните епруветки не трябва да бъде превишавано.
  - В случай на ъглови ротори центрофужните епруветки могат да се пълнят само до такава степен, че да не може да се изхвърли течност от епруветките по време на центрофугирането.
  - За да се запазят разликите в теглото в центрофужните епруветки възможно най-малки, важно е да се гарантира, че епруветките са напълнени равномерно.

Зареждане на ротори с променлив ъгъл

#### Персонал:

- Обучен потребител



При употреба на торбички с кръв трябва да се внимава за следното:

1. → Проверете ротора за добро затягане.
2. → Центрофужните епруветки трябва да бъдат разпределени симетрично и равномерно на всички места на ротора.

На всеки ротор е указано теглото на допустимото количество на пълнене. Теглото не трябва да бъде превишавано.

При зареждане на носачите и завъртане на носачите по време на центрофугирането не трябва да попада течност в носачите и камерата на центрофугата.

В случай на контейнери с гумени вложки винаги трябва да има единакъв брой гумени вложки под центрофужните епруветки.

Всички места на ротора трябва да бъдат оборудвани с единакви носачи. Определени носачи са обозначени с номер на мястото на ротора. Носачите трябва да се поставят само на съответните места на ротора.


Носачи, които са обозначени с комплект номера (например S001/4), трябва да бъдат използвани само в комплект.

1. → Ако носачите не са пълни с еднакво тегло, разликите могат да се компенсират с балансиращи тежести.
2. → В случай, че няма достатъчно налични системи за торбички с кръв за пълно натоварване на ротора, празните носачи могат да бъдат снабдени с компенсиращи вложки.
3. → При необходимост фината настройка се извършва с доставените тариращи тежести.

#### Зареждане на ъглови ротори

#### Персонал:

- Обучен потребител



- 1.** Проверете ротора за добро затягане.
- 2.** Центрофужните епруветки трябва да бъдат разпределени равномерно на всички места на ротора.

При зареждане на ротора не трябва да попада течност в ротора и в камерата на центрофугата.

При роторите центрофужните епруветки могат да се пълнят само до такава степен, че да не може да се изхвърли течност от епруветките по време на центрофугирането.

На всеки ротор е указано теглото на допустимото количество на пълнене. Теглото не трябва да бъде превишавано.

## 6.6 Отваряне и затваряне на система за биобезопасност

### 6.6.1 Пояснение

При центрофугиране на опасни вещества или смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни или замърсени с патогенни микроорганизми, потребителят трябва да вземе подходящи мерки.

По принцип трябва да се използват центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.

В случай на материали от рискови групи 3 и 4, трябва да се използва система за биобезопасност в допълнение към запечатващите се центрофужни епруветки (вижте „Ръководство за лабораторна биобезопасност“ на Световната здравна организация).

При система за биобезопасност чрез биологично уплътнение (уплътнителен пръстен) се възпрепятства възникването на капчици и аерозоли.

Ако носачът на система за биобезопасност се използва без капак, уплътнителният пръстен трябва да се отстрани от носача, за да се избегне повреда на уплътнителния пръстен по време на центрофугирането.


Повредените системи за биобезопасност повече не са микробиологично херметични.

Без използване на система за биобезопасност една центрофуга не е микробиологично херметична по смисъла на стандарта EN / IEC 61010-2-020.

#### Съхранение на системи за биобезопасност

За да се предотврати повреда на уплътнителните пръстени по време на съхранение, системите за биобезопасност трябва да се съхраняват само с отворен капак.

### 6.6.2 Капак със затваряне с обтегач



Фиг. 29: Система за биобезопасност

Затваряне

1. Поставете капака.

2. Завъртете двете обтягащи скоби надолу дотолкова, че да се намират под резетата на носачите.


Отваряне

1. Завъртете двете обтягащи скоби нагоре дотолкова, че да се намират над резетата на носачите.


2. Свалете капака от ротора.

### 6.7 Инструкция за опаковане HettLiner


Опаковане преди центрофугиране



Уверете се, че пластмасовата вложка не може да се преобърне, когато зареждате и изваждате вложките (ако е необходимо, използвайте помощно средство за зареждане 4509).



1. Поставете торбичката с кръв (1) във вложката (2).



- 2.** Хванете торбичката с кръв за връзките (1) и пълзнете опорната плоча (2) от външната страна на торбичката с кръв във вложката от горе надолу.

Уверете се, че долният ръб на опорната плоча стъпва на пода възможно най-цялостно.



- 3.** Завъртете опорната плоча навън и натиснете надолу, докато притиснатият ръб на опорната плоча се изравни с нивото на течността в торбичката с кръв.

Горният ръб на опорната плоча не трябва да се издава твърде далеч от вложката, за да се избегне рисъкът рамената на ротора да бъдат захванати по време на центрофугиране.

Обърнете внимание на позицията на примката (1), така че да може да бъде достигната и след центрофугиране.

- 4.** Ако е възможно, сгънете празната/ите сателитна/и торбичка/и и упълтнете по различен начин в зависимост от съответните принадлежности и обема на пълнене на торбичката с кръв. Уместно е да сгънете сателитните торбички и да ги опаковате отвън между сгънатата опорна плоча и външната стена на вложката.

Уверете се, че силиконовата плоча не се пълзга.

Ако е необходимо, при опаковане на сателитната торбичка, силиконовата плоча може да се задържи на примката и така да се задържи нагоре.

Мястото на примката трябва след това да бъде проверено.

5. → Поставете връзките върху опорната плоча по такъв начин, че вентилите да не могат да се счупят.

Внимавайте за това маркучите да не се издават от вложката.

Приберете частите от маркучи, стърчащи над ръба на вложката, между сгънатата опорна плоча и стената на вложката.

6. → Ако е необходимо, между сгънатата опорна плоча и стената на чашата трябва да се поставят противотежести.

Разопаковане след центрофугиране

1. → Издърпайте сателитната торбичка от вложката и задръжте силиконо-вата плоча на място с една ръка.

2. → Бавно издърпайте сгънатата част на опорната плоча, като използвате предоставената примка.

Проверете опорната плоча и възстановете нейната първоначална форма. Сгънатата част на опорната плоча може да отскочи назад и да смеси кръвните съставки.

3. → Отстранете останалата кръвна торбичка от вложката или заедно с опорната плоча, или след отстраняване на опорната плоча.

## 6.8 Центрофугиране

### 6.8.1 Центрофугиране с продължителна работа

Персонал:

- Обучен потребител

1. → Натискайте бутона *[t]* толкова пъти, докато полето за въвеждане на параметъра „*t/min:*“ се маркира.

2. → С въртящата се глава изберете стойността 0.

3. → Натискайте бутона *[t]* толкова пъти, докато полето за въвеждане на параметъра „*t/.sec*“ се маркира.

4. → С въртящата се глава изберете стойността 0.

→ В полето за въвеждане се показва „---:--“.

5. → Натиснете бутона *[START]*.

→ Центрофугирането стартира.

Индикацията „*Въртене*“ свети, докато роторът се върти.

Отброяването на времето започва от 00:00.

По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата и изминалото време.

6. → Натиснете бутона *[STOP]*, за да прекъснете процеса на центрофугиране.

Спирането се извършва с настроените параметри на спиране.

→ Показва се „*OPEN OTVARJNE*“.

### 6.8.2 Центрофугиране с предварителен избор на време

Персонал:

- Обучен потребител

1. → Натискайте бутона *[t]* толкова пъти, докато полето за въвеждане на параметъра „*t/min:*“ се маркира.

2. → С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.

3. Натискайте бутона *[f]* толкова пъти, докато полето за въвеждане на параметъра „*t/.sec*“ се маркира.
4. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
5. Натиснете бутона *[START]*.
  - ➔ Центрофугирането стартира.

Индикацията „*Въртене*“ свети, докато роторът се върти.

По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата и оставащото време.
6. След изтичане на времето или при прекъсване на работата на центрофугата с натискане на бутона *[STOP]* се извършва спиране с избрани параметри на спиране.
  - ➔ Показва се „*OPEN OTVARJNE*“.

### 6.8.3 Промяна на настройки по време на центрофугиране

Времето на работа, скоростта, относителното ускорение на центрофугата (RCF/RZB), параметрите за стартиране и спиране и температурата (само за устройства с охлаждане) могат да се променят по време на центрофугиране.

Параметрите могат да бъдат променяни само поотделно и един след друг.

1. Промяна на стойността на желания параметър с *[Въртящ се бутон]*
2. Натиснете бутона *[START]*.
  - ➔ Стойностите на текущата програма се копират в програмно място „*----*“ и се обновяват с променената стойност.

Оригиналната програма не се презаписва.

## 6.9 Функция бързо спиране

### Персонал:

- Обучен потребител
- Натиснете двукратно бутона *[STOP]*.
- ➔ Индикацията „*STOP*“ мига.
- Показва се и се изпълнява спиране със степен са спиране "R9" (най-кратко време на спиране).
- Ако е била избрана степен на спиране "R0", тогава времето на спиране технически обусловено е по-продължително, отколкото при степен на спиране "R9".

## 7 Обслужване на софтуера

### 7.1 Превключвател с ключ

Ключовете трябва да бъдат съхранявани така, че да бъдат защитени от неупълномощен достъп.

Положение на ключа	Функция
Ляво положение на ключа	Показва се „ <i>LOCK 1</i> “. Програмите могат само да бъдат извиквани, но не и променяни.

Положение на ключа	Функция
Дясното положение на ключа	Показва се „LOCK 2“. Не могат да бъдат извиквани и променяни никакви програми.
Средното положение на ключа	Няма индикация за статуса Няма заключване на програми. Програмите могат да бъдат извиквани и променяни.

## 7.2 Параметър на центрофугиране

### 7.2.1 Параметри на пускане и спиране

Показват се настроените параметри на пускане и спиране.



x: 1-9 = степен на пускане, t = време на пускане

y: R1-R9, B1-B9 = степен на спиране, R0 = спиране без спирачка, t = време на спиране, n(\*) = обороти на изключване на спирачката

Степен на пускане

1. Натискайте бутона [Пусков параметър] многократно, докато се покаже параметърът „Степен на пускане“ или параметърът „Време на пускане“ и полето за въвеждане бъде маркирано.

2. С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен.

Време на пускане

1. Натискайте бутона [Пусков параметър] многократно, докато се покаже параметърът „Време на пускане мин:сек“ и полето за въвеждане бъде маркирано.

2. С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен.

Ако е настроено време на пускане, което е по-продължително от времето на работа, тогава работата на центрофугата се прекратява преди достигане на настроените обороти.

Степен на спиране

1. Натискайте бутона [Параметри на спиране] многократно, докато се покаже параметърът „Време на спиране“ или параметърът „Време на спиране“ и полето за въвеждане бъде маркирано.

2. С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен.

Степените на спиране В могат да бъдат настройвани само при специални ротори.

Време на спиране

Ако са настроени обороти на изключване на спирачката, тогава не може да се настрои време на спиране.

1. Натискайте бутона [Параметри на спиране] многократно, докато се покаже параметърът „Степен на спиране мин:сек“ и полето за въвеждане бъде маркирано.

2. С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен.

Обороти на изключване на спирачката

1. Натискайте бутона [Параметри на спиране] многократно, докато се покаже параметърът „n(\*)/об/мин“ и полето за въвеждане бъде маркирано.

2. С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен.

## 7.2.2 Време на работа



За продължителна работа минутите и секундите трябва да бъдат настроени на нула.

Продължителната работа се показва в индикацията чрез символа „---:--“.

- 1.** Натискайте бутона *[t]* толкова пъти, докато полето за въвеждане на параметъра „*t/min.*“ се маркира.
- 2.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
- 3.** Натискайте бутона *[t]* толкова пъти, докато полето за въвеждане на параметъра „*t/.sec*“ се маркира.
- 4.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.

## 7.2.3 Обороти RPM

- 1.** Натискайте бутона *[n]* многократно, докато се покаже параметърт „*RPM*“ и полето за въвеждане бъде маркирано.
- 2.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.

Индикация на максималните обороти на ротора

- 1.** Натискайте бутона *[n]* многократно, докато се покаже параметърт „*RPM*“ и полето за въвеждане бъде маркирано.
- 2.** Натиснете и задръжте натиснат бутона *[n]*.
  - Показват се максималните обороти на ротора (*n-max* ротор).

## 7.2.4 Интегрално RCF

Интегралното RCF е величина за ефекта на утаяването ( $\int n^2 dt$ ). Стойността служи за сравняване на циклите на центрофугата.

- Натиснете и задръжте натиснат бутона *[Интегрално RCF]*.
  - Показва се „*Интегрално RCF*“.

## 7.2.5 Температура

- 1.** Натискайте бутона *[Температура и радиус на центрофугиране]* многократно, докато се покаже параметърт „*T/C°*“ и полето за въвеждане бъде маркирано.
- 2.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.

## 7.2.6 Относително ускорение на центрофугата RCF

Относителното ускорение на центрофугата RCF зависи от оборотите и радиуса на центрофугиране.

Относителното ускорение на центрофугата RCF се определя като кратно на ускорението, дължащо се на гравитацията (*g*).

Относителното ускорение на центрофугата RCF е безразмерна числена стойност и служи за сравняване на производителността на разделяне и на утаяване.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Относително ускорение на центрофугата

RPM = Обороти

r = радиус на центрофугиране в mm = разстояние от средата на оста на въртене до дъното на центрофужните епруветки.

### 7.2.7 Настройка на относителното ускорение на центрофугата (RCF/RZB)

1. → Натискайте бутона *[RCF]* многократно, докато се покаже параметърът „RCF/RZB“ и полето за въвеждане бъде маркирано.
2. → С *[Въртиращ се бутон]* настройте желаната стойност.

Индикация на максималното RCF на ротора

1. → Натискайте бутона *[RCF]* многократно, докато се покаже параметърът „RCF/RZB“ и полето за въвеждане бъде маркирано.
2. → Натиснете и задръжте натиснат бутона *[RCF]*.
  - Показва се максималното RCF на ротора (RCF-max ротор).

### 7.2.8 Центрофугиране на вещества или смеси от вещества с относително тегло, по-високо от 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

При центрофугиране на максимална скорост относителното тегло на веществата или смесите от вещества не трябва да надвишава 1,2 kg/dm<sup>3</sup>. При вещества или смеси от вещества с по-високо относително тегло оборотите трябва да бъдат намалени. Разрешените обороти се изчисляват по следната формула:

$$\text{намалена честота на въртене } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1.2}{\text{по - висока плътност [kg/dm}^3]}} * \text{максимални обороти [RPM]}$$

Например: Максимални обороти 4000 об./мин., относително тегло 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ об./мин.}$$

Ако в изключителни случаи максималното натоварване, указано на носача, бъде превишено, оборотите също трябва да бъдат намалени. Разрешените обороти се изчисляват по следната формула:

$$\text{намалена честота на въртене } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{максимално натоварване [g]}}{\text{действително натоварване [g]}}} * \text{максимални обороти [RPM]}$$

Например: Максимални обороти 4000 об./мин., максимално натоварване 300 g, действително натоварване 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ об./мин.}$$

Ако има нещо неясно, трябва да се получи информация от производителя.

### 7.2.9 Радиус на центрофугиране

1. → Натискайте бутона *[Температура и радиус на центрофугиране]* многократно, докато се покаже параметърът „r/mm“ и полето за въвеждане бъде маркирано.
2. → С *[Въртиращ се бутон]* настройте желаната стойност.

Промяната на радиуса автоматично адаптира стойността на RCF/RZB, това се обозначава с мигане.

## 7.3 Програмиране

### 7.3.1 Изберете или заредете програма

- 1.** С бутона *[PROG]* изберете параметъра „*PROG-Nr*“. Полето за въвеждане се маркира.
- 2.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желаното програмно място.
- 3.** Натиснете бутона *[RCL]*.
  - ➔ Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място.

### 7.3.2 Въвеждане или промяна на програма

- 1.** Настройте желания параметър.
- 2.** С бутона *[PROG]* изберете параметъра „*PROG-Nr*“. Полето за въвеждане се маркира.
- 3.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желаното програмно място.
 

Ако индикацията на програмното място мига, това програмно място вече е заето с данни за центрофугиране. В този случай настройте празно програмно място или чрез продължаване презапишете данните за центрофугирането.
- 4.** Натиснете бутона *[STO]*.
  - ➔ Настройките са запаметени в желаното програмно място.
- 5.** Натиснете двукратно бутона *[STO]*.
  - ➔ Вече запаметените данни за центрофугиране се презписват.

### 7.3.3 Автоматична междинна памет

Междинната памет обхваща програмни места "----" и от 90 до 99.

След всяко стартиране на цикъл на центрофугиране, променените данни за центрофугиране се записват автоматично в програмното място "----".

Променените данни за центрофугиране от последните 11 цикъла на центрофугиране се записват в междинната памет и могат да бъдат извиквани.

## 7.4 Разпознаване на ротора

- След стартиране на цикъл на центрофугиране се извършва разпознаване на ротора.
- Ако роторът е бил сменен, цикълът на центрофугиране се прекъсва след разпознаването на ротора. Показват се кодът на ротора (*R*) и максималните обороти на ротора (*n-max*) на новия разпознат ротор.
- Когато максималните обороти на използвания ротор са по-ниски от настроените обороти, оборотите се ограничават до максималните обороти на ротора.

## 7.5 Охлаждане (при центрофуги с охлаждане)

### 7.5.1 Указания за охлаждане

При центрофуги с опция Отопление/охлаждане зададената стойност на температурата може да се настрои от -20 °C до +90 °C. Ако температурата се отклонява от зададената температура с повече от 5 °C, това се сигнализира чрез мигаща индикация на температурната стойност.

Най-ниската достигима температура зависи от ротора.

### 7.5.2 Охлаждане в режим на готовност


При спиране на ротора и затворен капак камерата на центрофугата се охлажда до предварително избраната температура. На дисплея се показва зададената стойност на температурата.

### 7.5.3 Предварително охлаждане на ротора

За бързо предварително охлаждане на незаредения ротор и на принадлежностите се препоръчва центрофугиране с настройки за продължителен режим и честота на въртене от прибл. 20 % от максималните обороти на ротора.

## 7.6 Отопление (при центрофуги с отопление)

По време на цикъл на центрофугиране при необходимост камерата на центрофугата се загрява до предварително избраната температура. При спиране на ротора отоплението се изключва.



## 7.7 Машинно меню

### 7.7.1 Запитване за системна информация

Може да се извърши запитване за следната системна информация.

- Модел на центрофугата
- Максимални обороти за различни кодове на ротора
- Програмна версия на центрофугата
- Тип на честотния преобразувател
- Програмна версия на честотния преобразувател

Роторът е спрян.

1. → Натиснете и задръжте натиснат бутона */t/*.
  - След 8 секунди се подава звуков сигнал „SOUND / BELL“.
2. → Натиснете бутона */t/*.
  - Показват се работните часове „CONTROL:“.
3. → Натиснете бутона */t/*.
  - Показват се датата и часа.

4. Натиснете бутона *[t]*.
  - ➔ Показва се версията на машината и на охлаждането „VERS 12 °C / \* 03“.
5. Натиснете бутона *[t]*.
  - ➔ Показват се работните часове на честотния преобразувател „FC/CCI XX h“.
6. Натиснете бутона *[t]*.
  - ➔ Показва се типът на честотния преобразувател „FU/CCI“.
7. Натиснете бутона *[t]*.
  - ➔ Показва се програмната версия на честотния преобразувател „FU/CCI - S.“.
8. Натиснете бутона *[t]*.
  - ➔ Показва се програмната версия на платката на захранването „°C / \* - S. 01.07“.
9. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]*, за да напуснете менюто

### 7.7.2 Запитване за работните часове

Роторът е спрян.

1. Отворете капака.
2. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[t]*.
  - ➔ След 8 секунди се показва „SOUND / BELL XXX“.
3. Натиснете бутона *[t]*.
  - ➔ Показват се „CONTROL:“ и работните часове.

Индикацията на работните часове изгасва автоматично след 10 секунди.

### 7.7.3 Звуков сигнал

#### 7.7.3.1 Обща информация

Звуковият сигнал прозвучава след следните настройки:

OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ след възникване на неизправност на интервал от 2 сек.</li> </ul>
ON1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ след възникване на неизправност на интервал от 2 сек.</li> <li>■ след завършване на цикъла на центрофугиране и спиране на ротора на интервал от 30 сек.</li> </ul>
ON2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ след възникване на неизправност на интервал от 2 сек.</li> <li>■ след завършване на цикъла на центрофугиране и спиране на ротора на интервал от 30 сек.</li> <li>■ при всяко натискане на бутон.</li> </ul>

При отваряне на капака или натискане на произволен бутон звуковият сигнал спира.

#### 7.7.3.2 Настройване на звуковия сигнал

1. Отворете капака.

2. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[fl]*.
  - След 8 секунди се показва „SOUND / BELL ON1“, „SOUND / BELL ON2“ или „SOUND / BELL OFF“.
3. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „OFF“, „ON1“ или „ON2“.
4. Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройката се запаметява.  
„\*\*\*OK\*\*\*“ се показва за кратко.

#### 7.7.4 Показани данни за центрофугиране след включване

След включване се показват данните за центрофугиране на програма 1 или на последната използвана програма.

1. Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[/]*.
2. При първата визуална промяна на индикацията (инвертирана индикация) натиснете бутона *[STOP]*.
  - Показва се „PROGRAM 1, LAST PROGRAM“.
3. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната функция.
4. Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройките се запаметяват.  
„\*\*\*OK\*\*\*“ се показва за кратко.

#### 7.7.5 Настройка на датата и часа

Роторът е спрян.

1. Отворете капака.
2. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[fl]*.
  - След 8 секунди се показва „SOUND / BELL“.
3. Натиснете двукратно бутона *[fl]*.
  - Показват се датата и часа.
    - a: Година
    - mon: Месец
    - d: Ден
    - h: Часове
    - min: Минути
4. Натискайте бутона *[Температура и радиус на центрофугиране]* многократно, докато се покаже желаният параметър и полето за въвеждане бъде маркирано.
5. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
6. Натиснете бутона „Start“.
  - Настройките се запаметяват.  
„\*\*\*OK\*\*\*“ се показва за кратко.

## 7.8 Програмни връзки

### 7.8.1 Свързване на програми или промяна на програмна връзка



*Една програмна връзка е възможна само с програми, при които са настроени степените на пускане и спиране.*

*Програмите трябва да бъдат запаметени преди свързванието в желаната последователност или чрез въвеждане на програми, или чрез прекъсване на програми.*

*Програмните места трябва да бъдат последователни (напр. програмни места 10+11+12).*

#### Свързване на програми

1. → С бутона *[PROG]* изберете параметъра „*PROG-Nr*“. Полето за въвеждане се маркира.
2. → С *[Въртящ се бутон]* настройте програмното място на началната програма (XX+).
3. → Натиснете бутона *[RCL]*.
  - ⇒ Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място
4. → Натиснете двукратно бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Параметър PR-PART е избран.
  - Полето за въвеждане се маркира.
5. → Натиснете двукратно бутона *[STO]*.
  - ⇒ Програмата е свързана и се показва програмният номер на следващото програмно място (+XX+).
6. → Натиснете двукратно бутона *[RCL]*.
  - ⇒ Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място
7. → Натиснете двукратно бутона *[STO]*.
  - ⇒ Програмата е свързана и се показва програмният номер на следващото програмно място (+XX+).
8. → Повтаряйте последните две стъпки дотогава, докато всички програми бъдат свързани.
9. → Натиснете бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Програмният номер на последната програма (+XX) се показва.

#### Промяна на програмна връзка

1. → Извикайте желаната програма.
2. → Променете желания параметър.
3. → Запаметете променените данни за центрофугирането на същото програмно място.
  - ⇒ Чрез запаметяването програмната връзка се прекратява.
4. → Свържете отново програмите.

### 7.8.2 Цикъл на центрофугиране с програмна връзка


1. → Натиснете двукратно бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Параметър PR-PART е избран.
  - Полето за въвеждане се маркира.
2. → С *[Въртящ се бутон]* настройте програмното място на началната програма (XX+).

3. Натиснете бутона *[RCL]*.  
► Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място

4. Натиснете бутона *[START]*.  
► Центрофугирането стартира.

Индикацията „Въртене“ се появява, докато роторът се върти.

Показват се степените на пускане и спиране на програмната връзка.



- Начална програма (XX+)  
x: Степен на пускане на началната програма x
- Следваща програма (+XX+)  
x: Степен на пускане на следващата програма x
- Последна програма (+XX)  
x: Степен на пускане на последната програма  
y: Степен на спиране на последната програма

5. След изтичане на времето на последната програма се извършва спиране със степента на спиране на последната програма.  
При прекъсване на цикъла на центрофугиране с натискане на бутона *[STOP]* се извършва спиране със степента на спиране на изпълняваната в момента програма.

### 7.8.3 Изтриване на програмни връзки

1. С бутона *[PROG]* изберете параметъра „PROG-Nr“. Полето за въвеждане се маркира.
2. С *[Въртящ се бутон]* настройте програмното място на началната програма (XX+).
3. Натиснете бутона *[RCL]*.  
► Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място
4. Натиснете двукратно бутона *[PROG]*.  
► Показва се параметърът „PR-PART“.  
Полето за въвеждане се маркира.
5. Натиснете двукратно бутона *[STO]*.
6. Натиснете бутона *[PROG]*.

## 8 Почистване и полагане на грижи

### 8.1 Таблица за преглед

Глава	Задача за изпълнение	при необходимост	ежедневно	ежеседмично	Ежегодно	Страница
8	Почистване и полагане на грижи					43

Глава	Задача за изпълнение	при необходимост	ежедневно	ежеседмично	Ежегодно	Страница
<b>8.3</b>	<b>Почистване</b>					45
8.3	Почистване на устройството		X			45
8.3	Почистване на системата за биобезопасност			X		45
8.3	Почистване на принадлежностите			X		45
<b>8.4</b>	<b>Дезинфекция</b>					46
8.4	Дезинфекциране на устройството	X				46
8.4	Дезинфекциране на принадлежностите	X				46
<b>8.5</b>	<b>Поддръжка</b>					47
8.5	Смазване на гуменото уплътнение на камерата на центрофугата			X		47
8.5	Смазване на гуменото уплътнение на системата за биобезопасност			X		47
8.5	Смазване на носещата шийка			X		47
8.5	Проверка на принадлежностите			X		47
8.5	Проверка на системата за биобезопасност			X		47
8.5	Проверка на камерата на центрофугата за повреди				X	47
8.5	Гресиране на вала на двигателя				X	47
8.5	Принадлежности с ограничен срок на употреба	X				48
8.5	Смяна на центрофужните епруветки	X				48

## 8.2 Указания за почистване и дезинфекция



### ОПАСНОСТ

**Риск от замърсяване за потребителя поради недостатъчно почистване или неспазване на указанията за почистване.**

- Спазвайте указанията за почистване.
- При почистване на устройството носете лична предпазна екипировка.
- Спазвайте лабораторните разпоредби (напр. TRBA, IfSG, хигиенен план) за работа с биологични агенти.

- Устройството и принадлежностите не трябва да се почистват в съдомиялни машини.
- Извършвайте само ръчно почистване и дезинфекция с течност.
- Температурата на водата трябва да бъде максимум 25 °C.
- За да се избегнат признания на корозия, причинени от почистващи препарати или дезинфектанти, трябва да се спазват специалните инструкции за приложение от производителя на почистващия препарат или дезинфектанта.

**Дезинфектант:**

- Дезинфектант за повърхности (да не се използват дезинфектанти за ръце или инструменти)
- Етанол като единствено активно вещество.  
Не дезинфекцирайте прозореца за наблюдение в капака на устройството със смес от етанол и пропанол.
- Концентрацията не трябва да е под 30 %
- pH стойност: 6 - 8
- Да не причинява корозия

### 8.3    Почкистване

#### Почкистване на устройството

1. → Отворете капака.
2. → Изключете устройството и прекъснете електрозахранването.
3. → Извадете принадлежностите.
4. → Почистете корпуса на центрофугата и камерата на центрофугата със сапун или мек почистващ препарат и влажна кърпа.
5. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
6. → Повърхностите трябва да бъдат подсушавани непосредствено след почистването.
7. → При образуване на воден конденз подсушавайте камерата на центрофугата с кърпа поемаща влагата.

#### Почкистване на системата за биобезопасност

1. → Почиствайте системата за биобезопасност с почистващ препарат и влажна кърпа.
2. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
3. → Подсушавайте принадлежностите незабавно след почистване с кърпа без власинки и сгъстен въздух без съдържание на масло. Подсушавайте всички кухини напълно със сгъстен въздух без съдържание на масло.

#### Почкистване на принадлежностите

1. → Почиствайте принадлежностите с почистващ препарат и влажна кърпа.
2. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
3. → Подсушавайте принадлежностите незабавно след почистване с кърпа без власинки и сгъстен въздух без съдържание на масло. Подсушавайте всички кухини напълно със сгъстен въздух без съдържание на масло.

## 8.4 Дезинфекция



*Дезинфекцията винаги трябва да се предхожда от почистване на съответните компоненти.*

*Вижте ➔ Глава 8.3 „Почистване“ на страница 45*



*Концентрация и време на въздействие на дезинфектанта съгласно данните на производителя.*

Дезинфекциране на устройството



### ВНИМАНИЕ

**Опасност от нараняване поради проникване на вода или други течности.**

- Защитете устройството от течности отвън.
- Не извършвайте дезинфекция със спрей на устройството.

1. ➤ Отворете капака.
2. ➤ Изключете устройството и прекъснете електрозахранването.
3. ➤ Извадете принадлежностите.
4. ➤ Почистете корпуса и камерата на центрофугата с дезинфектант.
5. ➤ След използване на дезинфектанти отстранете остатъците от дезинфектанти с влажна кърпа.
6. ➤ Повърхностите трябва да бъдат подсушавани непосредствено след почистването.

Дезинфекциране на принадлежностите

1. ➤ Дезинфекцирайте принадлежностите с дезинфектант.
2. ➤ Нанесете във всички кухини без образуване на мехурчета въздух дезинфектант.
3. ➤ След употребата на дезинфектант отстранете или оставете да изсъхнат остатъците от дезинфектанта.

Автоклавиране

Следните принадлежности могат да се автоклавират при 121 °C / 250 °F (20 мин.):

- Ротори с променлив ъгъл
- Ъглови ротори от алуминий
- Носачи от метал
- Капак с биологично упътнение
- Адаптер

Не може да се декларира степента на стериленост.

Капациите на роторите и носачите трябва да бъдат свалени преди автоклавиране.

Автоклавирането ускорява процеса на стареене на материалите. То може да причини промяна на цвета. След автоклавирането роторите и принадлежностите трябва да бъдат визуално проверени за повреда и евентуално повредените части веднага трябва да бъдат заменени.

## 8.5 Поддръжка

Смазване на гуменото уплътнение на камерата на центрофугата

При признания на образуване на пукнатини, поръзност и износване засегнатият уплътнителен пръстен трябва да се замени. При капаци с несменящи се уплътнителни пръстени трябва да се замени целият капак.

За да се гарантира уплътняването на системите за биобезопасност, уплътнителните пръстени трябва да се сменят след автоклавиране.

Смазване на гуменото уплътнение на системата за биобезопасност

→ Леко нанесете върху уплътнителния пръстен средство за поддържане на гума.

Смазване на носещата шийка

→ Леко нанесете върху уплътнителния пръстен средство за поддържане на гума.

1. → Отстранете принадлежностите.
2. → Почистете носещата шийка.
3. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
4. → Смажете носещата шийка и носачите с канал с Hettich Tubenfett 4051.
5. → Излишната смазка трябва да бъде отстранена от камерата на центрофугата.

Проверка на принадлежностите

1. → Принадлежностите трябва да се проверят за износване и повреди от корозия.

2. → Проверете ротора за добро затягане.

Проверка на системата за биобезопасност

1. → Проверете всички части на системата за биобезопасност визуално за повреди.

2. → Проверете правилното място на монтаж на уплътнителния пръстен resp. уплътнителните пръстени на системата за биобезопасност.

3. → Заменете повредените части на системата за биобезопасност.

4. → При признания на образуване на пукнатини, поръзност и износване засегнатият уплътнителен пръстен веднага трябва да се замени. При капаци с несменящи се уплътнителни пръстени трябва да се замени целият капак.

Проверка на камерата на центрофугата за повреди

→ Проверете камерата на центрофугата за повреди.

Гресиране на вала на двигателя

1. → Отстранете принадлежностите.

2. → Почистете вала на двигателя.

3. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.

4. → Смажете вала на двигателя с Hettich Tubenfett 4051.

5. → Излишната смазка трябва да бъде отстранена от камерата на центрофугата.

Принадлежности с ограничен срок на употреба

Употребата на определени принадлежности е ограничена във времето. От съображения за безопасност принадлежностите не могат да бъдат използвани повече или когато достигнат обозначения върху тях максимално допустим брой работни цикли, или е достигнат обозначения върху тях срок на годност.

- Максимално допустимият брой работни цикли или датата на срока на годност са видими върху принадлежностите.
- Центрофугата е оборудвана с брояч на цикли.

Смяна на центрофужните епруветки



#### ВНИМАНИЕ

##### **Опасност от нараняване поради счупване на стъкло.**

Стъклени парчета и замърсени течности могат да бъдат открити вътре в центрофугата поради счупване на стъкло.

- Носете устойчиви на срязване ръкавици.
- Носете предпазни очила и защита за устата.

В случай на течове или след счупване на центрофужните епруветки, счупените части на епруветките, стъклени парчета и разлят материал от центрофугата трябва да бъдат напълно отстранени. Оставащите стъклени парчета причиняват по-нататъшно счупване на стъкла.

Гумените подложки и пластмасовите втулки на роторите трябва да се заменят след счупване на стъкло.

Ако става дума за инфекциозен материал, трябва да се извърши дезинфекция.

## 9 Отстраняване на неизправности

### 9.1 Описание на грешката

Ако грешката не може да бъде отстранена според таблицата на неизправностите, трябва да се информира сервизът за клиенти. Посочете типа на центрофугата и серийния номер. И двата номера могат да се прочетат от фирменията табелка на центрофугата.

\* Номерът на грешката не се появява в индикацията.

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
няма индикация	Няма напрежение. Сработване на защитата срещу свръхток (само при центрофуги 5005-08).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверете захранващото напрежение.</li> <li>■ Превключвателят на захранването се намира в положение на прекъсвача //</li> </ul>
TACHO - ERROR 01, 02	Дефектен скоростомер. Дефектни двигател, изправител, електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отворете капака.</li> <li>■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя /0/.</li> <li>■ Изчакайте най-малко 10 секунди.</li> <li>■ Завъртете силно ротора на ръка.</li> <li>■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя //. По време на включването роторът трябва да се върти.</li> </ul>

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
IMBALANCE / UNWUCHT	Роторът е зареден неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Отворете капака или люка.</li><li>■ Проверете зареждането на ротора.</li><li>■ Повторете цикъла на центрофугиране.</li></ul>
CONTROL - ERROR 04, 06-09	Грешка на блокировката на капака.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
N > MAX 05	Грешка превишени обороти	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
N < MIN 13	Грешка твърде ниски обороти	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
ROTORCODE 10	Грешка на кодирането на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
MAINS INTERRUPT	Прекъсване на електрозахранвател по време на цикъл на центрофугиране. Цикълът на центрофугиране не е завършен.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Отворете капака.</li><li>■ Натиснете бутона <i>[START]</i>.</li><li>■ При необходимост: Повторете цикъла на центрофугиране.</li></ul>
VERSION-ERROR 12	Няма съответствие на електронните компоненти, грешка/дефект на електрониката.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
SER I/O - ERROR 30-38	Грешка/дефект на интерфейса.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
° C * - ERROR 50-56, 58	Грешка/дефект на охлаждането.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
LOCK - ERROR 57	Грешка/дефект на заключването на програма.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
FU / CCI - ERROR 60-83	Грешка/дефект на управлението на двигателя.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
CONTROL - ERROR 26, 90-95, 97 - 99	Грешка/дефект на блок на управлението.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
N > ROTOR MAX 96	Оборотите на избраната програма са по-високи от максималните обороти на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверете и коригирайте оборотите.</li></ul>
	Роторът е бил сменен. Монтираният ротор има по-високи максимални обороти от използванятия преди това ротор. Роторът не е бил разпознат от разпознаването на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Настройте обороти до максималните обороти на ротора, използван преди това. Натиснете бутона <i>[START]</i>, за да извършите разпознаване на ротора.</li></ul>
Цялата индикация свети.	-	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Известете клиентския сервис.</li></ul>

## 9.2 Извършване на МРЕЖОВ РЕСЕТ

- 1.** Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[O]*.
- 2.** Изчакайте 10 секунди.

- 3.** Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя //.

### 9.3 Аварийно деблокиране

При спиране на тока капакът не може да се деблокира с двигател. Трябва да се извърши аварийно деблокиране с ръка.



#### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от токов удар при дейности по привеждането в изправност и поддръжката при устройство под напрежение.**

- Разкачете от мрежата устройството преди дейности по привеждането в изправност и поддръжката.



#### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от порязване и премазване от движещия се ротор.**

- Отваряйте капака юнка тогава, когато роторът е спрял.


#### Персонал:

- Обучен потребител

- 1.** Погледнете през прозореца на капака, за да се уверите, че роторът е спрял.
- 2.** Вкарайте шестостенния ключ хоризонтално в отвора (1) и го завъртете по часовниковата стрелка на половин оборот, докато капакът се отвори.
- 3.** Извадете шестостенния щифтов ключ от отвора (1).
- 4.** Когато токът е отново налице, натиснете бутона *[Капак]*, който привежда моторната блокировка на капака отново в основно положение (отворен).

Фиг. 30: Аварийно деблокиране

1 Отвор



## 10 Изхвърляне

### 10.1 Общи указания



**Устройството може да бъде изхвърлено от производителя.**

За връщане трябва винаги да се изисква формуляр за разрешение за връщане на материал (RMA).

При необходимост се свържете с отдела за техническо обслужване на производителя.

- *Andreas Hettich GmbH & Co. KG*
- *Föhrenstrasse 12*
- *78532 Tuttlingen, Германия*
- *Телефон: +49 7461 705 1400*
- *Имейл адрес: service@hettichlab.com*

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Риск от замърсяване за хората и околната среда.**

Когато изхвърляте центрофугата, може да възникне замърсяване за хората и околната среда поради неправилно изхвърляне.

- Отстраняването и изхвърлянето могат да се извършват само от обучен и упълномощен сервизен персонал.

Устройството е предназначено за търговския сектор ("Business to Business" - B2B).

Уредите вече не могат да се изхвърлят с битовите отпадъци съгласно Регламент 2012/19/EC.

Уредите са разпределени в следните групи според Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR (Германска фондация по гражданско право)):

- Група 1 (топлообменници)

Символът със зачеркнат контейнер показва, че устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Нормативната уредба относно изхвърлянето на такива устройства може да се различава в отделните страни. Ако е необходимо, свържете се с доставчика.



*Фиг. 31: Забрана за изхвърляне с битовите отпадъци*

## 11 Индекс

<b>A</b>	Отговорност на оператора. . . . .	8
Автоклавиране. . . . .	Относително ускорение на центрофугата	
	RCF. . . . .	36
<b>B</b>	Относително ускорение на центрофугата (RCF/RZB)	
Вал на двигателя	37	
смазване. . . . .	Отстраняване на неизправности. . . . .	48
Включване. . . . .		
Време на работа. . . . .		
Връщане. . . . .		
<b>G</b>		
Грижа		
интервал. . . . .	Параметри на пускане и спиране. . . . .	35
Гумено уплътнение	Поддръжка. . . . .	47
смазване. . . . .	интервал. . . . .	43
<b>D</b>	Почистване. . . . .	45
Данни за центрофутиране след включване. . . . .	Почистване и дезинфекция	
Дезинфекция. . . . .	Указания. . . . .	44
<b>Z</b>	Превключвател с ключ. . . . .	34
Зареждане. . . . .	Предвидима погрешна употреба. . . . .	7
Звуков сигнал	Предназначение. . . . .	6
активиране/деактивиране. . . . .	Предпазна екипировка. . . . .	7
<b>I</b>	Принадлежности. . . . .	20
Изключване. . . . .	дезинфекциране. . . . .	46
Изхвърляне. . . . .	почистване. . . . .	45
Инструктаж на персонала. . . . .	проверка. . . . .	47
Интегрално ускорение на центрофугата	с ограничен срок на употреба. . . . .	48
Интегрално RCF. . . . .		
<b>K</b>		
Камера на центрофугата	Програма	
проверка. . . . .	въвеждане. . . . .	38
Капак	зареждане. . . . .	38
затваряне. . . . .	извикване. . . . .	38
отваряне. . . . .	промяна. . . . .	38
Квалификации на персонала. . . . .		
Квалификация на персонала. . . . .	създаване. . . . .	42
<b>L</b>	Цикъл на центрофутиране. . . . .	42
Лична предпазна екипировка. . . . .	Продължителна работа. . . . .	33
<b>M</b>	Пълнене. . . . .	28
Междинна памет		
автоматична. . . . .	<b>P</b>	
МРЕЖОВ РЕСЕТ. . . . .	Работни часове	
38	запитване. . . . .	40
49	Разопаковане. . . . .	22
<b>N</b>	Разпознаване на ротора. . . . .	38
Настройка на датата и часа. . . . .	Разполагане на центрофугата. . . . .	23
41	Резервни части. . . . .	20
Настройка по време на центрофутиране. . . . .		
34	<b>Rotor</b>	
Носеща шийка	демонтаж. . . . .	26
смазване. . . . .	зареждане. . . . .	28, 29
<b>O</b>	монтаж. . . . .	26
Обороти RPM. . . . .		
36	<b>C</b>	
Обхват на доставката. . . . .	Свързване на центрофугата. . . . .	24
20	Символи. . . . .	6
Общи указания за безопасност. . . . .	Система за биобезопасност	
8	почистване. . . . .	45
Оригинални резервни части. . . . .	проверка. . . . .	47
20	Системна информация	
	запитване. . . . .	39
	Съобщения за грешка. . . . .	48

**T****Табелки**

на опаковката. . . . .	15
на устройството. . . . .	15

**Y**

Указания за безопасност. . . . .	8
Употреба не по предназначение. . . . .	7
Условие за транспорт. . . . .	21
Условия на съхранение. . . . .	21
Устройство	
дезинфекциране. . . . .	46
почистване. . . . .	45

**Ф**

Фирмена табелка. . . . .	14
--------------------------	----

**Ц**

Центрофугиране	
с вещества с по-високо относително тегло. . . . .	37
с предварителен избор на време. . . . .	33
с продължителна работа. . . . .	33
Центрофужни епруветки	
смяна. . . . .	48



# Instructiuni de folosire

## ROTO SILENTA 630 RS



Traducerea instructiunilor de folosire originale

---

©2022 - Toate drepturile rezervate  
Andreas Hettich GmbH & Co. KG  
Föhrenstraße 12  
D-78532 Tuttlingen/Germania  
Telefon: +49 (0)7461/705-0  
Fax: +49 (0)7461/705-1125  
E-mail: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com  
Internet: www.hettichlab.com

## Cuprins

<b>1</b>	<b>Referitor la acest document.</b>	<b>6</b>
1.1	Utilizarea acestui document.	6
1.2	Indicație referitoare la gen.	6
1.3	Simbolurile și marcajele din acest document.	6
<b>2</b>	<b>Siguranță.</b>	<b>6</b>
2.1	Utilizarea prevăzută.	6
2.2	Cerințe impuse personalului.	7
2.3	Responsabilitatea utilizatorului.	8
2.4	Instrucțiuni de securitate.	8
<b>3</b>	<b>Prezentare generală a aparatului.</b>	<b>10</b>
3.1	Date tehnice.	10
3.2	Înregistrare europeană.	14
3.3	Semne importante pe ambalaj.	14
3.4	Semne importante la aparat.	15
3.5	Elemente de operare și afișare.	16
3.5.1	Unitatea de comandă.	16
3.5.2	Elemente de afișare.	16
3.5.3	Elemente de operare.	17
3.6	Piese de schimb originale.	19
3.7	Pachetul de livrare.	19
3.8	Returnare.	20
<b>4</b>	<b>Transport și depozitare.</b>	<b>20</b>
4.1	Condiții de transport și depozitare.	20
<b>5</b>	<b>Punerea în funcțiune.</b>	<b>21</b>
5.1	Despachetarea centrifugei.	21
5.2	Amplasarea și racordarea centrifugei.	22
5.3	Conectarea și deconectarea centrifugei.	24
<b>6</b>	<b>Operare.</b>	<b>24</b>
6.1	Deschiderea și închiderea capacului.	24
6.2	Demontarea și montarea rotorului.	25
6.3	Introducerea și scoaterea recipientelor pentru eprubete.	26
6.4	Introducerea și scoaterea adaptorului.	27
6.5	Încărcarea.	27
6.6	Deschiderea și închiderea sistemului de securitate biologică.	29
6.6.1	Explicație.	29
6.6.2	Capac cu închidere prin strângere.	30
6.7	Instrucțiune de împachetare HettLiner.	30
6.8	Centrifugare.	32
6.8.1	Centrifugare în rulare de durată.	32
6.8.2	Centrifugare cu preselectare timp.	32
6.8.3	Modificarea setărilor în timpul centrifugării.	33
6.9	Funcția de oprire rapidă.	33

<b>7</b>	<b>Operare software.....</b>	<b>33</b>
7.1	Comutator cu cheie.....	33
7.2	Parametrii de centrifugare.....	34
7.2.1	Parametrii de demarare și oprire inerțială.....	34
7.2.2	Timpul de rulare.....	34
7.2.3	Turația RPM.....	35
7.2.4	Integrala RCF.....	35
7.2.5	Temperatura.....	35
7.2.6	Accelerația centrifugală relativă, RCF.....	35
7.2.7	Setarea accelerării centrifugale relative (RCF/RZB).....	36
7.2.8	Centrifugarea substanțelor sau amestecurilor de substanțe cu densitate mai mare de 1,2 kg/dm <sup>3</sup> .....	36
7.2.9	Raza de centrifugare.....	36
7.3	Programare.....	36
7.3.1	Accesarea sau încărcarea programului.....	36
7.3.2	Introducerea sau modificarea programului.....	37
7.3.3	Memorie intermediară automată.....	37
7.4	Identificare rotor.....	37
7.5	Răcire (la centrifuge cu răcire).....	37
7.5.1	Indicații privitoare la răcire.....	37
7.5.2	Răcire în standby.....	37
7.5.3	Răcirea preliminară a rotorului.....	38
7.6	Încălzire (la centrifuge cu încălzire).....	38
7.7	Machine Menu.....	38
7.7.1	Interogarea informațiilor de sistem.....	38
7.7.2	Interogarea orelor de funcționare.....	39
7.7.3	Semnal acustic.....	39
7.7.3.1	Generalități.....	39
7.7.3.2	Setarea semnalului acustic.....	39
7.7.4	Datele de centrifugare afișate după conectarea.....	40
7.7.5	Setarea datei și orei.....	40
7.8	Înlănțuiri de programe.....	41
7.8.1	Înlănțuirea programelor sau modificarea unei înlănțuiri de programe.....	41
7.8.2	Rularea centrifugării cu înlănțuirea programelor.....	41
7.8.3	Ștergerea înlănțuirilor programelor.....	42
<b>8</b>	<b>Curățarea și îngrijirea.....</b>	<b>42</b>
8.1	Tabel de prezentare generală.....	42
8.2	Indicații privind curățarea și dezinfectarea.....	43
8.3	Curățare.....	44
8.4	Dezinfectare.....	44
8.5	Întreținere.....	45

---

<b>9</b>	<b>Remedierea defectiunilor.</b>	<b>47</b>
9.1	Descrierea erorii.	47
9.2	Executare RESETARE RETEA.	48
9.3	Deblocare de urgență.	48
<b>10</b>	<b>Eliminare.</b>	<b>49</b>
10.1	Indicații generale.	49
<b>11</b>	<b>Index.</b>	<b>50</b>

## 1 Referitor la acest document

### 1.1 Utilizarea acestui document

- Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, citiți cu atenție și complet acest document,  
Dacă este cazul, respectați celealte file de indicații atașate.
- Acest document este componentă a aparatului și trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil.
- Trimiteți și acest document la predarea aparatului către un terț.
- Versiunea actuală a documentului în limbile disponibile poate fi găsită pe pagina Internet a producătorului: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Indicație referitoare la gen

Utilizarea formei de exprimare masculine sau feminine ajută la lizibilitatea mai ușoară. În sensul tratării egale, notiunile corespunzătoare sunt valabile în principiu pentru toate genurile și nu conțin nicio evaluare.

### 1.3 Simbolurile și marcajele din acest document

#### Simboluri generale

Pentru evidențierea instrucțiunilor de acțiune, a rezultatelor, a listelor, trimiterilor de referință și a altor elemente, în prezentul document se folosesc următoarele marcaje:

Marcaj	Explicație
1. → 2. → 3. → ... →	Instrucțiuni de acțiune pas cu pas
→	Rezultatele pașilor de acțiune
➔	Trimiteri la secțiunile documentului și la documentele însoțitoare aplicabile
■ ... ■ ...	Enumerări fără ordine stabilită
[Buton]	Elemente de operare (de exemplu: buton, comutatoare)
„Afisaj”	Elemente de afișare (de exemplu: lumini de semnalizare, elemente de pe ecran)

## 2 Siguranță

### 2.1 Utilizarea prevăzută

#### Utilizarea prevăzută

Aparatul prezentat este o centrifugă de laborator, adecvată pentru aplicații medicale.

Scopul ei terapeutic exclusiv este centrifugarea sângei în sistemele de pungi de sânge. Componentele sângei separate sunt transferate de alt aparat (separator) în pungi satelit corespunzătoare. Componentele individuale obținute astfel sunt apoi utilizate la transfuzie sau autotransfuzie.

Utilizarea centrifugei este permisă numai personalului calificat, în centre de donare a sângei sau în spitale.

Centrifuga este destinată numai pentru scopurile de utilizare specificate mai sus.

O altă utilizare sau o utilizare care depășește specificațiile este considerată necorespunzătoare. Pentru daunele care rezultă din aceasta, firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nu își asumă nicio responsabilitate.

Utilizarea corespunzătoare include și respectarea tuturor indicațiilor din manualul de utilizare și respectarea intervalelor de inspecție și întreținere.

#### Utilizarea neprevăzută

- Centrifuga nu este prevăzută pentru utilizare în atmosfere explozive, radioactive, contaminate biologic sau chimic.
- La centrifugarea substanțelor periculoase, resp. a amestecurilor de substanțe care sunt toxice, radioactive sau sunt contaminate cu microorganisme patogene, trebuie adoptate de către utilizator măsuri adecvate. Producătorul recomandă din principiu ca pentru substanțele periculoase să fie utilizate numai recipiente de centrifugare cu capacitate filetate speciale. La materialele din grupele de risc 3 și 4, folosiți recipiente de centrifugare cu închidere cu sistem de securitate biologică.
- Producătorul recomandă să nu se proceseze prin centrifugare materiale inflamabile sau explozive.
- Producătorul recomandă să nu se proceseze prin centrifugare materiale care reacționează între ele chimic cu energie ridicată.

#### Utilizare greșită previzibilă

În cadrul utilizării corespunzătoare, producătorul recomandă utilizarea numai a accesoriilor autorizate de el.

Exploatați centrifuga numai sub supraveghere.

## 2.2 Cerințe impuse personalului

### Calificări necesare

Utilizatorul a citit complet instrucțiunile de utilizare și s-a familiarizat cu aparatul.



#### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului cauzată de personal neautorizat

- Intervențiile și modificările la aparete de către persoane neautorizate implică pericole pentru aceste persoane și conduc la pierderea dreptului de garanție și răspundere.

### Utilizator instruit


Utilizatorul este pregătit sau instruit în domeniul lucrărilor de laborator și este capabil să execute lucrările care îl sunt atribuite precum și să identifice și să evite în mod independent pericolele potențiale.

### Echipament individual de protecție

Echipamentul individual de protecție lipsă sau neadecvat mărește riscul de afectare a sănătății și de accidentare.

- Folosiți numai echipament individual de protecție care este în stare corespunzătoare.
- Folosiți numai echipament individual de protecție care este potrivit pentru persoană (de ex. ca mărime).
- Respectați indicațiile cu privire la alte echipamente de protecție la activități specifice.

## 2.3 Responsabilitatea utilizatorului



*Pentru o utilizare regulamentară și sigură a aparatului, respectați instrucțiunile din prezentul document.*

*Păstrați manualul de utilizare pentru consultarea ulterioară.*

### Punerea la dispoziție a informațiilor

- Respectarea instrucțiunilor din prezentul document servește la:
  - Evitarea situațiilor periculoase.
  - Minimizarea costurilor cu reparațiile și a timpilor de indisponibilitate.
  - Îmbunătățirea fiabilității și duratei de viață funcțională a aparatului.
- Pentru respectarea prescripțiilor operaționale, a standardelor și legislației naționale este responsabil utilizatorul.
- Notarea și păstrarea separată a ediției documentului. În caz de pierdere, documentul poate fi înlocuit cu ediția corectă.
- Punerea la dispoziție a manualului de utilizare la locul de utilizare al aparatului.
- În caz de vânzare a aparatului, predarea manualului de utilizare cumpărătorului.

### Instruirea personalului

Datorită lipsei cunoștințelor privind lucru cu aparatul, persoanele pot fi accidentate grav sau mortal.

- Instruirea personalului în privința sarcinilor atribuite și a riscurilor asociate acestora.

## 2.4 Instrucțiuni de securitate



*Mesaje privind evenimente grave și incidente cu obligativitate de raportare*

*În cazul evenimentelor grave și a situațiilor cu obligativitate de raportare privind aparatul sau accesorile acestuia, acestea trebuie raportate producătorului și, dacă este cazul, autorității competente la care este înregistrat utilizatorul și/sau pacientul.*



### PERICOL

Pericol de contaminare pentru utilizator datorită curățirii insuficiente sau a nerespectării prescripțiilor de curățare.

- Respectați prescripțiile de curățare.
- La curățarea aparatului, purtați echipament individual de protecție.
- Respectați regulile de laborator (de exemplu TRBA-uri, IfSG, Planul de igienă) pentru manipularea agenților biologici.



#### PERICOL

Pericol de incendiu și explozie datorită materialelor periculoase din probe.

- Respectați prescripțiile și directivele în vigoare pentru manipularea substanțelor chimice și a substanțelor periculoase.
- Nu utilizați substanțe chimice periculoase (de ex.: agenți de extractie periculoși sau corozivi cum sunt cloroformul, acizi puternici).



#### AVERTIZARE

Pericole datorită întreținerii insuficiente sau nerealizate la timp.

- Respectați intervalele de întreținere.
- Verificați dacă aparatul prezintă deteriorări sau deficiențe vizibile.

În cazul deteriorărilor sau deficiențelor vizibile, scoateți din funcțiune aparatul și informați tehnicianul de service.



#### AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin pătrunderea apei sau altor lichide.

- Protejați aparatul de lichidele din exterior.
- Nu vărsați lichide în interiorul aparatului.
- Executați transportul în ambalajul original de transport.



#### AVERTIZARE

Contaminarea cu substanțe și amestecuri de substanțe periculoase!

La substanțele și amestecurile de substanțe care sunt toxice, radioactive și/sau contaminate cu microorganisme patogene, respectați următoarele măsuri:

- Folosiți întotdeauna numai recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.
- La materialele din grupele de risc 3 și 4, folosiți recipiente de centrifugare cu închidere cu sistem de securitate biologică.
- Dacă nu se utilizează un sistem de securitate biologică, aparatul nu este etanș microbiologic în sensul standardei EN / IEC 61010-2-020.
- Dacă este necesar, luați legătura cu producătorul.

**AVERTIZARE**

**Pericol de vătămare și deteriorare a aparatului datorită rotorului slabit.**

- La montarea rotorului, elementul de antrenare a arborelui rotorului trebuie să se așeze corect în canelura rotorului.
- Strângeți manual piulița pentru fixarea rotorului.
- Verificați fixarea rotorului.
- Respectați intervalele de întreținere.

**ATENȚIE****Pericol de vătămare datorită rotorului în rotație**

Dacă rotorul este mișcat manual, se pot prinde de rotor părul lung sau părți ale îmbrăcămintii.

- Legați părul lung.
- Nu lăsați părți ale îmbrăcămintii să atârne în camera de centrifugare.

**INDICAȚIE**

**Defecțiunea sistemului electronic al aparatului datorită tensiunii sau frecvenței greșite la comutatorul de protecție al aparatului.**

- Operați aparatul cu tensiunea de rețea și frecvența de rețea corecte.  
Valoarea poate fi găsită în datele tehnice și pe plăcuța tip.

**INDICAȚIE**

**Deteriorarea aparatului și a probelor din cauza intreruperii premature a programului.**

O intrerupere prematură a programului se produce la o cădere a curentului de alimentare, deconectarea în timpul executării programului sau la scoaterea ștecherului din priză.

- Nu deconectați aparatul în timpul executării programului.
- Nu deblocați de urgență aparatul în timpul executării programului.
- În timpul executării programului, nu scoateți ștecherul din priză.

### 3 Prezentare generală a aparatului

#### 3.1 Date tehnice

Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Model	ROTO SILENTA 630 RS		
Tip	5005, 5005-50	5005-80	5005-90
Tensiune de rețea ( $\pm 10\%$ )	400 V 3~ +N		

Frecvența rețelei	50-60 Hz		
Sarcina racordată	9700 VA	9400 VA	6600 VA
Consum de curent	14 A	13,5 A	9,5 A
Agent frigorific	R452A		
Capacitate max.	12000 ml		
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm <sup>3</sup>		
Turația max. (RPM)	6000		
Accelerația max. (RCF)	6520		
Energia cinetică max.	215000 Nm		
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Germania)	da		

**Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):**

Loc de amplasare	numai în spațiul interior	
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării	
Temperatura ambientă	5 °C până la 40 °C	
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.	
Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II	
Gradul de murdărire	2	
Clasa de protecție a aparatului	I	nu este adekvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.

**CEM:**


Emissii perturbatoare,	EN / IEC 61326-1	
Rezistența la perturbații	Clasa B	
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤62 dB(A)	≤56 dB(A)

**Dimensiuni:**

Lățime	813 mm	
Adâncime	1015 mm	1050 mm

Altitudine	973 mm		
Greutate	cca. 355 kg	cca. 367 kg	cca. 306 kg
Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Model	ROTO SILENTA 630 RS		
Tip	5005-08		
Tensiune de rețea ( $\pm 10\%$ )	208-220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE		
Frecvența rețelei	50-60 Hz		
Sarcina racordată	9000 VA		
Consum de curent	25 A		
Agent frigorific	R452A		
Capacitate max.	12000 ml		
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm <sup>3</sup>		
Turația max. (RPM)	6000		
Accelerația max. (RCF)	6498		
Energia cinetică max.	215000 Nm		
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Germania)	da		
<b>Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):</b>			
Loc de amplasare	numai în spațiul interior		
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării		
Temperatura ambientă	5 °C până la 30 °C		
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.		
Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II		
Gradul de murdărire	2		
Clasa de protecție a aparatului	I nu este adecvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.		
<b>CEM:</b>			

Emisii perturbatoare,	EN / IEC 61326-1
Rezistență la perturbații	Clasa B
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤62 dB(A)
<b>Dimensiuni:</b>	
Lățime	813 mm
Adâncime	1015 mm
Altitudine	973 mm
Greutate	cca. 401 kg

**Plăcuța tip**

*Fig. 1: Plăcuța tip*

- 1: Număr articol
- 2: Numărul de serie
- 3: Ediție
- 4: Numărul echipamentului
- 5: Datamatrix Code
- 6: Eventual marcajul dacă este dispozitiv medical sau un dispozitiv de diagnosticare in vitro
- 7: Global Trade Item Number (Număr de înregistrare comerț internațional / GTIN)
- 8: Data fabricației
- 9: Numeștiul de serie
- 10: eventual marcajul EAC, marcajul CE
- 11: Țara de fabricație
- 12: Data fabricației
- 13: Frecvența rețelei
- 14: Energia cinetică maximă
- 15: Densitatea maximă admisă
- 16: Adresa producătorului
- 17: Eventual Presiunea circuitului de agent de răcire
- 18: Eventual Volumul de umplere cu agent de răcire
- 19: Eventual Tip de agent de răcire
- 20: Rotări pe minut
- 21: Valorile puterii
- 22: Tensiunea de rețea
- 23: REF
- 24: SN
- Rev.: \_\_\_\_\_
- EQ: \_\_\_\_\_

- 23 Eventual Denumirea aparatului  
 24 Logo-ul producătorului

### 3.2 Înregistrare europeană

Conformitatea aparatului



Conformitatea aparatului conform directivelor UE.

**Organismul notificat:**

mdc medical device certification GmbH – Notified Body CE 0483

Tel: +49 (0)711 253597 0

Fax: +49 (0)711 258597 10

E-mail: mdc@mdc-ce.de

Site web: www.mdc-ce.de

Adresa: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Germania

**Single Registration Number  
(Număr unic de înregistrare)**

SRN: DE-MF-000010680

**Basic-UDI-DI**

Basic-UDI-DI	Clasificarea aparatului
040506740100019J	ROTO SILENTA 630 RS (Dispozitiv medical)

### 3.3 Semne importante pe ambalaj

	SUS Aceasta este poziția verticală corectă a pachetului ambalat pentru expedieție și/sau pentru depozitare.
	CONTINUT FRAGIL Conținutul pachetului ambalat pentru expedieție este casabil, de aceea trebuie manipulat cu grijă.
	A SE PROTEJA DE UMIDITATE Pachetul ambalat pentru expedieție trebuie protejat de intemperii și păstrat într-un mediu uscat.
	LIMITA TEMPERATURII Pachetul ambalat pentru transport trebuie depozitat, transportat și manipulat în intervalul de temperatură indicat (-20 °C până la +60 °C).



#### LIMITA UMIDITĂȚII AERULUI

Pachetul ambalat pentru expediție trebuie depozitat, transportat și manipulat în intervalul de umiditate a aerului indicat (10 % până la 80 %).



#### LIMITA NUMĂRULUI DE COLETE STIVUITE

Cel mai mare număr de pachete identice care pot fi așezate stivuite peste pachetul de bază, unde „n” indică numărul admis de pachete. Pachetul de bază nu este inclus în „n”.

### 3.4 Semne importante la aparat



*Nu este permisă îndepărarea, lipirea peste sau acoperirea semnelor de pe aparat.*



Atenție, loc de pericol general.

Înainte de utilizarea aparatului, citiți neapărat indicațiile privind punerea în funcțiune și respectați indicațiile relevante pentru siguranță!



Avertizare contra pericolului biologic.



Avertizare privind suprafață fierbinte.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza pagube materiale și vătămarea persoanelor.




Sensul de rotație a rotorului.

Orientarea săgeții indică sensul de rotație al rotorului.



Simbol pentru colectarea separată a deșeurilor de aparete electrice și electronice, conform Directivei 2012/19/EU (WEEE).

Se aplică în țările Uniunii Europene, în Norvegia și Elveția.



Pozitiiile de comutare ale comutatorului cu cheie.

IOIOI  
OPTICAL

Centrifuga este echipată cu o interfață optică.

Interfața optică este marcată cu un simbol.


Prin interfață, centrifuga poate fi comandată și poate fi interogate date. Tasta *[PROG]* se aprinde în timpul comunicării datelor.



Echipotentzial: Conector cu fișă (fișă PA) pentru egalizarea potențialului (numai la centrifuga cu fișă PA).

### 3.5 Elemente de operare și afișare

#### 3.5.1 Unitatea de comandă



*Fig. 2: Unitatea de comandă*

#### 3.5.2 Elemente de afișare

- Tasta este aprinsă când capacul este închis.



*Fig. 3: Tasta [Capac]*

- Afișajul apare atunci când capacul este închis.



*Fig. 4: Afișaj „Capac închis”*

- Afișajul apare atunci când capacul este deschis.



*Fig. 5: Afișaj „Capac deschis”*

**LOCK 1,  
LOCK 2**

*Fig. 6: Afișaj [Poziție comutator cu cheie]*

- Afișajul apare atunci când comutatorul cu cheie este în această poziție de comutare.

## LOCK 4, LOCK 5

Fig. 7: Afişaj [Poziţie comutator cu cheie]

PC, 

Fig. 8: Afişaj [Comunicaţie serială]



Fig. 9: Afişaj „Rotaţie”

STOP

Fig. 10: Afişaj [STOP]

### 3.5.3 Elemente de operare



Fig. 11: [Buton rotativ]



Fig. 12: [Întrerupător de rețea]



Fig. 13: [Comutator cu cheie]




Fig. 14: Tasta [Temperatura şi raza de centrifugare]



Fig. 15: Tasta [Parametrul demarare]

- Afişajul apare atunci când este activată blocarea programului la comunicaţia serială (numai la centrifuga cu comunicaţie serială).

- Afişajul apare atunci când centrifuga are o interfaţă serială şi centrifuga este conectată, respectiv nu este conectată.

- Afişajul apare atunci când rotorul se roteşte.

- Afişajul apare în timpul rulării centrifugării, cât timp rotorul se roteşte. După o oprire de urgenţă, afişajul luminează intermitent.
- Afişajul luminează intermitent după o oprire de urgenţă.

- Conectarea şi deconectarea aparatului.

- Comutatorul cu cheie conectează şi deconectează diverse funcţii, în funcţie de poziţie.

- Valoarea nominală a temperaturii, parametrul T/°C  
Setabil de la -20°C până la +40°C, în paşi de 1°C (la opţiunea Încălzire/Răcire setabil de la -20°C până la +90°C).  
Cea mai joasă temperatură care se poate atinge depinde de rotor.
- Raza de centrifugare  
Parametrul r/mm. Introducere în mm.

- Parametrul trepte de demarare  
Treapta 9 = tipul de demarare cel mai scurt, Treapta 1 = timpul de demarare cel mai lung.
- Parametrul timp de demarare  
Domeniul setabil al timpului depinde de turaţia setată.



Fig. 16: Tasta [Parametrul oprire inerțială]

- Trepte de frânare, parametru  
R = Curbă de frânare liniară,  
B = asemănătoare unei curbe de frânare exponențiale.  
Treapta R9, B9 = Timp scurt de oprire inerțială, ...  
Treapta R1, B1 = Timp lung de oprire inerțială,  
Treapta R0 = Oprire inerțială nefrânată.
- Timp de oprire inerțială, parametru  
Domeniul setabil al timpului depinde de turația setată.
- Turație deconectare frână, parametrul n( $\bullet$ ) /RPM  
După atingerea acestei turații, urmează oprirea inerțială nefrânată.
- Deschideți capacul.



Fig. 17: Tasta [Capac]



Fig. 18: Tasta [/RCF]

- Interogarea integralei RCF, parametrul  $\int RCF$




Fig. 19: Tasta [n]

- Turație, parametrul RPM.  
Setabil de la 50 RPM până la turația maximă a rotorului (n-max-Rotor)
- Interogarea turației maxime a rotorului, parametrul n-max-Rotor



Fig. 20: Tasta [PROG]

- Selectare loc de program, parametrul PROG-Nr.



Fig. 21: Tasta [RCF]

- Accelerație centrifugală relativă, parametrul RCF/RZB  
Se poate seta o valoare numerică din care să rezulte o turație între 50 RPM și turația maximă a rotorului (n-max-Rotor). Setabil în pași de 1.
- Interogarea RCF maxime a rotorului, parametrul RCF-max-Rotor.



Fig. 22: Tasta [RCL]

- Accesarea programelor.



**START**

Fig. 23: Tasta [START]

- Pornirea rulării centrifugării.
- Preluarea modificărilor în timpul rulării centrifugării.



**STO**

Fig. 24: Tasta [STO]

- Memorarea programelor. Pot fi memorate 89 de programe (locurile de program 1 până la 89). Locurile de program „---” și 90 până la 99 servesc drept memorie intermediară automată.
- În aceste locuri de program nu pot fi memorate programe.



**STOP**

Fig. 25: Tasta [STOP]

- Încheierea rulării centrifugării. Rotorul rulează cu treapta de frânare preselectată.



**t**

Fig. 26: Tasta [t]

- Timpul de rulare, parametrul t/min:sec  
Parametrul t/min: Setabil de la 1 până la 999 min, în pași de 1 minut.  
Parametrul t/ :sec Setabil de la 1 - 59 s, în pași de 1 secundă.  
Rulare de durată „---:--”

### 3.6 Piese de schimb originale

Folosiți numai piese de schimb originale de la producător și accesorii omonimate.

### 3.7 Pachetul de livrare

Cu centrifuga sunt livrate următoarele accesorii:

- 1 Vaselină pentru urechile de susținere
- 1 Cheie fixă dublă (SW17 și SW19)
- 1 Cheie inbus (SW5 x 170)
- 10 Capac de acoperire Ø12
- 3 Șuruburi pentru lemn
- 3 Șaibe
- 2 Șine metalice
- 4 Cuie cu cap lat
- 1 Manual de utilizare
- 1 Fișă cu indicații pentru îndepărțarea ambalajului
- 1 Fișă cu indicații pentru amplasare
- 3 Fișe cu datele programului pentru unitatea de comandă S

Suplimentar la tipurile 5005-08, 5005-80, 5005-90:

- 1 Indicații privind amplasarea și instalarea

Suplimentar pentru livrarea în Germania:

- 1 Caiet de verificări

Rotoarele și accesoriile corespunzătoare sunt livrate conform comenzi.

### 3.8 Returnare

Pentru returnare, trebuie solicitat întotdeauna un formular de returnare original (RMA) de la producător. Fără formularul de returnare original al producătorului nu este posibilă o recepție sigură a mărfii și înregistrarea contabilă a mărfii la producător. Formularul de returnare (RMA) conține o Declarație de confirmare a absenței riscurilor (UBE), completată integral, care trebuie anexată la expediția de return.

Dacă aparatul și/sau accesoriile sunt returnate la producător, expediția de return completă trebuie să fie curățată și decontaminată de către expeditorul returnului. Pentru expedițiile return care nu sunt curățate sau sunt curățate insuficient și/sau sunt decontaminate insuficient, aceasta va fi executată de către producător și va fi facturată expeditorului.

Pentru expedierea return trebuie fixate siguranțele de transport originale, a se vedea → *Capitolul 4 „Transport și depozitare” de la pagina 20*. Aparatul trebuie expediat în ambalajul original.

## 4 Transport și depozitare

### 4.1 Condiții de transport și depozitare

#### Condiții de transport

	<b>INDICAȚIE</b> Deteriorarea aparatului din cauza neutilizării siguranțelor de transport. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixați siguranțele de transport înaintea transportării aparatului.</li> </ul>
	<b>INDICAȚIE</b> Deteriorarea aparatului din cauza condensului. La o diferență de temperatură de la rece la cald, apare pericolul formării de condens la componente electrotehnice. Condensul format poate cauza un scurtcircuit sau poate distruge sistemul electronic. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lăsați aparatul cel puțin 3 ore să se încălzească într-o încăpere caldă, înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.</li> <li>sau</li> <li>- Într-o încăpere rece lăsați-l să funcționeze în gol pentru încălzire 30 minute.</li> </ul>

- Înainte de transport, fixați siguranța de transport și scoateți aparatul din priză.
- Temperatura de transport trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și +60 °C.
- Nu este permis să se condenseze umiditatea din aer. Umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 10 % și 80 %.
- Țineți cont de greutatea aparatului.
- La transportarea cu ajutorul unui dispozitiv de transport (de ex. un cărujor de transport), dispozitivul de transport trebuie să aibă o capacitate deportantă minimă de 1,6 ori greutatea de transport a aparatului.

- Asigurați aparatul în timpul transportului contra răsturnării și căderii.
- Nu transportați niciodată aparatul pe lateral sau pe cap.

#### Condiții de depozitare

- Aparatul trebuie depozitat în ambalajul original.
- Depozitați aparatul numai într-un spațiu uscat.
- Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și +60 °C.
- Nu este permis să se condenseze umiditatea din aer. Umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 10 % și 80 %.

## 5 Punerea în funcțiune

### 5.1 Despachetarea centrifugei



#### ATENȚIE

Pericol de strivire prin piesele care cad din ambalajul de transport.

- Mențineți aparatul în echilibru în timpul despachetării.
- Deschideți ambalajul numai în locurile prevăzute în acest scop.



#### ATENȚIE

Pericol de vătămare prin ridicarea sarcinilor grele.

- Puneți la dispoziție un număr adecvat de persoane care să ajute.
- Țineți cont de greutate. A se vedea → *Capitolul 3.1 „Date tehnice” de la pagina 10.*



#### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului din cauza ridicării necorespunzătoare.

- Nu ridicăți centrifuga de unitatea de operare sau suportul unității de operare.

#### Personal:

- Utilizator instruit




Fig. 27: Despachetarea

- 1 Suprafață  
 2 Picioarele aparatului  
 3 řină metalică  
 4 Grindă de lemn

1. Scoateți ambalajul.
2. Scoateți grinda de lemn (4).
3. Fixați řinele metalice (3) cu câte două cuie la paletul de lemn.
4. Împingeți grinda de lemn (4) sub řinele metalice (3) pentru a le sprijini.
5. Puneți o cheie fixă (mărime 10 mm) la suprafețele (1) și rotiți picioarele aparatului (2) în sus cât de mult posibil.
6. Coborâti cu atenție centrifuga de pe paletul de lemn pe řinele metalice (3).
7. Împingeți centrifuga în locul de amplasare.
8. Puneți cheia fixă (mărime 10 mm) la suprafețele (1) și rotiți picioarele aparatului (2) în jos, până când rolele de ghidare nu mai au contact cu podeaua.
9. Poziționați centrifuga la orizontală prin rotirea picioarelor aparatului (2).

## 5.2 Amplasarea și racordarea centrifugei

### Amplasarea centrifugei



#### AVERTIZARE

Pericol de vătămare datorită distanței prea mici față de centrifugă.

- În timpul rulării unei centrifuge, conform EN / IEC 61010-2-020, într-o zonă de siguranță de 300 mm în jurul centrifugei nu este permis să existe persoane, materiale periculoase și obiecte.
- Trebuie menținută o distanță de 300 mm față de fantele de aerisire și deschiderile de aerisire ale centrifugei.



#### ATENȚIE

Pericol de strivire și deteriorare a aparatului prin cădere din cauza modificării poziției datorită oscilațiilor.

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
- Alegeți suprafața de amplasare în funcție de greutatea aparatului.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea probelor și a aparatului prin depășirea sau scădere sub nivelurile maxim/minim admise ale temperaturii ambiante.

- Respectați temperatura minimă admisă și temperatura maximă admisă ale mediului ambiant pentru amplasarea aparatului.
- Nu amplasați aparatul lângă o sursă de căldură.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui.
- Nu expuneți aparatul la îngheț.

**Personal:****■ Utilizator instruit**

1. → Așezați aparatul pe o bază stabilă și orizontală.
2. → Țineți un spațiu liber în jurul aparatului o distanță de 300 mm.
3. → Respectați condițiile de mediu din datele tehnice (→ *Capitolul 3.1 „Date tehnice“ de la pagina 10*).

**Racordarea centrifugei****INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului cauzată de personal neautorizat

- Intervențiile și modificările la aparate de către persoane neautorizate implică pericole pentru aceste persoane și conduc la pierderea dreptului de garanție și răspundere.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului din cauza condensului.

La o diferență de temperatură de la rece la cald, apare pericolul formării de condens la componentele electrotehnice. Condensul format poate cauza un scurtcircuit sau poate distrugе sistemul electronic.

- Lăsați aparatul cel puțin 3 ore să se încălzească într-o încăpere caldă, înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.  
sau
- Într-o încăpere rece lăsați-l să funcționeze în gol pentru încălzire 30 minute.

**Personal:****■ Utilizator instruit**

1. → Tipurile 5005-90 și 5005-08 sunt aparate atașate fix.

La aparatele atașate fix, conform Standardului de aparate de laborator EN / IEC 61010-1, la instalația clădirii trebuie aplicat un întrerupător pentru separarea alimentării de la rețea a aparatului.

Întrerupătorul trebuie să se afle în apropierea aparatului, ușor accesibil pentru utilizator și să fie marcat ca dispozitiv separator pentru acest aparat.

Întrerupătorul trebuie să poată fi asigurat contra reconectării.

- 2.** Dacă aparatul este asigurat suplimentar în instalația clădirii cu un întrerupător de protecție la curenti reziduali FI/RCD, trebuie utilizat un FI/RCD de tipul B.  
Prin utilizarea altui tip se poate întâmpla ca întrerupătorul de protecție la curenti reziduali ori să nu deconecteze aparatul atunci când apare o defecțiune la aparat, ori să deconecteze aparatul chiar dacă nu există o defecțiune la aparat.
- 3.** Tipurile 5005-08, 5005-80 și 5005-90 trebuie racordate conform indicațiilor pentru amplasare și instalare (AH5005-02).
- 4.** Centrifugă cu ștecher PA:  
Dacă este necesar, conectați ștecherul PA din partea posterioară a aparatului cu un sistem medical de egalizare a potențialului suplimentar.
- 5.** Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța tip.
- 6.** La tipurile 5005, 5005-50 și 5005-80:  
Racordați aparatul cu cablul de rețea la o priză standardizată.

### 5.3 Conectarea și deconectarea centrifugei

#### Conectarea centrifugei

##### Personal:

- Utilizator instruit
- Conectați întrerupătorul de rețea în poziția **/\|/**.
- ⇒ În funcție de tipul centrifugei, tastele luminează intermitent.
- În funcție de tipul centrifugei, apar succesiv următoarele afișaje:
- modelul centrifugei
  - ultimul cod de rotor recunoscut de identificarea rotorului și turația maximă a rotorului
  - versiunea programului
  - Când capacul este închis: Afișaj „OPEN DESCHIDEȚI”
  - Când capacul este deschis: Datele de centrifugare ale ultimului program utilizat sau ale programului 1.

#### Afișarea imediată a datelor de centrifugare după conectare

- 1.** Conectați întrerupătorul de rețea în poziția **/\|/**.
- 2.** La prima modificare optică a afișajului (afișare inversă), apăsați o tastă arbitrară (cu excepția tastei **[STOP]**).  
⇒ Sunt afișate datele de centrifugare.

#### Deconectarea centrifugei

Rotorul în repaus.

- Conectați întrerupătorul de rețea în poziția **[0]**.

## 6 Operare

### 6.1 Deschiderea și închiderea capacului

#### Deschiderea capacului

##### Personal:

- Utilizator instruit

Centrifuga este conectată.

Rotorul în repaus.

- Apăsați tasta *[Capac]*.
- Capacul se deblochează motorizat.
- Lumina tastei *[Capac]* se stinge.
- Apare afișajul „*Capac deschis*”.

#### Închidere capac

##### ATENȚIE



Pericol de strivire la închiderea capacului.

Pericol de strivire a degetelor când motorul de închidere strângе capacul pe garnitură.

- La închiderea capacului nu este permis să se afle părți ale corpului în zona de pericol a capacului.
- Pentru închiderea capacului, apăsați capacul de sus.



##### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului datorită căderii capacului.

- Închideți capacul lent.
- Nu trântiți capacul.

#### Personal:

- Utilizator instruit
- Închideți capacul și apăsați-l ușor în jos de tija mânerului.
- Capacul se blochează motorizat.
- Tasta *[Capac]* este aprinsă.
- Apare afișajul „*Capac închis*”.

## 6.2 Demontarea și montarea rotorului

#### Demontarea rotorului cu piulița de fixare




Fig. 28: Montarea și demontarea rotorului

- 1 Canelură
- 2 Arborele motorului
- 3 Element de antrenare
- 4 Alezaj

#### Personal:

- Utilizator instruit
- 1. → Deschideți capacul.
- 2. → Slăbiți piulița de fixare a rotorului cu cheia inclusă.
  - După depășirea punctului de presiune la ridicare, rotorul se desprinde de pe conul arborelui motorului (2).
- 3. → Rotiți piulița de fixare până când rotorul poate fi ridicat de pe arborele motorului.
- 4. → Scoateți rotorul.

#### Montarea rotorului cu piulița de fixare

#### Personal:

- Utilizator instruit
- Capacul este deschis.
- 1. → Curătați arborele motorului (2) și alezajul rotorului (4).

- 2.** Ungeti usor arborele motorului (2), a se vedea **Capitolul 8.2 „Indicații privind curățarea și dezinfecțarea” de la pagina 43.**
- 3.** Așezați rotorul vertical pe arborele motorului (2).  
Elementul de antrenare (3) al arborelui motorului trebuie să se afle în canelura (1) rotorului. Pe rotor este marcată orientarea canelurii.
- 4.** Strângeți manual piulița de fixare a rotorului cu cheia inclusă.
- 5.** Verificați fixarea rotorului.

### 6.3 Introducerea și scoaterea recipientelor pentru eprubete

**Introducerea recipientelor pentru eprubete**



#### INDICAȚIE



Deteriorarea aparatului din cauza dezechilibrului cauzat de **încărcarea greșită a rotorului**.

- Încărcați toate locurile rotoarelor de oprire lentă a centrifugării cu recipiente pentru eprubete identice.



*Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu numărul locului rotorului pot fi introduse numai acolo.*

*Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu un număr de set, pot fi utilizate numai împreună.*




- 1.** Verificați fixarea rotorului.
- 2.** Ungeti urechile de susținere (3).
- 3.** Introduceți recipientele pentru eprubete (1) de sus în rotor. Urechile de susținere (3) trebuie să se găsească în caneluri (2).
- 4.** Împingeți recipientele pentru eprubete (1) în jos până la opritor.

**Scoaterea recipientelor pentru eprubete**

→ Scoateți recipientele pentru eprubete (1) vertical în sus din rotor.

## 6.4 Introducerea și scoaterea adaptorului

### Adaptor



#### introducere

→ Introduceți adaptorul (1) vertical de sus în recipientele pentru eprubete (2).

#### scoatere

→ Scoateți adaptorul (1) vertical în sus din recipientul pentru eprubete (2).

## 6.5 Încărcarea

### Umplerea recipientelor de centrifugare



#### AVERTIZARE

Pericol de vătămare prin materialul de probă contaminat.

Din recipientul de probe ieșe în timpul centrifugării material contaminat.

- Folosiți recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.
- La materialele din grupele de risc 3 și 4, suplimentar la recipientele de centrifugare cu închidere, trebuie utilizat un sistem de securitate biologică (a se vedea manualul „Laboratory Biosafety Manual” (Securitatea biologică a laboratoarelor) al OMS).




#### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului datorită substanțelor puternic corozive.

Substanțele puternic corozive pot afecta rezistența mecanică a rotoarelor, recipientelor pentru eprubete și accesoriilor.

- Nu centrifugați substanțe puternic corozive.




*Recipientele de centrifugare standard din sticlă suportă până la RZB 4000 (DIN 58970 Partea 2).*

#### Personal:

- Utilizator instruit

- Umpleți recipientele de centrifugare în afara centrifugei.
- Nu este permisă depășirea volumului de umplere maxim al recipientelor de centrifugare specificat de producător.
- La rotoarele unghiulare este permisă umplerea recipientelor de centrifugare numai până la nivelul la care în timpul rulării centrifugării nu poate fi proiectat lichid din recipiente.
- Pentru ca diferențele de greutate între recipientele de centrifugare să fie cât mai mici posibil, trebuie avut grija ca recipientele să fie umplute la același nivel.

### Încărcarea rotorelor de oprire lentă a centrifugării



**La utilizarea pungilor de sânge trebuie respectate următoarele:**

#### Personal:

- Utilizator instruit

1. → Verificați fixarea rotorului.
2. → Recipientele de centrifugare trebuie să fie repartizate simetric și uniform în toate locurile rotorului.

La fiecare rotor este specificată greutatea volumului de umplere admis. Nu este permisă depășirea greutății.

La încărcarea recipientelor pentru eprubete și la oprirea lentă a centrifugării recipientelor pentru eprubete în timpul rulării centrifugării, nu este permis să ajungă lichid în recipientele pentru eprubete și în camera de centrifugare.

La recipientele pentru eprubete cu inserții de cauciuc, sub recipientele de centrifugare trebuie să se afle întotdeauna același număr de inserții de cauciuc.

Toate locurile rotorului trebuie să fie ocupate cu recipiente pentru eprubete identice. Anumite recipiente pentru eprubete sunt marcate cu numărul locului la rotor. Recipientele pentru eprubete pot fi introduse numai în locurile corespunzătoare ale rotorului.





Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu un număr de set (de exemplu S001/4), pot fi utilizate numai în set.

1. → Dacă recipientele pentru eprubete nu sunt umplute cu greutatea repartizată uniform, compensați diferențele cu greutăți de echilibrare.
2. → Dacă nu sunt disponibile suficiente sisteme de pungi de sânge pentru încărcarea completă a rotorului, recipientele pentru eprubete goale pot fi echipate cu inserții de compensare.
3. → Dacă este necesar, se realizează echilibrarea fină cu greutățile de tarare incluse.

### Încărcarea rotarelor unghiulare

#### Personal:

- Utilizator instruit



1. → Verificați fixarea rotorului.
2. → Recipientele de centrifugare trebuie să fie repartizate uniform în toate locurile rotorului.

La încărcarea rotorului nu este permis să ajungă lichid în rotor și în camera de centrifugare.

La rotoare este permisă umplerea recipientelor de centrifugare numai până la nivelul la care în timpul rulării centrifugării nu poate fi proiectat lichid din recipiente.

La fiecare rotor este specificată greutatea volumului de umplere admis. Nu este permisă depășirea greutății.

## 6.6 Deschiderea și închiderea sistemului de securitate biologică

### 6.6.1 Explicație

La centrifugarea substanelor periculoase, resp. a amestecurilor de substanțe care sunt toxice, radioactive sau sunt contaminate cu microorganisme patogene, trebuie adoptate de către utilizator măsuri adecvate.

Trebuie utilizate întotdeauna recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.

La materialele din grupele de risc 3 și 4, în plus față de recipientele de centrifugare cu închidere, trebuie utilizat un sistem de securitate biologică (a se vedea manualul „Laboratory Bio-safety Manual” (Securitatea biologică a laboratoarelor) al Organizației Mondiale a Sănătății).

La un sistem de securitate biologică, o etanșare bio (inel de etanșare) împiedică ieșirea picăturilor și aerosolilor.

Dacă recipientul pentru eprubete al unui sistem de securitate biologică este utilizat fără capac, inelul de etanșare trebuie scos de la recipientul pentru eprubete, pentru a evita deteriorarea inelului de etanșare în timpul rulării centrifugării.

Sistemele de securitate biologică deteriorate nu mai sunt etanșe microbiologic.

Dacă nu se utilizează un sistem de securitate biologică, o centrifugă nu este etanșă microbiologic în sensul standardului EN / IEC 61010-2-020.

#### Depozitarea sistemelor de securitate biologică

Pentru a evita deteriorarea inelelor de etanșare în timpul depozitării, este permisă depozitarea sistemelor de securitate biologică numai cu capacul deschis.

### 6.6.2 Capac cu închidere prin strângere




Fig. 29: Sistem de securitate biologică

#### Închidere

- 1.** Așezați capacul.
- 2.** Rabatați în jos cele două etrire de strângere, până ajung sub eclisele recipientului pentru eprubete.

#### Deschidere


- 1.** Rabatați în sus cele două etrire de strângere, până ajung deasupra ecliselor recipientului pentru eprubete.
- 2.** Scoateți capacul de pe rotor.

### 6.7 Instrucțiune de împachetare HettLiner

#### Împachetare înainte de centrifugare



Aveți grijă ca paharul de plastic să nu se poată bascula la încărcarea și descărcarea paharelor (eventual folosiți scula ajutătoare de încărcare 4509).



- 1.** Introduceți punga de sânge (1) în pahar (2).



2. → Țineți punga cu sânge de racorduri (1) și împingeți placă de sprijin (2) în pahar, la partea exterioară a pungii cu sânge, de sus în jos.

Aveți grijă ca marginea inferioară a plăcii de sprijin să fie așezată pe cât posibil complet pe bază.



3. → Rabatați placă de sprijin spre exterior și apăsați-o în jos până când marginea răsfrântă a plăcii de sprijin se află la înălțimea nivelului de lichid al pungii cu sânge.

Marginea superioară a plăcii de sprijin nu are voie să iasă prea mult din pahar datorită pericolului de prindere cu brațele rotorului la centrifugare.

Țineți cont de poziția buclei (1) pentru ca aceasta să poată fi accesibilă după centrifugare.

4. → Dacă există, pliați punga(-ile) satelit goală(-e) și împachetați-o(-le) diferit, în funcție de accesoriile corespunzătoare și volumul de umplere al pungii de sânge. Este avantajos ca pungile satelit să fie pliate și să fie împachetate la exterior între placă de sprijin rabatată și peretele exterior.

În acest timp, aveți grijă ca placă de silicon să nu alunece.

Dacă este cazul, la împachetarea pungii satelit, țineți placă de silicon de buclă și în felul acesta țineți contra.

După aceea trebuie verificată poziția buclei.

- 5.** Așezați racordurile deasupra plăcii de sprijin astfel încât supapele să nu se poată rupe.  
Aveți grijă ca furtunurile să nu iasă din pahar.  
Puneți segmentele de furtun care depășesc marginea paharului, între placa de sprijin rabatată și peretele paharului.
- 6.** Dacă este necesar, trebuie amplasate greutăți de echilibrare între placa de sprijin rabatată și peretele paharului.

#### Despachetare după centrifugare

- 1.** Scoateți punga satelit din pahar și în același timp fixați placa de silicon cu o mână.
- 2.** Scoateți lent piesa rabatată a plăcii de sprijin de bucla prevăzută pentru aceasta.  
Reduceti placa de sprijin în mod controlat la forma ei inițială. Piesa rabatată a plăcii de sprijin poate sări înapoi și poate amesteca componentele săngelui.
- 3.** Scoateți din pahar punga cu sânge rămasă, la alegere împreună cu placa de sprijin sau după scoaterea plăcii de sprijin.

## 6.8 Centrifugare

### 6.8.1 Centrifugare în rulare de durată

Personal:

- Utilizator instruit
- 1.** Apăsați tasta *[t]* de atâtea ori, până când câmpul de introducere al parametrului „*t/min:*” apare pe fond întunecat.
  - 2.** Selectați la butonul rotativ valoarea 0.
  - 3.** Apăsați tasta *[t]* de atâtea ori, până când câmpul de introducere al parametrului „*t/sec*” apare pe fond întunecat.
  - 4.** Selectați la butonul rotativ valoarea 0.  
⇒ În câmpul de introducere este afișat „---:---”.
  - 5.** Apăsați tasta *[START]*.  
⇒ Rularea de centrifugare pornește.  
Afișajul „*Rotație*” este aprins cât timp rotorul se rotește.  
Contorizarea timpului începe de la 00:00.  
În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turăția rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare și timpul consumat.
  - 6.** Apăsați tasta *[STOP]* pentru a întrerupe rularea centrifugării.  
Oprirea inerțială se realizează cu parametrii de oprire inerțială setați.  
⇒ Este afișat „*OPEN DESCHIDEȚI*”.

### 6.8.2 Centrifugare cu preselectare timp

Personal:

- Utilizator instruit
- 1.** Apăsați tasta *[t]* de atâtea ori, până când câmpul de introducere al parametrului „*t/min:*” apare pe fond întunecat.
  - 2.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

3. → Apăsați tasta */t/* de atâtea ori, până când câmpul de introducere al parametrului „*t/:sec*” apare pe fond întunecat.
4. → Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
5. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Rularea de centrifugare pornește.  
Afișajul „*Rotație*” este aprins cât timp rotorul se rotește.  
În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare și timpul rămas.
6. → După expirarea timpului sau la întreruperea rulării centrifugării prin apăsarea tastei *[STOP]*, se realizează oprirea inerțială cu parametrii de oprire inerțială selectați.
  - Este afișat „*OPEN DESCHEDEȚI!*”.

### 6.8.3 Modificarea setărilor în timpul centrifugării

Timpul de rulare, turația, accelerarea centrifugală relativă (RCF/RZB), parametrii de demarare și oprire inerțială precum și temperatura (numai la aparatul cu răcire) pot fi modificate în timpul centrifugării.

Parametrii pot fi modificăți numai individual și succesiv.

1. → Modificați valoarea parametrului dorit cu *[Buton rotativ]*
2. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Valorile programului actual sunt copiate în locul de program „----” și sunt actualizate cu valoarea modificată.  
Programul original nu este suprascris.

## 6.9 Funcția de oprire rapidă

Personal:

- Utilizator instruit
  - Apăsați tasta *[STOP]* de două ori.
    - Afișajul „*STOP*” luminează intermitent.  
Este afișată și realizată oprirea inerțială cu treapta de frânare „R9” (cel mai scurt timp de oprire inerțială).  
Dacă a fost selectată treapta de frânare „R0”, atunci timpul de oprire inerțială, din motive tehnice, este mai lung decât cu treapta de frânare „R9”.

## 7 Operare software

### 7.1 Comutator cu cheie

Păstrați cheia în aşa fel încât să fie protejată de accesul persoanelor neautorizate.

Pozitia cheii	Functie
Pozitia cheii stanga	Este afișat „ <i>LOCK 1</i> ”. Programele pot fi doar accesate, însă nu pot fi modificate.
Pozitia cheii dreapta	Este afișat „ <i>LOCK 2</i> ”. Programele nu pot fi nici accesate nici modificate.

Pozitia cheii	Funcție
Pozitia cheii mijloc	<p>nu este afișată nicio stare.</p> <p>Nu există nicio blocare de program. Programele pot fi accesate și modificate.</p>

## 7.2 Parametrii de centrifugare

### 7.2.1 Parametrii de demarare și oprire inerțială



Sunt afișați parametrii de demarare și oprire inerțială setați.

x: 1-9 = Treapta de demarare, t = Timpul de demarare

y: R1-R9, B1-B9 = Treapta de frânare, R0 = Oprire inerțială nefrânată, t = Timpul de oprire inerțială, n(\*) = Turația de deconectare a frânei

#### Treapta de demarare

1. Apăsați tasta *[Parametrul demarare]* de atâtea ori, până când sunt afișați parametrul „Treapta de demarare” sau parametrul „Timpul de demarare” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.

2. Cu *[Buton rotativ]* setați treapta dorită.

#### Timpul de demarare

1. Apăsați tasta *[Parametrul demarare]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „Timpul de demarare min:sec” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.

2. Cu *[Buton rotativ]* setați treapta dorită.

Dacă este setat un timp de demarare mai lung decât timpul de rulare, atunci rularea centrifugării se încheie înainte de atingerea turăiei setate.

#### Treapta de frânare

1. Apăsați tasta *[Parametrul oprire inerțială]* de atâtea ori, până când sunt afișați parametrul „Treapta de oprire inerțială” sau parametrul „Timpul de oprire inerțială” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.

2. Cu *[Buton rotativ]* setați treapta dorită.

Treptele de frânare B pot fi setate numai la rotoarele speciale.

#### Timpul de oprire inerțială

Dacă este setată o turație de deconectare a frânei, nu poate fi setat niciun timp de oprire inerțială.

1. Apăsați tasta *[Parametrul oprire inerțială]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „Treapta de oprire inerțială min:sec” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.

2. Cu *[Buton rotativ]* setați treapta dorită.

#### Turația de deconectare a frânei

1. Apăsați tasta *[Parametrul oprire inerțială]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „n\*/RPM” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.

2. Cu *[Buton rotativ]* setați treapta dorită.

### 7.2.2 Timpul de rulare



Pentru rularea de durată, minutele și secundele trebuie setate la zero.

Rularea de durată este prezentată pe afișaj cu simbolul „---:---”.

1. → Apăsați tasta *[f]* de atâtea ori, până când câmpul de introducere al parametrului „*t/min:*” apare pe fond întunecat.
2. → Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
3. → Apăsați tasta *[f]* de atâtea ori, până când câmpul de introducere al parametrului „*t/:sec*” apare pe fond întunecat.
4. → Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

### 7.2.3 Turația RPM

1. → Apăsați tasta *[n]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „*RPM*” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
2. → Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

#### Afișarea turației maxime a rotorului

1. → Apăsați tasta *[n]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „*RPM*” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
2. → Apăsați tasta *[n]* și țineți-o apăsată.
  - Este afișată turația maximă a rotorului (n-max-Rotor).

### 7.2.4 Integrala RCF

Integrala RCF este o măsură a efectului de sedimentare ( $\int n^2 dt$ ). Valoarea servește la compararea rulărilor de centrifugare.

- Apăsați tasta *[Integrala RCF]* și țineți-o apăsată.
  - Este afișat „*Integrala RCF*”.

### 7.2.5 Temperatura

1. → Apăsați tasta *[Temperatura și raza de centrifugare]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „*T/C°*” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
2. → Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

### 7.2.6 Accelerăția centrifugală relativă, RCF

Accelerăția centrifugală relativă RCF depinde de turație și de raza de centrifugare.

Accelerăția centrifugală relativă RCF se dă ca multiplu al accelerăției gravitaționale (g).

Accelerăția centrifugală relativă RCF este o valoare numerică fără unitate de măsură și servește la compararea performanțelor de separare și sedimentare.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Accelerăția centrifugală relativă

RPM = Turație

r = Raza de centrifugare în mm = Distanța de la centrul axei de rotație până la baza recipientului de centrifugare.

### 7.2.7 Setarea accelerării centrifugale relative (RCF/RZB)

- 1.** Apăsați tasta *[RCF]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „RCF/RZB” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
- 2.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

#### Afișarea RCF maxime a rotorului

- 1.** Apăsați tasta *[RCF]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „RCF/RZB” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
- 2.** Apăsați tasta *[RCF]* și țineți-o apăsată.  
⇒ Este afișată RCF maximă a rotorului (RCF-max-Rotor).

### 7.2.8 Centrifugarea substanțelor sau amestecurilor de substanțe cu densitate mai mare de 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

La centrifugarea cu turație maximă, nu este permis ca densitatea substanțelor sau a amestecurilor de substanțe să depășească 1,2 kg/dm<sup>3</sup>. La substanțele sau amestecurile de substanțe cu o densitate mai mare trebuie redusă turația. Turația admisă se poate calcula cu următoarea formulă:

$$\text{Turațur redusă } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densitate mai mare [kg/dm}^3]}} * \text{turația maximă [RPM]}$$

De exemplu: Turația maximă 4.000 RPM, Densitatea 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Dacă în caz excepțional este depășită încărcarea maximă indicată pe recipientul pentru eprubete, trebuie redusă și turația. Turația admisă se poate calcula cu următoarea formulă:

$$\text{rațur redusă } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{încărcarea maximă [g]}}{\text{încărcarea efectivă [g]}}} * \text{turația maximă [RPM]}$$

De exemplu: Turația maximă 4.000 RPM, încărcarea maximă 300 g, încărcarea propriu-zisă 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

În caz de neclarități, solicitați informații de la producător.

### 7.2.9 Raza de centrifugare

- 1.** Apăsați tasta *[Temperatura și raza de centrifugare]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „r/mm” și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
- 2.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

Prin modificarea razei, valoarea RCF/RZB se adaptează automat, acest lucru este indicat prin lumină intermitentă.

## 7.3 Programare

### 7.3.1 Accesarea sau încărcarea programului

- 1.** Cu tasta *[PROG]* selectați parametrul „PROG-Nr”. Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.
- 2.** Setați locul dorit al programului cu *[Buton rotativ]*.

3. → Apăsați tasta *[RCL]*.  
→ Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit.

### 7.3.2 Introducerea sau modificarea programului

1. → Setați parametrii doriti.
2. → Cu tasta *[PROG]* selectați parametrul „PROG-Nr”. Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.
3. → Setați locul dorit al programului cu *[Buton rotativ]*.  
Dacă afișajul locului programului luminează intermitent, acest loc de program este deja ocupat cu datele de centrifugare. În acest caz, setați un loc de program liber, sau suprascrieți datele de centrifugare prin continuare.
4. → Apăsați tasta *[STO]*.  
→ Setările sunt memorate la locul de program dorit.
5. → Apăsați tasta *[STO]* de două ori.  
→ Datele de centrifugare deja memorate sunt suprascrise.

### 7.3.3 Memorie intermediară automată

Memoria intermediară cuprinde locurile de program „---” și 90 până la 99.

După fiecare pornire a unei rulări de centrifugare, datele de centrifugare modificate sunt memorate automat la locul de program „---”.

Datele de centrifugare modificate ale ultimelor 11 rulări de centrifugare sunt memorate în memoria intermediară și pot fi accesate.

## 7.4 Identificare rotor

- După fiecare pornire a unei rulări de centrifugare se realizează o identificare a rotorului.
- Dacă a fost schimbat rotorul, rularea centrifugării după identificarea rotorului se întrerupe. Sunt afișate codul de rotor (R) și turația maximă a rotorului (n-max) nou identificat.
- Dacă turația maximă a rotorului utilizat este mai mică decât turația setată, turația este limitată la turația maximă a rotorului.

## 7.5 Răcire (la centrifuge cu răcire)

### 7.5.1 Indicații privitoare la răcire

La centrifugele cu opțiunea încălzire/răcire, valoarea nominală a temperaturii poate fi setată de la -20 °C până la +90 °C. Dacă temperatura reală se abate de la temperatura nominală cu mai mult de 5 °C, acest lucru este semnalizat prin afișarea cu luminare intermitentă a valorii temperaturii.

Cea mai joasă temperatură care se poate atinge depinde de rotor.

### 7.5.2 Răcire în standby

Când rotorul este în repaus și capacul este închis, camera de centrifugare este răcită la temperatura preselectată. Pe afișaj este indicată valoarea nominală a temperaturii.

### 7.5.3 Răcirea preliminară a rotorului

Pentru răcirea preliminară rapidă a rotorului neîncărcat și a accesoriilor, se recomandă o rulare a centrifugării cu setările rulării de durată și la o turăție la circa 20 % din turăția maximă a rotorului.

## 7.6 Încălzire (la centrifuge cu încălzire)

În timpul rulării centrifugării, în caz de necesitate camera de centrifugare este încălzită la temperatura preselectată. Când rotorul este în repaus, încălzirea este deconectată.



#### ATENȚIE

Pericol de ardere de suprafețele fierbinți.

Temperatura suprafeței elementului de încălzire din camera de centrifugare poate ajunge până la 500 °C respectiv 932 °F.

- Nu atingeți elementul de încălzire.
- În timpul unei rulări a centrifugării cu temperatură foarte ridicată (de ex. +90 °C), partea interioară a capacului aparatului se încălzește. În acest caz, nu atingeți partea interioară a capacului.



#### INDICAȚIE

Deteriorarea recipientelor pentru eprubete din material plastic datorită temperaturii prea ridicate.

- Recipientele pentru eprubete din material plastic pot fi utilizate numai la temperaturi de până la maxim 40 °C / respectiv 104 °F.

## 7.7 Machine Menu

### 7.7.1 Interogarea informațiilor de sistem

Următoarele informații de sistem pot fi interogate:

- Modelul centrifugei
- Turățile maxime ale diferitelor coduri de rotor
- Versiunea de program a centrifugei
- Tipul convertizorului de frecvență
- Versiunea de program a convertizorului de frecvență

Rotorul este în repaus.

- 1.** Apăsați tasta **[t]** și țineți-o apăsată.  
⇒ După 8 secunde se emite semnalul acustic „*SOUND / BELL*”.
- 2.** Apăsați tasta **[t]**.  
⇒ Sunt afișate orele de funcționare „*CONTROL:*”.
- 3.** Apăsați tasta **[t]**.  
⇒ Sunt afișate data și ora.
- 4.** Apăsați tasta **[t]**.  
⇒ Sunt afișate versiunea mașinii și răcirii „*VERS 12 °C / \* 03*”.

5. → Apăsați tasta *[t]*.
  - Sunt afișate orele de funcționare ale convertorului de frecvență „FC/CCI XX h”.
6. → Apăsați tasta *[t]*.
  - Este afișat tipul convertorului de frecvență „FU/CCI”.
7. → Apăsați tasta *[t]*.
  - Este afișată versiunea de program a convertorului de frecvență „FU/CCI - S.”.
8. → Apăsați tasta *[t]*.
  - Este afișată versiunea de program a placii cu circuite imprimante de alimentare „C/\* - S. 01.07”.
9. → Apăsați tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din meniu

## 7.7.2 Interogarea orelor de funcționare

Rotorul este în repaus.

1. → Deschideți capacul.
2. → Apăsați tasta *[t]* și țineți-o apăsată.
  - După 8 secunde se afișează „SOUND / BELL XXX”.
3. → Apăsați tasta *[t]*.
  - „CONTROL:” și sunt afișate orele de funcționare.

Afișajul orelor de funcționare se stinge automat după 10 secunde.

## 7.7.3 Semnal acustic

### 7.7.3.1 Generalități

Semnalul acustic este emis după următoarele setări:

OFF	<ul style="list-style-type: none"><li>■ după apariția unei defectiuni în interval de 2 s.</li></ul>
ON1	<ul style="list-style-type: none"><li>■ după apariția unei defectiuni în interval de 2 s.</li><li>■ după încheierea rulării centrifugării și repausul rotorului în interval de 30 s.</li></ul>
ON2	<ul style="list-style-type: none"><li>■ după apariția unei defectiuni în interval de 2 s.</li><li>■ după încheierea rulării centrifugării și repausul rotorului în interval de 30 s.</li><li>■ la fiecare apăsare de tastă.</li></ul>

Prin deschiderea capacului sau apăsarea unei taste oarecare semnalul acustic se încheie.

### 7.7.3.2 Setarea semnalului acustic

1. → Deschideți capacul.
2. → Apăsați tasta *[t]* și țineți-o apăsată.
  - După 8 secunde se afișează „SOUND / BELL ON1”, „SOUND / BELL ON2” sau „SOUND / BELL OFF”.
3. → Cu *[Buton rotativ]* setați „OFF”, „ON1” sau „ON2”.

4. Apăsați tasta *[START]*.
- ⇒ Setarea este memorată.
  - Se afișează scurt „\*\*\* OK \*\*\*”.

#### 7.7.4 Datele de centrifugare afișate după conectarea

După conectare sunt afișate datele de centrifugare ale programului 1 sau ale ultimului program utilizat.

1. Conectați întrerupătorul de rețea în poziția *///*.
2. La prima modificare optică a afișajului (afișare inversă), apăsați tasta *[STOP]*.
  - ⇒ Este afișat „*PROGRAM 1, LAST PROGRAM*”.
3. Cu *[Buton rotativ]* setați funcția dorită.
4. Apăsați tasta *[START]*.
  - ⇒ Setările sunt memorate.
  - Se afișează scurt „\*\*\* OK \*\*\*”.

#### 7.7.5 Setarea datei și orei

Rotorul în repaus.

1. Deschideți capacul.
2. Apăsați tasta *[t]* și țineți-o apăsată.
  - ⇒ După 8 secunde se afișează „*SOUND / BELL*”.
3. Apăsați tasta *[t]* de două ori.
  - ⇒ Sunt afișate data și ora.
  - a: Anul
  - mon: Luna
  - d: Ziua
  - h: Ore
  - min: Minute
4. Apăsați tasta *[Temperatura și raza de centrifugare]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul dorit și câmpul de introducere apare pe fond întunecat.
5. Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
6. Apăsați tasta „*Start*”.
  - ⇒ Setările sunt memorate.
  - Se afișează scurt „\*\*\* OK\*\*\*”.

## 7.8 Înlăntuiri de programe

### 7.8.1 Înlăntuirea programelor sau modificarea unei înlăntuiri de programe



O înlăntuire de programe este posibilă numai cu programe la care sunt setate treptele de demarare și de frânare.

Înainte de înlăntuire, programele trebuie memorate în succesiunea dorită fie la introducerea programului, fie la accesarea programului.

Locurile programelor trebuie să fie amplasate succesiv (de ex. locurile de program 10+11+12).

#### Înlăntuirea programelor


1. Cu tasta **/PROG** selectați parametrul „*PROG-Nr*”. Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.
2. Cu **[Buton rotativ]** setați locul de program al programului de începere (XX+).
3. Apăsați tasta **/RCL**.
  - Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit
4. Apăsați tasta **/PROG** de două ori.
  - Este selectat parametrul PR-PART.Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.
5. Apăsați tasta **/STO** de două ori.
  - Programul este înlăntuit și este afișat numărul de program al următorului loc de program (+XX+).
6. Apăsați tasta **/RCL** de două ori.
  - Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit
7. Apăsați tasta **/STO** de două ori.
  - Programul este înlăntuit și este afișat numărul de program al următorului loc de program (+XX+).
8. Repetați ultimii doi pași de câte ori este necesar, până ce sunt înlăntuite toate programele.
9. Apăsați tasta **/PROG**.
  - Este afișat numărul de program al programului de sfârșit (+XX).

#### Modificarea înlăntuirii programelor

1. Accesați programul dorit.
2. Modificați parametrul dorit.
3. Memorăți datele de centrifugare modificate din nou în același loc de program.
  - Prin memorare înlăntuirea programelor se anulează.
4. Reînlăntuiți programele.

### 7.8.2 Rularea centrifugării cu înlăntuirea programelor

1. Apăsați tasta **/PROG** de două ori.
  - Este selectat parametrul PR-PART.Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.
2. Cu **[Buton rotativ]** setați locul de program al programului de începere (XX+).
3. Apăsați tasta **/RCL**.
  - Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit



**4.** Apăsați tasta *[START]*.

⇒ Rularea de centrifugare pornește.

Cât timp rotorul se rotește, apare afișajul „*Rotatie*”.

Sunt afișate treapta de demarare și treapta de frânare ale înlăntuirii programelor.

- Programul de începere (XX+)

x: Treapta de demarare a programului de începere x

- Programul următor (+XX+)

x: Treapta de demarare a programului următor x

- Programul de sfârșit (+XX)

x: Treapta de demarare a programului de sfârșit

y: Treapta de frânare a programului de sfârșit

**5.** După expirarea timpului din programul de sfârșit, se realizează oprirea inertială cu treapta de frânare a programului de sfârșit.

La întreruperea rulării centrifugării prin apăsarea tastei *[STOP]*, se realizează oprirea inertială cu treapta de frânare a programului care rulează în acel moment.

### 7.8.3 Stergerea înlăntuirilor programelor

**1.** Cu tasta *[PROG]* selectați parametrul „*PROG-Nr*”. Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.

**2.** Cu *[Buton rotativ]* setați locul de program al programului de începere (XX+).

**3.** Apăsați tasta *[RCL]*.

⇒ Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit

**4.** Apăsați tasta *[PROG]* de două ori.

⇒ Este afișat parametrul „*PR-PART*”.

Câmpul de introducere este prezentat pe fond întunecat.

**5.** Apăsați tasta *[STOP]* de două ori.

**6.** Apăsați tasta *[PROG]*.


## 8 Curățarea și îngrijirea

### 8.1 Tabel de prezentare generală

Cap.	Lucrări de efectuat	dacă este necesar	zilnic	săptămânal	Anual	Pagina
8	Curățarea și îngrijirea					42
8.3	Curățare					44
8.3	Curățarea aparatului		X			44
8.3	Curățarea sistemelor de securitate biologică			X		44

Cap.	Lucrări de efectuat	dacă este necesar	Zilnic	Săptămânal	Anual	Pagina
8.3	Curățarea accesoriilor			X		44
<b>8.4</b>	<b>Dezinfectare</b>					44
8.4	Dezinfectarea aparatului	X				45
8.4	Dezinfectarea accesoriilor	X				45
<b>8.5</b>	<b>Întreținere</b>					45
8.5	Ungerea garniturii din cauciuc a camerei de centrifugare			X		45
8.5	Ungerea garniturii din cauciuc a sistemului de securitate biologică			X		46
8.5	Ungerea urechilor de susținere			X		46
8.5	Verificarea accesoriilor			X		46
8.5	Verificarea sistemului de securitate biologică			X		46
8.5	Verificarea camerei de centrifugare cu privire la deteriorări				X	46
8.5	Ungerea arborelui motorului				X	46
8.5	Accesorii cu durată de utilizare limitată	X				46
8.5	Înlocuirea recipientelor de centrifugare	X				46

## 8.2 Indicații privind curățarea și dezinfecțarea



- Nu este permisă curățarea aparatului și accesoriilor în mașina de spălat vase.
- Efectuați numai o curățare cu mâna și o dezinfecție cu lichide.

- Temperatura apei poate să fie de maxim 25 °C.
- Pentru a preveni apariția coroziunii datorită agentilor de curățare și de dezinfectare, trebuie respectate neapărat indicațiile speciale de utilizare ale producătorilor agentilor de curățare sau de dezinfectare.

#### Agenți de dezinfectare:

- Agenți de dezinfectare a suprafețelor (nu agenți de dezinfectare a mâinilor sau instrumentelor)
- Etanol ca unică substanță activă.  
Nudezinfecțați vizorul din capacul aparatului cu un amestec de etanol-propanol.
- Concentrația nu are voie să fie mai mică de 30 %
- Valoarea pH: 6 – 8
- Necoroziv

### 8.3 Curățare

#### Curățarea aparatului

1. Deschideți capacul.
2. Deconectați aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.
3. Scoateți accesoriile.
4. Curătați carcasa centrifugei și camera de centrifugare cu săpun sau un agent de curățare moale și o lavetă umedă.
5. După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
6. Suprafețele trebuie uscate imediat după curățare.
7. Dacă se formează apă de condens, uscați camera de centrifugare cu o lavetă absorbantă.

#### Curățarea sistemelor de securitate biologică

1. Curătați sistemul de securitate biologică cu agenți de curățare și o lavetă umedă.
2. După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
3. Uscați accesoriile imediat după curățare cu o lavetă fără scame și aer comprimat lipsit de ulei. Uscați complet toate cavitățile cu aer comprimat fără ulei.

#### Curățarea accesoriilor

1. Curătați accesoriile cu agentul de curățare și o lavetă umedă.
2. După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
3. Uscați accesoriile imediat după curățare cu o lavetă fără scame și aer comprimat lipsit de ulei. Uscați complet toate cavitățile cu aer comprimat fără ulei.

### 8.4 Dezinfecțare



Odezinfecțietrebuiessăfieprecedatăîntotdeauna de o curățare a componentelor respective.

Asevedea ➔ Capitolul 8.3 „Curățare” de la pagina 44



Concentrația și timpul de acțiune al agentului de dezinfecție conform datelor producătorului.

## Dezinfectarea aparatului



### ATENȚIE

Pericol de accidentare prin pătrunderea apei sau altor lichide.

- Protejați aparatul de lichidele din exterior.
- Nu efectuați dezinfecția aparatului prin pulverizare.

1. → Deschideți capacul.
2. → Deconectați aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.
3. → Scoateți accesoriile.
4. → Curățați carcasa și camera de centrifugare cu agent de dezinfecție.
5. → După utilizarea agentilor de dezinfecție, îndepărtați reziduurile de agent de dezinfecție cu o lavetă umedă.
6. → Suprafețele trebuie uscate imediat după curățare.

## Dezinfectarea accesoriilor

1. → Dezinfecțiați accesoriile cu agentul de dezinfecție.
2. → Ungeti toate cavitățile cu agent de dezinfecție fără să lăsați bule de aer.
3. → După utilizarea agentilor de dezinfecție, lăsați să se usucre reziduurile de agent de dezinfecție sau îndepărtați-le.

## Autoclavizarea

Următoarele accesorii pot fi autoclavizate la 121 °C / 250 °F (20 min):

- Rotoare de oprire lentă a centrifugării
- Rotoare unghiulare din aluminiu
- Recipiente pentru eprubete din metal
- Capac cu etanșare bio
- Adaptor

Nu se poate da nicio informație privind gradul de sterilitate.

Capacele rotoarelor și recipientele pentru eprubete trebuie scoase înainte de autoclavizare.

Autoclavizarea accelerează procesul de îmbătrânire a materialelor. Ea poate cauza modificarea culorilor. După autoclavizare, trebuie verificat vizual dacă rotoarele și accesorile prezintă deteriorări și piesele eventual deteriorate trebuie înlocuite neîntârziat.

La semne de formare a fisurilor, fragilizare sau uzură, inelul de etanșare respectiv trebuie înlocuit. La capacele cu inele de etanșare care nu pot fi schimbate, trebuie înlocuit capacul complet.

Pentru a garanta etanșeitatea sistemelor de securitate biologică, după autoclavizare trebuie înlocuite inelele de etanșare.

## 8.5 Întreținere

### Ungerea garniturii din cauciuc a camerei de centrifugare

→ Frecați ușor inelul de etanșare cu un agent de îngrijire a cauciucului.

**Ungerea garniturii din cauciuc a sistemului de securitate biologică**

→ Frecați ușor inelul de etanșare cu un agent de îngrijire a cauciucului.

**Ungerea urechilor de susținere**

1. → Scoateți accesoriile.
2. → Curățați urechile de susținere.
3. → După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
4. → Ungeti urechile de susținere și recipientele pentru eprubete cu canelură cu vaselină la tub Hettich Tubenfett 4051.
5. → Vaselina excedentară din camera de centrifugare trebuie îndepărtată.

**Verificarea accesoriilor**

1. → Accesoriile trebuie verificate cu privire la uzură și deteriorări cauzate de coroziune.
2. → Verificați fixarea rotorului.

**Verificarea sistemului de securitate biologică**

1. → Verificați toate componentele sistemului de securitate biologică cu privire la deteriorări.
2. → Verificați poziția corectă de montaj a inelului de etanșare respectiv a inelelor de etanșare ale sistemului de securitate biologică.
3. → Înlocuiți componentele deteriorate ale sistemului de securitate biologică.
4. → La semne de formare a fisurilor, fragilizare sau uzură, inelul de etanșare respectiv trebuie înlocuit neîntârziat. La capacele cu inele de etanșare care nu pot fi schimbată, trebuie înlocuit capacul complet.

**Verificarea camerei de centrifugare cu privire la deteriorări**

→ Verificați dacă camera de centrifugare prezintă deteriorări.

**Ungerea arborelui motorului**

1. → Scoateți accesoriile.
2. → Curățați arborele motorului.
3. → După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
4. → Ungeti arborele motorului cu vaselină la tub Hettich Tubenfett 4051.
5. → Vaselina excedentară din camera de centrifugare trebuie îndepărtată.

**Accesorii cu durată de utilizare limitată**

Utilizarea anumitor accesorii este limitată în timp. Din motive de siguranță, nu mai este permisă utilizarea accesoriorilor care au depășit fie numărul de cicluri de rulare permis marcat pe ele, fie data de expirare marcată.

- Numărul maxim admis de cicluri de rulare sau data de expirare pot fi citite pe accesorii.
- Centrifuga este dotată cu un contor de cicluri.

**Înlocuirea recipientelor de centrifugare**



**ATENȚIE**

Pericol de vătămare prin spargerea sticlei.

Prin spargerea sticlei pot pătrunde în interiorul centrifugei cioburi de sticlă și lichide contaminante.

- Purtați mănuși rezistente la tăiere.
- Purtați ochelari de protecție și protecție pentru gură.

În caz de neetanșeități sau după spargerea recipientelor de centrifugare, trebuie îndepărțate complet părțile sparte ale recipientelor, cioburile de sticlă și materialul centrifugat împrăștiat. Cioburile rămase cauzează spargerea în continuare a sticlei.

Inserțiile de cauciuc și manșoanele de plastic ale rotoarelor trebuie schimbrate după spargerea sticlei.

Dacă este vorba de materiale infectioase, trebuie efectuată o dezinfectie.

## 9 Remedierea defectiunilor

### 9.1 Descrierea erorii

Dacă erorile nu pot fi remediate după tabelul de defectiuni, trebuie informat Serviciul asistență clienți. Indicați tipul centrifugei și numărul de serie. Cele două numere sunt indicate pe plăcuța tip a centrifugei.

\* Numărul de eroare nu apare pe afișaj.

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
niciun afișaj	Lipsă tensiune. Declanșarea siguranței la supracurent (numai la centrifugele 5005-08).	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați tensiunea de alimentare.</li><li>■ Întrerupătorul de rețea se află în poziția întrerupătorului //.</li></ul>
TACHO - ERROR 01, 02	Tahometru defect. Motor, convertizor, sistem electronic defect.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți capacul.</li><li>■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția /0/.</li><li>■ Așteptați cel puțin 10 secunde.</li><li>■ Rotiți puternic rotorul cu mâna.</li><li>■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția //. În timpul conectării, rotorul trebuie să se rotească.</li></ul>
IMBALANCE / DEZECHILIBRU	Rotorul este încărcat neuniform.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți capacul sau trapa.</li><li>■ Verificați încărcarea rotorului.</li><li>■ Repetați rularea centrifugării.</li></ul>
CONTROL - ERROR 04, 06-09	Eroare blocare capac.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
N > MAX 05	Eroare supra-turație	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
N < MIN 13	Eroare sub-turație.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
ROTORCODE 10	Eroare codificare rotor.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
MAINS INTERRUPT	Întreruperea rețelei de alimentare în timpul rulării centrifugării. Rularea centrifugării nu s-a încheiat.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți capacul.</li><li>■ Apăsați tasta /START/.</li><li>■ Dacă este necesar: Repetați rularea centrifugării.</li></ul>
VERSION-ERROR 12	Nepotrivire a componentelor electronice, Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
SER I/O - ERROR 30-38	Eroarea/defectiunea interfeței.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
° C * - ERROR 50-56, 58	Eroarea/defectiunea răcirii.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
LOCK - ERROR 57	Eroarea/defectiunea blocării programului.	■ Executați RESETARE REȚEA.
FU / CCI - ERROR 60-83	Eroarea/defectiunea unității de comandă a motorului.	■ Executați RESETARE REȚEA.
CONTROL - ERROR 26, 90-95, 97 - 99	Eroarea/defectiunea unității de comandă.	■ Executați RESETARE REȚEA.
N > ROTOR MAX 96	Turația în programul selectat este mai mare decât turația maximă a rotorului.	■ Verificați și corectați turația.
	Rotorul a fost schimbat. Rotorul montat are o turație maximă mai mare decât rotorul utilizat anterior. Rotorul nu a fost recunoscut de identificarea rotorului.	■ Setați o turație până la turația maximă a rotorului utilizat înainte. Apăsați <i>[START]</i> pentru a executa o identificare a rotorului.
Întregul afișaj este aprins.	-	■ Informați Serviciul asistență clienti.

## 9.2 Executare RESETARE REȚEA

1. → Conectați întrerupătorul de rețea în poziția */0/*.
2. → Așteptați 10 secunde.
3. → Conectați întrerupătorul de rețea în poziția *///*.

## 9.3 Deblocare de urgență

În cazul unei căderi a curentului, capacul nu poate fi deblocat motorizat. Trebuie realizată o deblocare manuală.



### AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin lucrări de menenanță și întreținere la aparatul aflat sub tensiune.

- Scoateți aparatul din priză înaintea lucrărilor de menenanță și întreținere.



### AVERTIZARE

Pericol de tăiere și strivire prin rotorul în mișcare.

- Deschideți capacul numai când rotorul este în repaus.

#### Personal:

- Utilizator instruit




Fig. 30: Deblocare de urgență

1 Alezaj

1. → Priviți prin vizorul din capac și asigurați-vă că rotorul este oprit.
2. → Introduceți cheia hexagonală orizontal în gaură (1) și rotiți-o în sens orar o jumătate de tură, până se deschide capacul.
3. → Scoateți cheia inbus din gaura (1).
4. → Când este din nou disponibil curentul, apăsați tasta [Capac] pentru ca blocarea motorizată a capacului să-l aducă din nou în poziția de bază (deschis).

## 10 Eliminare

### 10.1 Indicații generale



*Aparatul poate fi eliminat prin intermediul producătorului.*

*Pentru return trebuie solicitat întotdeauna un formular de returnare (RMA).*

*Dacă este necesar, luați legătura cu serviciul de asistență tehnică al producătorului.*

- Andreas Hettich GmbH & Co. KG
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tuttlingen, Germany
- Telefon: +49 7461 705 1400
- E-Mail: service@hettichlab.com



#### AVERTIZARE

Pericol de impurificare și contaminare pentru om și mediul înconjurător

La eliminarea centrifugei, oamenii și mediul înconjurător pot fi impurificate și contaminate datorită eliminării greșite sau necorespunzătoare.

- Demontarea și eliminarea sunt permise să fie realizate numai de către personal de service calificat și autorizat.

Aparatul este prevăzut numai pentru utilizare profesională („Business to Business” - B2B).

Conform Directivei 2012/19/UE, nu mai este permis ca aparatele să fie eliminate la gunoiul menajer.

Conform Fundației Registrului de aparate electrice uzate (EAR), aparatele sunt încadrate în următoarele grupe:

- Grupa 1 (schimbătoare de căldură)

Cu simbolul pubelei tăiate se atenționează asupra faptului că nu este permisă eliminarea aparatului împreună cu gunoiul menajer. Prescripțiile privind eliminarea ale diferitelor țări pot să difere. Dacă este necesar, adresați-vă furnizorului.




Fig. 31: Interdicție de eliminare împreună cu gunoiul menajer


## 11 Index


<b>A</b>	Instruirea personalului. . . . .	8
Accelerăția centrifugală relativă	Integrala accelerăției centrifugale	
RCF. . . . .	Integrala RCF. . . . .	35
Accelerăția centrifugală relativă (RCF/RZB). . . . .	Î	27
Accesori. . . . .	Încărcarea. . . . .	
cu durată de utilizare limitată. . . . .	Îngrijire	
curătare. . . . .	Intervale. . . . .	42
dezinfecțare. . . . .	Înlănțuirea programelor	
verificare. . . . .	creare. . . . .	41
Amplasarea centrifugei. . . . .	modificare. . . . .	41
Aparat	Rulare centrifugare. . . . .	41
curătare. . . . .	ștergere. . . . .	42
dezinfecțare. . . . .	Întreținere. . . . .	45
Arborele motorului	Intervale. . . . .	42
ungere. . . . .	<b>M</b>	
Autoclavizarea. . . . .	Memorie intermedieră	
<b>C</b>	automată. . . . .	37
Calificarea personalului. . . . .	Mesaje de eroare. . . . .	47
Calificările personalului. . . . .	<b>O</b>	
Cameră de centrifugare	Ore de funcționare	
verificare. . . . .	interrogare. . . . .	39
Capac	<b>P</b>	
deschidere. . . . .	Pachetul de livrare. . . . .	19
închidere. . . . .	Parametrul de demarare și de oprire inerțială. . . . .	34
Centrifugare	Piese de schimb. . . . .	19
cu densitate mai mare a substanțelor. . . . .	Piese de schimb originale. . . . .	19
cu preselectare timp. . . . .	Plăcuță tip. . . . .	13
în rulare de durată. . . . .	Program	
Comutator cu cheie. . . . .	accesare. . . . .	36
Condiție de transport. . . . .	introducere. . . . .	37
Condiții de depozitare. . . . .	încărcare. . . . .	36
Conectare. . . . .	modificare. . . . .	37
Curătare. . . . .	<b>R</b>	
Curătarea și dezinfecțarea	Racordarea centrifugei. . . . .	23
Indicații. . . . .	Recipiente de centrifugare	
<b>D</b>	înlocuire. . . . .	46
Date de centrifugare după conectare. . . . .	Remedierea defectiunilor. . . . .	47
Deconectare. . . . .	RESETARE REȚEA. . . . .	48
Despachetarea. . . . .	Responsabilitatea utilizatorului. . . . .	8
Dezinfecțare. . . . .	Returnare. . . . .	20
<b>E</b>	Rotor	
Echipament de protecție. . . . .	demontare. . . . .	25
Echipament individual de protecție. . . . .	încărcare. . . . .	28
Eliminare. . . . .	montare. . . . .	25
<b>G</b>	Rulare de durată. . . . .	32
Garnitură din cauciuc	<b>S</b>	
ungere. . . . .	Semnal acustic	
<b>I</b>	activare/dezactivare. . . . .	39
Identificare rotor. . . . .	Semne	
Informații sistem	la aparat. . . . .	15
interrogare. . . . .	pe ambalaj. . . . .	14
Instrucțiuni de securitate. . . . .	Setare în timpul centrifugării. . . . .	33
Instrucțiuni generale de securitate. . . . .	Setarea datei și orei. . . . .	40
	Simboluri. . . . .	6

---







Sistem de securitate biologică	
curățare.....	44
verificare.....	46
<b>T</b>	
Timpul de rulare.....	34
Trouble shooting.....	47
Turația RPM.....	35
<b>U</b>	
Umplerea.....	27
Urechi de susținere	
ungere.....	46
Utilizare greșită previzibilă.....	7
Utilizarea neprevăzută.....	7
Utilizarea prevăzută.....	6



# Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	7,5 - 8,2	5 - 10	---
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	15 x 92	16 x 100	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	192	192	192	192	192	120	120	---
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003							
Radius / radius mm	221							
√ 9 (97%) sec	125							
√ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							














4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	10	15	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 102	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	120	120	120	120	44	44	24	16
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003							
Radius / radius mm	221							
√ 9 (97%) sec	125							
√ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							





- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	 							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)							
	4220      4222      4222-93      ...							
								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
Kapazität / capacity ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 3,4	1 - 5	---
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	64	64	120	120	120	120	120	---
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF 2)	5003							
Radius / radius mm	221							
 9 (97%) sec	125							
 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C 1)	-1							


4174	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	 							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)							
	---      4223      ---      4224      4225							
								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
Kapazität / capacity ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2
Maße / dimensions Ø x L mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	---	100	100	100	---	252	336	336
Drehzahl / speed RPM	---	4500	4500	4500	---	4500	4500	4500
RZB / RCF 2)	---	5003	5003	5003	---	5003	5094	5094
Radius / radius mm	---	221	221	221	---	221	225	225
 9 (97%) sec	125							
 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C 1)	-1							


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4174	5052 + 5057						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times							
							
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)						
4226	4232	4249	SK 09.00	4238	4241	4245-A	
							
Microtainer	---	---	---	5127	---	---	---
							
Kapazität / capacity ml	0.8	15	50	14	250	290	25
Maße / dimensions Ø x L mm	8 x 45	17 x 120	29 x 115	16,5 x 106	62 x 122	62 x 137	25 x 90
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	312	92	24	92	4	4	32
Drehzahl / speed RPM	4500						
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003	5184	5094	5117	5003	5003	5184
Radius / radius mm	221	229	225	226	221	221	269
9 (97%) sec	125						
9 sec	197						
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1						

4174	5052 + 5057			5052	---						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times											
											
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)										
4258	4258+4449	6322	---	---	---	---	---				
											
0512	0554	4234-A	Corning	Corning	---	---	---				
 8)	 8)	 8)									
Kapazität / capacity ml	750	650	750	500	250	---					
Maße / dimensions Ø x L mm	97 x 152	97 x 139	96 x 135	96 x 147	60 x 162	---					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4		4		6	---					
Drehzahl / speed RPM	4500										
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5184										
Radius / radius mm	229										
9 (97%) sec	125										
9 sec	197										
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1										

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700  
 4) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.  
 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 3) tube will not stand RCF values exceeding 700  
 4) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.  
 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4174	4522-A							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)					max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g			
	4213				4213-93			
								
	4214							
								
	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	6	7	4.5 - 5	5	2.7 - 3	7.5 - 8.2	5 - 10	10
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	15 x 92	16 x 100	115 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	192	192	192	192	192	120	120	120
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003							
Radius / radius mm	221							
✓ 9 (97%) sec	125							
✗ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							

4174	4522-A											
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times												
												
↙ 90°												
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)					max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g							
	4214				4214-93							
												
	4215				4216							
												
	---	---	---	---	---	---	---	---				
Kapazität / capacity ml	15	15	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100				
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	120				120							
Drehzahl / speed RPM	4500											
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003											
Radius / radius mm	221											
✓ 9 (97%) sec	125											
✗ 9 sec	197											
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1											

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4174	4522-A							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	4220	4222	4222-93	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 2,9	1 - 5	---
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	64		120			120		---
Drehzahl / speed RPM				4500				
RZB / RCF <sup>2)</sup>					5003			
Radius / radius mm					221			
√ 9 (97%) sec					125			
↖ 9 sec					197			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					-1			



4174	4522-A							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	4223	4224	4225	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2
Maße / dimensions Ø x L mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	---		100		---	252		336
Drehzahl / speed RPM	---	4500	4500	4500	---	4500	4500	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	---	5003	5003	5003	---	5003	5094	5094
Radius / radius mm	---	221	221	221	---	221	225	225
√ 9 (97%) sec					125			
↖ 9 sec					197			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					-1			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4174	4522-A																													
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°																														
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)																													
	max. Beladung / max. load: 1100 g ---																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">4226</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">4232</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">SK 09.00</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">4249</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">4238</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">4241</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">4245-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Microtainer</td><td style="text-align: center;">---</td><td style="text-align: center;">---</td><td style="text-align: center;">---</td><td style="text-align: center;">5127</td><td style="text-align: center;">---</td><td style="text-align: center;">---</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td> 8)</td><td> 8)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	4226	4232	SK 09.00	4249	4238	4241	4245-A								Microtainer	---	---	---	5127	---	---					 8)	 8)		
4226	4232	SK 09.00	4249	4238	4241	4245-A																								
																														
Microtainer	---	---	---	5127	---	---																								
				 8)	 8)																									
Kapazität / capacity ml	0,8																													
Maße / dimensions Ø x L mm	8 x 45																													
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	312																													
Drehzahl / speed RPM	4500																													
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003      5184      5117      5094      5003      5003      5184																													
Radius / radius mm	221      229      226      225      221      221      229																													
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec	125																													
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec	197																													
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1																													

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4522-A	4524-A				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)						
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)				
	max. Beladung / max. load: 1100 g	max. Beladung / max. load: 2160 g				
	---	---				
	4258	4258+4449	6322	4529-AO <sup>10)</sup>	4529-AM <sup>10)</sup>	4529-AU <sup>10)</sup>
						
	0512	0554	4234-A	Corning	Corning	---
	 8)	 8)	 8)			 13)
Kapazität / capacity	ml	750	650	750	500	500
Maße / dimensions	Ø x L	mm	97 x 152	97 x 139	96 x 135	96 x 147
Anzahl p. Rotor / number p. rotor			4	4	4	8
Drehzahl / speed	RPM				4500	
RZB / RCF	<sup>2)</sup>		5184	5184	5003	5683
Radius / radius	mm		229	229	221	251
 9 (97%)	sec			125		
 9	sec			197		
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>			-1-		10

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.





	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm




- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.



	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm


- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4174	4524-A	4546-A	4591-A	4595-C		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)				 max. 3500 RPM zulässig		
max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 35000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 4500 (3500 RPM) 15000 (3000 RPM)			
max. Beladung / max. load: 2160 g	max. Beladung / max. load: 2200 g	max. Beladung / max. load: 2160 g	max. Beladung / max. load: 2160 g	max. Beladung / max. load: 2570 g		
4592-B	4559-A	4598-A	4592-B	4596-A		
						
4-fach / 4-times 1-fach / 1-times	4587-A	4-fach / 4-times 4584-A	3-fach / 3-times 4587-A	4-fach / 4-times 1-fach / 1-times		
 13)	 12)	 13)	 13)	 12)		
Kapazität / capacity ml	500	750	450	500	750	max. 1600
Maße / dimensions Ø x L mm	---	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	4
Drehzahl / speed RPM			4500			3500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5683		5479	5705	5705	3328
Radius / radius mm	251		242	252	252	243
✓ 9 (97%) sec			125			95
✗ 9 sec			197			131
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>			10			-12

4174	4579-A	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000
---	---	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)
---	---	4449
---	---	
4255 / 4255-P 4)	0512	4239
 11)	 5) 8)	 5) 8)
Kapazität / capacity ml	1000	750
Maße / dimensions Ø x L mm	98 x 138	97 x 152
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4
Drehzahl / speed RPM		4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>		5501
Radius / radius mm		243
✓ .9 (97%) sec		125
✗ .9 sec		197
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		-11


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 11) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher. Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm<sup>3</sup>".
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 11) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1,2 kg/dm<sup>3</sup>".
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".


4174	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
90°	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM) 1000g (4020 RPM) 1200g (3670 RPM)								
	4432      4433      4434								
Kapazität / capacity ml	1.5	2.0	5	7	2,7 - 3	4.5 - 5	9	15	15
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38		12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	17 x 100	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	168			120				76	
Drehzahl / speed RPM					4500				
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5003				4935			5094	
Radius / radius mm	221				218			225	
✓ 9 (97%) sec					125				
✗ 9 sec					197				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					-11				

4174	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
90°	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)								
	4434								
Kapazität / capacity ml	10	10	---	4 - 5,5	9 - 10	4 - 7	5 - 10	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 102	16 x 80	---	15 x 75	16 x 92	16 x 75	16 x 100	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor			76					---	---
Drehzahl / speed RPM				4500					
RZB / RCF <sup>2)</sup>				5094					
Radius / radius mm				225					
✓ 9 (97%) sec				125					
✗ 9 sec				197					
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				-11					



- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid

4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	 							
	max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)							
	4435	4437	4438	4438 + 0726				
90°	    							
max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	2,6 – 3,4	4,9	1,6 - 5	4 – 7	15	25	30	25
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	25 x 90	25 x 110	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	84	84	84	84	48	28	28	28
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	4935	4935	4935	4935	5207	5026	5026	4845
Radius / radius mm	218	218	218	218	230	222	222	214
9 (97%) sec	125							
9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-11							


4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	 							
	max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)							
	4439	4440	4441	4442	4443			
90°	    							
max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	Falcon®	Falcon®	---	---	---	5127	
Kapazität / capacity ml	50	225	175	50	100	290	250	
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 137	61 x 122	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	4	4	20	8	4	4	
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF <sup>2)</sup>	4890	5501	5501	5207	4867	5320	5320	
Radius / radius mm	216	243	243	230	215	235	235	
9 (97%) sec	125							
9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-11							


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4572			4547-B + 5621			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 19000 (4500 RPM), 45000 (3300 RPM) 90000 (2700 RPM)			max. Laufzyklen / max. cycles: 30000			
	max. Beladung / max. load: 1440 g			max. Beladung / max. load: 1200 g			
	4493	---	---	SK 32.08	SK 31.12-2	---	---
		---	---			---	---
	---	---	---	Kartusche	Kartusche	---	---
			---			---	---
Kapazität / capacity ml	1 - 5	4 - 7	---	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 75	13 x 100	---	43 x 193	43 x 114,5	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	224	---	---	4	8	---	---
Drehzahl / speed RPM	4500						
RZB / RCF <sup>2)</sup>	4718	---	---	5569	5524	---	---
Radius / radius mm	208	---	---	246	244	---	---
↙ 9 (97%) sec	125						
↖ 9 sec	197						
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	3			-9			


4174	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g							
		4449				4430		
	0512	4239	Corning	Corning	Nalgene	Nunc	---	---
	 8)	 8)						
Kapazität / capacity ml	750	1000	500	250	175	200	1,5	2,0
Maße / dimensions Ø x L mm	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	4	4	4	4	168	168
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5592	5592	5592	5592	5592	5592	5094	5094
Radius / radius mm	247	247	247	247	247	247	225	225
↙ 9 (97%) sec	125							
↖ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-9							


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	10	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	16 x 80	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	120							
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5026							
Radius / radius mm	222							
↙ 9 (97%) sec	125							
↖ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-9							

4174	4547-B + 5621							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	8	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	4 - 7	8	5 - 10	12
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 81	15 x 75	15 x 92	16 x 92	16 x 75	16 x 125	16 x 100	16 x 101
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	76							
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5184							
Radius / radius mm	229							
↙ 9 (97%) sec	125							
↖ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4174		4547-B + 5621							
<b>Ausschwingrotor 4-fach /</b> <b>Swing out rotor 4-times</b>									
									
									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max.Beladung / max. load: 1200 g							
		4434	4435	4437	4438 + 0726				
									
									
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)									
Kapazität / capacity	ml	10	15	2,6 – 2,9	4,9	1 - 5	4 - 7	15	25
Maße / dimensions	Ø x L	15 x 102	17 x 100	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	84	84	84	84	48	28
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	<sup>2)</sup>	5184	5184	5026	5026	5026	5026	5298	4913
Radius / radius	mm	229	229	222	222	222	222	234	217
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>	-9							

4174		4547-B + 5621							
<b>Ausschwingrotor 4-fach /</b> <b>Swing out rotor 4-times</b>									
									
									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max.Beladung / max. load: 1200 g							
		4438	4439	4440	4441	4442	4443		
									
									
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)									
Kapazität / capacity	ml	25	30	50	225	175	50	100	250
Maße / dimensions	Ø x L	25 x 90	25 x 110	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		28	28	16	4	4	20	8	4
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	<sup>2)</sup>	5117	5117	4981	5592	5592	5298	4958	5411
Radius / radius	mm	226	226	220	247	247	234	219	239
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C <sup>1)</sup>	-9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4547-B + 5621					4523-A		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)					max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)		
	max. Beladung / max. load: 1200 g					max. Beladung / max. load: 1200 g		
	4443	---	---	SK 61.98	4548	4516-A		---
		---	---					---
	---	---	---	---	4-fach / 4-times	3-fach / 3-times	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times
		---	---					
Kapazität / capacity ml	290	---	---	50	500   450	500   750	---	1000
Maße / dimensions Ø x L mm	62 x 137	---	---	29 x 115	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	---	---	20	4	4	4	4
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5411	---	---	5094	5524	5660	5705	
Radius / radius mm	239	---	---	225	244	250	252	
	125							
	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-9				3			

4174	4523-A			---	SK 06.07 + 5629							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times				---								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)			---	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)							
	max. Beladung / max. load: 1200 g			---	max. Beladung / max. load: 700 g							
	4508	SK 03.18	---					4626				
			---									
4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4589-A	1-fach / 1-times	---	MTP	MTP	MS	CP				
			---									
Kapazität / capacity ml	500   750	---	300	---	---	---	---	---				
Maße / dimensions TxHxW / DxWxH mm	---	---	---	---	86x128x15	86x128x17,5	86x128x46	86x128x22				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	---	24	20	4	16					
Drehzahl / speed RPM	4500											
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5660	5456	---	4324								
Radius / radius mm	250	241	---	191								
	125											
	197											
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	3		---	---								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.  
 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".  
 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".  
 14) Einsatz mit Schlitten für Bänder zur Fixierung der Blutbeutel.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.  
 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".  
 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".  
 14) Insert with slots for straps for fixing the blood bags




MTP Mikrotiterplatte /  
Microtitre plate








CP Kulturplatte /  
Culture plate

DWP Deep Well Platte /  
Deep well plate

MS Micronic System /  
Micronic system

QP Filterplatte /  
Filter plate

4174		SK 06.07 + 5629						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM), 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)						
 ↙ 90°		max. Beladung / max. load: 700 g						
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		<b>4626</b> <b>4626 + 1485</b> ---      ---      ---   + PCR-Platte 96-fach / PCR-plate 96 times						
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions mm TxBxH / DxWxH Anzahl p. Rotor / number p. rotor		DWP	Microtest-platten / plate Terasaki	QP	PCR-Platte 96-fach / PCR-plate 96 times	PCR-Strips	---	---
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF <sup>2)</sup> Radius / radius mm 9 (97%) sec 9 sec Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>							---	---
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions mm TxBxH / DxWxH Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	8	4	4	48	---	---
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF <sup>2)</sup> Radius / radius mm 9 (97%) sec 9 sec Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		4500 4324 191 125 197 ---						

4176		5052 + 5057						
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times		 + max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)						
 ↙ 90°		max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment <sup>9)</sup>						
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		<b>4213</b> <b>4213-93</b> <b>4214</b>   						
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor		---	---	---	---	---	---	---
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF <sup>2)</sup> Radius / radius mm 9 (97%) sec 9 sec Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>								
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	15	15
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF <sup>2)</sup> Radius / radius mm 9 (97%) sec 9 sec Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	17 x 100	17 x 100
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor		288						
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF <sup>2)</sup> Radius / radius mm 9 (97%) sec 9 sec Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		4500 5818 257 125 197 14						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".





MTP Mikrotiterplatte /  
Microtitre plate






CP Kulturplatte /  
Culture plate

DWP Deep Well Platte /  
Deep well plate


MS Micronic System /  
Micronic system


QP Filterplatte /  
Filter plate

4176	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)							
	max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment <sup>9)</sup>							
	4214	4214-93	4215	4216	4218			
								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	10	7,5 – 8,2	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 102	15 x 92	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	180		180		66		36	24
Drehzahl / speed RPM				4500				
RZB / RCF <sup>2)</sup>				5818				
Radius / radius mm				257				
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec				125				
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec				197				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				14				

4176	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)							
	max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment <sup>9)</sup>							
	4220	4222	4222-93					
								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	---	---	---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 2,9	1 - 5	---
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	96		180		180			---
Drehzahl / speed RPM				4500				
RZB / RCF <sup>2)</sup>				5818				
Radius / radius mm				257				
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec				125				
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec				197				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				14				



- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4176	5052 + 5057												
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times													
													
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)													
Kapazität / capacity ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2					
Maße / dimensions Ø x L mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	---	150	150	150	150	378	504						
Drehzahl / speed RPM	4500												
RZB / RCF <sup>2)</sup>	---	5818			---	5818	5909						
Radius / radius mm	---	257			---	257	261						
✓ 9 (97%) sec	125												
✗ 9 sec	197												
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	14												

4176	5052 + 5057							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times								
								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
Kapazität / capacity ml	0,8	15	50	14	250	290	25	50
Maße / dimensions Ø x L mm	8 x 45	17 x 120	29 x 115	16,5 x 106	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	468	138	36	138	6	48	48	
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5818	5999	5909	5954	5818	5818	5999	
Radius / radius mm	257	265	261	263	257	257	257	265
✓ 9 (97%) sec	125							
✗ 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	14							


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4176	5052 + 5057	5052	---
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 50 RPM)		---
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment <sup>9)</sup>	---	---
Kapazität / capacity ml	4258	4258 + 4449	6322
Maße / dimensions Ø x L mm			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	0512	0554	4234-A
Drehzahl / speed RPM	4500		
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5999		5999 5818
Radius / radius mm	265		265 257
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec	125		
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec	197		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	14		

4176	4522-A		
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  			
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		
max. Beladung / max. load: 1100 g	---		
Kapazität / capacity ml	4213		
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 82		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	288		
Drehzahl / speed RPM	4500		
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5818		
Radius / radius mm	257		
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec	125		
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec	197		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	14		


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4176	4522-A											
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times												
												
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)												
Kapazität / capacity ml	15	15	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100				
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	180	180		66		36	24					
Drehzahl / speed RPM	4500											
RZB / RCF 2)	5818											
Radius / radius mm	257											
 9 (97%) sec	125											
 9 sec	197											
Temperatur / temperature °C 1)	14											

Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	4522-A													
														
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)														
Kapazität / capacity ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 2,9	1 - 5	---						
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	96	180		180				---						
Drehzahl / speed RPM	4500													
RZB / RCF 2)	5818													
Radius / radius mm	257													
 9 (97%) sec	125													
 9 sec	197													
Temperatur / temperature °C 1)	14													





- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4176	4522-A												
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times													
													
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 PM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)													
Kapazität / capacity ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2					
Maße / dimensions Ø x L mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	---	150		---	378	504							
Drehzahl / speed RPM	4500												
RZB / RCF <sup>2)</sup>	---	5818		---	5818	5909							
Radius / radius mm	---	257		---	257	261							
 9 (97%) sec	125												
 9 sec	197												
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	14												

4176	4522-A							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times								
								
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 -PM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
Kapazität / capacity ml	0,8	15	50	14	250	290	25	50
Maße / dimensions Ø x L mm	8 x 45	17 x 120	29 x 115	16,5 x 106	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	468	138	36	138	6	48	48	
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5818	5999	5909	5954	5818	5818	5999	
Radius / radius mm	257	265	261	263	257	257	265	
 9 (97%) sec	125							
 9 sec	197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4176	4522-A	4524-A				
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)						
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)				
	max. Beladung / max. load: 1100 g	max. Beladung / max. load: 2160 g				
	---	---				
	4258	4258 + 4449	6322	4529-AO <sup>(10)</sup>	4529-AM <sup>(10)</sup>	4529-AU <sup>(10)</sup>
						
	0512	0554	4234-A	Corning	Corning	---
	 8)	 8)	 8)			 13)
Kapazität / capacity ml	750	650	750	500	250	500
Maße / dimensions Ø x L mm	97 x 152	96 x 139	96 x 135	96 x 147	60 x 162	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor			6	6	6	12
Drehzahl / speed RPM					4500	
RZB / RCF <sup>2)</sup>		5999		5999	5818	6498
Radius / radius mm		265		265	257	287
 9 (97%) sec				125		
 9 sec				197		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>			14			16

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.








	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm

- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199,5 mm
4529-AM	middle section	182,0 mm
4529-AU	lower section	164,5 mm

- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4176	4524-A	4546-A	4591-A	4595-C
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)				 max. 3500 RPM zulässig
max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500-RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 35000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)	max. Laufzyklen / max. cycles: 4500 (3500 RPM) 15000 (3000 RPM)	
max. Beladung / max. load: 2160 g	max. Beladung / max. load: 2200 g	max. Beladung / max. load: 2160 g	max. Beladung / max. load: 2570 g	
---	---	---	---	---
4592-B	4559-A	4598-A	4592-B	4596-A
				
4-fach / 1-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4587-A	4-fach / 4-times	4584-A
 (13)	 (12)	4587-A	 (13)	4584-A
3-fach / 3-times			4-fach / 1-fach / 4-times	3-fach / 3-times
			4587-A	0550
			 (12)	 (8)
Kapazität / capacity ml	500 750	---	450	---
Maße / dimensions Ø x L mm	---	---	---	180x150x100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12		12	12
Drehzahl / speed RPM	4500		4500	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	6498		6271	6498
Radius / radius mm	287		277	287
 9 (97%) sec			125	95
 9 sec			197	131
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>			16	-3

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.

	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm

- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature


- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700


8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm

- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4176	4579-A	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>					
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 PM)		 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000					
	---	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RKM)					
	---	---	4449	4430			---
	---	---					---
4255 / 4255-P <sup>4)</sup>	0512	4239	Corning	Corning	Nalgene®	Nunc®	---
 11)	 5) 8)	 5) 8)	 5)	 5)	 5)	 5)	---
Kapazität / capacity ml	1000	750	1000	500	250	175	200
Maße / dimensions Ø x L mm	98 x 138	97 x 152	98 x 175	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6	6	6	6	6
Drehzahl / speed RPM				4500			---
RZB / RCF <sup>2)</sup>				6294			---
Radius / radius mm				278			---
9 (97%) sec				125			---
9 sec				197			---
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				4			---

4176	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000								
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)								
	4432                  4433                  4434								
									
---	---	---	---	---	---	---	---		
 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)				
Kapazität / capacity ml	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	---	15
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	---	17 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	252		180				114		
Drehzahl / speed RPM				4500					
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5796			5750			5886		
Radius / radius mm	256			254			260		
9 (97%) sec				125					
9 sec				197					
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				4					





- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 11) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher.  
Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm<sup>3</sup>".



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 11) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm<sup>3</sup>".

4176	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	
	 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPKM)
	---
	4434 
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	
Kapazität / capacity ml	10
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	114
Drehzahl / speed RPM	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5886
Radius / radius mm	260
✓ 9 (97%) sec	125
✗ 9 sec	197
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	4


4176	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	
	 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)
	---
	4435 
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	4437 
Kapazität / capacity ml	2,6 - 2,9
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 65
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	126
Drehzahl / speed RPM	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5750
Radius / radius mm	254
✓ 9 (97%) sec	125
✗ 9 sec	197
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	4


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 4) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 5) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid

4176	4579-A + 4255 / 4255-P <sup>4)</sup>						
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000						
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)						
	4439	4440	4441	4442	4443	SK 61.98	
							
	---	Falcon®	Falcon®	---	---	5127	---
							
Kapazität / capacity ml	50	225	175	50	100	290	250
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 137	61 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	24	6	30	12	6	6	30
Drehzahl / speed RPM				4500			
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5705	6294		5999	5683	6113	6113
Radius / radius mm	252	278		265	251	270	256
9 (97%) sec				125			
9 sec				197			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				4			



4176	4572	---
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times		---
	max. Laufzyklen / max. cycles: 19000 (4500 RPM), 45000 (3300 RPM) 90000 (2700 RPM)	---
	max. Beladung / max. load: 1440 g	---
	4493	---
		---
	---	---
	---	---
Kapazität / capacity ml	1 – 5	4 – 7
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 75	13 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	336	---
Drehzahl / speed RPM	4500	---
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5522	---
Radius / radius mm	244	---
9 (97%) sec		125
9 sec		197
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		10




- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 6) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 6) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4176	4547-B + 5621												
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times													
													
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)													
Kapazität / capacity ml	750	1000	500	250	175	200	1,5	2,0					
Maße / dimensions Ø x L mm	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130	11 x 38	11 x 38					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6		6			252					
Drehzahl / speed RPM	4500												
RZB / RCF <sup>2)</sup>	6384	6384	6384	6384		5886							
Radius / radius mm	282	282	282	282		260							
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec	125												
<input type="checkbox"/> 9 sec	197												
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	9												

4176	4547-B + 5621											
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times												
												
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)												
Kapazität / capacity ml	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	---	10	---				
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	---	16 x 80	---				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	180				114							
Drehzahl / speed RPM	4500											
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5841				5977							
Radius / radius mm	258											
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec	125											
<input type="checkbox"/> 9 sec	197											
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	9											





- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.


4176	4547-B + 5621
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	
	+ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g
↙ 90°	---
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 - 5RPM)	4434 
Kapazität / capacity ml	8
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 81
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	114
Drehzahl / speed RPM	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5977
Radius / radius mm	264
↙ 9 (97%) sec	125
↙ 9 sec	197
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	9

4176	4547-B + 5621
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	
	+ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g
↙ 90°	---
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	4434      4435      4437      4438 + 0726 
Kapazität / capacity ml	10
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	114
Drehzahl / speed RPM	4500
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5977
Radius / radius mm	264
↙ 9 (97%) sec	125
↙ 9 sec	197
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	9


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4176		4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times		 								
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)								
		max. Beladung / max. load: 1200 g								
		4438	4439	4440		4441	4442	4443		
										
		---	---	---		---	---	5127		
										
		2)	2)	2)		2)	2)	8)		
max. Laufzyklen / max. cycles:		25	30	50	225	175	50	100		
30000 (4500 RPM)								250		
60000 (4000 RPM)								62 x 122		
80000 (3500 RPM)										
Kapazität / capacity ml		42	24	6		30	12	6		
Maße / dimensions Ø x L mm		25 x 90	25 x 110	34 x 100		61 x 137	61 x 118	29 x 115		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor										
Drehzahl / speed RPM		4500								
RZB / RCF <sup>2)</sup>		5909	5773	6384		6090	5750	6203		
Radius / radius mm		261	255	282		269	254	274		
 9 (97%) sec		125								
 9 sec		197								
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		9								



4176		4547-B + 5621				4523-A		
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times		 						
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000				max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)		
		max. Beladung / max. load: 1200 g				max. Beladung / max. load: 1200 g		
		4443	---	SK 20.16	SK 61.98	4548	4516-A	---
			---					---
		---	---	Flasche / bottle	---	4-fach / 4-times	3-fach / 3-times	4-fach / 4-times
		 8)	---					1-fach / 1-times
		---	---	Flasche / bottle	---	4-fach / 4-times	3-fach / 3-times	4-fach / 4-times
		 8)	---					1-fach / 1-times
max. Laufzyklen / max. cycles:		290	---	375	50	500   450	500   750	---
30000 (4500 RPM)								1000
60000 (4000 RPM)								
80000 (3500 RPM)								
Kapazität / capacity ml		6	---	---	30	6	6	6
Maße / dimensions Ø x L mm		62 x 137	---	65 x 145,5	29 x 115	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor								
Drehzahl / speed RPM		4500						
RZB / RCF <sup>2)</sup>		6203	---	6294	5886	6316	6475	6520
Radius / radius mm		274	---	278	260	279	286	288
 9 (97%) sec		125						
 9 sec		197						
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		9						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4176	4523-A		---	---	---	---	---
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times			---	---	---	---	---
	max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)		---	---	---	---	---
	max. Beladung / max. load: 1200 g		---	---	---	---	---
	---		---	---	---	---	---
	4508	SK 03.18	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 PM)	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4589-A	1-fach	---	---	---
					---	---	---
Kapazität / capacity ml	500	750	---	300	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	---	---	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6		6	---	---	---
Drehzahl / speed RPM	4500		---	---	---	---	---
RZB / RCF <sup>2)</sup>	6475		6271	---	---	---	---
Radius / radius mm	286		277	---	---	---	---
 9 (97%) sec	125		---	---	---	---	---
 9 sec	197		---	---	---	---	---
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	9		---	---	---	---	---

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 14) Einsatz mit Schlitten für Bänder zur Fixierung der Blutbeutel.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 14) Insert with slots for straps for fixing the blood bags

4176	SK 06.07 + 5629																
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times																	
 $\angle 90^\circ$	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM), 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)																
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	max. Beladung / max. load: 700 g ---																
	<b>4626</b> 																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MTP</th><th>MTP</th><th>MS</th><th>CP</th><th>DWP</th><th>Microtest-platten / plate Terasaki</th><th>QP</th><th>---</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---</td></tr> </tbody> </table>	MTP	MTP	MS	CP	DWP	Microtest-platten / plate Terasaki	QP	---								---
MTP	MTP	MS	CP	DWP	Microtest-platten / plate Terasaki	QP	---										
							---										
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH mm	86x128x15      86x128x17,5      86x128x46      86x128x22      86x128x44,5      59x84x11      86x128x83      ---																
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	36      30      6      24      6      12      6      ---																
Drehzahl / speed RPM	4500																
RZB / RCF 2)	5139																
Radius / radius mm	227																
$\sqrt{ } 9$ (97%) sec	125																
$\sqrt{ } 9$ sec	197																
Temperatur / temperature °C 1)	- 3																

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.





MTP Mikrotiterplatte /  
Microtitre plate

CP Kulturplatte /  
Culture plate

DWP Deep Well Platte /  
Deep well plate


MS Micronic System /  
Micronic system

QP Filterplatte /  
Filter plate

4176		SK 06.07 + 5629							
<b>Ausschwingrotor 6-fach /</b> <b>Swing out rotor 6-times</b>									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM), 60000 (4000 - 3501 RPM), 80000 (3500 - 50 RPM)							
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM) 60000 (4000 3501 RPM) 80000 (3500 - 50 RPM)		max. Beladung / max. load: 700 g --- <b>4626 + 1485</b>							
		PCR-Platte 96-fach / PCR-plate 96 times							
		PCR-Strips							
Kapazität / capacity ml		8 x 0,2							
Maße / dimensions mm		82x124x20							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6							
Drehzahl / speed RPM		4500							
RZB / RCF <sup>2)</sup>		5139							
Radius / radius mm		227							
$\sqrt{9}$ (97%) sec		125							
$\sqrt{9}$ sec		197							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		- 3							
4570		---							
<b>Winkelrotor 6-fach /</b> <b>Angle rotor 6-times</b>		---							
		---							
max. Laufzyklen / max. cycles: 15000		---							
Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000		5641							
einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year		5642							
mit Bioabdichtung / with bio-containment <sup>9)</sup>		5643							
Kapazität / capacity ml		5644							
Maße / dimensions Ø x L mm		---							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		5127							
Drehzahl / speed RPM		6000							
RZB / RCF <sup>2)</sup>		5594							
Radius / radius mm		5353							
$\sqrt{9}$ (97%) sec		5152							
$\sqrt{9}$ sec		4830							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		4910							
120		122							
64		69							
- 16		-							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 4) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.




- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 4) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".



4570	---							
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times	---							
	---							
max. Laufzyklen / max. cycles: 15000	---							
Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment <sup>9)</sup>	---							
Kapazität / capacity ml	15	15	15	50	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	17 x 100	17 x 120	29 x 115	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	42		30	6	---	---	---	---
Drehzahl / speed RPM	6000							
RZB / RCF <sup>2)</sup>	5313		5152	4830	---	---	---	---
Radius / radius mm	132		128	120	---	---	---	---
9 (97%) sec	64							
9 sec	69							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	- 16							

SK 48.06-35	SK 48.06-36						---
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times							---
	max. Laufzyklen: 30000 2800 RPM max. load 1300g 1000 RPM max. load 2300g						---
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000	---						---
Kapazität / capacity ml	---	---	---	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	18,5 x 91	25,5 x 118	42,5 x 186	18,65 x 95,6	25,6 x 122,4	26 x 180,4	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28	16	8	28	12	12	---
Drehzahl / speed RPM	2800						---
RZB / RCF <sup>2)</sup>	2375	2375	2323	2375	2375	2375	---
Radius / radius mm	271	271	265	271	271	271	---
9 (97%) sec	---						---
9 sec	---						---
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	7						---

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
2) Observe the tube manufacturer's instructions.

SK 08.09	SK 08.09-5	---	---	---
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times		---	---	---
		---	---	---
max. Laufzyklen / max. cycles: 100000	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000	---	---	---
	max. Beladung / max. load: 1915g	---	---	---
	---	---	---	---
	<b>SK 08.09-4</b>	---	---	---
		---	---	---
Kapazität / capacity ml	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	22 x 60 x 220	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	10	---	---	---
Drehzahl / speed RPM	3520	---	---	---
RZB / RCF <sup>2)</sup>	2812	---	---	---
Radius / radius mm	203	---	---	---
✓ 9 (97%) sec	82	---	---	---
✓ 9 sec	137	---	---	---
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	---	---	---	---

SK 48.08-1	SK 48.08	---	---	---
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times		---	---	---
		---	---	---
max. Laufzyklen / max. cycles: 30000	max. Laufzyklen / max. cycles: 50000	---	---	---
	max. Beladung / max. load: 1130g	---	---	---
	---	---	---	---
	<b>SK 48.08-2</b>	---	---	---
		---	---	---
Kapazität / capacity ml	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L mm	86 x 128 x 44,5	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	---	---	---
Drehzahl / speed RPM	3400	---	---	---
RZB / RCF <sup>2)</sup>	3270	---	---	---
Radius / radius mm	253	---	---	---
✓ 9 (97%) sec	---	---	---	---
✓ 9 sec	---	---	---	---
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	---	---	---	---

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur  
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature  
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.