

UNIVERSAL 320 / 320 R



Inhalt des Dokuments / content of the document

Uputa za korištenje (HR)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

Uputa za korištenje

UNIVERSAL 320 / 320 R



Prijevod originalne Upute za korištenje

©2022 - Sva prava pridržana

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 Tuttlingen/Deutschland

Telefon: +49 (0)7461/705-0

Telefaks: +49 (0)7461/705-1125

E-pošta: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

Internet: www.hettichlab.com

Kazalo

1	O ovom dokumentu.	5
1.1	Primjena ovog dokumenta.	5
1.2	Napomena o spolu.	5
1.3	Simboli i oznake u ovom dokumentu.	5
2	Sigurnost.	5
2.1	Predviđena namjena.	5
2.2	Zahtjevi za osoblje.	6
2.3	Odgovornost rukovatelja.	6
2.4	Sigurnosne upute.	7
3	Pregled uređaja.	9
3.1	Tehnički podaci.	9
3.2	Europska registracija.	12
3.3	Važne oznake na pakiranju.	13
3.4	Važne oznake na uređaju.	13
3.5	Elementi za rukovanje i indikatori.	14
3.5.1	Upravljački panel.	14
3.5.2	Indikatori.	14
3.5.3	Upravljački elementi.	15
3.6	Originalni zamjenski dijelovi.	15
3.7	Opseg isporuke.	15
3.8	Povrat robe.	16
4	Transport i skladištenje.	16
4.1	Uvjeti transporta i skladištenja.	16
4.2	Pričvršćivanje transportnih osigurača.	17
5	Puštanje u rad.	17
5.1	Raspakiravanje centrifuge.	17
5.2	Uklanjanje transportnog osigurača.	18
5.3	Postavljanje i priključivanje centrifuge.	19
5.4	Uključivanje i isključivanje centrifuge.	20
6	Rukovanje.	20
6.1	Otvaranje i zatvaranje poklopca.	20
6.2	Vađenje i ugradnja rotora.	21
6.3	Umetanje i vađenje vjedra.	23
6.4	Umetanje i vađenje adaptera.	24
6.5	Opterećenje.	24
6.6	Otvaranje i zatvaranje BIO sigurnosnog sustava.	26
6.6.1	Objašnjenje.	26
6.6.2	Poklopac s navojnim zatvaranjem i provrtom za ključ.	27
6.6.3	Poklopac sa stremenom i zapornim zatvaranjem.	27
6.6.4	Poklopac s navojnim zatvaranjem.	28

6.7	Centrifugiranje.	28
6.7.1	Centrifugiranje u kontinuiranom radu.	28
6.7.2	Centrifugiranje s odabirom vremena.	29
6.7.3	Kratkotrajno centrifugiranje.	29
6.8	Funkcija brzog zaustavljanja.	29
7	Postupci sa softverom.	30
7.1	Parametar centrifugiranja.	30
7.1.1	Relativno centrifugalno ubrzanje RCF.	30
7.1.2	Centrifugiranje tvari ili smjesa tvari gustoće veće od 1,2 kg/dm ³	30
7.2	Programiranje.	30
7.2.1	Zaštita od upisivanja za programe.	30
7.2.2	Pozivanje ili učitavanje programa.	31
7.2.3	Unos ili promjena programa.	31
7.3	Prepoznavanje rotora.	32
7.4	Hlađenje (kod centrifuga s hlađenjem).	32
7.4.1	Indikacija hlađenja.	32
7.4.2	Hlađenje u mirovanju.	32
7.4.3	Pred-hlađenje rotora.	32
7.5	Izbornik stroja.	33
7.5.1	Pozivanje informacija o sustavu.	33
7.5.2	Pozivanje sati rada.	33
7.5.3	Zvučni signal.	34
7.5.3.1	Općenito.	34
7.5.3.2	Podešavanje zvučnog signala.	34
8	Čišćenje i njega.	34
8.1	Pregledna tablica.	34
8.2	Upute za čišćenje i dezinfekciju.	35
8.3	Čišćenje.	35
8.4	Dezinfekcija.	36
8.5	Održavanje.	37
9	Otklanjanje smetnji.	38
9.1	Opis kvara.	38
9.2	Postupak RESET-NAPAJANJA.	40
9.3	Otključavanje poklopca u slučaju nužde.	40
10	Zbrinjavanje.	40
10.1	Opće napomene.	40
11	Indeks.	42

1 O ovom dokumentu

1.1 Primjena ovog dokumenta

- Prije prve uporabe uređaja pomno i u potpunosti pročitajte ovaj dokument.
Ako je potrebno, обратите pozornost na priložene dodatne informacije.
- Ovaj je dokument dio uređaja i mora se držati nadohvat ruke.
- Priložite ovaj dokument kada uređaj proslijedujete trećim stranama.
- Trenutna inačica dokumenta na dostupnim jezicima može se pronaći na web-stranici proizvođača: → <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

1.2 Napomena o spolu

Za lakšu čitljivost koristi se muški ili ženski jezični oblik. U smislu načela jednakog tretmana, odgovarajući pojmovi odnose se na sve spolove i ne podrazumijevaju nikakvo vrednovanje.

1.3 Simboli i oznake u ovom dokumentu

Opći simboli

U ovom dokumentu se koriste sljedeće oznake za isticanje radnih uputa, rezultata, popisa, referenci i drugih elemenata:

Oznaka	Objašnjenje
1. → 2. → 3. → ... →	Detaljne upute kroz svaku fazu
→	Rezultati poduzetih radnji
→	Reference na dijelove dokumenta i druge primjenjive dokumente
■ ... ■ ...	Popisi bez određenog redoslijeda
[Gumb]	Upravljački elementi (na primjer: gumb, sklopka)
„Indikator“	Elementi indikatora (na primjer: signalna svjetla, elementi zaslona)

2 Sigurnost

2.1 Predviđena namjena

Predviđena namjena

Centrifuga **UNIVERSAL 320 / 320 R** je in vitro dijagnostički uređaj prema Uredbi o in vitro dijagnostičkim uređajima (EU) 2017/746. Uređaj služi za centrifugiranje i obogaćivanje uzorka materijala ljudskog podrijetla za naknadnu obradu u dijagnostičke svrhe. Korisnik može postaviti promjenjive fizikalne parametre unutar granica koje je odredio uređaj.

Centrifugu smije koristiti samo stručno osoblje u zatvorenim laboratorijskim uvjetima. Centrifuga je namijenjena samo za gore navedenu upotrebu. Namjenska upotreba također uključuje poštivanje svih napomena u uputama za uporabu i izvođenje radova pregleda i održavanja. Bilo kakva drugačija

upotreba ili upotreba izvan navedenih uvjeta smatra se neprikladnom. Tvrtka Andreas Hettich GmbH & Co. KG neće biti odgovorna ni za kakvu štetu koja proizlazi iz takvih upotreba.

Nepredviđena namjena

- Centrifuga nije prikladna za korištenje u potencijalno eksplozivnim, radioaktivnim, biološki ili kemijski kontaminiranoj atmosferi.
- Korisnik mora poduzeti odgovarajuće mјere prilikom centrifugiranja opasnih tvari ili smjesa tvari koje su otrovne, radioaktivne ili onečišćene patogenim mikroorganizmima.
Proizvođač općenito preporučuje da se za opasne tvari koriste samo posude za centrifugiranje s posebnim čepovima na navoj.
Za materijale iz rizičnih skupina 3 i 4 upotrebljavajte epruvete za centrifugiranje sa čepom s bio-sigurnosnim sustavom.
- Proizvođač ne preporučuje centrifugiranje sa zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Proizvođač ne preporučuje centrifugiranje s materijalima koji međusobno kemijski reagiraju s visokom energijom.

Predviđljiva zlouporaba

U okviru predviđene namjene, proizvođač preporučuje korištenje samo priroda koji je on odobrio.
Centrifugom rukujte samo pod nadzorom.

2.2 Zahtjevi za osoblje

Potrebne kvalifikacije

Korisnik je u cijelosti pročitao upute za uporabu i upoznao se s uređajem.



UPUTA

Oštećenje uređaja uzrokovanog neovlaštenim osobama

- Zahvati i izmjene na uređajima od strane neovlaštenih osoba su na vlastitu odgovornost i dovode do gubitka svih jamstvenih zahtjeva i potraživanja odgovornosti.

Školovani korisnik

Korisnik je školovan ili sposobljen za rad u laboratoriju i sposoban je obavljati poslove koji su mu dodijeljeni te samostalno prepoznati i izbjegći moguće opasnosti.

Osobna zaštitna oprema

Nedostatak ili neprikladna osobna zaštitna oprema povećava opasnost od narušavanja zdravlja i ozljeda.

- Upotrebljavajte samo ispravnu osobnu zaštitnu opremu.
- Upotrebljavajte samo osobnu zaštitnu opremu koja je prilagođena osobi (npr. veličinom).
- Pridržavajte se informacija o daljnjoj zaštitnoj opremi za određene aktivnosti.

2.3 Odgovornost rukovatelja



Za pravilnu i sigurnu uporabu uređaja slijedite upute u ovom dokumentu.

Sačuvajte upute za uporabu za buduće potrebe.

Pružanje informacija

- Pridržavanje uputa u ovom dokumentu osigurava sljedeće:
 - izbjegavanje opasnih situacija,
 - smanjenje troškova popravaka i zastoja u radu na minimum,
 - povećanje pouzdanosti i vijeka trajanja uređaja.
- Rukovatelj je odgovoran za poštivanje propisa tvrtke, standarda i nacionalnih zakona.
- Zabilježite i držite reviziju dokumenta odvojeno od dokumenta. Ako se izgubi, dokument se može zamijeniti ispravnom revizijom.
- Upute za uporabu držite dostupne na mjestu uporabe uređaja.
- U slučaju prodaje uređaja, proslijedite kupcu upute za uporabu.

Obuka osoblja

Nedostatak znanja pri radu s uređajem može dovesti do teških ozljeda i smrti.

- Podučite osoblje u skladu s uputama o njihovim zadacima i povezanim rizicima.

2.4 Sigurnosne upute



Izvješća o ozbiljnim događajima i incidentima koji se moraju prijaviti

Ako dođe do težih incidenata koji zahtijevaju prijavu u vezi s uređajem ili njegovim priborom, obavezno ih je prijaviti proizvođaču i, ako je potrebno, nadležnom tijelu u kojem korisnik i/ili pacijent ima prijavljeno sjedište.

OPASNOST



Opasnost od kontaminacije korisnika uslijed nedovoljnog čišćenja ili nepridržavanja uputa za čišćenje.

- Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- Prilikom čišćenja uređaja nosite osobnu zaštitnu opremu.
- Pridržavajte se laboratorijskih propisa (npr. TRBA - Tehnička pravila za biološke agense, IfSG - Njemački zakon o zaštiti od infekcija, plan higijene) za rukovanje biološkim agensima.

OPASNOST



Rizik od požara i eksplozije opasnih tvari u uzorcima.

- Pridržavajte se relevantnih propisa i smjernica za rukovanje kemikalijama i opasnim tvarima.
- Nemojte koristiti agresivne kemikalije (na primjer: opasna, korozivna sredstva za ekstrakciju kao što je kloroform, jake kiseline).



UPOZORENJE

Opasnosti od nedovoljnog ili nepravodobnog održavanja.

- Pridržavajte se rokova održavanja.
- Provjerite ima li na uređaju vidljivih oštećenja ili nedostataka.
U slučaju vidljivih oštećenja ili nedostataka, isključite uređaj iz pogona i obavijestite servisera.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog ulaska vode ili drugih tekućina.

- Zaštitite uređaj od vanjskog prodora tekućine.
- Nemojte ulijevati tekućine u unutrašnjost uređaja.
- Uređaj prevozite samo u originalnoj ambalaži.



UPOZORENJE

Kontaminacija opasnim tvarima i smjesama!

U slučaju tvari i smjesa koje su otrovne, radioaktivne i/ili kontaminirane patogenim mikroorganizmima, pridržavajte se sljedećih mjera:

- Obavezno upotrebljavajte samo epruvete za centrifugiranje s posebnim čepovima na navoj za opasne tvari.
- Za materijale iz rizičnih skupina 3 i 4 upotrebljavajte epruvete za centrifugiranje sa čepom s bio-sigurnosnim sustavom.
- Bez korištenja bio-sigurnosnog sustava, uređaj nije mikrobiološki nepropustan u smislu norme EN / IEC 61010-2-020.
- Ako je potrebno, obratite se proizvođaču.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja uređaja zbog labavog rotora.

- Prilikom postavljanja rotora, zahvatnik osovine motora mora pravilno sjesti u utor na rotoru.
- Rukom stegnite maticu koja pričvršćuje rotor.
- Provjerite dobru učvršćenost rotora.
- Pridržavajte se rokova održavanja.



OPREZ

Opasnost od ozljeda uslijed vrtnje rotora

Duga kosa i odjeća mogu zapeti za rotor dok se ručno pomiče.

- Skupite i svežite dugu kosu.
- Ne dopustite da dijelovi odjeće ulaze u komoru centrifuge.

**UPUTA**

Oštećenje elektronike uređaja zbog neispravnog napona ili frekvencije sklopke uređaja.

- Priklučite uređaj na ispravan mrežni napon i frekvenciju mreže.

Vrijednost se može pronaći u tehničkim podacima i na tipskoj oznaci.

**UPUTA**

Oštećenje uređaja i uzoraka zbog prijevremenog prekida programa.

Program se može prijevremeno prekinuti ako dođe do nestanka struje, ako je stroj isključen dok je program u tijeku ili je utikač izvučen iz utičnice.

- Ne isključujte uređaj dok je program u tijeku.
- Ne oslobađajte poklopac uređaja dok je program u tijeku.
- Nemojte izvlačiti utikač dok je program u tijeku.

3 Pregled uređaja

3.1 Tehnički podaci

Proizvođač	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Model	UNIVERSAL 320	
Tip	1401	1401-01
Mrežni napon ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~	100-127 V 1~
Mrežna frekvencija	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Priklučna vrijednost	400 VA	400 VA
Potrošnja struje	2,0 A	4,0 A
maks. kapacitet	4 x 200 ml	
maks. dopuštena gustoća	1,2 kg/dm ³	
maks. broj okretaja (okr/min)	16000	
maks. ubrzanje (RCF)	24900	
maks. kinetička energija	9800 Nm	
Obavezni tehnički pregled (DGUV Regeln 100-500) (vrijedi samo u Njemačkoj)	ne	

Uvjeti okoline (EN / IEC 61010-1):

Mjesto postavljanja	samo u zatvorenim prostorima
Visina	do 2000 m nadmorske visine
Okolišna temperatura	2 °C do 35 °C
Vlažnost zraka	maksimalna relativna vlažnost zraka 80 % za temperature do 31 °C, linearno opadajući do 50 % relativne vlažnosti na 40 °C.
Kategorija prenapona (IEC 60364-4-443)	II
Stupanj onečišćenja	2
Razred zaštite uređaja	I nije prikladno za korištenje u potencijalno eksplozivnim okruženjima.

EMK:

Emisija smetnji,	EN / IEC 61326-1	FCC klasa B
Neosjetljivost na smetnje	Razred B	
Razina buke (ovisno o rotoru)	≤68 dB(A)	

Dimenzije:

Širina	401 mm
Dubina	529 mm
Visina	346 mm
Masa	oko 31 kg

Proizvođač	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Model	UNIVERSAL 320 R		
Tip	1406		1406-01
Mrežni napon ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~	240 V 1~	115-127 V 1~
Mrežna frekvencija	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Priklučna vrijednost	800 VA		950 VA
Potrošnja struje	4,0 A		8,0 A
Rashladno sredstvo	R452A		
maks. kapacitet	4 x 200 ml		
maks. dopuštena gustoća	1,2 kg/dm ³		

maks. broj okretaja (okr/min)	16000
maks. ubrzanje (RCF)	24900
maks. kinetička energija	9800 Nm
Obavezni tehnički pregled (DGUV Regeln 100-500) (vrijedi samo u Njemačkoj)	ne

Uvjjeti okoline (EN / IEC 61010-1):

Mjesto postavljanja	samo u zatvorenim prostorima
Visina	do 2000 m nadmorske visine
Okolišna temperatura	5 °C do 35 °C
Vlažnost zraka	maksimalna relativna vlažnost zraka 80 % za temperature do 31 °C, linearno opadajući do 50 % relativne vlažnosti na 40 °C.
Kategorija prenapona (IEC 60364-4-443)	II
Stupanj onečišćenja	2
Razred zaštite uređaja	I nije prikladno za korištenje u potencijalno eksplozivnim okruženjima.


EMK:

Emisija smetnji,	EN / IEC 61326-1	FCC klasa B
Neosjetljivost na smetnje	Razred B	
Razina buke (ovisno o rotoru)	$\leq 64 \text{ dB(A)}$	

Dimenzije:

Širina	407 mm
Dubina	698 mm
Visina	346 mm
Masa	oko 52 kg

Tipska oznaka



Slika 1: Tipska oznaka

- 1 Broj artikla
- 2 Serijski broj
- 3 Revizija
- 4 Broj opreme
- 5 Kôd matrice podataka
- 6 može biti Označavanje medicinskih proizvoda ili in vitro dijagnostike
- 7 Global Trade Item Number (GTIN)
- 8 Datum proizvodnje
- 9 Serijski broj
- 10 može biti EAC-oznaka, CE-oznaka
- 11 Zemlja proizvodnje
- 12 Datum proizvodnje
- 13 Mrežna frekvencija
- 14 Maksimalna kinetička energija
- 15 Maksimalna dopuštena gustoća
- 16 Adresa proizvođača
- 17 može biti Tlak u krugu rashladnog sredstva
- 18 može biti Količina punjenja rashladnog sredstva
- 19 može biti Tip rashladnog sredstva
- 20 Broj okretaja u minuti
- 21 Vrijednost snage
- 22 Mrežni napon
- 23 može biti Oznaka uređaja
- 24 Logotip proizvođača

3.2 Europska registracija

Sukladnost uređaja

Sukladnost uređaja prema EU smjernicama.




Single Registration Number

SRN: DE-MF-000010680

Osnovni-UDI-DI

Osnovni-UDI-DI	Svrstavanje uređaja
040506740100139R	UNIVERSAL 320 / 320 R (In-vitro dijagnostika)

3.3 Važne oznake na pakiranju



GORE

Ovo je ispravan uspravan položaj proizvoda u ambalaži za transport i/ili skladištenje.




LOMLJIVA ZAPAKIRANA ROBA

Sadržaj u transportnoj ambalaži je lomljiv, stoga se njime mora pažljivo rukovati.



ZAŠTITITI OD VLAGE

Otpremnu ambalažu treba držati dalje od kiše i u suhom okruženju.



OGRANIČENJE TEMPERATURE

Obavezno je skladištenje, prijevoz i rukovanje ambalažom za otpremu unutar naznačenog raspona temperature (-20 °C bis +60 °C)



OGRANIČENJE VLAGE

Proizvod u ambalaži mora se skladištiti, transportirati i njime se mora rukovati unutar naznačenog raspona vlažnosti (10 % do 80 %).



OGRANIČEN BROJ NASLAGANIH PAKETA

Maksimalni broj jednakih paketa koji se mogu složiti na donji paket, gdje je „n“ dopušteni broj paketa. Donji paket nije uračunat u „n“.

3.4 Važne oznake na uređaju



Oznake na uređaju ne smiju se uklanjati, prelijepiti ili prekrivati.



Pozor, područje opće opasnosti.

Prije uporabe uređaja obavezno pročitajte upute za puštanje u rad i rukovanje te se pridržavajte sigurnosnih uputa!



Upozorenje na biološku opasnost.



Smjer vrtnje rotora.

Orijentacija strelice pokazuje smjer okretanja rotora.




Simbol za odvojeno prikupljanje električne i elektroničke opreme, prema Direktivi 2012/19/EU (WEEE).


Uporaba u zemljama Europske unije, u Norveškoj i Švicarskoj.

3.5 Elementi za rukovanje i indikatori

3.5.1 Upravljački panel



Slika 2: Upravljački panel (uredaj s hlađenjem)



Slika 3: Upravljački panel (uredaj bez hlađenja)

3.5.2 Indikatori



- Tipka svjetli tijekom centrifugiranja, sve dok rotor još nije potpuno zau stavljen.

Slika 4: Tipka [START/IMPULS]



Slika 5: Tipka [STOP/OPEN]

- Desna strana tipke svijetli kada je centrifuga u samozaustavljanju. Rotor se još nije zaustavio.
- Ljeva strana tipke svijetli kada rotor miruje.
- Svjetlo na lijevoj strani tipke se isključuje kada se poklopac osloboodi.

3.5.3 Upravljački elementi



Slika 6: [Okretni gumb]

- Podešavanje pojedinačnih parametara.
Okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke sata smanjuje vrijednost.
Okretanje u smjeru kazaljke sata povećava vrijednost.



Slika 7: [Mrežna sklopka]

- Uključuje i isključuje uređaj.



Slika 8: Tipka [Hlađenje]

- Pokreće rad centrifuge, za pred-hlađenje rotora (samo kod centrifuga s hlađenjem).
- Broj okretaja u predhlađenju može se podešiti. Unaprijed postavljena vrijednost je 10.000 okr/min.



Slika 9: Tipka [RCF]

- Prebacivanje između indikatora RCF i indikatora RPM.
- Relativno centrifugalno ubrzanje RCF.
RCF je prikazano u zagradama > <.
- Broj okretaja okr/min.



Slika 10: Tipka [SELECT]

- Biranje pojedinačnih parametara.
- U izbornicima listajte prema naprijed.



Slika 11: Tipka [START/IMPULSE]

- Pokretanje centrifugiranja.
- Kratkotrajno centrifugiranje. Centrifugiranje traje tako dugo sve dok je tipka pritisnuta.
- Spremanje unosa i promjena.



Slika 12: Tipka [STOP/OPEN]

- Završetak centrifugiranja.
Rotor se vrti s prethodno odabranim parametrom samozaustavljanja.
- Pritiskom na tipku dvaput aktivira se funkcija brzog zaustavljanja.
- Oslobođanje poklopca.
- Napuštanje unosa parametara i izbornika.

3.6 Originalni zamjenski dijelovi

Koristite samo originalne rezervne dijelove proizvođača i odobreni pribor.

3.7 Opseg isporuke

Uz centrifugu se isporučuje sljedeći pribor:

- 1 šesterokutni imbus-ključ (SW5 x 100)
- 1 mast za podmazivanje osigurača

- 1 mrežni kabel
- 1 upute za uporabu
- 1 informacijski list osigurača za prijevoza

Rotori i pripadajući pribor isporučuju se ovisno o narudžbi.

3.8 Povrat robe

Za povrat se uvijek mora zatražiti originalni povratni obrazac (RMA) proizvođača. Bez originalnog povratnog obrasca proizvođača nije moguće sigurno preuzeti robu i prijaviti robu proizvođaču. Obrazac za povrat (RMA) sadrži "Izjavu o neprotivljenju" (UBE) koju je potrebno u potpunosti ispuniti i priložiti uz povrat.

Ako se uređaj i/ili pribor šalju natrag proizvođaču, pošiljatelj povrata mora očistiti i dekontaminirati cijelu pošiljku povrata. Ako povratni predmeti nisu očišćeni ili su nedovoljno očišćeni i/ili nedovoljno dekontaminirani, to će izvršiti proizvođač, na trošak pošiljatelja.

Uz povratnu pošiljku moraju biti pričvršćeni originalni osigurači za transport, pogledajte → *Poglavlje 4 „Transport i skladištenje“ na stranici 16*. Uređaj se mora poslati u originalnom pakiranju.

4 Transport i skladištenje

4.1 Uvjeti transporta i skladištenja

Uvjeti transporta

 UPUTA Oštećenje uređaja uslijed nedostatka korištenja osigurača za transport. <ul style="list-style-type: none"> - Prije transporta uređaja, pričvrstite osigurače za transport.
 UPUTA Oštećenje uređaja uslijed kondenzata. <p>Kod temperaturne razlike između hladnog i toplog, postoji opasnost od stvaranja kondenzacije na elektroničkim komponentama. Kondenzat koji se stvara može izazvati kratki spoj ili uništiti elektroniku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uređaj ostavite najmanje 3 sata u toploj prostoriji da se ugrije prije nego što ga priključite na električnu mrežu. ili - pustite da radi 30 minuta u hladnoj prostoriji kako bi se zagrijao.

- Prije transporta pričvrstite osigurače za transport i isključite uređaj iz električne utičnice.
- Temperatura u transportu mora biti između -20 °C i +60 °C.
- Vлага se ne smije kondenzirati. Vлага mora biti između 10 % i 80 %.
- Uzmite u obzir težinu uređaja.
- Prilikom prijevoza s transportnim pomagalom (npr. transportnim kolicima), pomagalo mora moći nositi najmanje 1,6 puta veću težinu uređaja.
- Osigurajte uređaj od prevrtanja i pada tijekom transporta.
- Nikada ne transportirajte uređaj položen na bok ili okrenut naopako.

Uvjeti skladištenja

- Uređaj se mora čuvati u originalnom pakiranju.
- Uređaj čuvajte samo u suhim prostorijama.
- Temperatura skladištenja mora biti između -20 °C i +60 °C.
- Vлага se ne smije kondenzirati. Vлага mora biti između 10 % i 80 %.

4.2 Pričvršćivanje transportnih osigurača**Osoblje:**

- Školovani korisnik


1. → Poklopac otvoren.

2. → Kod UNIVERSAL 320 R:


Provjerite je li mijeh manžeta (3) ispod pokrova motora pravilno sjela.

Mijeh manžeta (3) se mora navući preko ruba poklopca motora (1) i preko ruba komore za centrifugiranje (2).

3. → Zatvaranje poklopca.



- 1 Pokrov motora
- 2 Rub komore za centrifugiranje
- 3 Mijeh manžeta



Slika 13: Osigurači za transport

1 Osigurači za transport

2 Vijak

3 Odstojna čahura

4. → Položite uređaj na desnu stranu uređaja.

5. → Umetnите 3 osigurača za transport (1).

6. → Zavrnite 3 vijka (2) s odstojnim čahurama (3).

5 Puštanje u rad**5.1 Raspakiravanje centrifuge**

OPREZ

Opasnost od prgnjećenja od dijelova koji ispadnu iz pakiranja.

- Držite uređaj u položaju ravnoteže tijekom postupka raspakiranja.
- Otvarajte ambalažu samo na za to predviđenim mjestima.

**OPREZ**

Opasnost od ozljeda uslijed dizanja teških tereta.

- Osigurajte odgovarajući broj pomagača.
- Uzmite u obzir težinu. Pogledajte → *Poglavlje 3.1 „Technički podaci“ na stranici 9.*

**UPUTA**

Oštećenje uređaja zbog nestručnog podizanja.

- Ne podižite centrifugu hvatanjem za upravljačku ploču ili držać upravljačke ploče.

Osoblje:

- Škоловани korisnik


1. Odvratite vijke na poklopцу drvene ambalaže i sačuvajte ih.
2. Uklonite poklopac.
3. Odvratite vijke na bočnim stranicama drvene ambalaže i sačuvajte ih.
4. Uklonite bočne stranice.
5. Uklonite presvlake i letve.
6. Izvadite uređaj i pribor prema gore iz kartona.
7. Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.

5.2 Uklanjanje transportnog osigurača

Osoblje:

- Škоловани korisnik

Poklopac je zatvoren.



Slika 14: Osigurači za transport

1 Osigurači za transport


2 Vijak

3 Odstojna čahura

1. Položite uređaj na desnu stranu uređaja.

2. Odvratite 3 vijke (2) s 3 odstojne čahure (3).

3. → Uklonite 3 transportna osigurača (1).
4. → Vijke, odstojne čahure i transportne osigurače spremite na sigurno.
5. → Postavite uređaj uspravno.
6. → Poklopac otvoren.
7. → Kod UNIVERSAL 320 R:
Provjerite je li mijeh manžeta (3) ispod pokrova motora pravilno sjela.
Mijeh manžeta (3) se mora navući preko ruba poklopca motora (1) i preko ruba komore za centrifugiranje (2).



- 1 Pokrov motora
- 2 Rub komore za centrifugiranje
- 3 Mijeh manžeta

5.3 Postavljanje i priključivanje centrifuge

Postavljanje centrifuge



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nedovoljne udaljenosti od centrifuge.

- Zabranjeno je zadržavanje osoba te držanje opasnih tvari ili predmeta unutar **sigurnosnog područja od 300 mm** od uređaja za centrifugiranje dok centrifuga radi, a u skladu s EN / IEC 61010-2-020.
- Mora se održavati razmak od **300 mm** do prozeza za ventilaciju i ventilacijskih otvora centrifuge.



OPREZ

Opasnost od prignjećenja i oštećenja uređaja uslijed prevrtanja zbog promjena položaja uzrokovanih vibracijama.

- Postavite uređaj na stabilnu i vodoravnu površinu.
- Odaberite površinu za postavljanje prema težini uređaja.



UPUTA

Oštećenje uzoraka i uređaja uslijed prekoračenja ili pada ispod najviše dopuštene temperature okoline.

- Za postavljanje uređaja uzmite u obzir maksimalne i minimalne dopuštene temperature okoline.
- Nemojte postavljati uređaj pored izvora topline.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne izlažite uređaj mrazu.

Osoblje:

■ Školovani korisnik

1. → Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.
2. → Održavajte razmak od 300 mm oko uređaja.
3. → Pridržavajte se okolišnih uvjeta u tehničkim podacima (→ *Poglavlje 3.1 „Tehnički podaci“ na stranici 9*).

Prikључivanje centrifuge



UPUTA

Oštećenje uređaja uzrokovano neovlaštenim osobama

- Zahvati i izmjene na uređajima od strane neovlaštenih osoba su na vlastitu odgovornost i dovode do gubitka svih jamstvenih zahtjeva i potraživanja odgovornosti.



UPUTA

Oštećenje uređaja uslijed kondenzata.

Kod temperaturne razlike između hladnog i toplog, postoji opasnost od stvaranja kondenzacije na električkim komponentama. Kondenzat koji se stvara može izazvati kratki spoj ili uništiti elektroniku.

- Uredaj ostavite najmanje 3 sata u toploj prostoriji da se ugrije prije nego što ga priključite na električnu mrežu.
ili
- pustite da radi 30 minuta u hladnoj prostoriji kako bi se zagrijao.

Osoblje:

- Školovani korisnik

- 1.** Ako je uređaj u samoj instalaciji zgrade dodatno osiguran strujnom zaštitnom sklopkom - FID, mora se koristiti zaštitna sklopka tipa B.
Ako se koristi sklopka drugog tipa, može se dogoditi da strujna zaštitna sklopka ili ne isključi uređaj, kada se na njemu pojavi greška ili da ga isključi iako na uređaju nema greške.
- 2.** Provjerite odgovara li mrežni napon specifikaciji na tipskoj oznaci.
- 3.** Spojite uređaj na standardnu mrežnu utičnicu pomoću mrežnog kabela.

5.4 Uključivanje i isključivanje centrifuge

Uključivanje centrifuge

Osoblje:

- Školovani korisnik

- Postavite sklopku napajanja u položaj **/|/**.
- Ovisno o vrsti centrifuge, tipke trepću.
Ovisno o vrsti centrifuge, sljedeći indikatori se pojavljuju jedan za drugim:
- model centrifuge i verzija programa
 - Kada je poklopac zatvoren: Indikator „OPEN OEFFNEN”
 - Kada je poklopac otvoren: Posljednji korišteni podaci o centrifugiranju

Izključivanje centrifuge

Rotor je zaustavljen.

- Postavite sklopku napajanja u položaj **/0/**.

6 Rukovanje

6.1 Otvaranje i zatvaranje poklopca

Otvaram poklopca

Osoblje:

- Školovani korisnik

Centrifuga je uključena

Rotor je zaustavljen.

→ Pritisnite tipku *[STOP/OPEN]*.

► Poklopac se oslobađa motorizirano.

Svetlo na lijevoj strani gumba *[STOP/OPEN]* se isključuje.

Zatvaranje poklopca



OPREZ

Opasnost od prignjećenja pri zatvaranju poklopca.

Opasnost od prignjećenja prstiju kada motor za zatvaranje povuče poklopac prema brtvi.

- Prilikom zatvaranja poklopca nijedan dio tijela ne smije biti u zoni opasnosti poklopca.
- Za zatvaranje poklopca pritisnite poklopac odozgo.



UPUTA

Oštećenje uređaja kada korisnik zalipi poklopac.

- Polako zatvorite poklopac.
- Nemojte zalupiti poklopac.



Kada trepće lijeva strana gumba *[STOP/OPEN]*, pritisnite gumb *[STOP/OPEN]* tako da motorizirana brava poklopca zauzme početni položaj (otvoreno).

Osoblje:

- Školovani korisnik


→ Zatvorite poklopac i nježno pritisnite prednji rub poklopca prema dolje.

► Poklopac se zaključava motorizirano.

Lijeva strana tipke *[STOP/OPEN]* svjetli.

6.2 Vađenje i ugradnja rotora

Vađenje rotora s pomoću stezne matice



Slika 15: Postavljanje i skidanje rotora

1 Utor

2 Osovina motora

3 Zahvatnik

4 Provrt

Osoblje:

- Školovani korisnik

1. → Poklopac otvoren.

2. → Otpustite steznu maticu rotora pomoću isporučenog ključa.

► Nakon prevladavanja točke pritiska za podizanje, rotor se odvaja od konusa osovine motora (2).

3. → Okrećite steznu maticu sve dok se rotor ne bude mogao podići s osovine motora.

4. → Uklonite rotor

Ugradnja rotora sa steznom maticom

Osoblje:

- Školovani korisnik

Poklopac je otvoren.

- 1.** Očistite osovinu motora (2) i provrt rotora (4).
- 2.** Osovini motora (2) lagano namažite mašču, pogledajte *Poglavlje 8.2 „Upute za čišćenje i dezinfekciju” na stranici 35.*
- 3.** Rotor namjestite uspravno na osovinu motora (2). Zahvatnik (3) osovine motora mora upasti u utor (1) rotora. Na rotoru je označena orientacija utora.
- 4.** Zavrnite rukom steznu maticu rotora pomoću isporučenog ključa.
- 5.** Provjerite dobru učvršćenost rotora.


Vađenje rotora bez stezne maticice

Vađenje rotora

Osoblje:

- Školovani korisnik


→ Primite rotor za rukohvat (1) poklopca i podignite ga s glavčine (2).



Slika 16: Postavljanje i skidanje rotora

- 1 Rukohvat za okretanje
- 2 Glavčina

Skidanje glavčine



Slika 17: Postavljanje i skidanje glavčina

- 1 Glavčina
- 2 Osovina motora
- 3 Zahvatnik
- 4 Utor

Ugradnja rotora bez stezne maticice

Ugradnja glavčine

Osoblje:

- Školovani korisnik

1. → Poklopac otvoren.
 2. → Očistite osovinu motora (2) i provrt rotora.
 3. → Osovinu motora (2) lagano namažite mašću, pogledajte → *Poglavlje 8.2 „Upute za čišćenje i dezinfekciju” na stranici 35.*
 4. → Glavčinu (1) namjestite uspravno na osovinu motora (2).
Zahvatnik (3) osovine motora mora upasti u utor (4) glavčine.
Provjerite dobru učvršćenost glavčine.
 5. → Rukom stegnite maticu glavčine s priloženim imbus ključem.
 6. → Provjerite dobru učvršćenost glavčine.
- Ugradnja rotora**
1. → Očistite glavčinu (2).
 2. → Rotor podignite držeći ga za rukohvat i okomito ga nataknite na glavčinu (2).
 3. → Gurnite rotor do kraja dolje.

6.3 Umetanje i vađenje vjedra

Umetanje vjedra



UPUTA



Oštećenje uređaja uzrokovano neravnotežom uslijed nepravilnog opterećenja rotora.

- Opteretite sve položaje izletnog rotora istim vjedrima.



Vjedra koja su označena brojem mjesta na rotoru smiju se koristiti samo na tom mjestu.

Vjedra označena brojem pripadajućeg skupa smiju se koristiti samo zajedno.




1. → Provjerite dobru učvršćenost rotora.
2. → Podmažite osigurače (3).
3. → Odozgo umetnite vješalicu (1) u rotor. Izdanci za vješanje (3) moraju se nalaziti u utorima (2).
4. → Gurnite vjedra (1) do kraja prema dolje.

Vađenje vjedra

- Izvadite vjedro (1) koso prema gore iz rotora.

6.4 Umetanje i vađenje adaptera

Adapter,




umetanje

→ Umetnite adapter (1) okomito odozgo u vjedra (2).

vađenje

→ Izvadite adapter (1) ravno prema gore i iz vjedra (2).

Adapter s rebrom za pozicioniranje



Slika 18: Adapter s rebrom za pozicioniranje

- 1 Adapter,
- 2 Rebro za pozicioniranje
- 3 Utor

umetanje

→ Adapter (1) umetnite u vjedro
Rebro za pozicioniranje (2) mora ući u utor (3) vjedra.

vađenje

→ Izvadite adapter (1) ravno prema gore i iz vjedra.

6.5 Opterećenje

Punjjenje posuda za centrifugiranje



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog kontaminiranog materijala uzorka.

Kontaminirani materijal uzorka izlazi tijekom centrifugiranja iz posude za uzorak.

- Koristite samo epruvete za centrifugiranje s posebnim čepovima na navoj za opasne tvari.
- U slučaju materijala u rizičnim skupinama 3 i 4, koristite bio-sigurnosni sustav uz epruvete za centrifugiranje koje se mogu zatvoriti (pogledajte "Laboratory Biosafety Manual" Svjetske zdravstvene organizacije).

**UPUTA**

Oštećenje uređaja zbog jako korozivnih tvari.

Jako korozivne tvari mogu narušiti mehaničku čvrstoću rotora, vjedra i pribora.

- Nemojte centrifugirati visoko korozivne tvari.



Standardne staklene centrifugalne epruvete mogu se puniti do RCF 4000 (DIN 58970, dio 2).

Osoblje:


- Školovani korisnik

→ Punite epruvete za centrifugiranje izvan centrifuge.

Ne smije se prekoračiti maksimalni kapacitet posuda za centrifugiranje koji navodi proizvođač.

U slučaju kutnih rotora, epruvete za centrifugiranje smiju se napuniti samo do te mjere da se tekućina ne može izbaciti iz epruveta tijekom centrifugiranja.

Kako bi razlike u težini unutar epruveta bile što manje, važno je osigurati da su epruvete ravnomjerno napunjene.

Opterećivanje izletnih rotora**Osoblje:**

- Školovani korisnik

1. → Provjerite dobru učvršćenost rotora.

2. → Epruvete moraju biti raspoređene simetrično i ravnomjerno na sve položaje na rotoru.

Težina dopuštene količine punjenja naznačena je na svakom rotoru. Težina se ne smije prekoračiti.

Prilikom opterećivanja vjedra i izletnog otklona vjedra tijekom centrifugiranja, tekućina ne smije dospijeti u vjedra i centrifugalnu komoru.


Kod spremnika s gumenim podlošcima ispod epruveta uvijek mora biti isti broj gumenih podložaka.

Sva mesta na rotoru moraju biti zauzeta jednakim vjedrima. Određena vjedra označena su brojem mesta na rotoru. Vjedro se smije koristiti samo na pripadajućem mjestu na rotoru.

Vjedra označena brojem skupa (npr. S001/4) smiju se koristiti samo zajedno u kompletu.

Opterećivanje kutnih rotora**Osoblje:**

- Školovani korisnik



- 1.** Provjerite dobru učvršćenost rotora.
 - 2.** Epruvete moraju biti raspoređene ravnomjerno na sve položaje na rotoru.
- Prilikom opterećivanja rotora tekućina ne smije dosjeti u rotor i centrifugalnu komoru.
- Kod tih rotora, epruvete za centrifugiranje smiju se napuniti samo do te mjere da se tekućina ne može izbaciti iz epruveta tijekom centrifugiranja.
- Težina dopuštene količine punjenja naznačena je na svakom rotoru. Težina se ne smije prekoračiti.

6.6 Otvaranje i zatvaranje BIO sigurnosnog sustava

6.6.1 Objasnjenje

Korisnik mora poduzeti odgovarajuće mjere prilikom centrifugiranja opasnih tvari ili smjesa tvari koje su otrovne, radioaktivne ili onečišćene patogenim mikroorganizmima.

Obavezna je upotreba epruveta za centrifugiranje s posebnim čepovima na navoj za opasne tvari.

U slučaju materijala u rizičnim skupinama 3 i 4, mora se koristiti bio-sigurnosni sustav uz epruvete za centrifugiranje sa čepom (pogledajte „Laboratory Bio-safety Manual“ Svjetske zdravstvene organizacije).

U bio-sigurnosnom sustavu, bio-brtva (brtveni prsten) sprječava ispuštanje kapljica i aerosola.

Ako se vjedro biosigurnosnog sustava koristi bez poklopca, brtveni prsten mора se ukloniti iz vjedra kako bi se izbjeglo oštećenje prstena tijekom centrifugiranja.


Oštećeni biosigurnosni sustavi više nisu mikrobiološki pouzdano zabrtvljeni.

Bez korištenja bio-sigurnosnog sustava, centrifuga nije mikrobiološki nepropustan u smislu norme EN / IEC 61010-2-020.

Skladištenje biosigurnosnih sustava

Kako bi se izbjeglo oštećenje brtvenih prstenova tijekom skladištenja, biosigurnosni sustavi smiju se skladištiti samo s otvorenim poklopcem.

6.6.2 Poklopac s navojnim zatvaranjem i provrtom za ključ



Slika 19: Bio-sigurnosni sustav

- 1 Rukohvat za okretanje
- 2 Rotor
- 3 Poklopac
- 4 Ključ


Zatvaranje

1. → Poklopac (3) postavite na sredinu Rotora (2).
2. → Isporučeni ključ (4) utaknite u provrt rukohvata za okretanje (1).
3. → Poklopac (3) pomoću ključa (4) okrećite u smjeru kazaljke sata sve dok se čvrsto ne zatvori.

Otvaranje

1. → Isporučeni ključ (4) utaknite u provrt rukohvata za okretanje (1).
2. → Poklopac (3) pomoću ključa (4) okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke sata sve dok se ne otvori.
3. → Poklopac (3) uklonite s rotora (2).

6.6.3 Poklopac sa stremenom i zapornim zatvaranjem



Slika 20: Bio-sigurnosni sustav

- 1 Položaj stremena „open“
- 2 Otvaranje stremena
- 3 Položaj stremena „close“
- 4 Položaj stremena za nošenje


Zatvaranje

1. → Preokrenite stremen u položaj „open“ (1).
Strelice na naljepnici moraju biti usmjerene prema dolje kako bi tekst „open“ bio čitljiv.
2. → Poklopac postavite na sredinu vjedra.
Oba izdanka poklopca moraju sjesti u oba otvora stremena (2).
3. → Preokrenite stremen u položaj „close“ (3).
Strelice na naljepnici moraju biti usmjerene prema dolje kako bi tekst „close“ bio čitljiv.
Stremen mora nalijegati na vjedro kako bi vjedro moglo izlijetati tijekom centrifugiranja.

- 4.** Za transport ili prilikom umetanja i uklanjanja vjedra stremen okrenite u položaj za nošenje (4) i držite vjedro za stremen.
- ➔ U položaju za nošenje također je zajamčena nepropusnost biosigurnosnog sustava.
- Ne njišite biosigurnosni sustav naprijed-natrag tijekom transporta, jer se u protivnom više ne može jamčiti nepropusnost.

Otvaranje

- 1.** Preokrenite stremen u položaj „open“ (1).
Strelice na naljepnici moraju biti usmjerene prema dolje kako bi tekst „open“ bio čitljiv.
- 2.** Uklonite poklopac s vjedra.

6.6.4 Poklopac s navojnim zatvaranjem*Slika 21: Bio-sigurnosni sustav*

- 1 Poklopac
2 Vjedro

Zatvaranje

- 1.** Poklopac (1) postavite na sredinu vjedra (2).
- 2.** Poklopac (1) okrećite u smjeru kazaljke sata sve dok se čvrsto ne zatvori.

Otvaranje

- 1.** Poklopac (1) okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke sata sve dok se ne otvari.
- 2.** Poklopac (1) uklonite s vjedra (2).

6.7 Centrifugiranje**6.7.1 Centrifugiranje u kontinuiranom radu****Osoblje:**

- Školovani korisnik

- 1.** Postavite minute i sekunde na „∞“ ili pozovite program kontinuiranog rada.
- 2.** Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.

➔ Pokreće se centrifugiranje.

Tipka *[START/IMPULSE]* svijetli tijekom centrifugiranja.

Brojanje vremena počinje u „00:00“.

Tijekom centrifugiranja prikazuje se broj okretaja rotora ili vrijednost RCF, temperatura u komori za centrifugiranje (samo kod centrifuge s hlađenjem) i proteklo vrijeme.

- 3.** Za prekid centrifugiranja pritisnite tipku *[STOP/OPEN]*.

Samozaustavljanje se odvija s postavljenim stupnjem kočenja. Prikazuje se stupanj kočenja.

Kada se rotor zaustavi oglašava se zvučni signal.

Prikazuje se „OPEN“, „OTVOREN“.

6.7.2 Centrifugiranje s odabirom vremena

Osoblje:

- Školovani korisnik
- 1. → Postavite parametre centrifugiranja ili pozovite program.
- 2. → Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
 - Pokreće se centrifugiranje.

Tipka *[START]* svijetli tijekom centrifugiranja.

Tijekom centrifugiranja prikazuje se broj okretaja rotora ili vrijednost RCF, temperatura u komori za centrifugiranje (samo kod centrifuge s hlađenjem) i preostalo vrijeme.

- 3. → Nakon isteka vremena ili ako se ciklus centrifugiranja prekine, odvija se samozaustavljanje s odabranim stupnjem kočenja.
 - Prikazuje se stupanj kočenja.
 - Kada se rotor zaustavi oglašava se zvučni signal.
 - Prikazuje se „OPEN” „OTVOREN”.
 - Desna strana tipke *[STOP/OPEN]* svijetli kada je centrifuga u samozaustavljanju.
 - Lijeva strana tipke *[STOP/OPEN]* svijetli kada rotor miruje.
 - Isključuju se svjetla tipke *[START/IMPULS]* i desne strane tipke *[STOP/OPEN]*.

6.7.3 Kratkotrajno centrifugiranje

Osoblje:

- Školovani korisnik
- 1. → Pritisnite i držite tipku *[START/IMPULS]*.
 - Tipka *[START/IMPULS]* svijetli tijekom centrifugiranja.
 - Brojanje vremena počinje u 00:00.
 - Tijekom centrifugiranja prikazuje se broj okretaja rotora ili vrijednost RCF, temperatura u komori za centrifugiranje (samo kod centrifuge s hlađenjem) i proteklo vrijeme.
- 2. → Otpustite tipku *[START/IMPULSE]* da se završi centrifugiranje.
 - Samozaustavljanje se odvija s postavljenim stupnjem kočenja. Prikazuje se stupanj kočenja.
 - Kada se rotor zaustavi oglašava se zvučni signal.
 - Prikazuje se „OPEN” „OTVOREN”.

6.8 Funkcija brzog zaustavljanja

Osoblje:

- Školovani korisnik
- Dvaput pritisnite tipku *[STOP/OPEN]*.
 - Prikazuje se i provodi samozaustavljanje s razinom kočenja „9“ (najkraće vrijeme samozaustavljanja).

7 Postupci sa softverom

7.1 Parametar centrifugiranja

7.1.1 Relativno centrifugalno ubrzanje RCF

Relativno centrifugalno ubrzanje RCF ovisi o broju okretaja i polumjeru centrifugiranja.

Relativno centrifugalno ubrzanje RCF iskazano je kao višekratnik ubrzanja gravitacije (g).

Relativno centrifugalno ubrzanje RCF je numerička vrijednost bez jedinice i koristi se za usporedbu učinka separacije i sedimentacije.

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = relativno centrifugalno ubrzanje

RPM = broj okretaja

r = polumjer centrifugiranja u mm = udaljenost od sredine osi rotacije do dna epruvete za centrifugiranje.

7.1.2 Centrifugiranje tvari ili smjesa tvari gustoće veće od 1,2 kg/dm³

Kod centrifugiranja pri najvećoj brzini, gustoća tvari ili smjese tvari ne smije biti veća od 1,2 kg/dm³. Za tvari ili smjesi veće gustoće broj okretaja se mora smanjiti. Dopušteni broj okretaja može se izračunati pomoću sljedeće formule:

$$\text{Smanjen broj okretaja } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{visoka gustoća [kg/dm}^3\text{]}}} * \text{Maksimalni broj okretaja [RPM]}$$

Na primjer: Maksimalni broj okretaja 4000 okr/min, gustoća 1,6 kg/dm³

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Ako se, u iznimnim slučajevima, prekorači maksimalno opterećenje navedeno na vjedru, broj okretaja se također mora smanjiti. Dopušteni broj okretaja može se izračunati pomoću sljedeće formule:

$$\text{Smanjen broj okretaja } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{maksimalno opterećenje [g]}}{\text{stvarno opterećenje [g]}}} * \text{Maksimalni broj okretaja [RPM]}$$

Na primjer: Maksimalni broj okretaja 4000 okr/min, maksimalno opterećenje 300 g, stvarno opterećenje 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

Ako je nešto nejasno, informacije trebaju doći od proizvođača.

7.2 Programiranje

7.2.1 Zaštita od upisivanja za programe

Programi se mogu zaštititi od nemamjernih promjena.

Kada je motor zaustavljen, zaštita od upisivanja može se aktivirati ili deaktivirati na sljedeći način:

1. → Pritisnite i držite tipku *[SELECT]*.
► Nakon 8 sekundi prikazuje se „*SOUND/BELL*“.
2. → Pritisnite tipku *[SELECT]*.
► Prikazuje se „*LOCK*“.
3. → Koristeći *[Okretni gumb]* podesite „*OFF*“ ili „*ON*“.
OFF = programi nisu zaštićeni od upisivanja
ON = programi su zaštićeni od upisivanja
4. → Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
► Postavke su spremljene.
Ako je podešeno *ON*: nakratko se prikazuje „*** *lock* ***“.
Ako je podešeno *OFF*: nakratko se prikazuje „*** *ok* ***“.

7.2.2 Pozivanje ili učitavanje programa

1. → Tipkom *[SELECT]* odaberite parametar „*PROG RCL*“.
2. → Koristeći *[Okretni gumb]* podesite željenu lokaciju programa.
3. → Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
► Nakratko se prikazuje „*** *ok* ***“.
Prikazuju se podaci centrifugiranja za željenu lokaciju programa
4. → Za provjeru parametra: Više puta pritisnite tipku *[SELECT]*.
5. → Za izlaz iz prikaza parametara: Pritisnite tipku *[OPEN/STOP]* ili 8 sekundu nemojte pritiskati ni jednu tipku.

7.2.3 Unos ili promjena programa

1. → Pozivanje programa.
2. → Po potrebi: Pritisnite tipku *[RCF]* za prebacivanje između prikaza RPM i RCF „> <“.
3. → Po potrebi: Pritisnite tipku *[SELECT]* za odabir željenog parametra i postavite ga pomoću *[Okretni gumb]*.
Da biste postavili kontinuirani rad, parametri t/min i t/sec moraju se pomoću *[Okretni gumb]* postaviti na 0. Kontinuirani rad označen je na zaslonu simbolom „∞“.
4. → Tipkom *[SELECT]* odaberite parametar „*PROG STO*“.
5. → Koristeći *[Okretni gumb]* podesite željenu lokaciju programa.
6. → Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
► Postavke su spremljene na željenu lokaciju programa.
Nakratko se prikazuje „*** *ok* ***“.
Ako se tipka *[START/IMPULS]* pritisne bez odabira parametra „*PROG STO*“, postavke se uvijek spremaju na programsку lokaciju #.

7.3 Prepoznavanje rotora

- Nakon pokretanja ciklusa centrifugiranja, provodi se detekcija rotora.
- Ako je rotor promijenjen, centrifugiranje se prekida nakon prepoznavanja rotora. Prikazuje se kôd rotora (rot).
- Ako je maksimalni broj okretaja korištenog rotora niži od postavljenog broja okretaja, okretaji se ograničavaju na maksimalan broj okretaja rotora.

7.4 Hlađenje (kod centrifuga s hlađenjem)

7.4.1 Indikacija hlađenja

Zadana vrijednost temperature može se postaviti od -20 °C do +40 °C.

Najniža dostižna temperatura ovisi o rotoru.

7.4.2 Hlađenje u mirovanju

Nakon ciklusa centrifugiranja, hlađenje u mirovanju odvija se s vremenskom odgodom i „*Poklopac oslobođen*” se pojavljuje na zaslonu.

Vrijeme odgode može se postaviti od 1 do 5 minuta, u koracima od 1 minute. Unaprijed je postavljeno na 1 minutu.

- Rotor je zaustavljen.
 - Poklopac je otvoren
- 1.** Pritisnite i držite tipku *[Hlađenje]*.
 - ⇒ Nakon 8 sekundi prikazuje se „*t/min = X*”.
 - 2.** Koristeći *[Okretni gumb]* podesite vrijeme odgode.
 - 3.** Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
 - ⇒ Postavke su spremljene.
 - Nakratko se prikazuje „**** ok ****”.
 - 4.** Dvaput pritisnite tipku *[STOP/OPEN]* ili pričekajte 8 sekundi za izlaz iz izbornika.

7.4.3 Pred-hlađenje rotora

Pokretanje

Rotor je zaustavljen.

- 1.** Pritisnite tipku *[Hlađenje]*.
- 2.** Pritisnite tipku *[STOP/OPEN]*.
 - ⇒ Predhlađenje rotora je završeno.
 - Samozustavljanje se odvija s odabranim stupnjem kočenja.
 - Prikazuje se stupanj kočenja.

Podešavanje

Broj okretaja u predhlađenju može se postaviti od 500 o/min do najvećeg broja okretaja rotora, u koracima od 10 okretaja. Unaprijed je postavljen na 10000 okr/min.

- Rotor je zaustavljen.
 - Poklopac je otvoren.
- 1.** Pritisnite i držite tipku *[Hlađenje]*.
 - ⇒ Nakon 8 sekundi prikazuje se „*t/min = X*”.
 - 2.** Pritisnite tipku *[Hlađenje]*.
 - ⇒ Prikazuje se broj okretaja u predhlađenju „*RPM = XXXX*”.

3. → Koristeći *[Okretni gumb]* podesite broj okretaja u predhlađenju.
4. → Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
 - Postavke su spremljene.
Nakratko se prikazuje „*** ok ***“.
5. → Dvaput pritisnite tipku *[STOP/OPEN]* ili pričekajte 8 sekundi za izlaz iz izbornika.

7.5 Izbornik stroja

7.5.1 Pozivanje informacija o sustavu

Ispitivanje parametara

Rotor je zaustavljen.

1. → Pritisnite tipku *[SELECT]* i držite je pritisnutom 8 sekundi.
 - Prikazuje se „SOUND/BELL“.
2. → Više puta pritisnite tipku *[SELECT]* dok se ne prikaže „FU/CCI -S.“.
Inačica programa pretvarača frekvencije
3. → Više puta pritisnite tipku *[SELECT]* dok se ne prikaže „HOURS“.
Interni vrijeme rada (vrijeme kada je centrifuga bila uključena)
4. → Koristeći *[Okretni gumb]* okrećite u desno.
 - Prikazuje se „STARTS“.
Broj ciklusa centrifugiranja
5. → Koristeći *[Okretni gumb]* okrećite u desno.
 - Prikazuje se „ROTORCHG1“.
Interni sati rada od zadnje izmjene rotora
6. → Koristeći *[Okretni gumb]* okrećite u desno.
 - Prikazuje se „ROTORCHG2“.
Interni sati rada od predzadnje izmjene rotora
7. → Koristeći *[Okretni gumb]* okrećite u desno.
 - Prikazuje se „OPhoursCHG“.
Interni sati rada od zadnje promjene sati rada
8. → Koristeći *[Okretni gumb]* okrećite u desno.
 - Prikazuje se „IMBALCHG“.
Interni sati rada od zadnje promjene isključenja neravnoteže
9. → Koristeći *[Okretni gumb]* okrećite u desno.
 - Prikazuje se „OffsetCHG“.
Interni sati rada od zadnje kompenzacije odstupanja
10. → Za napuštanje izbornika pritisnite tipku STOP/OPEN.

7.5.2 Pozivanje sati rada

Rotor je zaustavljen.

1. → Pritisnite i držite tipku *[SELECT]*.
 - Nakon 8 sekundi prikazuje se „SOUND/BELL“.
2. → Više puta pritisnite tipku *[SELECT]* dok se ne prikaže „CONTROL:“.
 - Prikazuje se „CONTROL:“ i sati rada.
3. → Pritisnite tipku *[STOP/OPEN]* za napuštanje izbornika.

7.5.3 Zvučni signal

7.5.3.1 Općenito

Zvučni signal se oglašava:

- nakon pojave smetnji u intervalu od 2 s.
- nakon završetka centrifugiranja i mirovanja rotora u intervalima od 30 s.

Otvaranjem poklopca ili pritiskom na bilo koju tipku prekida se zvučni signal.

7.5.3.2 Podešavanje zvučnog signala

- 1.** Pritisnite i držite tipku *[SELECT]*.
 - ⇒ Nakon 8 sekundi prikazuje se „SOUND / BELL ON” ili „SOUND / BELL OFF”.
- 2.** Koristeći *[Okretni gumb]* podesite „OFF” ili „ON”.
 - OFF = zvučni signal je isključen
 - ON = zvučni signal je aktiviran
- 3.** Pritisnite tipku *[START/IMPULS]*.
 - ⇒ Postavke su spremljene.

Nakratko se prikazuje „*** ok ***”.

8 Čišćenje i njega

8.1 Pregledna tablica

Pog.	Radovi koje treba obaviti	po potrebi	dnevno	tjedno	godишње	Stranica
8	Čišćenje i njega					34
8.3	Čišćenje					35
8.3	Čišćenje uređaja		X			35
8.3	Čišćenje biosigurnosnih sustava			X		36
8.3	Čišćenje pribora			X		36
8.4	Dezinfekcija					36
8.4	Dezinficiranje uređaja	X				36
8.4	Dezinficiranje pribora	X				36
8.5	Održavanje					37
8.5	Podmažite gumenu brtvu centrifugalne komore			X		37
8.5	Podmažite gumenu brtvu biosigurnosnog sustava			X		37
8.5	Podmažite osigurače			X		37
8.5	Provjera pribora			X		37

Pog.	Radovi koje treba obaviti	po potrebi	dnevno	tjedno	godишње	Stranica
8.5	Provjera bio-sigurnosnog sustava			X		37
8.5	Provjera oštećenja centrifugalne komore			X		37
8.5	Podmazivanje osovine motora				X	37
8.5	Pribor s ograničenim rokom uporabe	X				38
8.5	Zamjena epruveta za centrifugiranje	X				38

8.2 Upute za čišćenje i dezinfekciju



OPASNOST

Opasnost od kontaminacije korisnika uslijed nedovoljnog čišćenja ili nepridržavanja uputa za čišćenje.

- Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- Prilikom čišćenja uređaja nosite osobnu zaštitnu opremu.
- Pridržavajte se laboratorijskih propisa (npr. TRBA - Tehnička pravila za biološke agense, IfSG - Njemački zakon o zaštiti od infekcija, plan higijene) za rukovanje biološkim agensima.

- Uređaj i pribor ne smiju se prati u perilicama posuđa.
- Provedite samo ručno čišćenje i dezinfekciju tekućinom.
- Temperatura vode ne smije biti viša od 25 °C.
- Kako biste izbjegli znakove korozije uzrokovane sredstvima za čišćenje ili dezinfekciju, potrebno je pridržavati se posebnih uputa za primjenu od proizvođača sredstva za čišćenje ili dezinfekciju.

Sredstva za dezinfekciju:

- Sredstvo za dezinfekciju površina (bez sredstva za dezinfekciju ruku i instrumenata)
- Etanol kao jedina djelatna tvar.
Okno za gledanje, na poklopcu uređaja, nemojte dezinficirati mješavinom etanola i propanola.
- Koncentracija ne manja od 30 %
- pH-vrijednost: 6 – 8
- Nekorozivno

8.3 Čišćenje

Čišćenje uređaja

1. → Poklopac otvoren.
2. → Isključite uređaj i odvojite ga od naponskog napajanja.
3. → Uklonite pribor.
4. → Očistite kućište centrifuge i komoru centrifuge sapunom ili blagim deterdžentom i vlažnom krpom.

- Čišćenje biosigurnosnih sustava**
5. Nakon uporabe sredstava za čišćenje, ostatke sredstva za čišćenje uklonite brisanjem vlažnom krpom.
 6. Površine se moraju osušiti odmah nakon čišćenja.
 7. Ako se stvori kondenzat vode, osušite centrifugalnu komoru upijajućom krpom.
- Čišćenje pribora**
1. Bio-sigurnosni sustav očistite deterdžentom i vlažnom krpom.
 2. Nakon uporabe sredstava za čišćenje, ostatke sredstva za čišćenje uklonite brisanjem vlažnom krpom.
 3. Odmah nakon čišćenja posušite pribor krpom koja ne ostavlja dlačice i komprimiranim zrakom bez ulja. Potpuno osušite sve šupljine komprimiranim zrakom bez ulja.

8.4 Dezinfekcija

i *Dezinfekciji uvijek mora prethoditi čišćenje relevantnih komponenti.*
Pogledajte ➔ Poglavlje 8.3 „Čišćenje“ na stranici 35

i *Koncentracija i vrijeme izlaganja dezinfekcijskog sredstva prema uputama proizvođača.*

Dezinfciranje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog ulaska vode ili drugih tekućina.

- Zaštite uređaj od vanjskog prodora tekućine.
- Nemojte provoditi dezinfekciju uređaja raspršivanjem.

1. Poklopac otvoren.
2. Isključite uređaj i odvojite ga od naponskog napajanja.
3. Uklonite pribor.
4. Očistite kućište i centrifugalnu komoru dezinfekcijskim sredstvom.
5. Nakon upotrebe dezinfekcijskog sredstva, ostatke dezinfekcijskog sredstva uklonite brisanjem vlažnom krpom.
6. Površine se moraju osušiti odmah nakon čišćenja.

Dezinfciranje pribora

1. Dezinficirajte pribor sredstvom za dezinfekciju.
2. Namočite sve šupljine dezinfekcijskim sredstvom bez mjehurića zraka.
3. Nakon upotrebe dezinfekcijskog sredstva, ostavite da se ostatci dezinfekcijskog sredstva osuše ili ih uklonite.

Sterilizacija u autoklavu

Sljedeći pribor se može sterilizirati u autoklavu na 121 °C / 250 °F (20 min):

- Izletni rotori
- Kutni aluminijski rotori
- Metalna vjedra
- Poklopac s bio-brtvom
- Adapter,

Ne može se dati izjava o stupnju sterilnosti.

Poklopci rotora i vješalice moraju se ukloniti prije autoklaviranja.

Autoklaviranje ubrzava proces starenja materijala. Može uzrokovati promjene boje. Nakon autoklaviranja, obavezno vizualno provjerite odsutnost oštećenja na rotorima i priboru; svi oštećeni dijelovi moraju se odmah zamjeniti.

Ako postoje znakovi napuknuća, prijeloma ili istrošenosti, taj se brtveni prsten mora zamjeniti. Kod poklopaca s neizmjenjivim brtvenim prstenima, mora se zamjeniti cijeli poklopac.

Kako bi se osiguralo brtvljenje biosigurnosnih sustava, brtveni se prstenovi nakon autoklaviranja moraju zamjeniti.

8.5 Održavanje

Podmažite gumenu brtvu centrifugalne komore

→ Lagano istrljavajte brtveni prsten sredstvom za njegu gume.

Podmažite gumenu brtvu bio-sigurnosnog sustava

→ Lagano istrljavajte brtveni prsten sredstvom za njegu gume.

Podmažite osigurače

1. → Uklonite pribor.
2. → Očistite osigurače.
3. → Nakon uporabe sredstava za čišćenje, ostatke sredstva za čišćenje uklonite brisanjem vlažnom krpom.
4. → Osigurače i vjedra s utorima podmažite Hettich masti u tubi 4051.
5. → Višak masnoće u centrifugalnoj komori mora se ukloniti.

Provjera pribora

1. → Provjerite ima li na priboru istrošenosti i oštećenja od korozije.
2. → Provjerite dobru učvršćenost rotora.

Provjera bio-sigurnosnog sustava

1. → Vizualno provjerite ima li oštećenja na svim dijelovima biološko sigurnosnog sustava.
2. → Provjerite ispravan položaj ugradnje brtvenog prstena ili brtvenih prstenova biosigurnosnog sustava.
3. → Zamjenite oštećene dijelove biosigurnosnog sustava.
4. → Ako postoje znakovi napuknuća, prijeloma ili istrošenosti, taj se brtveni prsten mora odmah zamjeniti. Kod poklopaca s neizmjenjivim brtvenim prstenima, mora se promjeniti cijeli poklopac.

Provjera oštećenja centrifugalne komore

→ Provjerite ima li oštećenja centrifugalne komore.

Podmazivanje osovine motora

1. → Uklonite pribor.
2. → Očistite osovinu motora.

3. Nakon uporabe sredstava za čišćenje, ostatke sredstva za čišćenje uklonite brisanjem vlažnom krpom.
4. Osovinu motora podmažite sa Hettich masti u tubi 4051.
5. Višak masnoće u centrifugalnoj komori mora se ukloniti.

Pribor s ograničenim rokom uporabe

Korištenje određenog pribora vremenski je ograničeno. Iz sigurnosnih razloga pribor se više ne smije koristiti ako je dosegnut maksimalni broj ciklusa rada ili datum isteka označen na njemu.

- Maksimalni dopušteni broj ciklusa rada ili datum isteka mogu se pronaći na priboru.

Zamjena epruveta za centrifugiranje



OPREZ

Opasnost od ozljeda slomljenim staklom.

Krhotine stakla i kontaminirane tekućine mogu se naći unutar centrifuge zbog loma stakla.

- Nosite rukavice otporne na posjekotine.
- Nosite zaštitne naočale i masku za lice.

U slučaju curenja ili nakon puknuća epruvete za centrifugiranje, slomljeni dijelovi epruvete, krhotine stakla i prosuti centrifugirani materijal moraju se u potpunosti ukloniti. Preostali komadići stakla uzrokovat će daljnje lomljenje stakla.

Gumeni umeci i plastične čahure rotora moraju se zamijeniti ako se staklo razbije.

Ako je materijal zarazan, potrebno je izvršiti dezinfekciju.

9 Otklanjanje smetnji

9.1 Opis kvara

Ako se greška ne može ukloniti prema tablici za otklanjanje grešaka, potrebno je obavijestiti službu za korisnike. Navedite tip i serijski broj centrifuge. Oba broja nalaze se na tipskoj oznaci centrifuge.

*broj greške se ne pojavljuje na zaslonu..

Opis pogreške	Uzrok	Pomoć
nema indikacije	Nema napona. Automatski osigurač je izbacio.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite napon napajanja. ■ Postavite sklopku napajanja u položaj <i>/\</i>.
TACHO - ERROR 1, 2, 96	Neispravnost tahografa. U kvaru je motor, elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poklopac otvoren. ■ Postavite sklopku napajanja u položaj <i>[O]</i>. ■ Pričekajte najmanje 10 sekundi. ■ Snažno okrećite rotor rukom. ■ Postavite sklopku napajanja u položaj <i>/\</i>. Tijekom uključivanja rotor se mora okretati.
IMBALANCE 3*	Rotor je neravnomjerno opterećen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poklopac otvoren. ■ Provjerite opterećenje rotora. ■ Ponovite ciklus centrifugiranja.

Opis pogreške	Uzrok	Pomoć
CONTROL - ERROR 4, 6	Greška zaključavanja poklopca.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
CONTROL - ERROR 8	Greška zaključavanja poklopca	<ul style="list-style-type: none">■ Poklopac otvoren.■ Postavite sklopku napajanja u položaj <i>[0]</i>.■ Pričekajte najmanje 10 sekundi.■ Snažno okrećite rotor rukom.■ Postavite sklopku napajanja u položaj <i>[//]</i>. Tijekom uključivanja rotor se mora okretati.
N > MAX 5	Prekoračenje broja okretaja.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
N < MIN 13	Prenizak broja okretaja.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
MAINS INTERRUPT 11*	Prekid napajanja tijekom centrifugiranja. Centrifugiranje nije dovršeno.	<ul style="list-style-type: none">■ Poklopac otvoren.■ Pritisnite tipku <i>/START/IMPULS</i>.■ Po potrebi: Ponovite ciklus centrifugiranja.
ROTORCODE 10.1, 10.2	Greška kodiranja rotora.	<ul style="list-style-type: none">■ Poklopac otvoren.
CONTROL-ERROR 21, 22, 25, 27, 29	Kvar/neispravnost elektronike.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
CONTROL-ERROR 23	Greška/kvar upravljačke ploče.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
SER I/O-ERROR 30, 31, 33, 36	Kvar/neispravnost elektronike.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
°C * -ERROR 51-53, 55	Kvar/neispravnost elektronike.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
FU/CCI-ERROR 60-64, 67, 68, 82-86	Kvar/neispravnost elektro- nike/motora.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
SYNC-ERROR 90	Kvar/neispravnost elektronike.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
SENSOR-ERROR 91-93	Kvar/neispravnost senzora neravnoteže.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
KEYBOARD-ERROR	Greška/kvar upravljačke ploče.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvršite RESET-NAPAJANJA.
NO ROTOR	Nije ugrađen rotor.	<ul style="list-style-type: none">■ Otvorite poklopac i ugradite rotor.
N > ROTOR MAX	Broj okretaja u odabranom programu veći je od maksimalnog broja okretaja rotora.	<ul style="list-style-type: none">■ Provjerite i ispravite broj okretaja.
N > ROTOR MAX	Rotor je promijenjen. Ugrađeni rotor ima veći maksimalni broj okretaja od prethodno korištenog rotora i još ga nije prepoznala detekcija rotora.	<ul style="list-style-type: none">■ Postavite broj okretaja do maksimalnog broja okretaja prethodno korištenog rotora. Pritisnite tipku <i>/START/IMPULS</i> za izvođenje prepoznavanja rotora.
 Lijeva polovica indikatora svjetli.	-	<ul style="list-style-type: none">■ Obavijestite službu za korisnike.

9.2 Postupak RESET-NAPAJANJA

1. Postavite sklopku napajanja u položaj *[0]*.
2. Pričekajte 10 sekundi.
3. Postavite sklopku napajanja u položaj *[//]*.

9.3 Otključavanje poklopca u slučaju nužde

U slučaju nestanka struje, poklopac se ne može otključati pomoću motora. Mora se izvršiti ručno otključavanje u nuždi.



! UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara uslijed održavanja i servisiranja uređaja pod naponom.

- Prije radova održavanja i popravaka isključite uređaj iz električne mreže.




UPOZORENJE

Opasnost od posjekotina i prgnječenja od rotora u pokretu.

- Otvarajte poklopac tek nakon što se rotor zaustavi.

Osoblje:

- Školovani korisnik



Slika 22: Otključavanje poklopca u slučaju nužde

1 Provrt

1. Pogledajte kroz okno na poklopcu kako biste bili sigurni da je rotor zaustavljen.
2. Umetnute imbus ključ vodoravno u rupu (1) i okrećite u smjeru kazaljke na satu dok se poklopac ne otvori.
3. Izvadite imbus ključ iz rupe (1).
4. Kada se napajanje vrati, provjerite trepće li lijeva strana gumba */STOP/OPEN*. Kada trepće lijeva strana gumba */STOP/OPEN*, pritisnite gumb */STOP/OPEN* tako da motorizirana brava poklopca ponovno zauzme početni položaj (otvoreno).

10 Zbrinjavanje

10.1 Opće napomene



Uredaj možete zbrinuti preko proizvođača.

Za povrat uvijek morate zatražiti obrazac za odobrenje povrata materijala (RMA).

Ako je potrebno, obratite se tehničkoj službi proizvođača.

- *Andreas Hettich GmbH & Co. KG*
- *Föhrenstraße 12*
- *78532 Tuttlingen, Germany*
- *Telefon: +49 7461 705 1400*
- *E-pošta: service@hettichlab.com*

**! UPOZORENJE**

Opasnost od onečišćenja i kontaminacije za ljude i okoliš.

Prilikom zbrinjavanja centrifuge, ljudi i okoliš mogu se onečistiti ili kontaminirati nepravilnim ili neodgovarajućim odlaganjem.

- Uklanjanje i zbrinjavanje smije izvršiti samo obučeno i ovlašteno servisno osoblje.

Uredaj je namijenjen komercijalnom sektoru ("Business to Business" - B2B).

Prema Direktivi 2012/19/EU, uređaje više ne smijete odlagati s kućnim otpadom.

Uredaji su raspoređeni u sljedeće skupine prema registru zaklade za stare elektro uređaje Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR (Njemačka građanskoopravna zaklada)):

- Skupina 1 (izmjenjivači topline)
- Skupina 4 (veliki uređaji)

Simbol prekrižene kante za smeće označava da se uređaj ne smije odlagati s kućnim otpadom. Propisi koji uređuju odlaganje ovakvih uređaja mogu se razlikovati u pojedinim zemljama. Ako je potrebno, obratite se dobavljaču.



Slika 23: Zabrana odlaganja u kućni otpad


11 Indeks

B	
Bio-sigurnosni sustav,	
čišćenje.	36
provjera.	37
C	
Centrifugalna komora,	
provjera.	37
Centrifugiranje	
s odabirom vremena.	29
s većom gustoćom materijala.	30
u kontinuiranom radu.	28
Centrifugiranje,	
pozivanje.	33
Č	
Čišćenje.	35
dezinficiranje.	36
uredjaja.	35
Čišćenje i dezinfekcija	
Napomene.	35
D	
Dezinfekcija.	36
Dojava kvara.	38
E	
Epruvete za centrifugiranje	
zamjena.	38
G	
Gumena brtva,	
podmazivanje.	37
I	
Informacije o sustavu,	
pozivanje.	33
Isključivanje.	20
K	
Kontinuirani rad.	28
Kratkotrajno centrifugiranje.	29
Kvalificiranost osoblja.	6
Kvalifikacije osoblja.	6
N	
Nepredviđena namjena.	6
NJ	
Njega	
Rokovi.	34
O	
Odgovornost rukovatelja.	6
Održavanje.	37
Rokovi.	34
Opće sigurnosne upute.	7
Opseg isporuke.	15
Opterećivanje.	24
Originalni zamjenski dijelovi.	15
Osigurači za transport,	
pričvršćivanje.	17
uklanjanje.	18
Osigurači,	
podmazivanje.	37
Osobna zaštitna oprema.	6
Osovina motora,	
podmazivanje.	37
Otklanjanje smetnji.	38
Oznaka	
na pakiranju.	13
na uredaju.	13
P	
Poklopac	
otvaranje.	20
zatvaranje.	21
Postavljanje centrifuge.	19
Povrat robe.	16
Predvidljiva zlouporaba.	6
Predviđena namjena.	5
Prepoznavanje rotora.	32
Pribor.	15
čišćenje.	36
dezinficiranje.	36
provjera.	37
s ograničenim rokom upotrebe.	38
Prikљučivanje centrifuge.	20
Program,	
mijenjanje.	31
pozivanje.	31
učitavanje.	31
unošenje.	31
zaštita od upisivanja.	30
Punjenje.	24
R	
Raspakiravanje.	17
Relativno centrifugalno ubrzanje	
RCF.	30
RESET-NAPAJANJA.	40
Rotor,	
opterećivanje.	25
ugradnja.	21
vađenje.	21
S	
Sati rada,	
pozivanje.	33
Sigurnosne upute.	7
Simboli.	5
Sterilizacija u autoklavu.	37
T	
Tipska oznaka.	12
Troubleshooting.	38
U	
Uključivanje.	20
Upućivanje zaposlenika.	6

Uvjeti skladištenja.	17
Uvjeti transporta.	16
Z	
Zamjenski dijelovi.	15
Zaštitna oprema.	6
Zbrinjavanje.	40
Zvučni signal, aktiviranje/isključivanje.	34



Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

1324	1490 + 1492						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)						
	0765 1329 1330 1331						
↙ 90°							
Kapazität / capacity ml	30	9	15	9 - 10	10	25	50
Maße / dimensions Ø x L mm	44 x 105	14 x 100	17 x 100	16 x 92	15 x 102	24 x 100	34 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	16	16	16	16	4	4
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF 3)	3170	3170	3170	3170	3328	3034	3011
Radius / radius mm	140	140	140	140	147	134	133
↙ .9 (97%) sec	27						
↖ .9 sec	30						
Temperatur / temperature °C 1)	- 6						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)	10						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Stopfen zentrifugierbar, Skal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten
- 6) Die Einlagen entfernen





- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) can not be centrifuged when plug is attached, Scal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 6) Remove the inserts





1324		1490 + 1492						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)						
		1339	1343	1347	1348			
Rhesus								
Kapazität / capacity	ml	1	3	4	15	10	8	4 – 5,5
Maße / dimensions	Ø x L mm	6 x 45	10 x 60	10 x 88	17 x 120	16 x 80	16 x 81	15 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		108	36	36	4	16	16	16
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	³⁾	3237	3283	3283	3328	3147	3147	3147
Radius / radius	mm	143	145	145	147	139	139	139
	sec	27						
	sec	30						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 6						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	+ 10						

1324		1490 + 1492						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)						
Kapazität / capacity	ml	5 - 10	1,5	2,0	0,5	25	30	5
Maße / dimensions	Ø x L mm	16 x 100	11 x 38	10,7 x 46	25 x 90	25 x 110	12 x 75	12 x 82
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	20	4	4	4	20	20
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	³⁾	3147	3056	2966	2920	3328	3192	3192
Radius / radius	mm	139	135	131	129	147	141	141
	sec	27						
	sec	30						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 6						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

1324		1490 + 1492							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		+ 							
		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)							
1383 1384 1396 1457									
									
									
Kapazität / capacity	ml	2,6 – 2,9	4,9	4,5 - 5	1 - 5	4 - 7	50	85	1,1 – 1,4
Maße / dimensions	Ø x L mm	13 x 65	13 x 90	11 x 92	13 x 75	13 x 100	29 x 115	38 x 106	8 x 66
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		20	20	20	20	20	4	4	28
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	³⁾	3192	3192	3192	3129	3129	3328	3260	3215
Radius / radius	mm	141	141	141	141	141	147	144	142
 .9 (97%)	sec					27			
 .9	sec					30			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					- 6			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾					10			

1324		1490 + 1492							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		+ 							
		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)							
1459 4416 4417 6311 6318 1356 0761									
									
									
Kapazität / capacity	ml	4 – 5,5	7,5 – 8,2	50	30	12	50	15	100
Maße / dimensions	Ø x L mm	15 x 75	15 x 92	29 x 107	26 x 95	17 x 100	29 x 115	17 x 120	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	16	4	4	4	4	12	4
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	³⁾	3215	3215	3283	3056	3328	3328	3328	3192
Radius / radius	mm	142	142	145	135	147	147	147	141
 .9 (97%)	sec					27			
 .9	sec					30			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					- 6			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾					10			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten
- 7) nicht mit Deckel verschließbar

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 7) not possible to close the lid

1324		1398							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
1482A + 2 x 0716		1482A							
Kapazität / capacity	ml	2,6 – 3,4	4 – 5,5	9 – 10	10	12	4 – 7	5 – 10	9
Maße / dimensions	Ø x L mm	13 x 65	15 x 75	16 x 92	15 x 102	17 x 100	16 x 75	16 x 100	14 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	16	16	16	16	16	16	16
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	³⁾	2875	2875	3192	3192	3192	3034	3034	3192
Radius / radius	mm	127	127	141	141	141	134	134	141
	9 (97%)	sec			27				
	9	sec			30				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾				- 6				
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾				10				

1324		1398							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
1482A		1483A	1484	1484					
Kapazität / capacity	ml	15	15	50	50				
Maße / dimensions	Ø x L mm	17 x 100	17 x 120	29 x 115	29 x 115				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	16	4	4				
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500				
RZB / RCF	³⁾	3192	3305	3260	3260				
Radius / radius	mm	141	146	144	144				
	9 (97%)	sec		27					
	9	sec		30					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾			- 6					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾			10					

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h

Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde



Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)



3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

(only with cooling centrifuges)

(only with centrifuges without cooling)



3) Observe the tube manufacturer's instructions.



1494		1427 + 1421								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times										
 $\angle 90^\circ$										
	1357	5229 ⁷⁾	5229	1326	5230	5230	5231	5231 ⁷⁾		
Rhe-sus										
Kapazität / capacity ml	1	0,4	4,5 – 5	2,7 – 3	6	4	7	4,5 – 5	15	5 – 10
Maße / dimensions Ø x L mm	6 x 45	11 x 92	11x 66	12 x 82	12 x 60	12 x 100	11 x 92	17 x 100	16 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	120	48	48	48	48	48	48	24	24	
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
RZB / RCF ³⁾	4081	4053	4053	4053	3941	3941	3941	3941	3941	
Radius / radius mm	146	145	145	145	141	141	141	141	141	
$\sqrt{.9}$ (97%) sec							30			
$\sqrt[3]{.9}$ sec							32			
Temperatur / temperature °C ¹⁾							- 7			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾							+ 15			

1494		1427 + 1421							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
 $\angle 90^\circ$									
	1731	1732	1732	1732	5237	5279			
Rhe-sus									
Kapazität / capacity ml	25	5	1 – 5	2,6 – 2,9	4,9	4 – 7	9	4 – 5,5	
Maße / dimensions Ø x L mm	25 x 90	12/13x75	13 x 75	13 x 65	13 x 90	13 x 100	14 x 100	15 x 75	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	32	32	32	32	32	24	20	
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF ³⁾	3969	4025	4025	4025	4025	4025	3941	4109	
Radius / radius mm	142	144	144	144	144	144	141	147	
$\sqrt{.9}$ (97%) sec							30		
$\sqrt[3]{.9}$ sec							32		
Temperatur / temperature °C ¹⁾							- 7		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾							15		

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 7) nicht mit Deckel verschließbar




- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 7) not possible to close the lid


1494		1427 + 1421						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 +						
 ∠ 90°	5279	5278	1327	5233	5271	5232	5275 7)	
								
Kapazität / capacity ml	7,5 – 8,2	1,1 – 1,4	3	50	9 – 10	4 – 7	25	15
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 92	8 x 66	10 x 60	34 x 100	16 x 92	16 x 75	24 x 100	17 x 120
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20	48	48	4	20	20	8	4
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF 3)	4109	4109	4053	3941	3969	3969	3941	4165
Radius / radius mm	147	147	145	141	142	142	141	149
✓ 9 (97%) sec	30							
✓ 9 sec	32							
Temperatur / temperature °C 1)	- 7							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)	+ 15							

1494		1427 + 1421					1425		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 +							
 ∠ 90°	5276	5277	5272	5273	1432	1433	1434		
									
Kapazität / capacity ml	50	1,5	2,0	30	1,5	2,0	1	0,4	3
Maße / dimensions Ø x L mm	29 x 115	11 x 38	25 x 110	11 x 38	6 x 45	10 x 60	12 x 82	12 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	36	4	48	144	56	48	48	
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
RZB / RCF 3)	4053	4109	4025	4053	3969	3913	3913	3913	
Radius / radius mm	145	147	144	145	142	140	140	140	
✓ 9 (97%) sec	30								
✓ 9 sec	32								
Temperatur / temperature °C 1)	- 7								
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)	15								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 7) nicht mit Deckel verschließbar
- 6) Die Einlagen entfernen

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 7) not possible to close the lid
- 6) Remove the inserts

1494		1425							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
									
		1431	1436	1437	1458	1435	1439		
									
Kapazität / capacity	ml	9	15	7,5 - 8,2	50	100	1,1 - 1,4	25	9 - 10
Maße / dimensions	Ø x L	14 x 100	17 x 100	15 x 92	34 x 100	44 x 100	8 x 66	24 x 100	16 x 92
Anzahl p. Rotor		28	28	28	4	4	36	8	16
Drehzahl / speed	RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF	³⁾	3913	3913	3913	3913	3801	4025	3913	3913
Radius / radius	mm	140	140	140	140	136	144	140	140
 .9 (97%)	sec					30			
 .9	sec					32			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					- 10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾					12			

1494		1425							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
									
		1438							
Kapazität / capacity	ml	2,6 - 2,9	2,7 - 3	4,9	4,5 - 5	1 - 5	4 - 7	5	4
Maße / dimensions	Ø x L	13 x 65	11 x 66	13 x 90	11 x 92	13 x 75	13 x 100	12/13x75	12 x 60
Anzahl p. Rotor		28	28	28	28	28	28	28	28
Drehzahl / speed	RPM					5000			
RZB / RCF	³⁾					3913			
Radius / radius	mm					140			
 .9 (97%)	sec					30			
 .9	sec					32			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					- 10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾					12			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
 3) Observe the tube manufacturer's instructions.


1494	1425							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	4 – 5,5	7,5 – 8,2	4 – 7	8,5 – 10	50	1,5	2,0	50
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 75	15 x 92	16 x 75	16 x 100	29 x 115	11 x 38	11 x 38	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28	28	28	28	4	36	36	4
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF ³⁾	3913	3913	3913	3913	4081	3885	3885	4081
Radius / radius mm	140	140	140	140	146	139	139	146
✓ 9 (97%) sec					30			
↖ 9 sec					32			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					+ 12			

1494	1495 + 1492							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
↙ 90°	mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾							
	1363	1365	1348				0761	
Kapazität / capacity ml	25	30	10	8	4 – 5,5	4 - 7	5 - 10	100
Maße / dimensions Ø x L mm	25 x 90	25 x 110	16 x 80	16 x 81	15 x 75	16 x 75	16 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	16	16	16	16	16	4
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF ³⁾	3689	4193	4025	4025	4025	4025	4025	4025
Radius / radius mm	132	150	144	144	144	144	144	144
✓ 9 (97%) sec					30			
↖ 9 sec					32			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					14			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

1494		1495 + 1492																
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)																
 																		
Rhe-sus	1339	1343	1329			1330	1459											
Kapazität / capacity ml	1	0,4	3	4	9	15	9 - 10	25	4 - 5,5	7,5 - 8,2								
Maße / dimensions Ø x L mm	6 x 45		10 x 60	10 x 88	14 x 100	17 x 100	16 x 92	24 x 100	15 x 75	15 x 92								
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	108		36		16		16		4									
Drehzahl / speed RPM	5000		5000		5000		5000		5000									
RZB / RCF ³⁾	4081		4137		3997		3997		3829									
Radius / radius mm	146		148		143		143		137									
	sec 30																	
	sec 32																	
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 10																	
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14																	

1494		1495 + 1492												
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)												
 														
Rhe-sus	1331	1396	4416	4417	0761	1457	1383							
Kapazität / capacity ml	50		85		50		30							
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100		38 x 106		29 x 107		26 x 95							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4		4		4		4							
Drehzahl / speed RPM	5000		5000		5000		5000							
RZB / RCF ³⁾	3801		4109		4137		3857							
Radius / radius mm	136		147		148		138							
	sec 30													
	sec 32													
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 10													
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14													

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten




- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".




1494	1495 + 1492						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	+						
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)						
↙ 90°	1383						
Kapazität / capacity ml	2,6 – 2,9	2,7 – 3	4,9	4,5 – 5	6	7	5
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 65	11 x 66	13 x 90	11 x 92	12 x 82	12 x 100	12/13x75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20	20	20	20	20	20	20
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF ³⁾	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025
Radius / radius mm	144	144	144	144	144	144	144
✓ 9 (97%) sec	30						
✗ 9 sec	32						
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 10						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14						

1494	1495 + 1492						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	+						
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)						
↙ 90°	1351 1347 1384 0765 6311 6318						
Kapazität / capacity ml	1,5	2,0	0,5	15	50	30	12
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	11 x 38	10,7 x 46	17 x 120	29 x 115	44 x 105	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20	20	4	4	4	4	4
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
RZB / RCF ³⁾	3857	3745	4193	4193	3997	4193	4193
Radius / radius mm	138	134	150	150	143	150	150
✓ 9 (97%) sec	30						
✗ 9 sec	32						
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 10						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifugen ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Stopfen zentrifugierbar, Skal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) can not be centrifuged when plug is attached, Scal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

1554		1560 + 1561 / 1565													
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 5) ----- max. Laufzyklen / max. cycles: 80000 max. Beladung / max. load: 290 g													
 $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 100 000		1571 1593 1589 1588  													
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor		1,5	2,0	5	5	6	7	9	15						
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF 3) Radius / radius mm		11 x 38		17 x 59		12 x 75		12 x 82		12 x 100		14 x 100		17 x 100	
$\sqrt{.9}$ (97%) sec $\sqrt{.9}$ sec Temperatur / temperature °C 1) Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)		56 16 28 20 3328/2332 3328 3215 147/103 147 142 28 31 - 8 10													

1554		1560 + 1561 / 1565															
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 5) ----- max. Laufzyklen / max. cycles: 80000 max. Beladung / max. load: 290 g															
 $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 100 000		1572 1573 1574 1575 1576 1594 ---  															
Kapazität / capacity ml Maße / dimensions Ø x L mm Anzahl p. Rotor / number p. rotor		15	25	50	85	100	125	150	200								
Drehzahl / speed RPM RZB / RCF 3) Radius / radius mm		18 x 102		24 x 100		34 x 100		38 x 101		44 x 100		51 x 100		51 x 116		56 x 112	
$\sqrt{.9}$ (97%) sec $\sqrt{.9}$ sec Temperatur / temperature °C 1) Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)		16 4 3260 3056 3124 3260 3124 3328 144 135 138 144 138 147 28 31 - 8 10															

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 7) nicht mit Deckel verschließbar



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 7) not possible to close the lid


1554	1560 + 1561 / 1565										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times											
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5) max. Laufzyklen / max. cycles: 80000 max. Beladung / max. load: 290 g										
	1589										
↙ 90°											
max. Laufzyklen / max. cycles 100 000											
Kapazität / capacity ml	1,1 - 1,4	2,6 - 3,4	4,9	2,7 - 3	4 - 5,5	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10			
Maße / dimensions Ø x L mm	8 x 66	13 x 65	13 x 90	11 x 66	11 x 92	15 x 75	15 x 92	15 x 102			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28					20					
Drehzahl / speed RPM	4500										
RZB / RCF ³⁾	3215										
Radius / radius mm	142										
✓ 9 (97%) sec	28										
✓ 9 sec	31										
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 8										
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	10										

1554	1560 + 1561 / 1565												
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times													
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5) max. Laufzyklen / max. cycles: 80000 max. Beladung / max. load: 290 g												
↙ 90°													
max. Laufzyklen / max. cycles 100 000													
Kapazität / capacity ml	1 - 5	4 - 7	4 - 7	5 - 10	12	11	15						
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 75	13 x 100	16 x 75	16 x 100	17 x 102	16 x 110	17 x 120						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28		20		12	16	8	12					
Drehzahl / speed RPM	4500												
RZB / RCF ³⁾	3215				3260	3328							
Radius / radius mm	142				144	147							
✓ 9 (97%) sec	28												
✓ 9 sec	31												
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 8												
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	10												


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 7) nicht mit Deckel verschließbar


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 7) not possible to close the lid

1554		1560 + 1561 / 1565																											
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 5) ---- max. Laufzyklen / max. cycles: 80000 max. Beladung / max. load: 290 g																											
 ↗ 90° max. Laufzyklen / max. cycles 100 000		<table border="1"> <tr> <td>1578</td><td>1579</td><td>1581</td><td>1582</td><td>1583</td><td>1584</td><td>1585</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							1578	1579	1581	1582	1583	1584	1585														
1578	1579	1581	1582	1583	1584	1585																							
Kapazität / capacity ml		30	50	12	25	30	50	10	30																				
Maße / dimensions Ø x L mm		25 x 110	30 x 115	17 x 100	25 x 90	25 x 110	29 x 115	16 x 80	26 x 95																				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4		16		4		20	4																				
Drehzahl / speed RPM		4500																											
RZB / RCF 3)		3328		3260		3328		3215	3260																				
Radius / radius mm		147		144		147		142	144																				
√ .9 (97%) sec		28																											
¬ .9 sec		31																											
Temperatur / temperature °C 1)		- 8																											
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)		10																											

1554		1560 + 1561 / 1565																																										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 5) ---- max. Laufzyklen / max. cycles: 80000 max. Beladung / max. load: 290 g																																										
 ↗ 90° max. Laufzyklen / max. cycles 100 000		<table border="1"> <tr> <td>1586</td><td>1575</td><td>1587</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0534 4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							1586	1575	1587																			0534 4)														
1586	1575	1587																																										
			0534 4)																																									
Kapazität / capacity ml		50	85	94	30																																							
Maße / dimensions Ø x L mm		29 x 107	38 x 106	38 x 110 16)	44 x 105																																							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4																																										
Drehzahl / speed RPM		4500																																										
RZB / RCF 3)		3260		3192																																								
Radius / radius mm		144		141																																								
√ .9 (97%) sec		28																																										
¬ .9 sec		31																																										
Temperatur / temperature °C 1)		- 8																																										
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)		10																																										

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
 4) nicht mit Stopfen zentrifugierbar, Skal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
 16) Maße mit Deckel
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
 4) can not be centrifuged when plug is attached, Scal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
 5) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio-safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
 16) Dimensions with lid

1554	1559										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times											
											
↙ 90°											
max. Laufzyklen / max. cycles 100 000	1486	1482A	1482A + 4 x 0715	1486	1482A						
Kapazität / capacity ml	5	6	7	9	15	4 - 7	4 - 5,5	2,6 - 3,4	2,7 - 3	4,5 - 5	4,9
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 75	12 x 82	12 x 100	14 x 100	17 x 100	16 x 75	15 x 75	13 x 65	11 x 66	11 x 92	13 x 90
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20			16		16		20	20		16
Drehzahl / speed RPM						4500					
RZB / RCF ³⁾	3215			3260		3215		3215			3260
Radius / radius mm	142			144		142		142			144
↙ 9 (97%) sec						28					
↖ 9 sec						31					
Temperatur / temperature °C ¹⁾						- 8					
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾						9					

1554	1559										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times											
											
↙ 90°											
max. Laufzyklen / max. cycles 100 000	1486	1482A	1488	1487	1483A	1484	1482A	1484			
Kapazität / capacity ml	1 - 5	4 - 7	4 - 7	8,5- 10	8	12	15	50	12	50	
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 75	13 x 100	16 x 75	16x 100	16 x 125	17 x 102	17 x 120	29 x 115	17 x 100	29 x 115	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20		16		12	16	4	16	4		
Drehzahl / speed RPM					4500						
RZB / RCF ³⁾	3215		3260		3328	3147	3351	3305	3260		3305
Radius / radius mm	142		144		147	139	148	146	144		146
↙ 9 (97%) sec						28					
↖ 9 sec						31					
Temperatur / temperature °C ¹⁾						- 8					
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾						9					

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)




2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1554	1563					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times						
 ↙ 90°						
max. Laufzyklen / max. cycles 100 000	1592	1592 + E2109	E2110-A			
		 + 				
Kapazität / capacity ml	12	15	50	50		
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	17 x 120	29 x 115	29 x 115		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8					
Drehzahl / speed RPM	4500					
RZB / RCF ³⁾	3260					
Radius / radius mm	144					
 .9 (97%) sec	28					
 .9 sec	31					
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 8					
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	10					

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1624	1308	1345	1346	1366				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
				1326	1357	5277		
							Rhe-sus	
Kapazität / capacity ml	50	45	20	4	0,4	1	3	1,5
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100	31 x 100	21 x 100	12 x 60	6 x 45	10 x 60	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	8	48	120	36	36	
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF ³⁾	2290	2361	2361	1932	1950	1968	1968	1968
Radius / radius mm	128	132	132	108	109	110	110	110
	sec				20			
	sec				25			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 15			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					8			

1624								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
	1369	1369-91	1369-92	1370	1372			
Kapazität / capacity ml	15	5 - 10	5	7	6	9	5	
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	16 x 100	12 x 75	12 x 100	12 x 82	14 x 100	12 x 75	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	16	16	16	16	20	68	
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
RZB / RCF ³⁾	2308	2308	2057	2308	2308	2308	2164	
Radius / radius mm	129	129	115	129	129	129	121	
	sec				20			
	sec				25			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 17			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					8			

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)






2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)





3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)


3) Observe the tube manufacturer's instructions.


1624	1481 + 1492							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)							
	1329							
								
	1330	1331	1339	1347				
								
								
	Rhesus							
								
Kapazität / capacity ml	9	15	9 - 10	10	25	50	1	15
Maße / dimensions Ø x L mm	14 x 100	17 x 100	16 x 92	15 x 102	24 x 100	34 x 100	6 x 45	17 x 120
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	16	16	16	4	4	108	4
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF ³⁾	2540	2540	2540	2540	2433	2415	2594	2665
Radius / radius mm	142	142	142	142	136	135	145	149
	sec				20			
	sec				25			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 15			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					7			

1624	1481 + 1492								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)								
	1348								
	1351								
	6311	6318							
									
									
Kapazität / capacity ml	10	4 - 7	5 - 10	8	1,5	2,0	0,5	12	50
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 80	16 x 75	16 x 100	16 x 81	11 x 38	10,7 x 46	17 x 100	29 x 115	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	16	16	16	20	20	4	4	
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
RZB / RCF ³⁾	2522	2522	2522	2522	2451	2379	2665	2665	
Radius / radius mm	141	141	141	141	137	133	149	149	
	sec				20				
	sec				25				
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 15				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					7				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten
- 6) Die Einlagen entfernen



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 6) Remove the inserts




1624	1481 + 1492							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	6	7	4,9	4,5 - 5,0	2,7 - 3,0	2,6 - 2,9	1 - 5	5
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 82	12 x 100	13 x 90	11 x 92	11 x 66	13 x 65	13 x 75	12 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20	20	20	20	20	20	20	20
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF ³⁾	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558
Radius / radius mm	143	143	143	143	143	143	143	143
✓ 9 (97%) sec	20							
↖ 9 sec	25							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 15							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	7							

1624	1481 + 1492							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	4 - 7,0	50	85	1,1 - 1,4	3	4	25	30
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 100	29 x 115	38 x 106	8 x 66	10 x 60	10 x 88	25 x 90	25 x 110
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20	4	4	28	36	36	4	4
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF ³⁾	2558	2665	2612	2576	2630	2630	2343	2665
Radius / radius mm	143	149	146	144	147	147	131	149
✓ 9 (97%) sec	20							
↖ 9 sec	25							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 15							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	7							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


1624		1481 + 1492								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)								
 ↗ 90°										
	1459	4416	4417	0761	0765	1745	1746			
Kapazität / capacity	ml	4,0 - 5,5	7,5 - 8,2	50	30	100	30	25	30	50
Maße / dimensions	Ø x L mm	15 x 75	15 x 92	29 x 107	26 x 95	44 x 10	44 x 105	24 x 100	26 x 95	34 x 100
Anzahl p. Rotor		16		4	4	4	4		8	4
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	2576	2630	2451	2558	2540	2450	2451	2451	2451
Radius / radius	mm	144	147	137	143	142	142	137	137	137
✓ .9 (97%)	sec	20								
✓ .9	sec	25								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 15								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	7								

1624		1741			1742					1739	
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times											
 ↗ 90°											
	0701						0716				
Kapazität / capacity	ml	9	1,1 – 1,4	4,9	15	15	1 – 5	4 – 7	2,6 – 2,9	4 – 5,5	4 – 7
Maße / dimensions	Ø x L mm	14 x 100	8 x 66	13 x 90	17 x 100	17 x 100	13 x 75	16 x 75	13 x 65	15 x 75	13 x 100
Anzahl p. Rotor		40	40	40	28	28		28		28	28
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	2415	2415	2451	2451	2451	2451	2325	2325	2325	2451
Radius / radius	mm	135	135	137	137	137	130	130	130	130	137
✓ .9 (97%)	sec	20									
✓ .9	sec	25									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 15									
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Stopfen zentrifugierbar, Skal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) can not be centrifuged when plug is attached, Scal. 10µl-300µl, 15ml, 30ml
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

1611	1131-A					1132-A		
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	5	6	2,7 – 3,0	2,6 – 2,9	1 – 5	4 – 5,5	4 – 7	
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 75	12 x 82	11 x 66	13 x 65	13 x 75	15 x 75	16 x 75	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8							
Drehzahl / speed RPM	4000							
RZB / RCF ³⁾	1914							
Radius / radius mm	107							
— 9 (97%) sec	20							
— 9 sec	20							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 16							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	4							

1611	1643				1644			
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	7	4 – 7	10	4,5 – 5	15	7,5 – 8,2	5 – 10	
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 100	13 x 100	13 x 100	11 x 92	17 x 100	15 x 92	16 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8							
Drehzahl / speed RPM	4000							
RZB / RCF ³⁾	2415							
Radius / radius mm	135							
— 9 (97%) sec	20							
— 9 sec	20							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 16							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	7							

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)


2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)


3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1617								
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times								
								
↙ 45°								
Kapazität / capacity ml	15	50						
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 120	29 x 115						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8						
Drehzahl / speed RPM	5000	5000						
RZB / RCF ³⁾	3857	3857						
Radius / radius mm	138							
√ .9 (97%) sec	20							
√ .9 sec	19							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 10							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14							

1619								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times								
								
↙ 90°								
1462-A								
	---							
								
Kapazität / capacity ml	15	50						
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 120	29 x 115						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6						
Drehzahl / speed RPM	4000	4000						
RZB / RCF ³⁾	2701	2701						
Radius / radius mm	151	151						
√ .9 (97%) sec	20							
√ .9 sec	22							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 15							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1460		1453-A		1453-A + 1485			
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times							
	MTP	CP	MS	DWP	PCR-Platte, 96-fach PCR plate, 96 wells	PCR-Strips	
Kapazität / capacity ml					0,2		
Maße / dimensions mm	86 x 128 x 15	86 x 128 x 22	86 x 128 x 46	86 x 128 x 44,5	82x124x20	---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	10	8	2	2	2	24 x 8	
Drehzahl / speed RPM			4000				
RZB / RCF ³⁾			2218				
Radius / radius mm			124				
$\sqrt{9}$ (97%) sec			40				
$\sqrt{9}$ sec			45				
Temperatur / temperature °C ¹⁾			- 6				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾			11				

1628	1621	1122	1127-A
Ausschwingrotor 12-fach / Swing out rotor 12-times			
$\triangleleft 80^\circ$ mit / with 1621			
$\triangleleft 60^\circ$ mit / with 1122			
$\triangleleft 55^\circ$ mit / with 1127-A			
Kapazität / capacity ml	15	7,5 – 8,2	5 - 10
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	15 x 92	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12	12	12
Drehzahl / speed RPM			5000
RZB / RCF ³⁾	4193	4193	4193
Radius / radius mm	150	150	150
$\sqrt{9}$ (97%) sec			16
$\sqrt{9}$ sec			16
Temperatur / temperature °C ¹⁾			- 10
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾			20

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
 3) Observe the tube manufacturer's instructions.

MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate

CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate


MS Micronic System /
Micronic system




1418		1467							
Winkelrotor 8-fach / Angle rotor 8-times									
Kapazität / capacity ml		4	5	1,1 – 1,4	2,7 – 3	2,6 – 2,9	1 – 5	5	9-10
Maße / dimensions Ø x L mm		12 x 60	12 x 75	8 x 66	11 x 66	13 x 65	13 x 75	13 x 75	16 x 92
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		32	32	32	32	32	32	32	32
Drehzahl / speed RPM		4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF ³⁾		2694	2762	2762	2762	2762	2762	2762	3215
Radius / radius mm		119	122	122	122	122	122	122	142
S (97%) sec		30							
T ₁ sec		31							
Temperatur / temperature °C ¹⁾		- 5							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾		20							

1418		1467				1468			
Winkelrotor 8-fach / Angle rotor 8-times									
Kapazität / capacity ml		15	5 - 10	12	12	4 – 7	15	50	50
Maße / dimensions Ø x L mm		17 x 100	13 x 100	17 x 102	17 x 100	13 x 100	17 x 120	29 x 107	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		32	32	32	32	32	8	8	8
Drehzahl / speed RPM		4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF ³⁾		3215	3215	3215	3305	3283	3147	3147	3147
Radius / radius mm		142	142	142	146	145	139	139	139
S .9 (97%) sec		30							
T _{.9} sec		31							
Temperatur / temperature °C ¹⁾		- 5							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾		20							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1551							
Winkelrotor 8-fach / Angle rotor 8-times							
							
45°							
mit Bioabdichtung / with bio-containment 5)							
Kapazität / capacity	ml	0,2	0,2				
Maße / dimensions	Ø x L mm	6 x 18					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		64	8 x 8				
Drehzahl / speed	RPM	13000					
RZB / RCF	³⁾	13604					
Radius / radius	mm	max. 72					
 (97%)	sec	36					
 9	sec	31					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 4					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	20					

1552									
Winkelrotor 24-fach / Angle rotor 24-times		---	8) 2031	2023	2024	0788			
									
50°							9)		
mit Bioabdichtung / with bio-containment 5									
Kapazität / capacity	ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,2	0,4		
Maße / dimensions	Ø x L mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 18	6 x 45		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	24	24	24	24	24		
Drehzahl / speed	RPM	16000							
RZB / RCF	³⁾	24900				23755			
Radius / radius	mm	87				83			
 9 (97%)	sec	30							
 9	sec	29							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	2							
Probenerwärmung/sample temp. rise	K ¹⁴⁾	20							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten
- 8) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen
- 9) Nur jeden zweiten Platz des Rotors beladen
- 14) Bei einer Laufzeit länger als 20 min. beträgt die Probenerwärmung > 20°K (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 8) recommended for high-speed centrifugation
- 9) Load only each second position of the rotor
- 14) With running time longer than 20 min., the sample temp. rise up will be > 20°K (only with cooling centrifuges)






1553		8) 2031	2023	2024	0788	
Winkelrotor 30-fach / Angle rotor 30-times		----				
 $\angle 45^\circ$ mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾						9)
Kapazität / capacity ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,4	0,2
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 45	6 x 18
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	30	30	30	30	30	15
Drehzahl / speed RPM	14150	14150	14150	14150	14150	14150
RZB / RCF ³⁾	21713	21713	21713	21713	21713	20818
Radius / radius mm	97	97	97	97	97	93
$\sqrt{.9}$ (97%) sec				35		
$\sqrt{.9}$ sec				32		
Temperatur / temperature °C ¹⁾				- 1		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ¹⁵⁾				20		










1555		2024	2023	8) 2031			
Ausschwingrotor 24-fach / Swing out rotor 24-times					---		
 $\angle 90^\circ$ mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾							
Kapazität / capacity ml	0,2	0,4	0,5	0,8	1,5	2,0	
Maße / dimensions Ø x L mm	6 x 18	6 x 45	8 x 30	8 x 45	11 x 38	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor				24			
Drehzahl / speed RPM				13000			
RZB / RCF ³⁾				18327			
Radius / radius mm				97			
$\sqrt{.9}$ (97%) sec				36			
$\sqrt{.9}$ sec				31			
Temperatur / temperature °C ¹⁾				3			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ¹⁰⁾				20			

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten
- 8) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen
9) Nur jeden zweiten Platz des Rotors beladen
10) Bei einer Laufzeit länger als 10 min. beträgt die Probenerwärmung > 20°K (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
15) Bei einer Laufzeit länger als 15 min. beträgt die Probenerwärmung > 20°K (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
3) Observe the tube manufacturer's instructions.
5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
8) recommended for high-speed centrifugation
9) Load only each second position of the rotor
10 With running time longer than 10 min., the sample temp. rise up will be > 20°K (only with cooling centrifuges)
15 With running time longer than 15 min., the sample temp. rise up will be > 20°K (only with cooling centrifuges)


1556		Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times									
		1449		1477		1478					
											
											
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	0,5	10	15	7,5 – 8,2	9 - 10	10	5 - 10	
Maße / dimensions	Ø x L mm	11 x 38		10,7x46	16 x 80	17 x 100	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24		24	12			6			
Drehzahl / speed	RPM	9000									
RZB / RCF	³⁾	10324		10324	10414			10052			
Radius / radius	mm	114		114	115			111			
 9 (97%)	sec	36									
 9	sec	32									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0									
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	20									

1556		Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times								
		1466		1454		1447		1446		1463
										
										
Kapazität / capacity	ml	85	94	15	50	30	50	85	50	50
Maße / dimensions	Ø x L mm	38 x 106	38 x 110 ₍₁₆₎	17 x 120	29 x 115	26 x 95	29 x 107	38 x 101	35 x 105	34 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6								
Drehzahl / speed	RPM	9000								
RZB / RCF	³⁾	10595		10052		9690	10142	10595		10414
Radius / radius	mm	117		111		107	112	117		115
 9 (97%)	sec	36								
 9	sec	32								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	20								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten
- 16) Maße mit Deckel

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 16) Dimensions with lid

1613		1054-A								1054-A /0701			
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times													
													
$\angle 35^\circ$													
Kapazität / capacity	ml	5	1 – 5	6	2,6 – 2,9	2,7 – 3	1,1 – 1,4	4	8,5 - 10	8			
Maße / dimensions	$\varnothing \times L$ mm	12/13 x 75	13 x 75	12 x 82	13 x 65	11 x 66	8 x 66	12 x 60	16 x 100	16 x 125			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Drehzahl / speed	RPM	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000			
RZB / RCF	³⁾	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3260	4146	4146			
Radius / radius	mm	82	82	82	82	82	82	81	103	103			
$\sqrt[9]{\cdot}$ 9 (97%)	sec						15						
$\sqrt[9]{\cdot}$ 9	sec						15						
Temperatur / temperature	$^{\circ}\text{C}$ ¹⁾						- 16						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾						4						

1613													
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times													
													
$\angle 35^\circ$													
Kapazität / capacity	ml	4,5 - 5	4,9	7,5 – 8,2	9 – 10	10							
Maße / dimensions	$\varnothing \times L$ mm	11 x 92	13 x 90	15 x 92	16 x 92	15 x 102							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12							
Drehzahl / speed	RPM	6000	6000	6000	6000	6000							
RZB / RCF	³⁾	4146	4146	4146	4146	4146							
Radius / radius	mm	103	103	103	103	103							
$\sqrt[9]{\cdot}$ 9 (97%)	sec						15						
$\sqrt[9]{\cdot}$ 9	sec						15						
Temperatur / temperature	$^{\circ}\text{C}$ ¹⁾						- 16						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾						4						

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)


1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)


2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


3) Observe the tube manufacturer's instructions.


1613			6305 1063-6						
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times									
									
									
35°									
Kapazität / capacity ml	4 – 7	15	15			4	0,5	1,5	2,0
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 100	17 x 100	17 x 120			10 x 88	10,7 x 46	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12	12	6			12	12	12	12
Drehzahl / speed RPM	6000	6000	6000			6000	6000	6000	6000
RZB / RCF ³⁾	4146	4146	4146			3502	2777	2737	2737
Radius / radius mm	103	103	103			87	69	68	68
 9 (97%) sec						15			
 9 sec						15			
Temperatur / temperature °C ¹⁾						- 16			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾						4			

1615			1054-A 1054-A /0701						
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times									
									
35°									
									
Kapazität / capacity ml	5	1 – 5	6	2,6 – 2,9	2,7 x 3	1,1 – 1,4	4	5 - 10	8
Maße / dimensions Ø x L mm	12/13 x 75	13 x 75	12 x 82	13 x 65	11 x 66	8 x 66	12 x 60	16 x 100	16 x 125
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12	12	12	12	12	12	12	12	6
Drehzahl / speed RPM	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
RZB / RCF ³⁾	13201	13201	13201	13201	13201	13201	13040	16582	16582
Radius / radius mm	82	82	82	82	82	81	103	103	103
 9 (97%) sec						40			
 9 sec						40			
Temperatur / temperature °C ¹⁾						- 2			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾						14			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1615							
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times							
							
Kapazität / capacity ml	4,5 - 5	4,9	7,5 - 8,2	9 - 10	10		
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 92	13 x 90	15 x 92	16 x 92	15 x 102		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12	12	12	12	12		
Drehzahl / speed RPM	12000	12000	12000	12000	12000		
RZB / RCF ³⁾	16582	16582	16582	16582	16582		
Radius / radius mm	103	103	103	103	103		
 .9 (97%) sec	40						
 .9 sec	40						
 .0 sec	840						
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 2						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14						

1615								
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times								
								
Kapazität / capacity ml	4 - 7	15	15		4	0,5	1,5	2,0
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 100	17 x 100	17 x 120		10 x 88	10,7 x 46	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12	12	6		12		12	
Drehzahl / speed RPM	12000							
RZB / RCF ³⁾	16582	16582	16582		14006	11108	10947	
Radius / radius mm	103	103	103		87	69	68	
 .9 (97%) sec	40							
 .9 sec	40							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 2							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	14							

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)


2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

1627							
Winkelrotor 18-fach / Angle rotor 18-times							
 <i>↙ 45°</i> mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁵⁾							
Kapazität / capacity	ml	5					
Maße / dimensions	Ø x L mm	17 x 59					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		18					
Drehzahl / speed	RPM	14150					
RZB / RCF	³⁾	22161					
Radius / radius	mm	99					
 9 (97%)	sec	35					
 9	sec	32					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	2					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ¹⁰⁾	20					

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

5) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten






10) Bei einer Laufzeit länger als 10 min. beträgt die Probenerwärmung > 20°K (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.



5) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".



10 With running time longer than 10 min., the sample temp. rise up will be > 20°K (only with cooling centrifuges)

1494		1452							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
									
									
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2	
Maße / dimensions Ø / A mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	4	4	4	4	4	4	
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692	
Drehzahl / speed RPM					5000				
RZB / RCF ³⁾					2879				
Radius / radius mm					103				
 .9 (97%) sec					30				
 .9 sec					32				
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 10				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					12				
1494		1452							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
									
									
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1					
Maße / dimensions Ø / A mm ²	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	4	4					
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693					
Drehzahl / speed RPM	5000	5000	5000	5000					
RZB / RCF ³⁾	2879	2879	2879	2879					
Radius / radius mm	103	103	103	103					
 .9 (97%) sec					30				
 .9 sec					32				
Temperatur / temperature °C ¹⁾					- 10				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					12				








- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 11) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100






- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 11) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100

1624		1660 + 1661							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 							
		1662						1670	
						 11)			
1663		1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	
									
Kapazität / capacity	ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions	Ø / A mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60
Anzahl p. Rotor		4	4	4	4	4	4	4	4
Filterkarten / filter cards		1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed	RPM	4000							
RZB / RCF	³⁾	1646							
Radius / radius	mm	92							
$\sqrt{ } 9$ (97%)	sec	20							
$\sqrt{ } 9$	sec	25							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 16							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	3							

1624		1660 + 1661				1680			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times		 							
		1670						1662	
 11)									
1665		1666	1667	1668		1671	1672	1673	
									
Kapazität / capacity	ml	4	8	3 x 2	4 x 1		[1] 0,5	[1] 0,5	[1] 0,5
Maße / dimensions	Ø / A mm ²	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30		6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120
Anzahl p. Rotor		4	4	4	4		4	4	4
Filterkarten / filter cards		1692	1691	1694	1693		[1] 1696	[1] 1697	[1] 1698
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000		4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	1646	1646	1646	1646		1467	1467	1467
Radius / radius	mm	92	92	92	92		82	82	82
$\sqrt{ } 9$ (97%)	sec	20							
$\sqrt{ } 9$	sec	25							
$\sqrt{ } 0$	sec	390							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 16							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	3							



- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
 11) Objekträger nur belastbar bis RZB 1100
 [1] Einschritt-Methode
- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
 11) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
 [1] One-step method

1626	1660 + 1661							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times								
								
1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	1670
								
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions Ø / A mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6	6	6	6	6	6
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed RPM	4000							
RZB / RCF ³⁾	2039							
Radius / radius mm	114							
 9 (97%) sec	20							
 9 sec	22							
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 16							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	7							

1626	1660 + 1661				1680		
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times							
							
1665	1666	1667	1668		1671	1672	1673
							
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1		[1] 0,5	[1] 0,5
Maße / dimensions Ø / A mm ²	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30		6,2 / 30	8,7 / 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6	6		6	6
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693		[1] 1696	[1] 1697
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000		4000	4000
RZB / RCF ³⁾	2039	2039	2039	2039		1842	1842
Radius / radius mm	114	114	114	114		103	103
 9 (97%) sec	20						
 9 sec	22						
 0 sec	330						
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 16						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾	7						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 11) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 11) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100

1515-A	1524				
Rotor 12-fach  $\angle 90^\circ$					
	1531 / 1534 ¹²⁾	1532 ¹²⁾	1536 ¹²⁾	1538 ¹²⁾	
					
			1537 ¹²⁾	1539 ¹²⁾	
					
Kapazität / capacity ml	0,5	0,2	6 ¹³⁾	0,5	
Maße / dimensions Ø / A mm ²	6 / 28,3	6 / 28,3	-	6 / 28,3	
Maße (L x B) / dimensions (L x W) mm	-	-	13,4 x 22	-	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12				
Drehzahl / speed RPM	2000				
RZB / RCF ³⁾	438				
Radius / radius mm	98				
$\sqrt{9}$ (97%) sec	19				
$\sqrt[3]{9}$ sec	18				
Temperatur / temperature °C ¹⁾	- 10				
Probenerwärmung/sample temp. rise K ²⁾	3				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
 3) Observe the tube manufacturer's instructions.

12)	Bestell-Nr. / Cat. No.	Menge / Quantity	Bestell-Nr. / Cat. No.	Menge / Quantity
	1531, 1532	50 St. / 50 pcs.	1536, 1538	12 St. / 12 pcs.
	1534	500 St. / 500 pcs.	1539	200 St. / 200 pcs.
	1537	100 St. / 100 pcs.		

- 13) Dies ist das maximale Fassungsvermögen, die empfohlene Füllmenge der Kammern beträgt 4 ml.

- 13) This is the maximum capacity. The recommended quantity to be used per chamber is 4 ml.