

## Hettich Zentrifugen-Zubehör Becher mit Einhand-Bügelverschluss

Komfortabel. Praktisch. Sicher.

NEU



### ÖKONOMISCHES UND SICHERES ARBEITEN

- Standfeste, kippsichere Becher
- Mühelose Einhand-Bedienbarkeit des Verschlussbügels
- Sicherer Transport der Becher am Bügel
- Aerosoldichtes Zentrifugieren bei geschlossenem Becher
- TÜV-Zertifizierung nach DIN EN 61010, Teil 2-020



[www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)



# Sichere Pluspunkte



## BEQUEMES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES DECKELS MIT EINER HAND



- 1 Bei Bügelstellung „Open“ lässt sich der Deckel mühelos aufsetzen und abnehmen.
- 2 Bei mittlerer Bügelstellung ist der Becher aerosoldicht verschlossen und kann sicher zur Zentrifuge, Werkbank oder einem anderen Arbeitsplatz getragen werden.
- 3 Bei Bügelstellung „Close“ ist der Becher aerosoldicht zentrifugierbar. Seine Aerosoldichtigkeit ist TÜV-geprüft nach DIN EN 61010, Teil 2-020.

## BECHER MIT EINHAND-BÜGELVERSCHLUSS SIND VERFÜGBAR FÜR:

- die Modelle der Zentrifugen-Serie ROTANTA 460
- die Tischzentrifugen ROTINA 420 und ROTINA 420 R



**Rotor 5699**  
mit Bechern 4880 und Deckeln 4883  
(inklusive Bügel)



**Rotor 4784-A**  
mit Bechern 4780 und Deckeln 4783  
(inklusive Bügel)



[www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)

**Hettich**

LAB TECHNOLOGY