


# Zyto-Rotor: Neu und nur von Hettich

Zuverlässiger Schutz vor infektiösen Aerosolen

AEROSOL-  
DICHT\*<sup>1</sup>



## MAXIMALE SICHERHEIT: ZYO-ROTOR MIT ZERTIFIZIERTER BIODICHTIGKEIT

Lange haben Zytologen darauf gewartet. Nun ist er endlich da: Der Zyto-Rotor, der sich biodicht verschließen lässt. Mit dem neuen Zyto-Rotor 1515-A bietet Hettich seinen Kunden als erster Hersteller Zyto-Zubehör mit zertifizierter Biodichtigkeit\* an. Das bedeutet maximale Sicherheit und optimalen Schutz bei der Zentrifugation von infektiösen Proben.

<sup>1</sup> TÜV-geprüft nach DIN EN 61010, Teil 2-020.



# Zyto-Rotor



**Blick in den Schleuderraum**  
zeigt Rotor 1515-A mit 12 Zyto-Einsätzen

## GUTE GRÜNDE, SICH FÜR HETTICH ZU ENTSCHEIDEN.

### GRÖSSTE AUSWAHL AN ZYTO-ZUBEHÖR

Unter allen Anbietern hat Hettich das umfangreichste Zubehör-Programm für die Zytologie. Alle gängigen Methoden können in Hettich Laborzentrifugen durchgeführt werden.

### HOHE KOSTENEINSPARUNG

Zytologische Labore, die bisher alternative Produkte (z. B. Shandon®) eingesetzt haben, können nun eine Laborzentrifuge von Hettich verwenden. Die Anschaffung einer ausschließlichen Zyto-Zentrifuge entfällt. Anwender, die bereits Hettich-Kunden sind, können die neuen Rotoren in ihren vorhandenen ROTOFIX 32 A und UNIVERSAL 320 Modellen einsetzen.

### MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Die 12-fach Zyto-Rotoren lassen sich ohne Werkzeug kinderleicht einsetzen und herausnehmen.

## BESTELLINFORMATIONEN



**12-fach Rotor 1515-A**  
Deckel mit Bioabdichtung\*



**Spann-Klipp 1524**  
(4er Set)



### MAXIMALE SICHERHEIT

Hettich bietet als erster und einziger Hersteller einen Zyto-Rotor, der sich biodicht\* verschließen lässt. Das bedeutet optimalen Schutz vor infektiösen Aerosolen.

\* TÜV-geprüft nach DIN EN 61010, Teil 2-020



**Zyto-Kammer 1534**  
(500 St.)  
**Zyto-Kammer 1531**  
(50 St.)  
mit weißer Filterkarte  
für Probenmengen von  
200 – 500 µl



**Zyto-Kammer 1532**  
(50 St.)  
mit brauner Filterkarte  
für kleinste Probenmengen  
bis 200 µl



**Zyto-Kammer 1538**  
(12 St.)  
(wiederverwendbar) für  
Probenmengen bis 500 µl  
**Filterkarte 1539**  
(200 St.)  
für Zyto-Kammer 1538



**Zyto-Kammer 1533**  
(500 St.)  
**Zyto-Kammer 1535**  
(100 St.)  
für Volumina bis 6 ml  
(z.B. Urinproben)



**Zyto-Kammer 1536**  
(12 St.)  
(wiederverwendbar) für  
große Volumina bis 6 ml  
(z.B. Urinproben)  
**Dichtung 1537**  
(100 St.)  
für Zyto-Kammer 1536



[www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)



**Hettich**

LAB TECHNOLOGY