

Mehr fürs Labor

Mit Rollcontainern für Hettich-Zentrifugen schaffen Sie Freiräume und gewinnen größere Flexibilität:



Rollcontainer

Alle Rollcontainer erhalten Sie in stabiler Ausführung mit Lenkrollen und zwei Feststellern. Eventuelle Vibrationen der Zentrifuge werden sicher kompensiert.

Die Rollcontainer mit der Bestell-Nr. 4612-A und 4613-A sind geeignet für die Modelle:

- ROTOFIX 32 A
- UNIVERSAL 320 / 320 R
- ROTINA 380 / 380 R
- ROTINA 420
- ROTANTA 460
- ROTOFIX 46 / 46 H

Die Rollcontainer mit der Bestell-Nr. 4614-K und 4615-A sind geeignet für die Modelle:

- ROTINA 420 R
- ROTANTA 460 R



Niedrig und schmal,
mit einem Schubfach.
Tiefe 650 mm

Bestell-Nr. 4612-A



Niedrig und breit,
mit einem Schubfach.
Tiefe 650 mm

Bestell-Nr. 4614-K



Hoch und schmal,
mit zwei Schubfächern.
Tiefe 650 mm

Bestell-Nr. 4613-A



Hoch und breit,
mit zwei Schubfächern.
Tiefe 650 mm

Bestell-Nr. 4615-A