

TOP  
S  
P  
O




**HANDZENTRIFUGE**  
Handbetriebene Zentrifuge

**Hettich**

ZENTRIFUGEN

# HANDZENTRIFUGE



## Wartungsfreie, stromunabhängige Handzentrifuge

Die flexible, handliche Zentrifuge lässt sich mit einer Klemmvorrichtung einfach an jeder Tischplatte befestigen und ohne Strom betreiben. Durch ihr selbstschmierendes Getriebe ist sie praktisch wartungsfrei.

Zwei Rotoren stehen zur Auswahl.

In Rotor **1014** lassen sich konische 15 ml Röhrchen (Bestell-Nr. 0515, ungraduiert oder Nr. 0516, graduiert) auf 1.298 RCF beschleunigen.

Rotor **1025** nimmt darüber hinaus zahlreiche gängige Probenröhrchen, auch mit Rundboden, bis 15 ml auf. Die Länge der Röhrchen kann max. 125 mm betragen, der Durchmesser max. 17 mm.



abgebildet mit Rotor 1014  
↘ 90°

abgebildet mit Rotor 1025  
↘ 50°

ROTOREN	4-fach	4-fach
max. Kapazität	4 x 15 ml <sup>*)</sup>	4 x 15 ml
max. RPM	3.000 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>
max. RCF	1.298	1.077
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1014</b>	<b>1025</b>

<sup>\*)</sup> nur konisch

HANDZENTRIFUGE	
<b>handbetriebene Zentrifuge, ohne Rotor</b>	
Maße (H x B x T)	285 x 140 x 175 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1011</b>



LAB TECHNOLOGY

### Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstr. 12  
D - 78532 Tuttlingen  
Deutschland  
www.hettichlab.com  
info@hettichlab.com  
service@hettichlab.com

Tel. +49 (0)7461 / 705 - 0  
Fax +49 (0)7461 / 705 - 1125

**Verkauf Inland: -12 00**  
**International Sales: -12 01**  
**Service Inland: -12 02**  
**International Service: -12 03**