



HETTICH SA VOTRE PARTENAIRE SUISSE POUR

- Centrifugeuses
- Incubateurs (avec ou sans Co₂)
- Évaporateurs (concentrateur sous vide)
- Étuves / Étuves de séchage / Enceintes climatiques / Étuves à vide
- Réfrigérateurs de laboratoire / médicamenteux/banque de sang
- Congélateurs de laboratoire / plasma / congélateurs à très basse température / coffres-forts pour conserves de sang
- Bains-marie
- Systèmes de décongélation de plasma / Agitateurs de plaquettes
- Boîtes de transport / Systèmes de transport

EN ISO 9001
EN ISO 13485
CERTIFIED COMPANY

Nous distribuons et proposons un S.A.V. pour les marques suivantes:



hettich.ch

GROUPE HETTICH

120 ANS D'EXPÉRIENCE

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE SAVOIR-FAIRE

- Sites de développement et de production en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas
- Sociétés de distribution et de services aux USA, en France, à Singapour et en Chine
- Plus de 500 employés dans le monde entier
- Conseil spécialisé pour les utilisateurs par des experts produits
- Qualifications (IQ/OQ/PQ)
- Maintenance et réparations
- Mise en service et formation par du personnel certifié

LONGÉVITÉ

Durée de vie de plus de 10 ans en partie.

Cela répartit vos coûts d'acquisition sur plusieurs années.

FIABILITÉ

Nos appareils robustes sont fabriqués avec soin à partir de composants et de matériaux de haute qualité, ce qui garantit un fonctionnement optimal et une grande disponibilité même en cas d'utilisation intensive.

Fort en conseil et en service après-vente

DURABILITÉ

Avec l'achat d'un produit durable, vous contribuez activement à la préservation de l'environnement.

Investissez dans la qualité.

SÉCURITÉ

Nous garantissons un niveau de qualité et de sécurité constant grâce à un contrôle rigoureux et à une certification. Que vous ayez besoin d'un dispositif de diagnostic in vitro ou d'un produit médical, nous proposons des équipements certifiés dans notre assortiment.

Certifiés ISO 9001 et ISO 13485.

HETTICH SA

SERVICE APRÈS-VENTE

NOTRE SERVICE VOUS GARANTIT
UNE TRÈS GRANDE DISPONIBILITÉ ET
UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE DE VOS APPAREILS

- Techniciens de service qualifiés avec de nombreuses années d'expérience
- Stock de pièces de rechange d'origine, d'une grande disponibilité
- 90% des réparations sont réalisées sur site, dès la première intervention
- Appareils de mesure étalonnée avec certificat (disponible en téléchargement sur notre site.)
- Qualifications / maintenance selon les exigences du client

MAINTENANCE ET CONTRÔLES RÉGULIERS DE VOS APPAREILS

Le contrat de maintenance vous apporte les avantages suivants:

- Planification proactive des interventions par HETTICH SA
- Les entretiens réguliers prolongent la durée de vie de vos appareils.
- Réduction des contraintes administratives
- Certificat de qualification et autre documents fourni comme élément justificatif
- Réduction des temps d'arrêt dus en cas de réparation
- Frais de déplacement et main d'oeuvre compris dans le forfait

Notre équipe est toujours à votre service pour les mises en service avec IQ/OQ/PQ, instructions, maintenance, réparation et qualifications.



HETTICH SA

Développé et fabriqué en Suisse

CENTRIFUGEUSE LAVE-CELLULES

Nous fabriquons, sous la forme d'un montage final, la centrifugeuse lave-cellules «ROTOLAVIT II». Cette centrifugeuse facilite les tâches quotidiennes des laboratoires des établissements de transfusion sanguine. Utilisée pour la réalisation d'épreuves directes de compatibilité, elle l'est également pour, par exemple, les tests à l'antiglobuline, de même que pour le lavage des cellules lors des tests de dépistage de la tuberculose. L'appareil se caractérise notamment par son rendement élevé de cellules et permet de gagner un temps précieux par rapport à la méthode manuelle.

L'écran tactile moderne permet de programmer, rapidement et facilement, jusqu'à 24 programmes différents comportant chacun jusqu'à 20 processus différents. La programmation de groupes d'utilisateurs offre une sécurité qui empêche toute manipulation non-souhaitée. Cette centrifugeuse est peu encombrante et silencieuse, elle fournit des résultats fiables et elle est extrêmement facile à utiliser, moyennant de faibles coûts de consommation.

ÉVAPORATEURS (concentrateur sous vide)

Depuis plus de 10 ans, nous développons et fabriquons des évaporateurs innovants et fiables, tant en tant qu'appareils autonomes que pour une utilisation dans des systèmes robotiques. «CombiDancer II», «DancerPlus» ainsi que le Chiller.

Les concentrateurs sous vide permettent l'évaporation des excès de solvants lors de la préparation d'éprouvettes. Ils permettent de traiter les éprouvettes rapidement, avec flexibilité, de façon reproductible, avec ménagement et de manière à respecter l'environnement. Ils constituent ainsi la solution idéale à utiliser pour l'extraction en phase solide, au laboratoire analytique, en chimie combinatoire ou pour le High Throughput Screening (criblage à haut débit). Avec les évaporateurs Hettich, vous obtenez le résultat recherché plus rapidement qu'avec des centrifugeuses à vide.



Rotolavit II



CombiDancer II + Chiller to Dancer

HETTICH SA

Les produits que nous distribuons



CENTRIFUGEUSES

Pour chaque application, la centrifugeuse qui convient.

Tous les appareils Hettich sont fabriqués par Andreas Hettich GmbH et Co. KG à Tuttlingen (D). Pour chaque application, la centrifugeuse qui convient. Hettich propose un large choix de centrifugeuses de grande qualité pour paillasse, sous paillasse, sur pied ainsi que des automatisées (robotique). Les centrifugeuses et accessoires sont mis au point dans le cadre d'échanges avec des utilisateurs des domaines de la médecine, de la chimie, de la recherche et de l'industrie, et ils sont constamment adaptés aux toutes dernières exigences, selon un processus d'amélioration continu.

Les centrifugeuses Hettich sont très fiables, conviviales et fabriquées dans des matériaux de haute qualité, durable et donc moins coûteuses à entretenir que les produits concurrents.

INCUBATEURS

Incubateurs classiques et incubateurs réfrigérés HettCube

La série d'incubateurs Hettich est respectueuse de l'environnement, économique et parfaitement conçue. Ces incubateurs offrent à vos cultures de conditions des croissances optimales.

Tous les avantages, d'un seul coup d'oeil:

- Écran tactile à fonctionnement intuitif
- Une programmation hebdomadaire simple, des options de réglage flexibles
- Fiabilité des processus, même en cas de panne de courant
- Un maximum d'espace utilisable sur une surface minimale
- Le système de tempérage réduit le séchage des échantillons
- Réduction des coûts grâce aux économies d'énergie
- Un équipement standard complet
- Des accessoires appropriés disponibles pour chaque application

Sur les appareils Hettich, nous vous offrons une garantie totale de 2 ans.



HETTICH SA

Les produits que nous distribuons

MEMMERT ÉTUVES DE CONTRÔLE THERMIQUE ET BAINS-MARIE



L'étuve qui convient, pour votre application.

Déjà à la troisième génération, Memmert développe et produit sur deux sites au sud de l'Allemagne des appareils de contrôle thermique (étuves / étuves de séchage / incubateurs / enceintes climatiques), de même que des bains-marie pour les applications les plus différentes, entre autres dans les domaines suivants:

- Contrôle industriel des matériaux et des composants
- Recherche en biologie, chimie ou technique des denrées alimentaires
- Médecine humaine et vétérinaire
- Contrôles de qualité multiples dans des processus de production exigeants

Memmert dispose de forte compétence en construction spéciale, nous pouvons faire fabriquer un appareil selon vos spécifications. Les produits Memmert sont utilisés dans plus de 190 pays, ce qui fait de Memmert un prestataire leader en appareils de contrôle thermique. Depuis plus de 20 ans, la société Hettich SA distribue les produits Memmert et propose les prestations de service qui s'y rapportent. Grâce à de longues années d'une étroite collaboration, et grâce au savoir-faire de nos collaborateurs, nous sommes votre partenaire idéal pour vos acquisitions, de même que pour les maintenances et réparations.

Nous offrons une garantie totale de 3 ans sur les appareils Memmert.



HETTICH SA

Les produits que nous distribuons



B MEDICAL SYSTEMS

Les appareils B Medical Systems (anciennement Dometic), fabriqués au Luxembourg, sont conçus pour assurer le respect de la chaîne du froid lors du stockage et du transport de préparations vitales et sensibles à la température.

Tous les avantages en un coup d'oeil:

- Stockage des préparations en toute sécurité
- Électronique de commande multifonctionnelle intégrée
- Produits résistant à la corrosion
- Des matériaux de haute qualité
- Facilité d'utilisation et de nettoyage

B Medical Systems exporte dans le monde entier des réfrigérateurs, des congélateurs et des boîtes de transport pour les vaccins, le sang et les composants sanguins ainsi que les produits de laboratoire et pharmaceutiques. Nous sommes le distributeur exclusif des produits B Medical en Suisse.

Nous offrons une garantie totale de 2 ans sur les appareils B Medical Systems.

HELMER



«Helmer Scientific» propose des appareils de laboratoire à la pointe, pour le stockage et le traitement de matériel biologique. Ces appareils de haute qualité apportent des solutions innovantes pour les laboratoires d'hôpitaux, les pharmacies, les cliniques, les services de santé et les centres de recherche. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Noblesville, Indiana (États-Unis). Les systèmes de stockage de plaquettes et les appareils de décongélation de plasma sont particulièrement demandés en Suisse et nous en assurons la distribution exclusive.

Nous offrons une garantie totale de 2 ans sur les appareils Helmer.

DELTA T



Qu'il s'agisse de plasma frais congelé, de sang entier, de concentrés plaquettaires ou de concentrés érythrocytaires, les solutions de transport passif de «Delta T» couvrent l'ensemble de la logistique de transport et sont faciles à manipuler. Ces solutions pratiques sont conçues aussi bien pour les banques de sang et les cliniques que pour les services de don de sang, et elles sont fabriquées en Allemagne.

Vous trouverez des informations détaillées concernant toutes nos marques à l'adresse www.hettich.ch.

CONTACTS

NOUS SERIONS HEUREUX D'ENTRER EN CONTACT AVEC VOUS

CONSEIL & VENTE

Région Suisse Alémanique / Tessin
Tél. +41 44 786 80 20
sales@hettich.ch

Suisse Romande
Tél. +41 44 786 80 26
sales@hettich.ch

Service Intérieur Ventes
Tél. +41 44 786 80 27
sales@hettich.ch

SERVICE AU CLIENT

Région Suisse Alémanique / Tessin
Tél. +41 44 786 80 25
service@hettich.ch

Suisse Romande
Tél. +41 44 786 80 26
service@hettich.ch