



Volkswirtschaftsdepartement

Amt für Arbeit

Eichstätte SZ+1

Gätzlistrasse 20

6440 Brunnen

Telefon Direkt 079 324 24 82 / 079 214 43 83

Telefax 041-819 25 84

Prüfzertifikat

Zertifikat Nr. 2017/4--301735455-2843.0
No du certificat
Certificate No.

Firma, Adresse
Maison, adresse
Customer, address

Hettich AG - Laborapparate
Seestrasse 204 A
8806 Bäch

Datum der Prüfung
Date de la vérification
Data di verificazione

04.04.2017

Gegenstand
Object
Object

Wiegegerät
KERN

Hersteller
Fabricant
Manufacturer

Kern & Sohn GmbH
Balingen

Standort
Lieu d'installation
Location

Versand

System Nr.
Système n°
Serial No.

geprüft

Typ
Type
Model

GS3200-2
3.2kg
d=0.01g

Fabrikations-Nr.
N° de fabrication
Fabrication No.

71203831

Inventar Nr.
N° d'inventaire
Inventory No.

Prüfverfahren:

Die Prüfung der Waage erfolgte im Vergleich mit geeichten OIML Prüfgewichten der Genauigkeitsklasse M1 und F2 der Eichstätte Schwyz. Diese sind an die nationalen Normale des Metas in Bern-Wabern angeschlossen. Die Waage wurde mit einer gelben Prüfmarke versehen.

Belastungsprobe: Anzeige in g

Aufgelegte Last	Anzeige der Waage
0	0
10	10.00
30	30.00
100	100.00
300	300.01
1'000	1'000.00
3'200	3'200.01

Messunsicherheit U $k=2 \pm(0.8d + 0.12e-3 \cdot m)g$ (m)=aufgelegte Last in g (d=Teilung)

Ort, Datum
Lieu, date
Location, date

6440 Brunnen, 04.10.2017

Leiter der Eichstätte
Chef de l'office de vérification
Capo del ufficio di verificazione

Peter Schiller

Der Inhalt dieses Zertifikates darf nur in vollständiger Form veröffentlicht oder weitergegeben werden.
Ce certificat d'étalonnage ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
This calibration certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Kantonale
Eichstätte SZ+1
Gätzlistrasse 20
6440 Brunnen