



Volkswirtschaftsdepartement

Amt für Arbeit

Eichstätte SZ+1

Gätzlistrasse 20

6440 Brunnen

Telefon Direkt 079 324 24 82 / 079 214 43 83

Telefax 041-819 25 84

Prüfzertifikat

Zertifikat Nr. 2019/4--301735455--1859883763.0
N° du certificat
Certificate No.

Firma, Adresse
Entreprise, adresse
Company, address

Hettich AG - Laborapparate
Seestrasse 204 A
8806 Bäch

Datum der Prüfung 11.04.2019
Date du test
Date of test

Gegenstand
Object
Object

Wiegegerät
TIF

Hersteller
Fabricant
Manufacturer

TIF

Standort
Lieu d'installation
Place

Spedition HR

Bauartprüfzertifikat
Cert. d'examen de type
Type examination cert.

geprüft

Typ
Type
Model

TIF 9030 Compact
100 kg
d= 10 g

Fabrikations-Nr.
N° de fabrication
Serial number

091611001461

Inventar Nr.
N° d'inventaire
Inventory No.

ID50

Prüfverfahren:

Die Prüfung der Waage erfolgte im Vergleich mit geeichten OIML Prüfgewichten der Genauigkeitsklasse M1 und F2 der Eichstätte Schwyz. Diese sind an die nationalen Normale des Metas in Bern-Wabern angeschlossen. Die Waage wurde mit einer gelben Prüfmarke versehen.

Belastungsprobe: Anzeige in kg

Aufgelegte Last	Anzeige der Waage
0.000	0.000
0.100	0.100
0.300	0.300
1.000	1.000
3.000	3.000
10.000	9.990
30.000	29.970
50.000	49.970
70.000	69.950
99.000	99.920

Messunsicherheit U $k=2 \pm(0.8d + 0.12e-3 \cdot m)kg$ (m)=aufgelegte Last in kg (d=Teilung)

Ort, Datum
Lieu, date
Place, date

6440 Brunnen, 29.04.2019

Leiter der Eichstätte
Chef de l'office de vérification
Capo del ufficio di verificaione

Peter Schilter

Der Inhalt dieses Zertifikates darf nur in vollständiger Form veröffentlicht oder weitergegeben werden. / Le contenu de ce certificat ne peut être publié ou distribué que dans son intégralité. / The content of this certificate may only be published or distributed in its full form.

Kantonale
Eichstätte SZ+1
Gätzlistrasse 20
6440 Brunnen