

GAMA DE PRODUCTOS HETTICH



CENTRÍFUGA MANUAL

- No requiere electricidad
- Sin mantenimiento
- Dos rotores a elegir (90° ó 50°)
- Dispositivo de aseguramiento para facilitar montaje



RPM máx.	3,000 min ⁻¹
RCF máx.	1,298
Capacidad máx.	4 x 15 ml
Peso (aprox.)	0.9 kg
N° referencia	1011

IVD MD

EBA 200 | 200 S

- IVD-conform según (EU) 2017/746 o Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- Centrífuga pequeña incluye rotor de ángulo fijo de 8 posiciones
- Nivel de ruido: 50 dB(A) (EBA 200)
- Tecla de pulso para ciclos cortos



	EBA 200	EBA 200 S	EBA 200 (MD)
RPM máx.. RPM	6,000 min ⁻¹	8,000 min ⁻¹	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	3,461	6,153	3,461
Capacidad máx.	8 x 15 ml	8 x 15 ml	8 x 15 ml
N° referencia	1800	1802	1800

IVD

EBA 270

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- Centrífuga pequeña, incluye rotor oscilante de 6 posiciones
- Nivel de ruido: 51 dB(A)
- Tecla de pulso para ciclos cortos



RPM máx.	4,000 min ⁻¹
RCF máx.	2,254
Capacidad máx.	6 x 15 ml
Peso (aprox.)	14 kg
N° referencia	2300

IVD

EBA 280 | 280 S

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- Centrífuga pequeña con sistema rápido de cambio de rotor
- 6 rotores a elegir
- 9 memorias de programa



	EBA 280	EBA 280 S
RPM máx.	6,000 min ⁻¹	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	4,146	5,071
Capacidad máx.	6 x 50 ml	6 x 50 ml
Peso (aprox.)	12 kg	12 kg
N° referencia	1101	1102

IVD

HAEMATOKRIT 200

- IVD-conform según 98/79/EC
- Determinación del hematocrito en solo 7 minutos
- Compacta y de alto desempeño
- Nivel de ruido: 56 dB(A)



RPM máx.	13,000 min ⁻¹
RCF máx.	16,060
Capacidad máx.	24 capilares
Peso (aprox.)	10 kg
N° referencia	1801

IVD

MIKRO 185

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- Compacta y de alto desempeño
- 4 rotores a elegir
- Nivel de ruido: 54 dB(A) con rotor 1252-A



RPM máx.	14,000 min ⁻¹
RCF máx.	18,845
Capacidad máx.	24 x 2 ml
Peso (aprox.)	11 kg
N° referencia	1203

IVD

MIKRO 200 | 200 R

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- 4 rotores a elegir
- 4 memorias de programa
- Tecla de pulso para ciclos cortos



	MIKRO 200	MIKRO 200 R
RPM máx.	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	21,382	21,382
Capacidad máx.	30 x 2 ml	30 x 2 ml
Peso (aprox.)	11.5 kg	28 kg
N° referencia	2400	2405

IVD

MIKRO 220 | 220 R

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- 8 rotores a elegir
- 9 memorias de programa
- Tecla de pulso para ciclos cortos



	MIKRO 220	MIKRO 220 R
RPM máx.	18,000 min ⁻¹	18,000 min ⁻¹
RCF máx.	31,514	31,514
Capacidad máx.	60 x 2 ml	60 x 2 ml
Peso (aprox.)	21 kg	42 kg
N° referencia	2200	2205

IVD MD

ROTOFIX 32 A

- IVD-conform según (EU) 2017/746 o Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 9 rotores a elegir
- Nivel de ruido: 52 dB(A) (rotor 1628)
- Tecla de pulso para ciclos cortos



	ROTOFIX 32 A	ROTOFIX 32 A (MD)
RPM máx.	6,000 min ⁻¹	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	4,226	4,226
Capacidad máx.	4 x 100 ml	4 x 100 ml
Peso (aprox.)	23 kg	23 kg
N° referencia	1206	1207

IVD

UNIVERSAL 320 | 320 R

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- Nivel de ruido: 48 dB(A) con rotor 1611
- 18 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 10 rampas de frenado



	UNIVERSAL 320	UNIVERSAL 320 R
RPM máx.	16,000 min ⁻¹	16,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,900	24,900
Capacidad máx.	4 x 200 ml	4 x 200 ml
Peso (aprox.)	31 kg	52 kg
N° referencia	1401	1406

IVD

ROTINA 380 | 380 R

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- 8 rotores a elegir
- 98 memorias de programa
- 9 rampas de aceleración y 10 rampas de frenado



	ROTINA 380	ROTINA 380 R
RPM máx.	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400	24,400
Capacidad máx.	4 x 290 ml	4 x 290 ml
Peso (aprox.)	51 kg	81 kg
N° referencia	1701	1706

IVD

ROTINA 420 | 420 R

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- 5 rotores a elegir
- 98 program storage memories
- 9 etapas individuales de arranque y 10 de frenado



	ROTINA 420	ROTINA 420 R
RPM máx.	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400	24,400
Capacidad máx.	4 x 600 ml	4 x 600 ml
Peso (aprox.)	75 kg	108 kg
N° referencia	4701	4706

MD

ROTANTA 460 | 460 R

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 8 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



	ROTANTA 460	ROTANTA 460 R
RPM máx.	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400	24,400
Capacidad máx.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
Peso (aprox.)	101 kg 141 kg	101 kg 141 kg
N° referencia	5650 5660	5650 5660

GP

ROTOFIX 46 | 46 H

- Robusta centrífuga industrial
- ROTOFIX 46 H con calentamiento, rango de +10 hasta 90 °C
- 4 rotores a elegir
- Nivel de ruido: 38 dB (A) (rotor 4619)



	ROTOFIX 46	ROTOFIX 46 H
RPM máx.	4,000 min ⁻¹	2,000 min ⁻¹
RCF máx.	3,095	984
Capacidad máx.	4 x 290 ml	4 x 100 ml
Peso (aprox.)	60 kg	60 kg
N° referencia	4600	4600-50

MD

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 8 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



	ROTANTA 460 RC	ROTANTA 460 RF
RPM máx.	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400	24,400
Capacidad máx.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
Peso (aprox.)	140 kg	164 kg
N° referencia	5670	5675

MD

ROTIXA 500 RS

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 5 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



RPM máx.	11,500 min ⁻¹
RCF máx.	18,038
Capacidad máx.	4 x 1,000 ml
Peso (aprox.)	ca. 219 kg
N° referencia	4950

MD

ROTO SILENTA 630 RS

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 3 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



RPM máx.	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	6,520
Capacidad máx.	6 x 2,000 ml
Peso (aprox.)	ca. 355 kg
N° referencia	5005

IVD

ROTOLAVIT II

- IVD-conform según (EU) 2017/746
- Sistema automático de lavado de células para pruebas serológicas
- 2 rotores a elegir
- Fácil operación con pantalla táctil intuitiva



RPM máx.	3,500 min ⁻¹
RCF máx.	1,438
Capacidad máx.	24 x 5 ml
Peso (aprox.)	24,5 kg
N° referencia	1008-00

GP

ZENTRIMIX 380 R

- Innovadora centrífuga doble
- Homogenización, mezcla y trituración en un dispositivo
- Se puede utilizar también como centrífuga refrigerada



RPM máx.	2,500 min ⁻¹
RCF máx.	1,048
Capacidad máx.	6 x 50 ml
Peso (aprox.)	81,5 kg
N° referencia	3200

IVD

CENTRÍFUGAS AUTOMATIZADAS

- Más de 25 años de experiencia y liderazgo en el mercado de centrífugas robóticas
- 4 modelos disponibles en diferentes tamaños
- Numerosos accesorios estándar



GP

HETTCUBE 60 | 120

- Incubadores con una precisión máxima de temperatura de hasta + 65 °C
- Con opciones de convección natural o forzada
- Pantalla táctil de manejo intuitivo



	HC 60	HC 60	HC 120	HC 120
	convección natural	convección forzada	convección natural	convección forzada
Dimensiones (mm)	590 x 620 x 710	590 x 620 x 710	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850
Volumen interior	56	56	112	112
Máx. bandejas	5	5	7	7
N.° cat.	69601-10	69601-20	61201-10	61201-20

IVD

HETTCUBE 200 | 400 | 600

- Máximo espacio validable en la menor superficie posible
- Temperatura desde 1 K (°C) por encima de la temperatura ambiente hasta + 65 °C
- Pantalla táctil intuitiva de 4.3 pulgadas
- Control de temperatura constante y homogéneo



	HettCube 200	HettCube 400	HettCube 600
Dimensiones (mm)	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
Volumen interior	150 l	310 l	520 l
Espacio útil	82 l	199 l	351 l
N° referencia	62000	64000	66000

IVD

HETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Incubadora refrigerada con un rango de temperatura de 0 °C a + 65 °C
- Pantalla táctil intuitiva de 4.3 pulgadas
- Programación semanal con función de vacaciones
- Control de temperatura constante y homogéneo



	HettCube 200 R	HettCube 400 R	HettCube 600 R
Dimensiones (mm)	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
Volumen interior	150 l	310 l	520 l
Espacio útil	82 l	199 l	351 l
N° referencia	62005	64005	66005

MD Dispositivo Médico según (EU) 2017/745

IVD IVD-conform según (EU) 2017/746

GP General purpose Version



Desarrollado y
fabricado en Alemania



Ø Vida útil de
mas de 7 años



Repuestos y servicio
disponible por hasta 10 años



Asistencia personal
y rápida



Productos totalmente
probados y certificados