

GAMME DE PRODUITS HETTICH



CENTRIFUGEUSE MANUELLE

- Légère, portable et compacte
- Mécanisme auto lubrifiant
- Ne nécessite aucun entretien
- Deux rotors au choix (90° ou 50°)



RPM max.	3.000 min ⁻¹
ACR max.	1.298
Capacité max.	4 x 15 ml
Poids (env.)	0,9 kg
Réf.	1011

IVD MD

EBA 200 | 200 S | 200 MD

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746 ou dispositif médical selon (EU) 2017/745
- Rotor angulaire 8 places inclus
- Niveau sonore : 50 dB(A) (EBA 200)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



	EBA 200	EBA 200 S	EBA 200 (MD)
max. RPM	6,000 min ⁻¹	8,000 min ⁻¹	6,000 min ⁻¹
max. RCF	3,461	6,153	3,461
max. capacity	8 x 15 ml	8 x 15 ml	8 x 15 ml
Cat. No.	1800	1802	1810

IVD

EBA 270

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec rotor libre 6 places inclus
- Niveau sonore: 51 dB(A)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



RPM max.	4.000 min ⁻¹
ACR max.	2.254
Capacité max.	6 x 15 ml
Poids (env.)	14 kg
Réf.	2300

IVD

EBA 280 | 280 S

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec changement de rotor rapide
- 6 rotors disponibles
- 9 programmes



	EBA 280	EBA 280 S
RPM max.	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
ACR max.	4.146	5.071
Capacité max.	6 x 50 ml	6 x 50 ml
Poids (env.)	12 kg	12 kg
Réf.	1101	1102

IVD

HAEMATOKRIT 200

- Conforme IVDR selon la norme 98/79/EC
- Détermination des hématocrites en seulement 7 minutes
- Centrifugeuse hématocrite compacte et puissante



RPM max.	13.000 min ⁻¹
ACR max.	16.060
Capacité max.	24 capillaires
Poids (env.)	10 kg
Réf.	1801

IVD

MIKRO 185

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Microcentrifugeuse compacte et puissante
- 4 rotors au choix
- Niveau sonore: 54 dB(A) avec rotor 1252-A



RPM max.	14.000 min ⁻¹
ACR max.	18.845
Capacité max.	24 x 2 ml
Poids (env.)	11 kg
Réf.	1203

IVD

MIKRO 200 | 200 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 4 rotors au choix
- 4 programmes
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



	MIKRO 200	MIKRO 200 R
RPM max.	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
ACR max.	21.382	21.382
Capacité max.	30 x 2 ml	30 x 2 ml
Poids (env.)	11,5 kg	28 kg
Réf.	2400	2405

IVD

MIKRO 220 | 220 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 8 rotors au choix
- 9 programmes
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



	MIKRO 220	MIKRO 220 R
RPM max.	18.000 min ⁻¹	18.000 min ⁻¹
ACR max.	31.514	31.514
Capacité max.	60 x 2 ml	60 x 2 ml
Poids (env.)	21 kg	42 kg
Réf.	2200	2205

IVD MD

ROTOFIX 32 A

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 9 rotors au choix
- Niveau sonore: 52 dB(A) (rotor 1628)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



	ROTOFIX 32 A	ROTOFIX 32 A (MD)
RPM max.	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
ACR max.	4.226	4.226
Capacité max.	4 x 100 ml	4 x 100 ml
Poids (env.)	23 kg	23 kg
Réf.	1206	1207

IVD

UNIVERSAL 320 | 320 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 18 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- Niveau sonore: 48 dB(A) (rotor 1611)



	UNIVERSAL 320	UNIVERSAL 320 R
RPM max.	16.000 min ⁻¹	16.000 min ⁻¹
ACR max.	24.900	24.900
Capacité max.	4 x 200 ml	4 x 200 ml
Poids (env.)	31 kg	52 kg
Réf.	1401	1406

IVD

ROTINA 380 | 380 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 8 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- 98 programmes



	ROTINA 380	ROTINA 380 R
RPM max.	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 290 ml	4 x 290 ml
Poids (env.)	51 kg	81 kg
Réf.	1701	1706

IVD

ROTINA 420 | 420 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 5 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- 98 programmes



	ROTINA 420	ROTINA 420 R
RPM max.	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 600 ml	4 x 600 ml
Poids (env.)	75 kg	108 kg
Réf.	4701	4706

MD

ROTANTA 460 | 460 R

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 8 rotors au choix
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



	ROTANTA 460	ROTANTA 460 R
RPM max.	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	101 kg	141 kg
Réf.	5650	5660

GP

ROTOFIX 46 | 46 H

- Centrifugeuse industrielle robuste et polyvalente
- Niveau sonore : 38 dB(A) (rotor 4619)
- 4 rotors au choix
- Modèle 46 H chauffant jusqu'à +90° C



	ROTOFIX 46	ROTOFIX 46 H
RPM max.	4.000 min ⁻¹	2.000 min ⁻¹
ACR max.	3.095	984
Capacité max.	4 x 290 ml	4 x 100 ml
Poids (env.)	60 kg	60 kg
Réf.	4600	4600-50

MD

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 8 rotors au choix
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



	ROTANTA 460 RC	ROTANTA 460 RF
RPM max.	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	140 kg	164 kg
Réf.	5670	5675

MD

ROTIXA 500 RS

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 5 rotors au choix
- 89 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



RPM max.	11.500 min ⁻¹
ACR max.	18.038
Capacité max.	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	ca. 219 kg
Réf.	4950

MD

ROTO SILENTA 630 RS

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 3 rotors au choix
- 89 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



RPM max.	6.000 min ⁻¹
ACR max.	6.520
Capacité max.	6 x 2.000 ml
Poids (env.)	ca. 355 kg
Réf.	5005

IVD

ROTOLAVIT II

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Lave-cellule automatique pour tests sérologiques
- 2 rotors au choix
- Programmation aisée sur écran tactile



RPM max.	3.500 min ⁻¹
ACR max.	1.438
Capacité max.	24 x 5 ml
Poids (env.)	24,5 kg
Réf.	1008-00

GP

ZENTRIMIX 380 R

- Centrifugeuse double innovante
- Homogénéisation, mélange et broyage efficaces et de meuler avec un seul appareil
- Peut également être utilisée comme une centrifugeuse standard refroidie



RPM max.	2.500 min ⁻¹
ACR max.	1.048
Capacité max.	6 x 50 ml
Poids (env.)	81,5 kg
Réf.	3200

IVD

CENTRIFUGEUSES ROBOTIQUE

- Plus de 25 ans d'expérience et de leadership sur le marché dans le domaine des centrifugeuses automatisées
- 4 modèles disponibles en différentes tailles
- Vaste gamme d'accessoires standard



GP

HETTCUBE 60 | 120

- Petits incubateurs avec une précision max. de la température jusqu'à + 65 °C
- Disponible avec convection naturelle ou forcée
- Homogénéité de la température



	HC 60 convection naturelle	HC 60 convection forcée	HC 120 convection naturelle	HC 120 convection forcée
Dimensions (mm)	590 x 620 x 710	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850
Volume intérieur	56	112	112	112
Étagères max.	5	5	7	7
Réf.	69601-10	69601-20	61201-10	61201-20

IVD

HETTCUBE 200 | 400 | 600

- Incubateur avec une plage de température de 1 K (°C) supérieure à la température ambiante jusqu'à +65 °C
- Ecran tactile à commande intuitive et réglages individuels
- Contrôle de la température constant et homogène par un flux d'air doux



	HettCube 200	HettCube 400	HettCube 600
Dimensions (mm)	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
Volume intérieur	150 l	310 l	520 l
Volume utile validé	82 l	199 l	351 l
Réf.	62000	64000	66000

IVD

HETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Incubateur réfrigéré avec une plage de température de 0 °C à + 65 °C
- Ecran tactile à commande intuitive avec programmation hebdomadaire et fonction jours fériés
- Espace utilisable maximum validé sur faible empreinte au sol



	HettCube 200 R	HettCube 400 R	HettCube 600 R
Dimensions (mm)	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
Volume intérieur	150 l	310 l	520 l
Volume utile validé	82 l	199 l	351 l
Réf.	62005	64005	66005

MD Dispositif médical selon (EU) 2017/745

IVD Conforme IVDR selon (EU) 2017/746

GP General Purpose Version



Développé et fabriqué
en Allemagne



Ø Durée de vie du
plus de 7 ans



Pièces de rechange et service
pendant de nombreuses années



Conseils personnels
et rapides



Entièrement testé et
produits certifiés