

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ HETTICH



РУЧНАЯ ЦЕНТРИФУГА

- Не требует электричества
- Не требует технического обслуживания
- Выбор из 2 роторов
- Зажимное устройство для простого крепления к столу



макс. RPM	3,000 мин ⁻¹
макс. RCF	1,298
макс. вместимость	4 x 15 мл
вес	0,9 кг
Кат.№	1011

IVD MD

EBA 200 | 200 S

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746 или Медицинское изделие согласно директиве (EC) 2017/745
- Малая центрифуга с 8-местным угловым ротором
- Макс. уровень шума ≤ 50 дБ(А)



	EBA 200	EBA 200 S	EBA 200 (MD)
макс. RPM	6.000 мин ⁻¹	8.000 мин ⁻¹	6.000 мин ⁻¹
макс. RCF	3.461	6.153	3.461
макс. вместимость	8 x 15 мл	8 x 15 мл	8 x 15 мл
Кат.№	1800	1802	1810

IVD

EBA 270

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Малая центрифуга с 6-местным горизонтальным ротором
- Макс. уровень шума 51 дБ(А)
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



макс. RPM	4,000 мин ⁻¹
макс. RCF	2,254
макс. вместимость	6 x 15 мл
вес	14 кг
Кат.№	2300

IVD

EBA 280 | 280 S

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Малая центрифуга с системой быстрой смены роторов
- Выбор из 6 роторов



	EBA 280	EBA 280 S
макс. RPM	6,000 мин ⁻¹	6,000 мин ⁻¹
макс. RCF	4,146 5,071	4,146 5,071
макс. вместимость	6 x 50 мл	6 x 50 мл
вес	12 кг	12 кг
Кат.№	1101	1102

IVD

HAEMATOKRIT 200

- Определение гематокрита за 7 минут
- Соответствие IVD согласно 98/79/EC
- Макс. уровень шума 56 дБ(А) с ротором 2056
- Компактная, высокопроизводительная центрифуга



макс. RPM	13,000 мин ⁻¹
макс. RCF	16,060
макс. вместимость	24 капилляра
вес	10 кг
Кат.№	1801

IVD

MIKRO 185

- Компактная, мощная центрифуга для микрообъемов
- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Макс. уровень шума 54 дБ(А) с ротором 1252-A



макс. RPM	14,000 мин ⁻¹
макс. RCF	18,845
макс. вместимость	24 x 2 мл
вес	11 кг
Кат.№	1203

IVD

MIKRO 200 | 200 R

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Выбор из 3 роторов
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



	MIKRO 200	MIKRO 200 R
макс. RPM	15,000 мин ⁻¹	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	21,382	21,382
макс. вместимость	30 x 2 мл	30 x 2 мл
вес	11,5 кг	28 кг
Кат.№	2400	2405

IVD

MIKRO 220 | 220 R

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Выбор из 7 роторов
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



	MIKRO 220	MIKRO 220 R
макс. RPM	18,000 мин ⁻¹	18,000 мин ⁻¹
макс. RCF	31,514	31,514
макс. вместимость	60 x 2 мл	60 x 2 мл
вес	21 кг	42 кг
Кат.№	2200	2205

IVD MD

ROTOFIX 32 A

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746 или Медицинское изделие согласно директиве (EC) 2017/745
- Макс. уровень шума 52 дБ(А) с ротором 1628



	ROTOFIX 32 A	ROTOFIX 32 A (MD)
макс. RPM	6,000 мин ⁻¹	6,000 мин ⁻¹
макс. RCF	4,226	4,226
макс. вместимость	4 x 100 мл	4 x 100 мл
вес	23 кг	23 кг
Кат.№	1206	1207

IVD

UNIVERSAL 320 | 320 R

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Выбор из 18 роторов
- 9 независимых профилей разгона и 10 профилей торможения



	UNIVERSAL 320	UNIVERSAL 320 R
макс. RPM	16,000 мин ⁻¹	16,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,900	24,900
макс. вместимость	4 x 200 мл	4 x 200 мл
вес	31 кг	52 кг
Кат.№	1401	1406

IVD

ROTINA 380 | 380 R

- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Выбор из 8 роторов
- 9 независимых профилей разгона и 10 профилей торможения



	ROTINA 380	ROTINA 380 R
макс. RPM	15,000 мин ⁻¹	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400	24,400
макс. вместимость	4 x 290 мл	4 x 290 мл
вес	51 кг	81 кг
Кат.№	1701	1706

IVD

ROTINA 420 | 420 R

- 9 независимых профилей разгона и 10 профилей торможения
- Соответствие IVDR согласно (EC) 2017/746
- Выбор из 5 роторов



	ROTINA 420	ROTINA 420 R
макс. RPM	15,000 мин ⁻¹	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400	24,400
макс. вместимость	4 x 600 мл	4 x 600 мл
вес	75 кг	108 кг
Кат.№	4701	4706



MD

ROTANTA 460 | 460 R

- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения
- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 8 роторов




	ROTANTA 460	ROTANTA 460 R
макс. RPM	15,000 мин ⁻¹	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400	24,400
макс. вместимость	4 x 750 мл	4 x 750 мл
вес	101 кг	141 кг
Кат.№	5650	5660

GP

ROTOFIX 46 | 46 H

- ROTOFIX 46 H с нагревом до + 90 °C
- Надежная настольная центрифуга для различных методик
- Макс. уровень шума 38 дБ(А) с ротором 4619



	ROTOFIX 46	ROTOFIX 46 H
макс. RPM	4,000 мин ⁻¹	2,000 мин ⁻¹
макс. RCF	3,095	984
макс. вместимость	4 x 290 мл	4 x 100 мл
вес	60 кг	60 кг
Кат.№	4600	4600-50

MD

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 8 роторов
- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения



	ROTANTA 460 RC	ROTANTA 460 RF
макс. RPM	15,000 мин ⁻¹	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400	24,400
макс. вместимость	4 x 750 мл	4 x 750 мл
вес	140 кг	164 кг
Кат.№	5670	5675

MD

ROTIXA 500 RS

- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 5 роторов
- 89 сохраняемых программ
- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения



макс. RPM	11,500 мин ⁻¹
макс. RCF	18,038
макс. вместимость	4 x 1,000 мл
вес	са. 219 кг
Кат.№	4950

MD

ROTO SILENTA 630 RS

- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 3 роторов
- 89 сохраняемых программ
- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения



макс. RPM	6,000 мин ⁻¹
макс. RCF	6,520
макс. вместимость	6 x 2,000 мл
вес	са. 355 кг
Кат.№	5005

IVD

ROTOLAVIT II

- Интуитивно понятный сенсорный экран
- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 2 роторов
- Автоматическая система отмывки клеток для серологических исследований



макс. RPM	3,500 мин ⁻¹
макс. RCF	1,438
макс. вместимость	24 x 5 мл
вес	24,5 кг
Кат.№	1008-00

GP

ZENTRIMIX 380 R

- Возможно использование в качестве центрифуги с охлаждением
- Инновационная технология
- Гомогенизация, смешивание и измельчение в одном устройстве



макс. RPM	2,500 мин ⁻¹
макс. RCF	1,048
макс. вместимость	6 x 50 мл
вес	81,5 кг
Кат.№	3200

IVD

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРИФУГИ

- Доступны 4 модели разной производительности
- Лидер мирового рынка с более чем 25-летним опытом в автоматизации центрифугирования
- Широкий ассортимент стандартных принадлежностей



GP

NETTCUBE 60 | 120

- Инкубаторы с максимальной точностью до + 65 °C
- С возможностью конвекции естественная или принудительная
- Интуитивно понятный сенсорный экран



	HC 60 natural convection	HC 60 forced convection	HC 120 natural convection	HC 120 forced convection
внешние габариты	590 x 620 x 710	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850
внутренний объем	56	112	112	112
Макс. лотки	5	5	7	7
Кат.№	69601-10	69601-20	61201-10	61201-20

IVD

NETTCUBE 200 | 400 | 600

- Равномерное и однородное распределение температуры, благодаря мягкому воздушному потоку
- Инкубатор с диапазоном температур + 1 °C выше окружающей среды до + 65 °C
- Максимум полезного пространства при малой занимаемой площади



	HettCube 200	HettCube 400	HettCube 600
внешние габариты	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
внутренний объем	150 л	310 л	520 л
полезный объем	82 л	199 л	351 л
Кат.№	62000	64000	66000

IVD

NETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Равномерное и однородное распределение температуры
- Инкубатор с охлаждением, диапазон температур от 0 °C до + 65 °C
- Функция настройки снижения температуры в выходные и праздничные дни
- Сенсорный экран 4.3 дюйма



	HettCube 200 R	HettCube 400 R	HettCube 600 R
внешние габариты	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
внутренний объем	150 л	310 л	520 л
полезный объем	82 л	199 л	351 л
Кат.№	62005	64005	66005

MD Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745

IVD Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746

GP General purpose Version



Разработано и
произведено в Германии



Ø Срок службы
продукции более 7 лет



Запасные части и сервис на
долгие годы



Более 100 обученных
партнеров по всему миру



Соответствие IVDR или
MDR