

KLEINZENTRIFUGEN

HANDZENTRIFUGE

LÄSST SICH ÜBERALL UND OHNE STROM BETREIBEN

Die flexible Handzentrifuge lässt sich mittels einer Klemmvorrichtung einfach an jeder Tischplatte befestigen und ohne Strom betreiben. Durch ihr selbstschmierendes Getriebe ist sie wartungsfrei.



HIGHLIGHTS

- max. RPM: 3.000 min⁻¹
- max. RCF: 1.298
- max. Kapazität: 4 x 15 ml
- Stromunabhängig
- Wartungsfrei durch selbstschmierendes Getriebe
- Klemmvorrichtung zur einfachen Tischbefestigung
- Zwei Rotoren zur Auswahl

TECHNISCHE DATEN

	HANDZENTRIFUGE ohne Rotor	Ausschwingrotor, 4-fach	Ausschwingrotor, 4-fach
Winkel	-	90°	50°
max. Kapazität	-	4 x 15 ml (nur konisch)	4 x 15 ml
max. RPM	-	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
max. RCF	-	1.298	1.077
Maße (BxTxH)	140x175x285 mm	-	-
Gewicht	ca. 0,9 kg	-	-
Bestell-Nr.	1011	1014	1025

UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN

