

CENTRÍFUGAS PEQUEÑAS

CENTRÍFUGA MANUAL

PUEDA UTILIZARSE EN CUALQUIER LUGAR Y SIN CORRIENTE

Esta centrífuga flexible y práctica puede sujetarse con facilidad a cualquier tablero de mesa mediante un dispositivo de apriete, haciéndola funcionar sin corriente eléctrica. Gracias a su engranaje autolubricante prácticamente no requiere mantenimiento.



HIGHLIGHTS

- RPM máx: 3.000 min⁻¹
- RCF máx: 1.298
- Capacidad máx: 4 x 15 ml
- Independiente
- Libre de mantenimiento debido al sistema de auto lubricación
- Dispositivo de sujeción para montaje simple
- Elección de 2 Rotores

DATOS TÉCNICOS

	CENTRÍFUGA MANUAL sin rotor	Rotor oscilante, 4 posiciones	Rotor oscilante, 4 posiciones
Angulo de Sedimentación	-	90°	50°
Capacidad máx.	-	4 x 15 ml (solamente cónicos)	4 x 15 ml
RPM máx.	-	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
RCF máx.	-	1.298	1.077
Dimensiones (An x P x A)	140x175 x 285 mm	-	-
Peso	aprox. 0,9 kg	-	-
Nº referencia	1011	1014	1025

CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

