

НАПОЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ

— ROTO SILENTA 630 RS

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ОБЪЕМОВ ДО 12 ЛИТРОВ

Центрифуга ROTO SILENTA 630 RS создана для максимально эффективного центрифугирования мешков с кровью. Она способна разместить до 12 мешков с кровью или до 12 литров образцов. Также доступны варианты комплектации с 4- и 6-местными роторами, что позволяет выполнять самые разные задачи. При применении в промышленных или научно-исследовательских лабораториях ROTO SILENTA способна вместить до 6 сосудов объемом до 2 000 мл.

Данная модель поддерживает функцию охлаждения в диапазоне от -20 °C до +40 °C.



— ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- RPM: 50 - 6 000 мин⁻¹
Регулируется с шагом 10
- RCF: 50 - 6 520
Регулируется с шагом 1
- Макс. вместимость: 6 x 2 000 мл
- Лучший выбор среди центрифуг для службы крови
- Выбор из 3 роторов
- Зарегистрированное медицинское изделие
- Простое управление с помощью клавиатуры и поворотной ручки
- 89 программ для большей индивидуализации
- 9 профилей разгона + 19 профилей торможения
- Охлаждение от -20 до +40 °C, с функцией предварительного охлаждения
- Система протоколирования данных (опционально)

— ОСОБЕННОСТИ

- Металлические корпус и крышка
- Большое смотровое окно в крышке
- Возможность закрытия крышки одной рукой с помощью электрического привода
- Защита от падения крышки
- Аварийная разблокировка
- Камера центрифуги из нержавеющей стали
- Автоматическое распознавание ротора
- Бесщеточный привод
- Индикация ошибок
- Отображение температуры в °C и °F
- Контроль дисбаланса и отключение при его возникновении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROTO SILENTA 630 RS ^{*)}

С ОХЛАЖДЕНИЕМ

напряжение ^{*)}	400 В 3 ~ + N
частота	50 – 60 Гц
потребляемая мощность	9 700 ВА
излучение помех, помехоустойчивость	EN / IEC 61326-1, класс B
макс. вместимость	6 x 2 000 мл
макс. RPM	6 000 мин ⁻¹
макс. RCF	6 520
время работы	1 – 999 мин: 59 сек, ∞ непрерывная работа
габариты (Ш x Г x В)	813 x 1 015 x 973 мм
вес	ок. 355 кг
температурный диапазон, бесступенчатый	от -20 до +40 °C
Кат. №	5005
208 – 220 В +6 / -10 % 3- (+N) + PE, с внутренним трансформатором	5005-08
потребляемая мощность	9 000 ВА
вес	ок. 401 кг

^{*)} Другие параметры напряжения по запросу.

^{*)} Другие модели по запросу.

РАЗМЕРЫ

