


Ausschwingrotor, 4-fach | 1554



- 1) Für gekühlte Versionen: Niedrigste Temperatur bei Vorkühlung und max. Drehzahl erreichbar.
- 2) Angegebene RCF Werte beziehen sich nur auf die Leistung der Rotoren. Die max. RCF für die einsetzbaren Zentrifugiergefäß, ist beim Hersteller der Röhrchen zu erfragen. Für die mit Fußnote 2) gekennzeichneten Glasröhrchen beträgt die max. RCF 4.000.
- 3.2) Bei Verwendung dieser Gefäße ist Gehänge 1560 nicht mit Deckel 1561 verschließbar
- 4) Bitte Einlagen entfernen.
- 5) TÜV-geprüft nach DIN EN 61010, Teil 2-020.
- 6) Ein Gummistopfen zum Verschließen des Gefäßes beim Schütteln oder Mischen. Bestell-Nr. 0535 erhältlich. Die Gefäße dürfen nicht mit Stopfen zentrifugiert werden.
- 14) Mit Nachrüstsatz E3922 und Deckel 1561 kann Gehänge 1565 nachträglich zu Gehänge 1560 mit Einhand-Bügelverschluss umgerüstet werden.