



NIEUW MIKRO 2.0 | 2.0 R

Actie:
50% korting
op de rotor**

Ontdek de toekomst van monsterverwerking! Onze nieuwste microlitercentrifuge zet nieuwe normen in onderzoek. De MIKRO 2.0 is ontworpen voor maximale precisie en veelzijdigheid en ondersteunt uw wetenschappelijke doorbraken en versnelt de weg naar nieuwe ontdekkingen. Of u nu werkzaam bent in de moleculaire biologie, biochemie, celbiologie of andere vakgebieden, deze centrifuge biedt u de snelheid, flexibiliteit en precisie die u nodig hebt voor uw werk.

- ✓ **Hoogste centrifugale krachten:** Max. 25.000 RCF voor snelle en efficiënte scheiding.
- ✓ **Eenvoudige bediening:** Nieuwe gebruikersinterface met 3.5-inch TFT-display met hoge resolutie en individueel aanpasbare programma's voor reproduceerbare resultaten.
- ✓ **Compact ontwerp:** Deze Mikro 2.0 en de 2.0 R zijn nog compacter dan de vorige modellen.
- ✓ **Veelzijdige rotorkeuze:** Flexibiliteit voor de meest uiteenlopende monstersformaten, zoals microliter, cryobuisjes en PCR-strips met een monstervolume van 0.2 - 5 ml.
- ✓ **Waardevolle functies:** Zoals een snelwisselbaar rotorsysteem, een snel ontgrendeling en NFC-rotorherkenning.
- ✓ **Natuurlijk koelmiddel:** De Mikro 2.0 R heeft het milieuvriendelijke koelmiddel R290.

Deze Mikro 2.0 (of gekoelde versie Mikro 2.0 R) is uitermate geschikt voor onderzoek, diagnostiek* en routine laboratoria*.

*Dit is het GP-model, de IVDR-versie is eind 2025 beschikbaar.

ANGLE ROTORS



Angle rotor, 24-place

angle

45°

max. RPM

16,100 min⁻¹

max. capacity

24 x 2.0 ml



Angle rotor, 24-place
for spin column kits

45°

14,600 min⁻¹

24 x spin columns



Angle rotor, 20-place
for cryo tubes

45°

14,600 min⁻¹

20 x cryo tubes



Angle rotor, 12-place

45°

14,900 min⁻¹

12 x 5 ml



Angle rotor, 8-place

45°

15,400 min⁻¹

8 x 8 PCR strips

ACTIEVOORWAARDEN MIKRO 2.0 & 2.0 R (GP-model)

**** De 50% korting op de rotor geldt alleen op het moment van aanschaf van een Mikro 2.0 of 2.0 R.**

- De actie loopt, bij bestelling, tussen 14 juli en 1 november 2025.
- In de actieperiode geldt de actie alleen voor het GP-model Mikro 2.0 en 2.0 R.
- Levertijd bedraagt ca. 2-3 weken na opdrachtbevestiging.
- De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
- De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken.
- De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires.
- Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk.
- Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op met uw accountmanager.
- De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
- Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing.
- Deze actie is alleen geldig in Nederland bij Hettich Benelux.
- Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen.