



NIEUW MIKRO 2.0 | 2.0 R

Actie:
50% korting
op de rotor**

Ontdek de toekomst van monsterverwerking! Onze nieuwste microlitercentrifuge zet nieuwe normen in onderzoek. De MIKRO 2.0 is ontworpen voor maximale precisie en veelzijdigheid en ondersteunt uw wetenschappelijke doorbraken en versnelt de weg naar nieuwe ontdekkingen. Of u nu werkzaam bent in de moleculaire biologie, biochemie, celbiologie of andere vakgebieden, deze centrifuge biedt u de snelheid, flexibiliteit en precisie die u nodig hebt voor uw werk.

- ✓ **Hoogste centrifugale krachten:** Max. 25.000 RCF voor snelle en efficiënte scheiding.
- ✓ **Eenvoudige bediening:** Nieuwe gebruikersinterface met 3.5-inch TFT-display met hoge resolutie en individueel aanpasbare programma's voor reproduceerbare resultaten.
- ✓ **Compact ontwerp:** Deze Mikro 2.0 en de 2.0 R zijn nog compacter dan de vorige modellen.
- ✓ **Veelzijdige rotorkeuze:** Flexibiliteit voor de meest uiteenlopende monstersformaten, zoals microliter, cryobuisjes en PCR-strips met een monstervolume van 0.2 - 5 ml.
- ✓ **Waardevolle functies:** Zoals een snelwisselbaar rotorsysteem, een snel ontgrendeling en NFC-rotorherkenning.
- ✓ **Natuurlijk koelmiddel:** De Mikro 2.0 R heeft het milieuvriendelijke koelmiddel R290.

Deze Mikro 2.0 (of gekoelde versie Mikro 2.0 R) is uitermate geschikt voor onderzoek, diagnostiek* en routine laboratoria*.

*Dit is het GP-model, de IVDR-versie is eind 2025 beschikbaar.

ANGLE ROTORS



Angle rotor, 24-place

angle

45°

max. RPM

16,100 min⁻¹

max. capacity

24 x 2.0 ml



Angle rotor, 24-place
for spin column kits

45°

14,600 min⁻¹

24 x spin columns



Angle rotor, 20-place
for cryo tubes

45°

14,600 min⁻¹

20 x cryo tubes



Angle rotor, 12-place

45°

14,900 min⁻¹

12 x 5 ml



Angle rotor, 8-place

45°

15,400 min⁻¹

8 x 8 PCR strips